

体外診断用医薬品集

2025年4月版(2025年5月修正版)

見本

- ・ 体外診断用医薬品一覧
- ・ 検体検査用医療機器・試薬一覧
- ・ その他の検体検査用試薬一覧

一般社団法人 日本臨床検査薬協会

凡 例

1. 体外診断用医薬品集の範囲と構成

体外診断用医薬品集は、下記の3部で構成されています。各一覧に記載されている体外診断用医薬品等の範囲は(1)～(3)の通りです。

- ・体外診断用医薬品一覧
- ・検体検査用医療機器・試薬一覧
- ・その他の検体検査用試薬一覧

(1) 体外診断用医薬品一覧

現在、日本国内で販売されている体外診断用医薬品および体外診断用医薬品の補助試薬のうち、2024年9月までに（一社）日本臨床検査薬協会 会員企業^{※1}から提供された承認（認証・届出）情報および製品情報(JANコード・製品番号等)を掲載しました。補助試薬には、体外診断用医薬品に係る体外診以外の試薬、標準品や精度管理用試料（コントロール試料）、その他の消耗品(専用)等が含まれます。現在承認を得ている体外診断用医薬品が全て記載されているものではありません。

※1 グループ企業を含みます。

(2) 検体検査用医療機器・試薬一覧

現在日本国内で販売もしくは稼働している検体検査用医療機器[※]で用いられる試薬のうち、2024年9月までに（一社）日本臨床検査薬協会 会員企業から提供された情報を掲載しました。検体検査用医療機器の構成試薬として届出されている試薬や検体検査用医療機器の補助試薬が含まれます。試薬類は使用する装置ごとに掲載し、複数項目で使用する共通試薬や補助試薬も掲載されています。体外診断用医薬品一覧との重複があります。

※販売中止の検体検査用医療機器も含まれており、その場合は、備考欄にその旨の記載があります。届出廃止後の装置の場合、記載されている届出番号等は、届出廃止前の届出番号等となります。

(3) その他の検体検査用試薬一覧

検体検査用医療機器を使用しない試薬のうち、2024年9月までに（一社）日本臨床検査薬協会 会員企業から提供された製品情報を掲載しました。染色液や培地などが該当します。

2. 掲載方法

(1) 掲載項目と分類

掲載項目は、表1の通りです。体外診断用医薬品の掲載順は、本書で設定した分類に従っています。

検査分類に従い、10分野（表2）に大別し、検査項目分類(中分類・小分類)を設定、検査項目・JMDNコードごとに掲載しています。必要に応じて、測定法（病理学的検査は項目）による分類を加えました。複数の一般的名称がある検査項目は、項目内で一般的名称ごとに掲載しましたが、多項目尿試験紙(シリーズ申請品を含む)、病理学的検査および一般用検査薬（OTC）は独立掲載としました(表3)。検査項目分類、測定法分類は別紙を参照してください。

（注意）

1) 本書では、『一般的名称：SARS コロナウイルス核酸キット JMDNコード 84014000』該当品から SARS-CoV-2 対応試薬を分けて掲載しました。

HH01 病原体核酸検査：SARS コロナウイルス核酸キット【SARS-CoV-2】

2) SARS コロナウイルス核酸キットと同様に、『一般的名称：トロポニンキット JMDNコード 30266000』はトロポニン T とトロポニン I、『一般的名称：前立腺特異抗原キット JMDNコード 37286000』は PSA と S2,3PSA%を分けて掲載しました。

3) 本書では、体外診断用医薬品の補助試薬として医療機器（主に医科用捲綿子）が掲載されています。その場合、体外診断用医薬品の承認番号等の欄に医療機器の承認番号等が記載されていることがあります（JMDNコードは記載されていません）。

表 1 掲載項目

販売名	キットの構成・価格 (希望小売価格)	JMDN コード (シリーズ検査)
製造販売会社名	JAN コード	JMDN コード (キット)
販売会社名	製品番号	備考
検体の種別	承認・認証・届出番号	POCT
貯法・有効期間	承認・認証・届出年月日	

表 2 体外診断用医薬品集 大分類

体外診断用医薬品集 大分類	参考 一般的名称通知 現行大分類
AA 尿・糞便等一般検査	汎用検査用試薬
BB 血液学的検査	血液学的検査用試薬
CC 生化学的検査 I	生化学的検査用試薬
DD 生化学的検査 II	免疫学的検査用試薬
EE 免疫学的検査	内分泌検査用試薬
FF 輸血関連検査	細菌学的検査用試薬
GG 微生物学検査	免疫組織学的検査用試薬
HH 遺伝子関連・染色体検査	一般用検査薬 (OTC)
KK 病理学的検査	
OTC 一般用検査薬	

表 3 体外診断用医薬品集 分類例

体外診断用医薬品集 分類表					参考：一般的名称通知 (旧体外診断用医薬品集分類)
大分類	中分類	小分類	一般的名称(項目名) ※1	JMDN コード	大分類
DD 生化学的検査 II	DD01 免疫化学検査 内分泌検査	視床下部・下垂体ホルモン	黄体形成ホルモンキット(LH)	38246002	汎用検査用試薬
DD 生化学的検査 II	DD01 免疫化学検査 内分泌検査	視床下部・下垂体ホルモン	血液検査用黄体形成ホルモンキット(LH)	38246001	内分泌検査用試薬
DD 生化学的検査 II	DD01 免疫化学検査 内分泌検査	視床下部・下垂体ホルモン	自己検査用黄体形成ホルモンキット	30515003	内分泌検査用試薬
KK 病理学的検査	KK01 免疫組織化学検査	性腺・胎盤ホルモンおよび結合蛋白 ※2	組織検査用性腺ホルモンキット	30628082	免疫組織学的検査用試薬
OTC 一般用検査薬	OTC 一般用検査薬	視床下部・下垂体ホルモン	一般用黄体形成ホルモンキット(LH)	88001000	一般用検査薬 (OTC)

※1 (項目名)は、本書用に補足として追記したものを含みます。

※2 免疫組織化学検査の一般的名称は、複数項目が対象になっています。小分類は一般的名称を参考に設定しました。

(2) 掲載方法

- ・掲載製品は、一承認（認証、届出）一品目ごとに掲載しました。
- ・シリーズ申請品は承認（認証、届出）されている構成製品ごとに該当する JMDN コードに応じた箇所に掲載されています。
- ・一品目で複数の JMDN コードを有する場合（マルチ試薬）には、それぞれの JMDN コードに対応した個所に掲載されています。
- ・2022 年 10 月版から、マルチ試薬がどの項目で承認（認証・届出）されているかが分るように大分類毎に対応する JMDN の一覧表を作成し、各分類の最後に掲載しました。
複数の分類に亘る場合には、それぞれの分類に掲載しました。
- ・キット品は一キットを一品目として掲載し、その構成試薬が単独で販売されている場合には、使用単位がわかるように構成試薬を組み合わせで掲載しました。
- ・尿試験紙、薬剤感受性試薬およびアレルゲン特異 IgE 試薬は、製品一覧に加え構成内容をまとめた表を掲載しました。
- ・2 項目以上に対応する標準品・コントロールは、検査分類ごとの一覧にまとめました。
- ・『検体検査用医療機器・試薬一覧』は、装置の一般的名称、検体検査用医療機器ごとに掲載しました。
- ・『その他の検体検査用試薬一覧』は、使用目的ごとに該当する試薬を掲載しました。品目の掲載方法は、体外診断用医薬品一覧と同様です（承認・認証・届出にかかわる欄の記載がない場合もあります）。

3. 記載内容の用語・表現など

基本的な記載事項は次のとおりです（ただし、分野により適宜記載事項および記載様式を変えた部分があります）。

・販売名

製造販売承認、製造販売認証を得た、または製造販売届出を行った販売名を記載しました。

・製造販売会社、販売会社

製造販売会社は、製造販売承認、製造販売認証を得た、または製造販売届出を行った会社名（製造販売元）を記載しました。なお、外国特例承認の場合は、その承認取得者を製造販売会社として記載し、選任製造販売業者を（選任）として併記しました。

製造販売会社以外が販売を行っている場合は、販売会社を記載しました。会社名については、略名で記載しました。

・検体の種別

製造販売承認、製造販売認証を得た、または製造販売届出を行った内容に基づき記載しました。

・貯法・有効期間

製造販売承認、製造販売認証を得た、または製造販売届出を行った内容に基づき記載しました。構成試薬ごとに販売している場合は個々に記載しました。

・包装・価格

キット及び構成試薬ごとに販売している包装規格と希望小売価格を記載しました。代表的な包装規格のみの記載や希望小売価格が記載されていない場合もあります。

・JAN コード

各製品に対応した JAN コードが記載されています。JAN コードでの運用がされていない製品等、空欄になっている場合があります。
また、この欄は製造販売元のコードの場合と販売元のコードの場合があります。

・製品番号

販売会社が独自に製品に付記している番号で、同一販売名で複数の包装形態がある場合には複数記載されています。製品コードでの運用がされていない製品等、空欄になっている場合があります。

・承認・認証・届出番号

製造販売承認番号、製造販売認証番号、製造販売届出番号を記載しました。

・承認・認証・届出年月日(年月)

製造販売承認、製造販売認証を得た日、または製造販売届出を行った日を記載しました。

・JMDN コード：一般的名称コード番号

・POCT

POCT (Point of Care Testing : 簡易迅速検査)欄は、会員企業の判断※1 により POCT に該当する場合に、1. 装置不要、2.装置可、3.装置必須の何れかを記載しました※2。

※1 POCT 該当、非該当の定義が定められていないため会員企業の判断としました。

※2 装置不要：装置を必要としない検査試薬

装置可 : 装置を使用しても使用しなくても測定(判定)ができる検査試薬

装置必須：装置が必要な検査試薬

4. その他

(1) 文献等の請求について

掲載各品目に関する事項や文献請求は、各社へ直接お願いします。

(2) 掲載企業一覧：別紙に記載

・2024 年 4 月版以降 体外診断用医薬品集の社名を変更・統合した企業

新 社 名	旧 社 名	備 考
PHC 株式会社	株式会社 LSI メディエンス※1	2024 年 4 月版から統合
キヤノンメディカルダイアグノスティックス株式会社	ミナリスメディカル株式会社	2025 年 4 月版から社名変更

※1 診断薬・機器事業

・2024 年 4 月版以降 掲載を開始した企業

社 名	備 考
株式会社フォラケア・ジャパン	2025 年 4 月版から追加
株式会社キュービクス	2024 年 10 月版から追加
興和株式会社	2024 年 4 月版から追加

(3) 編集・発刊

編集・発刊：一般社団法人日本臨床検査薬協会

掲載されている情報等は著作権により保護されております。著作権者の許可なく内容の全て、または一部をいかなる手段においても複製・転載・流用・転売・複写等することを固く禁じます。

別紙

－項目分類－

2023 年 10 月現在

大分類	中分類	項目 コード	小分類
AA 尿・糞便等一般検査	AA 01 尿・一般検査	1A,2A	
	AA 02 糞便等検査	1B	
	AA 99 その他	1Z	
BB 血液学的検査	BB 01 血球算定・血液細胞形態検査	2A	
	BB 02 凝固・線溶関連検査	2B	
	BB 99 その他	2Z	
CC 生化学的検査Ⅰ	CC 01 生化学検査	3A	蛋白・膠質反応
		3B	酵素および関連物質
		3C	低分子窒素化合物
		3D	糖質および関連物質
		3E	有機酸
		3F	脂質および関連物質
		3G	ビタミンおよび関連物質
		3H	電解質・血液ガス
		3I	生体微量元素（3K）
		3J	生体色素関連物質
	CC 02 薬物検査	3L,3M	薬物
	CC 99 その他の生化学検査	3Z	その他（負荷試験・機能試験）
DD 生化学的検査Ⅱ	DD 01 免疫化学検査 内分泌検査	4A	視床下部・下垂体ホルモン
		4B	甲状腺ホルモンおよび結合蛋白
		4C	副甲状腺ホルモン
		4D	副腎皮質ホルモンおよび結合蛋白
		4E	副腎髄質ホルモン
		4F	性腺・胎盤ホルモンおよび結合蛋白
		4G	膵・消化管ホルモン
		4Z,5J	内分泌検査その他（サイトカインを含む）
	DD 02 免疫化学検査 腫瘍関連抗原（抗体）検査	5D (5J,5p)	腫瘍関連抗原検査
	DD 99 その他	(3B)	その他

大分類	中分類	項目 コード	小分類
EE 免疫学的検査	EE 01 血漿蛋白検査	5A	免疫グロブリン
		5B	補体および関連物質
		5C	血漿蛋白
		5Q	その他の血漿蛋白
	EE 02 自己免疫関連検査	5G	自己免疫関連検査
	EE 03 細胞性免疫検査	5I	細胞性免疫検査
		5K	HLA
	EE 04 感染症（血清免疫）検査	5E	感染症(非ウイルス)関連検査
		5F	感染症(ウイルス)関連検査
	EE 99 その他	5J	その他
FF 輸血関連検査	FF 01 輸血関連検査	5H	免疫血液学的検査
	FF 99 その他	5Z	その他
GG 微生物学検査	GG 01 細菌培養同定検査（型別含む）	6B,6Z	細菌培養同定（大腸菌抗原含む）
	GG 02 薬剤感受性検査	6C	薬剤感受性検査
	GG 03 細菌毒素検出検査	6Z	細菌毒素検出検査
	GG 99 その他		
HH 遺伝子関連・染色体検査	HH 01 病原体核酸検査	8E	病原体(非ウイルス)核酸検査
		8F	病原体(ウイルス)核酸検査
	HH 02 体細胞遺伝子検査	8C	体細胞遺伝子検査
	HH 03 生殖細胞系列遺伝子検査	8C	生殖細胞系列遺伝子検査
	HH 04 染色体検査	8B	染色体検査
	HH 99 その他		
KK 病理学的検査	KK 01 免疫組織化学検査		免疫染色病理組織標本作製（腫瘍マーカー・各種タンパク）
	KK 02 病理組織検査		病理組織標本作製
	KK 03 細胞検査		細胞診検査
	KK 99 その他		
OTC 一般用検査薬	OTC 01 OTC 一般用検査薬		

※ 2023 年 10 月版から、中分類 CC02 『血中薬物濃度検査』を『薬物検査』に修正しました。小分類 『血中薬物』を『薬物』に修正しました。

－測定法分類－

生化学的検査Ⅰは、酵素基質・分析試薬・測定系の酵素等により、微生物学的検査は、培地・測定目的(同定等)、病理学的検査は、検出項目で分類しました。その他の検査（主に生化学的検査Ⅱ（内分泌学的検査・腫瘍マーカー）・免疫学的検査等）は、検出法・分析法等により分類しました。検出法・分析法での分類の抜粋と使用した略号を下表に示します。限られた方法しか存在しない場合は、測定方法による分類は行っていません。

2022 年 4 月現在

	測定法分類（検出法・分析法）	略 号	和 名	英 名	備 考
1	化学発光免疫測定法 CLIA (CLEIA・ECLIA・BLEIA を含む)	CLIA	化学発光免疫測定法	Chemiluminescent Immuno Assay	
		CLEIA	化学発光酵素免疫測定法	Chemiluminescent Enzyme Immuno Assay	
		ECLIA	電気化学発光免疫測定法	Electrochemiluminescence Immuno Assay	
		BLEIA	生物発光酵素免疫測定法	Bioluminescent Enzyme Immuno Assay (BLEIA)	
2	酵素免疫測定法 EIA (ELISA を含む)	EIA	酵素免疫測定法	Enzyme Immuno Assay	
		ELISA	酵素結合免疫吸着測定法	Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay	
3	蛍光免疫測定法 FIA (FEIA を含む)	FIA	蛍光免疫測定法	Fluorescent Immuno Assay	
		FEIA	蛍光酵素免疫測定法	Fluorescence Enzyme Immuno Assay	
4	ラテックス比濁法 (LPIA、KIMS、競合法等を含む)	LAT	ラテックス比濁法	Latex Turbidimetric Immuno Assay	
		LPIA	ラテックス近赤外免疫比濁法	Latex Photometric Immuno Assay	
		KIMS	KIMS 法	Kinetic Interaction of Microparticles in a Solution	
		PETINA	ラテックス免疫凝集阻害法	Particle-Enhanced Turbidimetric Inhibition Immuno Assay	
5	免疫比濁法	NIA	免疫比濁法	Nephelometric Immuno Assay	
6	免疫比濁法	TIA	免疫比濁法	Turbidimetric Immuno Assay	
7	金コロイド凝集法（比色法を含む）	-	金コロイド凝集法	Colloidal Gold Aggregation Assay	
8	試験紙法	-	試験紙法	Dip Stick Test	
9	凝固（時間）法	-	凝固（時間）法	Clotting Time Method	
10	合成基質法	-	合成基質法	Synthetic (Chromogenic) Substrate Method	
11	免疫阻害法	-	免疫阻害法	Immune Inhibition Method	CK-MB のみで分類に使用
12	免疫法				ヘモグロビン A1c のみに分類で使用
13	フローサイトメトリー	FCA	フローサイトメトリー	Flow Cytometric Immuno Assay	
14	イムノクロマト法（フロースルー法を含む）	ICA	イムノクロマト法	Immuno Chromatographic Assay	
		-	フロースルー法	Flow-Through Method	
15	凝集反応	AR	凝集反応	Agglutination Reaction	目視判定
16	補体結合、溶血反応	CF	補体結合反応	Complement Fixation	
17	沈降反応	PR	沈降反応	Precipitation Reaction	
18	免疫染色法	IS	免疫染色法	Immuno Staining	
19	DNA RNA 検出法	DNA	デオキシリボ核酸検出法	Deoxyribonucleic Acid	
		RNA	リボ核酸検出法	Ribonucleic Acid	
20	FISH 法	FISH	蛍光 insitu ハイブリダイゼーション法	Fluorescence In Situ Hybridization	

－掲載企業一覧（体外診断用医薬品・製造販売元）－

2025 年 04 月現在

	掲載企業一覧
1	アークレイ株式会社
2	アイ・エル・ジャパン株式会社
3	旭化成ファーマ株式会社
4	アドテック株式会社
5	アボット ダイアグノスティクス メディカル株式会社
6	アボットジャパン合同会社
7	株式会社アラクス
8	アルフレッサ ファーマ株式会社
9	株式会社アローズ
10	株式会社医学生物学研究所
11	イルミナ株式会社
12	イワキ株式会社
13	株式会社エイアンドティー
14	栄研化学株式会社
15	オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス株式会社
16	大塚製薬株式会社
17	オリエンタル酵母工業株式会社
18	株式会社カイノス
19	株式会社カネカ
20	関東化学株式会社
21	株式会社キアゲン
22	キヤノンメディカルシステムズ株式会社
23	キヤノンメディカルダイアグノスティックス株式会社
24	株式会社キュービクス
25	株式会社キューメイ研究所
26	杏林製薬株式会社
27	協和ファーマケミカル株式会社
28	極東製薬工業株式会社
29	合同酒精株式会社
30	興和株式会社
31	コージンバイオ株式会社
32	株式会社コスミックコーポレーション
33	サーモフィッシャーダイアグノスティックス株式会社
34	株式会社サカエ
35	サクラファインテックジャパン株式会社

	掲載企業一覧
36	三洋化成工業株式会社
37	株式会社三和化学研究所
38	シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社
39	シスメックス株式会社
40	株式会社シノテスト
41	株式会社シマ研究所
42	株式会社島津製作所
43	島津ダイアグノスティクス株式会社
44	株式会社常光
45	住友ベークライト株式会社
46	積水メディカル株式会社
47	SEBIA JAPAN 株式会社
48	株式会社セロテック
49	株式会社第一岸本臨床センター
50	株式会社タウンズ
51	タカラバイオ株式会社
52	株式会社ダナフォーム
53	株式会社テクノメディカ
54	DENIS ファーマ株式会社
55	テルモ株式会社
56	デンカ株式会社
57	東洋鋼鈑株式会社
58	東洋紡株式会社
59	東洋濾紙株式会社
60	東ソー株式会社
61	株式会社特殊免疫研究所
62	株式会社ナスカ
63	株式会社ニチレイバイオサイエンス
64	ニットーボーメディカル株式会社
65	株式会社ニッポンジーン
66	ニプロ株式会社
67	日本化薬株式会社
68	日本ケミファ株式会社
69	日本光電工業株式会社
70	日本電子株式会社

	掲載企業一覧
71	株式会社日本凍結乾燥研究所
72	日本ベクトン・ディッキンソン株式会社
73	ノバ・バイオメディカル株式会社
74	バイオ・ラッドラボラトリーズ株式会社
75	バイオリンクス株式会社
76	株式会社ビー・エム・エル
77	PHC 株式会社
78	ビオメリュー・ジャパン株式会社
79	株式会社日立ハイテック
80	株式会社フォラケア・ジャパン
81	富士フイルム株式会社
82	富士フイルム和光純薬株式会社
83	株式会社伏見製薬所
84	富士レビオ株式会社
85	扶桑薬品工業株式会社
86	プレジジョン・システム・サイエンス株式会社
87	バックマン・コールター株式会社
88	株式会社ヘレナ研究所
89	株式会社堀場製作所
90	ホロジックジャパン株式会社
91	マルホ株式会社
92	株式会社ミズホメディー
93	株式会社免疫生物研究所
94	ヤマサ醤油株式会社
95	EUROIMMUN Japan 株式会社
96	ライカマイクロシステムズ株式会社
97	LifeScan Japan 株式会社
98	ライフテクノロジーズジャパン株式会社
99	ラジオメーター株式会社
100	株式会社理研ジェネシス
	OXford Immunotec Ltd (選任)理研ジェネシス
101	ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社
102	湧永製薬株式会社

- 体外診断用医薬品一覧 -

目 次

AA	尿・糞便等一般検査	多項目試験紙
BB	血液学的検査	免疫グロブリン測定用試薬(アレルギー表)
CC	生化学的検査Ⅰ	薬剤感受性検査用試薬
DD	生化学的検査Ⅱ	多項目用標準品・コントロール
EE	免疫学的検査 EE01～EE03	
EE	免疫学的検査 EE04～	
FF	輸血関連検査	
GG	微生物学検査	
HH	遺伝子関連・染色体検査	
KK	病理学的検査	
OTC	一般用検査薬	

AA 尿・糞便等一般検査

○：掲載 **New**：新規承認品（2019年以降の承認品のうち、初めて製品掲載） ●:前版から追加 追加された一般的名称にはアンダーライン ー：前版から製品掲載なしに

No.	一般的名称(項目名)	JMDNコード*	掲載
AA01 尿・一般検査			
【1A010】	多項目試験紙キット(シリーズ申請試験紙を含む)	30226000	○
【1A030】	比重キット	43117000	
【1A040】	p Hキット	31369000	○
【1A050】	ウロビリノーゲンキット	31355000	
【1A060】	ビリルビンキット	30157002	○
【1A070】	アスコルビン酸キット	33292000	
【1A080】	白血球キット	44611000	
【1A090】	亜硝酸塩キット	33300000	
【1A100】	食塩キット	43078000	○
【1A110】	潜血キット	33257002	
【1A120】	カタラーゼキット	43109000	
【2A130】	ヘモグロビンキット	30535002	○
AA02 糞便等検査			
【1B020】	便潜血キット	38217000	○
【1B030】	ヘモグロビン／トランスフェリンキット	81001000	○

見本

AA01 尿・一般検査
JMDNコード： 30226000
【1A010】 多項目試験紙キット（シリーズ申請試験紙を含む）
試験紙法

A1-1A00A-0D-EL

販売名	製造販売会社名	販売会社名	検体の種別	貯法・有効期間	キットの構成・価格	JANコード	製品番号	承認・認証・届出番号	承認・認証届出年月日	JMDNコード (シリーズ検索)	JMDNコード (キット)	備考	POCT
メディテープⅡ 10U	アークレイファクトリー	シスメックス	尿	室温（1～30℃）2 箇年	100枚 11,500円	4987562418817	AY620617	21300AMZ00442000 222AAAMX00148000	2001/5/29 2008/2/18	80001002			3.装置必須
メディテープⅡ 9U	アークレイファクトリー	シスメックス	尿	室温（1～30℃）2 箇年	100枚 8,400円	4987562418831	BA703304	21300AMZ00442000 222AAAMX00148000	2001/5/29 2008/2/18	80001002			3.装置必須
メディテープⅡ 7U	アークレイファクトリー	シスメックス	尿	室温（1～30℃）2 箇年	100枚 6,830円	4987562418848	AR993454	21300AMZ00442000	2001/05/29	80001002			3.装置必須
ユリフレッツS11UA	アークレイファクトリー	アークレイマーケティング	尿	室温（1～30℃）2 箇年	100枚 13,440円	4987486030621	106852	20800AMZ00109000 220AAAMX00036000	1996/2/8 2008/2/18	80001002			3.装置必須
ユリフレッツS10HA	アークレイファクトリー	アークレイマーケティング	尿	室温（1～30℃）2 箇年	100枚 11,500円	4987486030645	106854	20800AMZ00109000 220AAAMX00036000	1996/2/8 2008/2/18	80001002			3.装置必須
ユリフレッツS10HB	アークレイファクトリー	アークレイマーケティング	尿	室温（1～30℃）2 箇年	100枚 11,500円	4987486030652	106855	20800AMZ00109000 220AAAMX00036000	1996/2/8 2008/2/18	80001002			3.装置必須
ユリフレッツS10UB	アークレイファクトリー	アークレイマーケティング	尿	室温（1～30℃）2 箇年	100枚 13,000円	4987486030638	106853	20800AMZ00109000 220AAAMX00036000	1996/2/8 2008/2/18	80001002			3.装置必須
ユリフレッツS9HA	アークレイファクトリー	アークレイマーケティング	尿	室温（1～30℃）2 箇年	100枚 8,400円	4987486030669	106856	20800AMZ00109000 220AAAMX00036000	1996/2/8 2008/2/18	80001002			3.装置必須
ユリフレッツS7HA	アークレイファクトリー	アークレイマーケティング	尿	室温（1～30℃）2 箇年	100枚 6,830円	4987486030676	106857	20800AMZ00109000	1996/02/08	80001002			3.装置必須
ユリフレッツS9UB	アークレイファクトリー	アークレイマーケティング	尿	室温（1～30℃）2 箇年	100枚 8,960円	4987486030560	106846	20800AMZ00109000 220AAAMX00036000	1996/2/8 2008/2/18	80001002			3.装置必須
ユリフレッツS8UA	アークレイファクトリー	アークレイマーケティング	尿	室温（1～30℃）2 箇年	100枚 7,840円	4987486030577	106847	20800AMZ00109000	1996/02/08	80001002			3.装置必須
ユリフレッツS8UB	アークレイファクトリー	アークレイマーケティング	尿	室温（1～30℃）2 箇年	100枚 8,400円	4987486030584	106848	20800AMZ00109000 220AAAMX00036000	1996/2/8 2008/2/18	80001002			3.装置必須
ユリフレッツS7UA	アークレイファクトリー	アークレイマーケティング	尿	室温（1～30℃）2 箇年	100枚 7,280円	4987486030591	106849	20800AMZ00109000	1996/02/08	80001002			3.装置必須
ユリフレッツS7UB	アークレイファクトリー	アークレイマーケティング	尿	室温（1～30℃）2 箇年	100枚 7,840円	4987486030607	106850	20800AMZ00109000 220AAAMX00036000	1996/2/8 2008/2/18	80001002			3.装置必須
ユリフレッツS5UA	アークレイファクトリー	アークレイマーケティング	尿	室温（1～30℃）2 箇年	100枚 6,050円	4987486030614	106851	20800AMZ00109000	1996/02/08	80001002			3.装置必須
オーションスティックス10PA	アークレイファクトリー	アークレイマーケティング	尿	室温（1～30℃）2 箇年	100枚 22,400円	4987486030485	106838	20800AMZ00108000 220AAAMX00035000	1996/2/8 2008/2/18	80001002			2.装置可
オーションスティックス10EA	アークレイファクトリー	アークレイマーケティング	尿	室温（1～30℃）2 箇年	100枚 10,640円	4987486030492	106839	20800AMZ00108000 220AAAMX00035000	1996/2/8 2008/2/18	80001002			2.装置可
オーションスティックス9EA	アークレイファクトリー	アークレイマーケティング	尿	室温（1～30℃）2 箇年	100枚 10,080円	4987486030508	106840	20800AMZ00108000 220AAAMX00035000	1996/2/8 2008/2/18	80001002			2.装置可
オーションスティックス8EA	アークレイファクトリー	アークレイマーケティング	尿	室温（1～30℃）2 箇年	100枚 8,960円	4987486030515	106841	20800AMZ00108000	1996/02/08	80001002			2.装置可
オーションスティックス7EA	アークレイファクトリー	アークレイマーケティング	尿	室温（1～30℃）2 箇年	100枚 8,180円	4987486030522	106842	20800AMZ00108000	1996/02/08	80001002			2.装置可
オーションスティックス6EA	アークレイファクトリー	アークレイマーケティング	尿	室温（1～30℃）2 箇年	100枚 7,400円	4987486030539	106843	20800AMZ00108000	1996/02/08	80001002			2.装置可
オーションスティックス5EA	アークレイファクトリー	アークレイマーケティング	尿	室温（1～30℃）2 箇年	100枚 6,390円	4987486030546	106844	20800AMZ00108000	1996/02/08	80001002			2.装置可
オーションスティックス4EA	アークレイファクトリー	アークレイマーケティング	尿	室温（1～30℃）2 箇年	100枚 5,270円	4987486030553	106845	20800AMZ00108000	1996/02/08	80001002			2.装置可
オーションスクリーンマイクロアルブミン/クレアチニン	アークレイファクトリー	アークレイマーケティング	尿	室温（1～30℃）2 箇年	25枚 13,440円	49874860463871	109853	21600AMZ00004000	2004/01/16	80001002			2.装置可
ウロペーパーⅢ‘栄研’ U,H,A,G,K,B,N,S,L,pH,C,MA	栄研化学		尿	室温 2年	100枚 11,000円	4987026200637	E-UR97	21600AMZ00655000	2004/12/22	80001002	30226000	識別記号：1 2	
					100枚X10 99,000円	4987026200644	E-UR98						
ウロペーパーⅢ‘栄研’ U,H,A,G,K,B,N,S,L,pH	栄研化学		尿	室温 2年	100枚 9,500円	4987026135861	E-UR95	21600AMZ00655000	2004/12/22	80001002	30226000	識別記号：1 0	
					100枚X10 85,500円	4987026135878	E-UR96						
ウロペーパーⅢ‘栄研’ U,H,A,G,K,B,N,S,pH	栄研化学		尿	室温 2年	100枚 8,600円	4987026135847	E-UR90	21600AMZ00655000	2004/12/22	80001002	30226000	識別記号：9 S	
					100枚X10 7,7400円	4987026135854	E-UR91						
ウロペーパーⅢ‘栄研’ U,H,A,G,K,B,N,pH	栄研化学		尿	室温 2年	100枚 7,600円	4987026135793	E-UR80	21600AMZ00655000	2004/12/22	80001002	30226000	識別記号：8	
					100枚X10 68,400円	4987026135809	E-UR81						
ウロペーパーⅢ‘栄研’ U,H,A,G,K,B,S,pH	栄研化学		尿	室温 2年	100枚 6,800円	4987026135816	E-UR85	21600AMZ00655000	2004/12/22	80001002	30226000	識別記号：8 S	
					100枚X10 61,200円	4987026135830	E-UR86						
ウロペーパーⅢ‘栄研’ U,H,A,G,K,B,pH	栄研化学		尿	室温 2年	100枚 5,800円	4987026135755	E-UR70	21600AMZ00655000	2004/12/22	80001002	30226000	識別記号：7	
					100枚X10 52200円	4987026135762	E-UR71						
ウロペーパーⅢ‘栄研’ U,H,A,G,K,S,pH	栄研化学		尿	室温 2年	100枚 6,200円	4987026135779	E-UR75	21600AMZ00655000	2004/12/22	80001002	30226000	識別記号：7 S	
					100枚X10 55,800円	4987026135786	E-UR76						
ウロペーパーⅢ‘栄研’ U,H,A,G,K,pH	栄研化学		尿	室温 2年	100枚 5,200円	4987026135700	E-UR60	21600AMZ00655000	2004/12/22	80001002	30226000	識別記号：6	
					100枚X10 46,800円	4987026135717	E-UR61						
ウロペーパーⅢ‘栄研’ U,H,A,G,S,pH	栄研化学		尿	室温 2年	100枚 5,500円	4987026135731	E-UR65	21600AMZ00655000	2004/12/22	80001002	30226000	識別記号：6 S	
					100枚X10 49,500円	4987026135748	E-UR66						
ウロペーパーⅢ‘栄研’ U,H,A,G,pH	栄研化学		尿	室温 2年	100枚 4,500円	4987026135663	E-UR50	21600AMZ00655000	2004/12/22	80001002	30226000	識別記号：5	
					100枚X10 40,500円	4987026135670	E-UR51						
ウロペーパーⅢ‘栄研’ H,A,G,L,pH	栄研化学		尿	室温 2年	100枚 4,000円	4987026135687	E-UR55	21600AMZ00655000	2004/12/22	80001002	30226000	識別記号：5 L	
					100枚X10 36,000円	4987026135694	E-UR56						
ウロペーパーⅢ‘栄研’ U,A,G,pH	栄研化学		尿	室温 2年	100枚 2,800円	4987026135632	E-UR45	21600AMZ00655000	2004/12/22	80001002	30226000	識別記号：4 U	
					100枚X10 26,600円	4987026135649	E-UR46						

BB 血液学的検査

○：掲載 **New**：新規承認品（2019年以降の承認品のうち、初めて製品掲載） ●:前版から追加 追加された一般的名称にはアンダーライン ー：前版から製品掲載なしに

No.	一般的名称(項目名)	JMDNJ-ト*	掲載
BB01 血球算定・血液細胞形態検査			
【2A010】	白血球数キット	43091000	
【2A020】	赤血球数キット	43095000	
【2A030】	血液検査用ヘモグロビンキット(Hb)	30535001	○
【2A040】	ハマトクリットキット	32411000	
【2A050】	血小板数キット(PLT)	41755000	
【2A060】	血小板キット	84025000	○
【2A070】	平均赤血球容積キット	43321000	
【2A080】	平均赤血球血色素量キット	43097000	
【2A090】	平均赤血球血色素濃度キット	42817000	
【2A100】	好酸球数キット	43080000	
【2A110】	好塩基赤血球数キット	43065000	
【2A120】	網状赤血球キット	30526000	
【2A130】	赤血球直径キット	44257000	
【2A140】	白血球分類キット	44309000	
BB02 凝固・線溶関連検査			
【2B010】	活性化部分トロンボプラスチン時間キット(APTT)	38553000	○
【2B020】	プロトロンビン時間キット(PT)	30539000	○
【2B030】	トロンビン時間キット	30540000	○
【2B040】	凝固第Ⅱ、第Ⅶ、第Ⅹ因子キット	30550000	
【2B050】	フィブリノーゲンキット	30541000	○
【2B060】	可溶性フィブリンモノマー複合体キット	43421000	○
【2B070】	フィブリン・フィブリノーゲン分解産物キット(FDP)	30575000	○
【2B080】	フィブリン・フィブリノーゲン分解産物・E分画キット(FDP・E分画)	43361000	○
【2B090】	フィブリン分解産物キット(D-ダイマー)	30576000	○
【2B100】	フィブリノペプチドAキット(FPA)	30563000	
【2B110】	プロトロンビンフラグメントF 1 + 2 キット	30567000	○
【2B120】	アンチトロンビンⅢキット(ATⅢ)	30583000	○
【2B130】	血液検査用アンチトロンビンⅢキット(ATⅢ)	30583001	○
【2B140】	トロンビンアンチトロンビンⅢ複合体キット(TAT)	30568000	○
【2B150】	プレカリクレイン／カリクレインキット	30559000	
【2B160】	プラスミノーゲンキット	30578000	○
【2B170】	アルファ2－アンチプラスミンキット	30574000	○
【2B180】	プラスミン－アルファ2－アンチプラスミン複合体キット	30566000	○
【2B190】	プラスミノーゲンアクチペーターインヒビター 1 キット(PAI-1)	30579000	
【2B200】	組織プラスミノーゲンアクチペーターインヒビター 1 複合体キット	43073000	○

No.	一般的名称(項目名)	JMDNJ-ト*	掲載
【2B210】	内因性凝固系凝固因子キット	42889000	○
【2B220】	第Ⅱ凝固因子キット	30542000	○
【2B230】	第Ⅴ凝固因子キット	30544000	○
【2B240】	第Ⅶ凝固因子キット	30545000	○
【2B250】	第Ⅷ凝固因子キット	30547000	○
【2B260】	第Ⅸ凝固因子キット	30548000	○
【2B270】	第Ⅹ凝固因子キット	30549000	
【2B280】	第Ⅹa因子インヒビターキット	43046000	○
【2B290】	第Ⅺ凝固因子キット	30551000	○
【2B300】	第ⅩⅡ凝固因子キット	30552000	○
【2B310】	第ⅩⅢ凝固因子キット	30554000	
【2B320】	第ⅩⅢa凝固因子キット	30555000	
【2B330】	第Ⅷ因子関連抗原キット	43305000	○
【2B340】	フォン・ウィルブランド因子キット	30558000	○
【2B350】	第Ⅷ因子リストセチンコファクターキット	44416000	○
【2B360】	ADAMTS13キット	82002000	
【2B370】	血液凝固因子検査用PⅠⅤⅠA－Ⅱキット	44379002	○
【2B380】	ペータートロンボグロブリンキット(β-TG)	30573000	○
【2B390】	血小板第4因子キット(PF4)	30570000	○
【2B400】	プロテインCキット	30588000	○
【2B410】	血液検査用プロテインCキット	30588001	
【2B420】	活性プロテインC抵抗性第Ⅴ因子キット	44418000	○
【2B430】	プロテインSキット	30589000	○
【2B440】	血液検査用プロテインSキット	30589001	○
【2B450】	トロンボモジュリンキット(TM)	44439000	ー
【2B460】	血小板凝集能キット	44419000	○
BB99 その他			
【2Z010】	血沈キット	82001000	○
【2Z020】	血液比重キット	44250000	

BB01 血球算定・血液細胞形態検査
【2A030】 血液検査用ヘモグロビンキット(Hb)

JMDNコード： 30535001

B1-2A030-0B-ZZ

販売名	製造販売会社名	販売会社名	検体の種別	貯法・有効期間	キットの構成・価格	JANJ-ト ^o	製品番号	承認・認証・届出番号	承認・認証 届出年月日	JMDNコード (シリーズ検査)	JMDNコード (キット)	備考	POCT
セルダイン サファイア ヘモグロビン試薬	アボットジャパン		全血	15～30℃ 12ヶ月	9.6L 11,550円	4987439073644	1H79-02	12A2X00009000031	2009/9/30		30535001		
セルダインルビー ヘモグロビン試薬	アボットジャパン		全血	15～30℃ 24ヶ月	3.8L 17,050円	4987439073651	3H80-03	12A2X00009000033	2009/9/30		30535001		
Alinity h ヘモグロビン試薬	アボットジャパン		全血	15～30℃ 12ヶ月	975 mLX 4 74,800円	4987439087900	7P81-04-01	12E1X80009000027	2017/6/8		30535001		
スルホライザ	シスメックス		血液	室温 1年	500mLX3本 9,600円	4987562052165	90406612	20100AMZ00773000	1989/12/11		30535001		
					5L 20,000円	4987562052172	90411414						
					500mLX1本 4,100円	4987562407781	05433417						
					1.5LX2本 20,000円	4987562422968	CV649921						
ヘモライナック・3	日本光電工業		全血	1～30℃ 1年	500mL 1本 6,200円	4931921841303	MEK-660A	13E1X80003000003	2015/3/5		30535001		
					500mL 3本 15,000円	4931921801154	MEK-660C						
ヘモライナック・3 1 0	日本光電工業		全血	1～30℃ 18ヶ月	250mL 1本 8,000円	4931921902578	MK-310W	13E1X80003000002	2015/9/3		30535001		
ヘモライナック・3N	日本光電工業		全血	1～30℃ 18ヶ月	500mL 1本 6,200円	4931921867471	MEK-680A	13E1X80003000004	2016/8/9		30535001		
					500mL 3本 15,000円	4931921867488	MEK-680C						
スポットケム CL専用ヘモライナック3N	日本光電工業	アークレイマーケティング	全血	1～30℃ 18ヶ月	500mL 3本 15,000円	4987486794042	79404	21400AMZ00503000	2016/8/9		30535001		
スタットストリップ ヘモグロビン テストストリップ	ノバ・バイオメディカル	ノバ・バイオメディカル	全血	バイアル開封前：24ヶ月（室温保管） バイアル開封後：3ヶ月（室温保管）	50枚(1 バイアル25 枚入り、1 箱中2 バイアル入り)	4582381425437	58786	13E1X80071007011	2018/06/29		30535001		3.装置必須
ヘモグロビンB-テストワコー	富士フイルム和光純薬		血液	2～10℃ 1年	500回用 (24,000円)	4987481012875	271-73901	16100AMZ04076000	1986/8/28		30535001	SDS法(用手法),標準液同梱	
コールター・カウンター-diff試薬(ライズSⅢ diff)	ベックマン・コールター		全血	2～30℃ 1年	1LX1	4987666301046	8448155	13A2X00150000005	2009/2/24		30535001		
DxH セルライズ	ベックマン・コールター		全血	2～40℃ 1年6ヶ月	1LX1	4987666307499	628018	13A2X00150000006	2009/3/4		30535001		
コールター・カウンター-Ⅳ試薬 ライズS 4	ベックマン・コールター		全血	2～40℃ 1年6ヶ月	1LX1	4987666301107	8547146	13A2X00150000110	2011/4/8		30535001		
DxH 500シリーズ ライズ	ベックマン・コールター		全血	4～25℃ 12ヶ月	500 mLX1	4987666308816	B36846	13E1X80150000131	2018/6/1		30535001		

BB01 血球算定・血液細胞形態検査
【2A060】 血小板キット
フローサイトメトリー

JMDNコード： 84025000

B1-2A050-0A-CF

販売名	製造販売会社名	販売会社名	検体の種別	貯法・有効期間	キットの構成・価格	JANJ-ト ^o	製品番号	承認・認証・届出番号	承認・認証 届出年月日	JMDNコード (シリーズ検査)	JMDNコード (キット)	備考	POCT
セルダイン 免疫学的血小板測定試薬 (C D 6 1)	アボットジャパン		全血	15～30℃ 12ヶ月	40回123,200円	4987439057965	3H05-01	21100AMY00211000	1999/8/20		84025000		

BB02 凝固・線溶関連検査
【2B010】 活性化部分トロンボプラスチン時間キット(APTT)
凝固 (時間)法

JMDNコード： 38553000

B2-2B020-0A-FF

販売名	製造販売会社名	販売会社名	検体の種別	貯法・有効期間	キットの構成・価格	JANJ-ト ^o	製品番号	承認・認証・届出番号	承認・認証 届出年月日	JMDNコード (シリーズ検査)	JMDNコード (キット)	備考	POCT
ヒーモスアイエル シンサシル A P T T	アイ・エル・ジャパン		血漿	2～8℃ 2年	活性化部分トロンボプラスチン時間測定試薬 10mLX5、 塩化カルシウム溶液 10mLX5 24,500円	8426950078920	00020006800	21500AMG00003000	2003/11/11		38553000		
ヒーモスアイエル A P T T - S P	アイ・エル・ジャパン		血漿	2～8℃ APTT試薬 2年、塩化カルシウム試薬 3年、キットとして2年	APTT試薬 9mLX5、塩化カルシウム試薬 8mLX5 27,500円	8426950078937	00020006300	21500AMG00005000	2003/11/11		38553000		
ヒーモスアイエル シンサファックス APTT	アイ・エル・ジャパン		血漿	2～8℃ 2年	APTT試薬 10mLX5 塩化カルシウム溶液 10mLX5 55,000円	8426950087649	00020007400	302ADEZI00065000	2020/03/27		38553000		
ドライヘマト APTT-2	エイアンドティー		全血、血漿	2～10℃ 12ヶ月	50枚 25,000円	4987554240747	240221	304ADEZX00105000	2022/10/26		38553000		
ドライヘマト APTT-2	エイアンドティー	富士フイルム和光純薬	全血、血漿	2～10℃ 12ヶ月	50枚	4987481156159	471-07871	304ADEZX00105000	2022/10/26		38553000		
トロンボチェック A P T T	シスメックス		血漿	2～8℃ 24ヵ月	2mLX10 8,300円	4987562127900	12790	20600AMZ01267000	1994/7/1		38553000		
					10mLX10 35,000円	4987562128105	12810						
トロンボチェック A P T T - S L A	シスメックス		血漿	2～8℃(禁凍結)24ヵ月	2mLX10 8,300円	4987562127801	12780	21300AMZ00523000	2001/7/11		38553000		
					10mLX10 35,000円	4987562127818	12781						
					2mLX10 8,400円	4987562044238	95410319						
データファイ・A P T T	シスメックス		血漿	2～8℃(禁凍結)24ヵ月	2mLX10本 8,400円	4987562044214	95410114	16200EZY00439000	1987/2/16		38553000		
					10mLX10本 35,100円	4987562044221	95410211						
					2mLX10本 8,400円	4987562409945	06438614						
アクチン FSL	シスメックス		血漿	2～8℃(禁凍結)24ヵ月	10mLX10本 35,100円	4987562409952	06438711	219ABAMX00057000	2007/3/2		38553000		
					2mLX10本 8,300円	4987562469642	BN125488						
レボヘム A P T T S L A	シスメックス		血漿	2～8℃(禁凍結)24ヵ月	10mLX10本 35,000円	4987562469659	AS336718	301ABEZX00005000	2019/7/31		38553000		
					APTT試薬 4mLX10 16,600円	4987502476068	476068						
コアグピア A P T T - N	積水メディカル		血漿	2～10℃ 2年	塩化カルシウム液 4mLX10 2,000円	4987502476075	476075	222ADAMX00008000	2010/1/22		38553000		
					APTT試薬5mLX5、塩化カルシウム溶液5mLX5 12,000円	4987595751912	RM75-191GK						
					APTT試薬 5mLX5、塩化カルシウム溶液 5mLX5 12,000円	4987595761911	RM76-191GK						

マルチ試薬一覧

B 血液学的検査	JMDN	30539000	30541000	備考
BB02 凝固・線溶関連検査	タイトルNo.	【2B020】	【2B050】	
販売名	製造販売会社名\項目	PT	フィブリノゲン	
ヒーモスアイエル リコンピラスチン	アイ・エル・ジャパン	○	○	
ヒーモスアイエル レディプラスチン	アイ・エル・ジャパン	○	○	

見本

CC 生化学的検査 I

○：掲載 **New**：新規承認品（2019年以降の承認品のうち、初めて製品掲載） ●:前版から追加 追加された一般的名称にはアンダーライン ー：前版から製品掲載なしに

No.	一般的名称(項目名)	JMDNJ-ド*	掲載
CC01 生化学検査			
【3A010】	総蛋白キット(TP)	30181002	○
【3A020】	血液検査用総蛋白キット(TP)	30181001	○
【3A030】	アルブミンキット(微量アルブミンを含む)	30155002	○
【3A040】	血液検査用アルブミンキット(Alb)	30155001	○
【3A050】	A／G比キット	43394000	○
【3A060】	蛋白分画キット	43264000	○
【3A070】	チモール混濁試験キット(TTT)	43203000	
【3A080】	硫酸亜鉛混濁試験キット(ZTT)	43204000	○
【3A090】	セファリンコレステロールキット(CCLF)	43202000	
【3A100】	コバルト反応キット	43347000	
【3B010】	クレアチンキナーゼキット(CPK,CK)	38503000	○
【3B020】	クレアチンキナーゼアイソザイムキット(CKアイソザイム(CK-MBを含む))	38512002	○
【3B030】	クレアチンキナーゼアイソフォームキット(CKアイソフォーム(CK-MMアイソフォームを含む))	38512012	
【3B040】	アスパラギン酸アミトランスフェラーゼキット(AST,GOT)	38499000	○
【3B050】	アスパラギン酸アミトランスフェラーゼアイソザイムキット(ASTアイソザイム(m-GOTを含む))	42901000	○
【3B060】	アラニンアミトランスフェラーゼキット(ALT,GPT)	38556000	○
【3B070】	乳酸脱水素酵素キット(LDH,LD)	38504000	○
【3B080】	乳酸脱水素酵素アイソザイムキット(LDアイソザイム)	42907002	○
【3B090】	乳酸脱水素酵素アイソザイム・LD1キット	42907011	
【3B100】	アルカリ性フォスファターゼキット(ALP)	33165002	
【3B110】	血液検査用アルカリ性フォスファターゼキット(ALP)	33165001	○
【3B120】	アルカリ性フォスファターゼアイソザイムキット(ALPアイソザイム,骨型ALPを含む)	38511000	○
【3B130】	ガンマーグルタミルトランスベプチダーゼキット(γ-GTP)	38507002	
【3B140】	血液検査用ガンマーグルタミルトランスベプチダーゼキット(γ-GTP)	38507001	○
【3B150】	ガンマーグルタミルトランスベプチダーゼアイソザイムキット(γ-GTPアイソザイム)	83001000	
【3B160】	アルドラーゼキット(ALD)	38538000	○
【3B170】	モノアミンオキシダーゼキット(MAO)	42870000	
【3B180】	コリンエステラーゼキット(ChE)	38506000	○
【3B190】	血液検査用コリンエステラーゼキット(ChE)	38506001	○
【3B200】	グアナーゼキット(GUA)	44171000	○
【3B210】	アデノシンデアミナーゼキット(ADA)	43201000	○

No.	一般的名称(項目名)	JMDNJ-ド*	掲載
【3B220】	ロイシンアミノペプチダーゼキット(LAP)	38546000	○
【3B230】	シスチンアミノペプチダーゼキット(CAP)	43475000	
【3B240】	アミラーゼキット	38502002	○
【3B250】	血液検査用アミラーゼキット(AMY)	38502001	○
【3B260】	アミラーゼアイソザイムキット	38541012	○
【3B270】	血液検査用アミラーゼアイソザイムキット(AMYアイソザイム,P-AMYを含む)	38541001	
【3B280】	リパーゼキット	38505000	○
【3B290】	トリプシンキット	30272000	○
【3B300】	歯周病原性細菌由来ペプチダーゼキット(トリプシン類似酵素)	43349000	
【3B310】	キモトリプシンキット	38543000	
【3B320】	トリプシノーゲン 2 キット	83017000	○
【3B330】	トリプシンインヒビターキット(PSTI)	43350000	
【3B340】	フォスフォリパーゼ A 2 キット(PLA2)	43200000	○
【3B350】	5´-ヌクレオチダーゼキット	38540000	
【3B360】	酸性フォスファターゼキット(ACP)	38498000	○
【3B370】	骨型酒石酸抵抗性酸性フォスファターゼキット(TRACP-5b)	83020000	○
【3B380】	グルタミン酸脱水素酵素キット(GLDH)	38544000	
【3B390】	酸性フォスファターゼアイソザイムキット(ACP,前立腺由来または酒石酸阻害型ACPを含む)	42864000	
【3B400】	イソクエン酸脱水素酵素キット(ICDH)	33269000	
【3B410】	オルニチンカルバミルトランスフェラーゼキット(OCT)	44317000	
【3B420】	アルファーヒドロキシ酪酸脱水素酵素キット(HBD)	38545000	
【3B430】	リゾチームキット	38547000	
【3B440】	ビルビン酸キナーゼキット(PK)	44421000	
【3B450】	グルコース-6-リン酸脱水素酵素キット(G-6-PDH)	33638000	
【3B460】	フォスフォヘキソースイソメラーゼキット(PHI)	38539000	
【3B470】	2-5 A 合成酵素キット	42890000	
【3B480】	プロリルヒドロキシラーゼキット	44229000	
【3B490】	スーパーオキシサイドディスムターゼキット(SOD)	43379000	
【3B500】	アンジオテンシン転換酵素キット(ACE)	38542000	○
【3B510】	N-アセチルペクター D-グルコサミニダーゼキット(NAG)	38549000	○
【3B520】	ウロペプシンキット	43103000	
【3B530】	ガラクトース-1-リン酸キット	33647000	
【3C010】	クレアチンキット	43378002	○
【3C020】	血液検査用クレアチンキット(CR)	43378001	

No.	一般的名称(項目名)	JMDNJ-ド*	掲載
【3C030】	クレアチニンキット	30161002	○
【3C040】	血液検査用クレアチニンキット(CRE)	30161001	○
【3C050】	血液・尿検査用クレアチニンキット(CRE)	30161021	○
【3C060】	尿検査用クレアチニンキット(CRE)	30161011	
【3C070】	シスタチン C キット	83002000	○
【3C080】	尿酸キット(UA)	30183002	○
【3C090】	血液検査用尿酸キット(UA)	30183001	○
【3C100】	血液・尿検査用尿酸キット(UA)	30183021	○
【3C110】	尿検査用尿酸キット(UA)	30183011	
【3C120】	尿素窒素キット(UN)	42849002	○
【3C130】	血液検査用尿素窒素キット(UN)	30158001	○
【3C140】	血液・尿検査用尿素窒素キット(UN)	30158021	○
【3C150】	尿検査用尿素窒素キット(UN)	30158011	
【3C160】	残余窒素キット(NPN)	44178000	
【3C170】	アンモニアキット	43101002	
【3C180】	血液検査用アンモニアキット(NH3)	30185001	○
【3C190】	アミノ酸分画キット	44174000	
【3C200】	アミノ酸キット	81002002	○
【3C210】	血液検査用アミノ酸キット	83003001	
【3C220】	総分岐鎖アミノ酸／チロシンキット(BTR)	83007000	○
【3C230】	チロシンキット	83006000	
【3C240】	フェニルアラニンキット	44181000	
【3C250】	メチオニンキット	44180000	
【3C260】	ロイシンキット	83004000	
【3C270】	ヒスチジンキット	83005000	
【3C280】	総分岐鎖アミノ酸キット	44176000	
【3C290】	ポリアミンキット	44179000	
【3D010】	グルコースキット	30167002	○
【3D020】	血液検査用グルコースキット(GLU)	30167001	○
【3D030】	血液・尿検査用グルコースキット(GLU)	30167021	○
【3D040】	尿検査用グルコースキット(GLU)	30167011	○
【3D050】	自己検査用グルコースキット(GLU)	30221003	○
【3D060】	ガラクトースキット	30166000	○
【3D070】	ソルビトールキット	44343000	
【3D080】	グリコヘモグロビン A 1 キット(HbA1)	43198000	
【3D090】	グリコヘモグロビン A 1 c キット(HbA1c)	30168000	○
【3D100】	フルクトサミンキット	30164000	○
【3D110】	グリコアルブミンキット	44153000	○

CC 生化学的検査 I

○：掲載 **New**：新規承認品（2019年以降の承認品のうち、初めて製品掲載された項目） ●：前版から追加された項目 追加された一般的名称にはアンダーライン

No.	一般的名称(項目名)	JMDNJ-ド*	掲載
【3D120】	ムコ蛋白キット	44154000	
【3D130】	ヒアルロン酸キット	43294000	○
【3D140】	1 , 5 アンヒドログルシトールキット(1,5AG)	43010000	○
【3D150】	ミオイノシトールキット	81003000	○
【3D160】	2 , 3 –ジフォスフォグリセリン酸キット	44228000	
【3D170】	シアル酸キット(SIA)	34225000	○
【3D180】	ペントシジンキット	83008000	○
【3D190】	D –アラビニトールキット	44342000	
【3E010】	乳酸キット	30171000	○
【3E020】	ビルビン酸キット	30178000	○
【3E030】	ケトン体キット	33256002	○
【3E040】	3 –ヒドロキシ酪酸キット	33256012	○
【3E050】	自己検査用 3 –ヒドロキシ酪酸キット	44562003	○
【3F010】	総脂質キット	30179000	
【3F020】	トリグリセライドキット(TG)	30182000	○
【3F030】	トリグリセライド分画キット	83009000	○
【3F040】	リン脂質キット(PL)	30176000	○
【3F050】	非エステル結合型脂肪酸キット(NEFA)	30174000	○
【3F060】	コレステロールキット(T-CHO)	30159000	○
【3F070】	コレステロール分画キット	83010000	○
【3F080】	遊離型コレステロールキット(F-CHO)	44653000	○
【3F090】	H D L –コレステロールキット(HDL-C)	30169000	○
【3F100】	L D L –コレステロールキット(LDL-C)	30173000	○
【3F110】	レムナント様リボ蛋白コレステロールキット	44169000	○
【3F120】	M D A – L D L (酸化 L D L)キット	83018000	○
【3F122】	s d L D L –コレステロールキット	83033000	○
【3F130】	過酸化脂質キット	42998000	
【3F140】	胆汁酸キット(TBA)	30156000	○
【3F150】	グリコール酸キット(CG)	42868000	
【3F160】	ベーターリボ蛋白キット(β-LP)	44378000	○
【3F170】	リボ蛋白分画キット	44170000	
【3F180】	リボ蛋白 X キット	44375000	
【3F190】	リボ蛋白(a)キット(LP(a))	41419000	○
【3F200】	リボ蛋白リパーゼキット(LPL)	44352000	○
【3F210】	レシチンコレステロールアシルトランスフェラーゼキット(LCAT)	43296000	
【3F220】	アポリボ蛋白 A – Iキット	30256000	○
【3F230】	アポリボ蛋白 A – IIキット	30257000	○
【3F240】	アポリボ蛋白 B キット	30258000	○

No.	一般的名称(項目名)	JMDNJ-ド*	掲載
【3F250】	アポリボ蛋白 C - II キット	44392000	○
【3F260】	アポリボ蛋白 C - III キット	44391000	○
【3F270】	アポリボ蛋白 E キット	42978000	○
【3F280】	コレステリルエステル輸送蛋白キット(CETP)	42993000	
【3G010】	ビタミン B 1 2 キット	30384000	○
【3G011】	血液検査用ビタミンB12キット	83034000	○
【3G020】	総カルニチンキット	83024000	○
【3G030】	遊離カルニチンキット	83025000	○
【3G040】	25-ヒドロキシビタミンDキット	83026000	○
【3G041】	血液検査用25-ヒドロキシビタミンDキット	83036000	○
【3G050】	1 , 2 5 –ジヒドロキシビタミンD 3 キット	30349000	○
【3G060】	葉酸キット	30378000	○
【3G061】	血液検査用葉酸キット	83035000	○
【3H010】	ナトリウムキット(Na)	30193000	
【3H020】	カリウムキット(K)	30192000	
【3H030】	汎用検査用クロールキット(Cl)	30188002	
【3H040】	クロールキット(Cl)	30188000	
【3H050】	マグネシウムキット(Mg)	30190002	○
【3H060】	血液検査用マグネシウムキット(Mg)	30190001	○
【3H070】	血液・尿検査用マグネシウムキット(Mg)	30190021	○
【3H080】	尿検査用マグネシウムキット(Mg)	30190011	
【3H090】	カルシウムキット(Ca)	30187002	○
【3H100】	血液検査用カルシウムキット(Ca)	30187001	○
【3H110】	血液・尿検査用カルシウムキット(Ca)	30187021	○
【3H120】	尿検査用カルシウムキット(Ca)	30187011	
【3H130】	リン／無機リンキット(IP)	30191002	○
【3H140】	血液検査用リン／無機リンキット(IP)	30191001	○
【3H150】	血液・尿検査用リン／無機リンキット(IP)	30191021	○
【3H160】	尿検査用リン／無機リンキット(IP)	30191011	
【3H170】	重炭酸塩キット(CO2)	30186000	○
【3I010】	鉄キット(Fe)	30379000	○
【3I020】	鉄結合能キット(TIBC)	30380000	○
【3I030】	不飽和鉄結合能キット(UIBC)	44236000	○
【3I040】	銅キット(Cu)	30160000	○
【3I050】	汎用検査用垂鉛キット(Zn)	30184002	○
【3I060】	垂鉛キット(Zn)	30184000	○
【3I070】	セレンキット(Se)	42876000	
【3I080】	汎用検査用総ヨウ素キット	81005000	

No.	一般的名称(項目名)	JMDNJ-ド*	掲載
【3I090】	モリブデンキット(Mo)	43263000	
【3I100】	アルミニウムキット(Al)	42818000	
【3I110】	鉛キット(Pb)	31636000	
【3I120】	クロムキット(Cr)	44558000	
【3I130】	カドミウムキット(Cd)	43273000	
【3I140】	コバルトキット(Co)	42930000	
【3I150】	マンガンキット(Mn)	43275000	
【3J020】	血液検査用総ビリルビンキット	30157001	○
【3J030】	直接ビリルビンキット	30157012	○
【3J040】	間接ビリルビンキット	43274000	○
【3J050】	アンバウンドビリルビンキット	83019000	○
【3J060】	ボルフォピリノーゲンキット	43393000	
【3J070】	デルタアミノレブリン酸キット	43085000	

CC02 薬物検査			
【3L010】	フェノバルビタールキット	30401000	○
【3L020】	フェニトインキット	30402000	○
【3L030】	遊離フェニトインキット	30398000	
【3L040】	ブリモンキット	30403000	○
【3L050】	遊離カルバマゼピンキット	30397000	
【3L060】	遊離バルプロ酸キット	30400000	
【3L070】	エトサクシミドキット	30396000	○
【3L080】	カルバマゼピンキット	30395000	○
【3L090】	バルプロ酸キット	30404000	○
【3L100】	ゾニサミドキット	42928000	○
【3L110】	トピラマートキット	83023000	○
【3L120】	アセトアミノフェンキット	30437000	○
【3L130】	三環系抗うつ剤キット(TCA)	30451000	
【3L140】	プロムペリドールキット	42931000	○
【3L150】	ハロペリドールキット	42921000	○
【3L160】	リチウムキット(Li)	30189000	○
【3L170】	リドカインキット	30390000	○
【3L180】	メキシレチンキット	83012000	
【3L190】	ジギトキシンキット	30387000	○
【3L200】	ジゴキシンキット	30386000	○
【3L210】	キニジンキット	30394000	○
【3L220】	血液検査用キニジンキット	30394001	
【3L230】	アプリンジンキット	42925000	
【3L240】	ジソピラミドキット	30388000	○

CC 生化学的検査 I

○：掲載 **New**：新規承認品（2019年以降の承認品のうち、初めて製品掲載された項目 ） ●:前版から追加された項目 追加された一般的名称にはアンダーライン

No.	一般的名称(項目名)	JMDNコード	掲載
【3L250】	N－アセチルプロカインアミドキット	30391000	○
【3L260】	プロカインアミドキット	30392000	○
【3L270】	モルヒネキット	83011000	
【3M010】	サリチル酸キット	30449000	○
【3M011】	血液検査用サリチル酸キット	83037000	○
【3M020】	テオフィリンキット	30417000	○
【3M030】	インフリキシマブキット	83030000	
【3M040】	ゲンタマイシンキット	30408000	○
【3M050】	ヘパリンキット	30564000	○
【3M060】	メトトレキサートキット	30418002	
【3M070】	シクロスポリンキット	30419000	○
【3M080】	タクロリムスキット	30421000	○
【3M090】	ミコフェノール酸キット	83029000	○
【3M100】	血液検査用メトトレキサートキット	30418001	○
【3M110】	エベロリムスキット	83022000	○
【3M120】	バンコマイシンキット	30414000	○
【3M130】	テイコプラニンキット	30415000	○
【3M140】	アルベカシンキット	42929000	○
【3M150】	アミカシンキット	30405000	○
【3M160】	トブラマイシンキット	30413000	○
【3M170】	ジベカシンキット	30407000	
【3M180】	ネチルマイシンキット	30410000	
【3M190】	イセパマイシンキット	42920000	
【3M200】	エタノールキット	38524000	○
【3M210】	血液検査用エタノールキット	38524001	
【3M220】	薬物中毒検出用キット	83013000	○
CC99 その他の生化学検査			
【3Z010】	p－アミノ馬尿酸キット(RPF)	44177000	
【3Z020】	イヌリンキット	83015000	○
【3Z030】	p－アミノ安息香酸キット(PABA)	43199000	○
【3Z040】	フェノールスルホフタレインキット(PSP)	83016000	



CC01 生化学検査
【3A010】 総蛋白キット(TP)
ビウレット法

C1-3A010-0A-HO

販売名	製造販売会社名	販売会社名	検体の種別	貯法・有効期間	キットの構成・価格	JANコード	製品番号	承認・認証・届出番号	承認・認証 届出年月日	JMDNコード (シリーズ検査)	JMDNコード (キット)	備考	POCT
ピトロス スライド PROT	オーソ・クリニカル・ ダイアグノスティックス		髄液	-18℃以下 1年6ヶ月	18枚X5 19,800円	4987427099069	099069	21300AMY00417000	2001/09/06		30181002		
シンクロンCXシステム 総タンパク試薬	ベックマン・コールター		血清、血漿、髄液	10～26℃ 2年	2LX2	4987666101523	465986	16200AMY00246000	1987/08/01	80022002	30181002		

CC01 生化学検査
【3A010】 総蛋白キット(TP)
ビロガロールレッド法

C1-3A010-0A-IC

販売名	製造販売会社名	販売会社名	検体の種別	貯法・有効期間	キットの構成・価格	JANコード	製品番号	承認・認証・届出番号	承認・認証 届出年月日	JMDNコード (シリーズ検査)	JMDNコード (キット)	備考	POCT
シカリキット m-T P	関東化学		尿、髄液	2～8℃ 8ヶ月	試薬 1 20mLX4 3,200円	4987539782071	78207	224ADMX00008000	2012/01/25		30181002		
m-TP標準液	関東化学			2～8℃ 8ヶ月	3mL x3 5,300円	4987539782088	78208	----	----	----	----	別売品：上記専用標準液	
フレックスカートリッジ 尿髄液タンパク UCF P	シーメンスヘルスケア・ ダイアグノスティックス	尿、髄液		2～8℃ 12ヶ月	807ｽﾄ(20X4) 8,400円	4987177704978	DF26	21300AMY00184000	2001/05/16		30181002	ディメンション シリーズ用	
				2～8℃ 12ヶ月	1807ｽﾄ 12,000円	4987177713567	K3026					ディメンション ビスタシリーズ用	
アテリカCH 尿髄液蛋白 (UPro)	シーメンスヘルスケア・ ダイアグノスティックス	尿、髄液		15～25℃ 6ヶ月	1600テスト 480,000円	4987559356580	11097524	230AAEZX00074000	2018/07/17		30181002		
アテリカCH 尿髄液蛋白Ⅱ (UCFP)	シーメンスヘルスケア・ ダイアグノスティックス	尿、髄液		2～8℃ 12ヶ月	1480テスト 296,000円	4987559361881	11097543	303AAEZX00015000	2021/02/25		30181002		
T P 試薬・K「コクサイ」	シスメックス	尿		2～8℃ 12ヵ月	R1 :20mLX4、R2 :20mLX1 8,200円	4987562843404	84340	20500AMZ00486000	1993/09/17		30181002	キット品	
M-TP標準液	シスメックス			2～8℃ 12ヵ月	2MLX6 10,000円	4987562843701	84370	----	----	----	----	上記専用キャリブレーター	
尿・髄液中総蛋白測定用「セロテック」UTP-L	セロテック	尿、髄液		2～10℃ 1年	呈色試液 60mLX4 9,000円	4987531566150	A566-15	221AFAMX00024000	2009/03/06		30181002		
「セロテック」UTP標準液	セロテック			2～10℃ 1年	2mLX6 6,000円	4987531243006	A243-00	----	----	----	----	上記専用キャリブレーター	
マイクロT P-テストワコー (識別記号:2)	富士フイルム和光純薬	尿、髄液		2～10℃ 1年3ヶ月	150回用 (5,500円)	4987481041646	465-50601	16200AMZ00160000	1987/02/13		30181002	用手法、標準液同梱	
自動分析装置用試薬－A Rワコー マイクロT P－A R	富士フイルム和光純薬	尿、髄液		25℃以下 1年3ヶ月	発色試液 (識別記号:2/PM-R1) :53mLX4 (5,000円)	4987481041660	467-50801		1987/06/08	80001002	30181002	日立7600/7700P、日電 BM1250/1650/2250、日立 7180/7170	
					発色試液 (識別記号:2/LABOSPECT) :2組入り (7,300円)	4987481043626	469-51003	16200AMZ00893000				日立LABOSPECT008/003	
					発色試液 (識別記号:2/C) :セット (14,800円)	4987481041677	463-50901					キヤノンTBA- c 8000/ c 16000	
					発色試液 (識別記号:2/nx-c) :セット (10,000円)	4987481044814	465-79401					キヤノンTBA-nx360	
					発色試液 (識別記号:2/QR) :24mLX4 (3,800円)	4987481041653	461-50701					QUICKRUN用	
蛋白標準液	富士フイルム和光純薬			2～10℃ ラベルに記載	5mLX4 (4,500円)	4987481102255	410-34891	----	----	----	----	上記専用キャリブレーター	
蛋白標準液 (2/QR)	富士フイルム和光純薬			2～10℃ ラベルに記載	5mLX4 (4,500円)	4987481103801	464-51891	----	----	----	----	(2/QR) 専用キャリブレーター	
マイクロT Pコントロールセット	富士フイルム和光純薬			2～10℃ ラベルに記載	2mLX2X2種 (4,500円)	4987481045316	462-84801	----	----	----	----	上記専用コントロール	

CC01 生化学検査
【3A010】 総蛋白キット(TP)
その他の測定法

C1-3A010-0A-ZA

販売名	製造販売会社名	販売会社名	検体の種別	貯法・有効期間	キットの構成・価格	JANコード	製品番号	承認・認証・届出番号	承認・認証 届出年月日	JMDNコード (シリーズ検査)	JMDNコード (キット)	備考	POCT
マスターテスト PRO	アークレイファクトリー	アークレイマーケティング	尿	2～10℃ (遮光)12ヵ月	R1 : 19mLX6本 12,900 円	4987486017974	102922	21100AMZ00607000	1999/08/30		30181002		3.装置必須
マスターテスト PRO	アークレイファクトリー	アルフレッサ ファーマ	尿	2～10℃ (遮光)12ヵ月	R1 : 20mL×6本 12,900円	4987274123030	912303	21100AMZ00607000	1999/08/30		30181002		3.装置必須
マスターテスト PRO標準液	アークレイファクトリー	アークレイマーケティング	尿	2～10℃ 12ヵ月	1濃度 1mLX6本	4987486017981	104011	----	----	----	----	マスターテスト PRO別売り品	3.装置必須
マスターテスト PRO標準液	アークレイファクトリー	アルフレッサ ファーマ	尿	2～10℃ 12ヵ月	1濃度 1mLX6本 9,600円	4987274123092	912309	----	----	----	----	マスターテスト PRO別売り品	3.装置必須
ピトロス スライド UPRO	オーソ・クリニカル・ ダイアグノスティックス		尿	-18℃以下 1年6ヶ月	18枚X5 13,500円	4987427099298	099298	21300AMY00355000	2001/07/25		30181002		
シンクロンシステム マイクロTP試薬	ベックマン・コールター		尿、髄液	2～8℃ 1年6ヶ月	50テストX2	4987666101035	445860	21000AMY00133000	1998/06/23	80047003	30181002		
コバス試薬 TPUC Gen.3	ロシュ・ ダイアグノスティックス	尿・髄液		15～25℃・18 ヶ月	コバス システム 150テスト・7,500円	4987518603878	518603878	301AAEZX00018000	2019/08/09		30181002	比濁法	
					コバス システム-G 650テスト・32,500円	4987518619633	518619633						
					コバス システム-L 600テスト・30,000円	4987518621780	518621780						

CC01 生化学検査
【3A020】 血液検査用総蛋白キット(TP)
ビウレット法

C1-3A010-0B-HO

販売名	製造販売会社名	販売会社名	検体の種別	貯法・有効期間	キットの構成・価格	JANコード	製品番号	承認・認証・届出番号	承認・認証 届出年月日	JMDNコード (シリーズ検査)	JMDNコード (キット)	備考	POCT
スポットケムⅡ 総蛋白	アークレイファクトリー	アークレイマーケティング	血清、血漿	2～8℃ 1年6ヶ月	25枚入 3,160円	4987486773085	77308	25A2X00001000006	2006/10/31	80026001	30181001		3.装置必須
スポットケムⅡ 一般スクリーニング－2	アークレイファクトリー	アークレイマーケティング	血清、血漿	2～8℃ 1年	25枚入 21,060円	4987486773269	77326	25A2X00001000006	2006/10/31	80026001	30181001		3.装置必須
スポットケムⅡ 一般スクリーニング－3	アークレイファクトリー	アークレイマーケティング	血清、血漿	2～8℃ 1年	25枚入 21,060円	4987486043102	109059	25A2X00001000006	2006/10/31	80026001	30181001		3.装置必須
スポットケムⅡ 循環器機能－2	アークレイファクトリー	アークレイマーケティング	血清、血漿	2～8℃ 1年	25枚入 21,060円	4987486773276	77327	25A2X00001000006	2006/10/31	80026001	30181001		3.装置必須
スポットケムⅡ 肝機能－1	アークレイファクトリー	アークレイマーケティング	血清、血漿	2～8℃ 1年	25枚入 21,060円	4987486773238	77323	25A2X00001000006	2006/10/31	80026001	30181001		3.装置必須
スポットケムⅡ 腎機能－2	アークレイファクトリー	アークレイマーケティング	血清、血漿	2～8℃ 1年	25枚入 17,550円	4987486773290	77329	25A2X00001000006	2006/10/31	80026001	30181001		3.装置必須
スポットケムⅡ 腎機能－3	アークレイファクトリー	アークレイマーケティング	血清、血漿	2～8℃ 1年	25枚入 17,550円	4987486769095	76909	25A2X00001000006	2006/10/31	80026001	30181001		3.装置必須
スポットケムⅡ 腎機能－4	アークレイファクトリー	アークレイマーケティング	血清、血漿	2～8℃ 1年	25枚入 17,550円	4987486043119	109060	25A2X00001000006	2006/10/31	80026001	30181001		3.装置必須
スポットケムD T P	アークレイファクトリー	アークレイマーケティング	血清、血漿	2～8℃ 1年6ヶ月	25枚入 3,030円	4987486779209	77920	25A2X00001000003	2006/10/06	80026001	30181001		3.装置必須
スポットケムD 肝機能	アークレイファクトリー	アークレイマーケティング	血清、血漿	2～8℃ 1年	25枚入 21,840円	4987486779247	77924	25A2X00001000003	2006/10/06	80026001	30181001		3.装置必須
スポットケムD 肝機能 2	アークレイファクトリー	アークレイマーケティング	血清、血漿	2～8℃ 1年	25枚入 21,840円	4987486043065	109055	25A2X00001000003	2006/10/06	80026001	30181001		3.装置必須
スポットケムD 腎機能 2	アークレイファクトリー	アークレイマーケティング	血清、血漿	2～8℃ 1年	25枚入 16,800円	4987486769101	76910	25A2X00001000003	2006/10/06	80026001	30181001		3.装置必須

マルチ試薬一覧

C 生化学的検査 I	JMDN	30181001	30155001	38503000	38499000	38556000	38504000	33165001	38507001	30161001	30183001	30158001	30167001	30182000	30159000	30169000	30173000	30187001	30157001	備考
CC01 生化学検査-1	タイトルNo.	[3A020]	[3A040]	[3B010]	[3B040]	[3B060]	[3B070]	[3B110]	[3B140]	[3C040]	[3C090]	[3C130]	[3D020]	[3F020]	[3F060]	[3F090]	[3F100]	[3H100]	[3J020]	
販売名	製造販売会社名\項目	TP	ALB	CK	AST	ALT	LD	ALP	γ-GT	CRE	UA	UN	GLU	TG	CHO	HDL-CHO	LDL-CHO	Ca	T-BIL	
スポットケムⅡ 一般スクリーニング- 1	アークレイファクトリー				○	○						○	○		○				○	
スポットケムⅡ 一般スクリーニング- 2	アークレイファクトリー	○	○				○				○			○				○		
スポットケムⅡ 循環器機能- 2	アークレイファクトリー	○		○	○		○					○			○					
スポットケムⅡ 肝機能- 1	アークレイファクトリー	○	○		○	○	○												○	
スポットケムⅡ 肝機能- 2	アークレイファクトリー				○	○	○	○	○										○	
スポットケムⅡ 腎機能- 2	アークレイファクトリー	○	○							○	○	○								
スポットケムⅡ 腎機能- 3	アークレイファクトリー	○	○							○	○	○								
スポットケムⅡ 緊急検査- 1	アークレイファクトリー			○	○	○	○					○							○	
スポットケムⅡ 検診- 1	アークレイファクトリー				○	○			○					○	○					
スポットケムⅡ 検診- 2	アークレイファクトリー				○	○			○					○	○	○				
スポットケムD スクリーニング検査	アークレイファクトリー			○	○	○	○					○							○	
スポットケムD 総合A2	アークレイファクトリー				○	○				○		○	○		○					
スポットケムD 総合B	アークレイファクトリー				○	○			○					○	○	○				
スポットケムD 肝機能	アークレイファクトリー	○	○		○	○		○	○											
スポットケムD 肝機能D	アークレイファクトリー				○	○	○	○	○										○	
スポットケムD 腎機能 2	アークレイファクトリー	○	○							○	○	○								
スポットケムD パネルV2	アークレイファクトリー	○				○		○		○		○	○							
スポットケムD 緊急検査 2	アークレイファクトリー	○		○	○		○			○										
スポットケムD 生活習慣病 2	アークレイファクトリー									○	○		○	○	○	○				
アフィニオン リピッド パネル	アボット ダイアグノスティクス メディカル													○	○	○	○			
コレステックLDX カセット	アボット ダイアグノスティクス メディカル												○	○	○	○	○			
デュアルCHO T&L「生研」	デンカ														○		○			
アレグロ LIPIDS テストカートリッジ	ノバ・バイオメディカル													○	○	○				
トランスアミナーゼCⅡ-テストワコー	富士フイルム和光純薬				○	○														

DD 生化学的検査Ⅱ

○：掲載 **New**：新規承認品（2019年以降の承認品のうち、初めて製品掲載） ●:前版から追加 追加された一般的名称にはアンダーライン ー：前版から製品掲載なしに

No.	一般的名称(項目名)	JMDNJ-ド*	掲載
DD01 免疫化学検査 内分泌検査			
【4A010】	ヒト成長ホルモンキット(GH/HGH)	30358002	
【4A020】	血液検査用ヒト成長ホルモンキット(GH/HGH)	30358001	○
【4A030】	インスリン様成長因子 I キット(IGF- 1)	30359000	○
【4A040】	インスリン様成長因子結合蛋白 3 キット(IGFBP-3)	30362000	
【4A050】	インスリン様成長因子結合蛋白 1 キット(IGFBP-1)	30361000	○
【4A060】	プロラクチンキット(PRL)	30325000	○
【4A070】	血液検査用プロラクチンキット(PRH)	30325001	○
【4A080】	副腎皮質刺激ホルモンキット(ACTH)	30357000	○
【4A090】	黄体形成ホルモンキット(LH)	38246002	○
【4A100】	血液検査用黄体形成ホルモンキット(LH)	38246001	○
【4A110】	自己検査用黄体形成ホルモンキット(LH)	30515003	○
【4A120】	卵胞刺激ホルモンキット(FSH)	30322002	
【4A130】	血液検査用卵胞刺激ホルモンキット(FSH)	30322001	○
【4A140】	甲状腺刺激ホルモンキット(TSH)	30318000	○
【4A150】	アルギニバソプレッシンキット(AVP)	44329000	○
【4B010】	トリヨードサイロニンキット(T3)	30312000	○
【4B020】	遊離トリヨードサイロニンキット(FT3)	30308000	○
【4B030】	トリヨードサイロニン摂取率キット(T3-uptake)	30313000	○
【4B040】	サイロキシニンキット(T4)	30314000	○
【4B050】	遊離サイロキシニンキット(FT4)	30309000	○
【4B060】	サイログロブリンキット(Tg)	30315000	○
【4B070】	サイロキシ結合グロブリンキット(TBG)	30316000	○
【4B080】	サイロキシ結合能キット(TBC)	43297000	
【4C010】	副甲状腺ホルモンキット(PTH)	30354000	○
【4C020】	インタクト副甲状腺ホルモンキット(PTH- I)	30353000	○
【4C030】	副甲状腺ホルモン関連ペプチドキット(PTHrP)	30355000	○
【4C040】	カルシトニンキット	30342000	○
【4D010】	1 7 -ケトステロイドキット(17-KS)	30369000	
【4D020】	1 7 -ハイドロキシコルチコステロイドキット(17-OHCS)	33238000	
【4D030】	コルチゾールキット	44399000	○
【4D040】	血液検査用コルチゾールキット	43259000	○
【4D050】	デヒドロエピandroステロンキット(DHEA)	30320000	
【4D060】	デヒドロエピandroステロンーサルフェイトキット(DHEA-S)	43159000	○
【4D070】	androステンジオンキット	30319000	
【4D080】	アルドステロンキット(ALD)	31428000	○
【4D081】	血液検査用アルドステロンキット(ALD)	85008000	

No.	一般的名称(項目名)	JMDNJ-ド*	掲載
【4E010】	カテコールアミンキット	30440000	○
【4E020】	遊離メタネフリン2分画キット	85005000	○
【4E030】	ホモバニリン酸キット(HVA)	43149000	
【4E040】	バニールマンデル酸キット(VMA)	30453002	
【4E050】	血液検査用バニールマンデル酸キット(VMA)	30453001	
【4F010】	エストロジェンキット	33293000	○
【4F020】	エストロンキット(EI)	30331000	
【4F030】	エストラジオールキット(E2)	30321000	○
【4F040】	エストリオールキット(E3)	30329002	
【4F050】	血液検査用エストリオールキット(E3)	30329001	
【4F060】	自己検査用エストロンー 3 -グルクロニドキット(E3G)	43148003	
【4F070】	エストリオールー 1 6 アルファーグルクロナイドキット(E3-16G)	43443000	
【4F080】	プロジェステロンキット(P4)	30323000	○
【4F090】	1 7 -ヒドロキシプロゲステロンキット(17α-OHP)	30324000	○
【4F100】	プレグナンジオールー 3 アルファーグルクロナイドキット(Pd-3G)	85001000	
【4F110】	テストステロンキット	30327012	
【4F120】	血液検査用テストステロンキット	30327001	○
【4F130】	遊離テストステロンキット	30327002	○
【4F140】	ヒト絨毛性性腺刺激ホルモンキット(HCG)	30332002	○
【4F150】	血液検査用ヒト絨毛性性腺刺激ホルモンキット(HCG)	30332001	○
【4F160】	ベーターヒト絨毛性ゴナトロピンキット(β-HCG)	30333002	
【4F170】	血液検査用ベーターヒト絨毛性ゴナトロピンキット(β-HCG)	30333001	○
【4F180】	ヒト絨毛性ゴナトロピンベータ分画コアキット(HCGβコア)	43456000	
【4F190】	ヒト胎盤性ラクトゲンキット(HPL)	30334000	
【4F200】	抗ミュー管ホルモンキット(AMH)	85004000	○
【4G010】	インスリンキット(IRI)	30338000	○
【4G020】	プロインスリンキット	42852000	
【4G030】	C -ペプチドキット(CPR)	30336002	○
【4G040】	血液検査用C -ペプチドキット(CPR)	30336001	○
【4G050】	グルカゴンキット	30337000	○
【4G060】	ガストリンキット	42862000	○
【4G070】	セクレチンキット	44239000	
【4Z010】	レニンキット(PRA)	43444000	○
【4Z020】	アンジオテンシン I ノレニンキット	31410000	
【4Z030】	活性型レニンキット(PRC)	43439000	○

No.	一般的名称(項目名)	JMDNJ-ド*	掲載
【4Z035】	プロスタグランジン E 主要代謝物キット	84129000	○
【4Z040】	サイクリックアデノシナーリン酸キット(C-AMP)	30347000	○
【4Z050】	ヒスタミンキット	43457000	
【4Z060】	心房性ナトリウム利尿ペプチドキット(HANP)	30260000	○
【4Z070】	ヒト脳性ナトリウム利尿ペプチドキット(BNP)	44443000	○
【4Z080】	ヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド前駆体N 端フラグメントキット(NT-proBNP)	85002000	○
【4Z090】	エリスロポエチンキット(EPO)	30376000	○
【4Z100】	オステオカルシンキット(BGP)	30352000	○
【4Z110】	低カルボキシル化オステオカルシンキット(ucOC)	85003000	○
【4Z120】	線維芽細胞増殖因子 2 3 キット(FGF23)	85006000	○
【4Z130】	レプチンキット	85007000	○
【4Z200】	s F l t - 1 キット	84101000	○
【4Z210】	<u>P I G F</u> キット	84102000	○
【5J010】	ネオブテリンキット	30371000	
【5J015】	インターフェロンーλ 3 キット(IFN-λ3)	84115000	○
【5J017】	インターロイキンー 6 キット(IL-6)	84112000	○
【5J020】	T h 2 ケモカイン・T A R Cキット	84043000	○
【5J025】	血管内皮増殖因子キット(VEGF)	84117000	
【5J030】	肝細胞増殖因子キット	43072000	○
【5J040】	GDF15キット	84124000	
DD02 免疫化学検査 腫瘍関連抗原（抗体）検査			
【5D010】	癌胎児性抗原キット(CEA)	30288000	○
【5D020】	アルファーフェトプロテインキット(AFP)	30295000	○
【5D030】	アルファーフェトプロテインのレクチン反応性による分画比キット(AFP-L3)	43480000	○
【5D040】	塩基性胎児蛋白キット(BFP)	44440000	○
【5D050】	肝癌胎児性抗原・P O Aキット	44433000	
【5D060】	癌抗原 1 2 5 キット(CA125)	30283000	○
【5D070】	癌抗原 6 0 2 キット(CA602)	43034000	○
【5D080】	肺腺癌由来抗原 1 3 0 キット(CA130)	43150000	
【5D085】	T F P I 2 キット	84111000	○
【5D090】	ヒト精巢上体タンパク4キット(HE4)	84082000	○
【5D100】	癌抗原 1 5 - 3 キット(CA15-3)	30279000	○
【5D110】	乳癌抗原・B C A 2 2 5 キット(BCA225)	43825000	
【5D120】	癌抗原 1 9 - 9 キット(CA19-9)	30280000	○
【5D130】	癌抗原 5 0 キット(CA50)	30281000	
【5D140】	癌抗原 7 2 - 4 キット(CA72-4)	30282000	○

DD 生化学的検査Ⅱ

○：掲載 **New**：新規承認品（2019年以降の承認品のうち、初めて製品掲載された項目） ●:前版から追加された項目 追加された一般的名称にはアンダーライン

No.	一般的名称(項目名)	JMDNJコード	掲載
【5D150】	シアリル T n 抗原キット(STN)	43306000	○
【5D160】	癌抗原 5 4 ／ 6 1 キット(CA54/61)	43196000	○
【5D170】	ヒト癌関連糖鎖抗原・K M O 1 キット(KMO1)	43309000	
【5D180】	D U P A N － 2 抗原キット	43308000	○
【5D190】	シアリルLex－i抗原キット(SLX)	43824000	○
【5D200】	シアリル L e x 抗原キット(CSLEX)	42825000	○
【5D210】	N C C － S T － 4 3 9 抗原キット	43307000	○
【5D220】	S P a n － 1 抗原キット	43823000	○
【5D230】	扁平上皮癌抗原・S C C キット(SCC抗原)	30291000	○
【5D240】	前立腺特異抗原キット【PSA】	37286000	○
【5D241】	前立腺特異抗原キット【S2,3PSA%】	37286000	○
【5D242】	前立腺特異抗原前駆体キット(プロPSA)	84104000	○
【5D250】	前立腺特異抗原・アルファ 1－アンチキモトリプシン複合体キット(PSA-ACT)	43145000	○
【5D260】	遊離型前立腺特異抗原キット(フリーPSA)	37287000	○
【5D270】	遊離型前立腺特異抗原/前立腺特異抗原比キット(フリーPSA)/(PSA)比	84091000	
【5D280】	ガンマーセミノプロテインキット(γ-Sm)	43428000	○
【5D290】	組織ポリペプチド抗原キット(TPA)	30292000	
【5D300】	サイトケラチン 1 9 フラグメントキット(シフラ)	30287000	○
【5D310】	サイトケラチン 8・サイトケラチン 1 8 総量キット	84034000	
【5D320】	免疫抑制酸性蛋白キット(IAP)	36010010	
【5D330】	前立腺酸性フォスファターゼキット(PAP)	34226000	○
【5D340】	神経特異性エノラーゼキット(NSE)	30301000	○
【5D350】	癌関連ガラクトース転移酵素・G A T キット(GAT)	43195000	
【5D360】	妊娠特異糖蛋白 1 キット(SP1)	44325000	
【5D370】	P I V K A － II キット	44379003	○
【5D380】	ガストリン放出ペプチド前駆体キット(ProGRP(31-98))	44438000	○
【5D390】	抗 p 5 3 抗体キット	84039000	
【5D400】	核マトリックス蛋白 2 2 キット(NMP22)	43197000	○
【5D410】	膀胱組織抗原・BTAキット	30510000	○
【5D420】	E r b B － 2 キット(c-erbB遺伝子産物)	43270000	○
【5D430】	CCR 4 キット	84068000	○
【5D440】	可溶性メソテリン関連ペプチドキット(SMRP)	84058000	○
【5D450】	肺癌関連蛋白・L C A P キット	44430000	
【5J010】	I L － 1 a ／ I L 1 b ／ I L 1 R A ／ I L 2 r ／ I L 6 r キット【可溶性インターロイキン- 2 レセプター】	30619000	○
【5P010】	エストロゲンレセプターキット(ER)	30293000	

No.	一般的名称(項目名)	JMDNJコード	掲載
【5P020】	プロゲステロンレセプターキット(PR)	30294000	
【5P030】	遊離型フコースキット	44432000	
【5P040】	ターミナルデオキシヌクレオチジルトランスフェラーゼキット(TDT)	43412000	
【5P050】	デオキシチミジンキナーゼキット(TK)	44254013	
【5P060】	血液化学検査用デオキシチミジンキナーゼキット	44254002	
【5P070】	I 型コラーゲン－ C－テロペプチドキット(ICTP)	42941000	○
【5P080】	胃型ムチンキット	84041000	○
【5P090】	エラスターゼ I キット	43237000	○
【5P100】	グルタチオン S－ートランスフェラーゼキット	84027000	
【5P110】	<u>アポリポ蛋白A2 アイソフォームキット</u>	84132000	
DD99 その他			
【3B010】	ベプシノーゲンキット	30373000	○

DD01 免疫化学検査 内分泌検査 JMDNコード： 30358001

【4A020】 血液検査用ヒト成長ホルモンキット(GH/HGH)

化学発光免疫測定法 CLIA (CLEIA・ECLIA・BLEIAを含む)

D1-4A010-0B-AC

販売名	製造販売会社名	販売会社名	検体の種別	貯法・有効期間	キットの構成・価格	JANJ-ト®	製品番号	承認・認証・届出番号	承認・認証 届出年月日	JMDNコード (シリーズ検査)	JMDNコード (キット)	備考	POCT
シーメンス・イムライズ GHⅡ	シーメンスヘルスケア・ ダイアグノスティクス		血清	2～8℃ 12ヶ月	200回分 150,000円	4987559316898	10711939	13A2X10031000101	2009/1/5		30358001		
A I A－バックC L h G H	東ソー	栄研化学 島津ダイアグノスティクス	血清、血漿	2～8℃ 25ヶ月	反応試薬(96回分)76,000円	4562185400397	0029135	13E1X80174002018	2017/01/27		30358001	化学発光酵素免疫測定法 (CLEIA)	
				2～8℃ 13ヶ月	基質セット(AIA-バックCL用)(50m L 包装)150,000円	4562185395570	0029701						
					基質セット(AIA-バックCL用)(0.35m L 試薬カップ包装) 40,000円	4560189216150	0029709					全自動化学発光酵素免疫装置 AIA-CL300専用の基質セット	
					洗浄液(150m L X4本)6,000円	4562185395594	0029703						
					分注液(100m L X4本)10,000円	4562185395600	0029704						
A I A－C L 用 h G H 較正試薬セット	東ソー	栄研化学 島津ダイアグノスティクス		2～8℃ 25ヶ月	較正試薬セット (6回較正分) 20,000円	4562185400489	0029235	----	----	----	----	A I A－バックC L h G H の較正に使用します。	
A I A－C L 用 検体希釈試薬 A	東ソー	栄研化学 島津ダイアグノスティクス		2～8℃ 13ヶ月	検体希釈試薬 A (72回分) 12,000円	4562185395396	0029401	----	----	----	----	A I A－バックC L h G H の希釈に使用します。	
アクセス hGH	ベックマン・コールター		血清、血漿	2～10℃ 25ヵ月	試薬バック 50テストX2	4987666202480	33580	13A2X00150000097	2010/12/28		30358001	化学発光酵素免疫測定法(CLEIA法) (R1：試薬バック)	
				2～8℃ 12ヵ月	アクセス 基質液 130 mLX4	4987666202374	81906					別売品：全てのアクセス アッセイの 共用試薬 (R2：基質液)	
アクセス hGH キャリブレータ	ベックマン・コールター			2～10℃	6レベルX2 mL用X1	4987666202497	33585	----	----	----	----	別売品：アクセス hGH アッセイ専用 キャリブレータ 凍結乾燥品	
エクレーシス試薬 hGH	ロシュ・ ダイアグノスティクス		血清、血漿	2～8℃・18ヵ月	E1G 100テスト・80000円	4987518304423	518304423	13A2X00206000135	2011/02/14		30358001	電気化学発光免疫測定法 ECLIA	
					E2G 100 テスト・80000円	4987518309053	518309053						

DD01 免疫化学検査 内分泌検査 JMDNコード： 30358001

【4A020】 血液検査用ヒト成長ホルモンキット(GH/HGH)

蛍光免疫測定法 FIA (FEIAを含む)

D1-4A010-0B-AL

販売名	製造販売会社名	販売会社名	検体の種別	貯法・有効期間	キットの構成・価格	JANJ-ト®	製品番号	承認・認証・届出番号	承認・認証 届出年月日	JMDNコード (シリーズ検査)	JMDNコード (キット)	備考	POCT
Eテスト「TOSOH」Ⅱ (HGH)	東ソー	栄研化学 島津ダイアグノスティクス	血清、血漿	2～8℃ 12ヶ月	免疫反応試薬(100回分)80,000円	4560189210455	0025266	13A2X00174000013	2006/10/30		30358001		
					標準品セット1箱(1mLX2セット)24,000円	4560189211445	0015366						
					検体希釈液1箱(4mLX4本)11,000円	4560189211438	0015566						
					基質セット1箱(100mLX2本)9,000円	4560189211742	0015968						
					分注液1箱(100mLX4本)8,000円	4560189211759	0015956						
					洗浄液1箱(100mLX4本)9,000円	4560189211766	0015955						

DD01 免疫化学検査 内分泌検査 JMDNコード： 30359000

【4A030】 インスリン様成長因子 I キット(IGF-1)

D1-4A015-0A-ZZ

販売名	製造販売会社名	販売会社名	検体の種別	貯法・有効期間	キットの構成・価格	JANJ-ト®	製品番号	承認・認証・届出番号	承認・認証 届出年月日	JMDNコード (シリーズ検査)	JMDNコード (キット)	備考	POCT
エクレーシス試薬 IGF-1	ロシュ・ ダイアグノスティクス		血清、血漿	2～8℃・12ヵ月	E1G 100テスト・160000円	4987518309497	518309497	229AAEZK00124000	2017/12/22		30359000	電気化学発光免疫測定法 ECLIA	
					E2G 100テスト・160000円	4987518313418	518313418						
A I A－バックC L I G F－1	東ソー	栄研化学 島津ダイアグノスティクス	血清、血漿	2～8℃ 13ヶ月	反応試薬 (96回分) 140,000円	4560189216792	0029181	306ABEZK00020000	2024/06/21		30359000	化学発光酵素免疫測定法 (CLEIA)	
				2～8℃ 13ヶ月	前処理試薬 (96回分) 12,000	4560189216822	0029581						
					基質セット(AIA-バックCL用)(50m L 包装)150,000円	4562185395570	0029701						
					基質セット(AIA-バックCL用)(0.35m L 試薬カップ包装) 40,000円	4560189216150	0029709					全自動化学発光酵素免疫装置 AIA-CL300専用の基質セット	
					洗浄液(150m L X4本)6,000円	4562185395594	0029703						
					分注液(100m L X4本)10,000円	4562185395600	0029704						
A I A－C L 用 I G F－1 較正試薬セット	東ソー	栄研化学 島津ダイアグノスティクス		2～8℃ 13ヶ月	較正試薬セット(6回較正分)20,000円	4560189216808	0029581	----	----	----	----	A I A－バックC L I G F－1 の較正に使用します。	
A I A－C L 用 検体希釈試薬 B	東ソー	栄研化学 島津ダイアグノスティクス		2～8℃ 13ヶ月	検体希釈試薬 B (72回分) 12,000円	4562185395525	0029402	----	----	----	----	A I A－バックC L I G F－1 の希釈に使用します。	
東ソーコントロール (I G F－1)	東ソー			2～8℃ 13ヶ月	レベル1, 2 各1mL×2本	4560189216815	0029381	----	----	----	----	A I A－バックC L I G F－1 用 コントロール	

DD01 免疫化学検査 内分泌検査 JMDNコード： 30361000

【4A050】 インスリン様成長因子結合蛋白 1 キット(IGFBP-1)

イムノクロマト法 (フロースルー法を含む)

D1-4A018-0A-EO

販売名	製造販売会社名	販売会社名	検体の種別	貯法・有効期間	キットの構成・価格	JANJ-ト®	製品番号	承認・認証・届出番号	承認・認証 届出年月日	JMDNコード (シリーズ検査)	JMDNコード (キット)	備考	POCT
チェックPROM	アルフレッサファーム		腔分泌液	2～8℃ 1年6ヶ月	10テスト 20,000円	4987274151514	915151	21500AMY00153000	2003/11/26		30361000		1.装置不要

マルチ試薬一覧

D 生化学的検査Ⅱ	JMDN	30318000	30309000	30324000	備考
DD01 免疫化学検査 内分泌検査	タイトルNo.	[4A140]	[4B050]	[4F090]	
販売名	製造販売会社名\項目	TSH	FT4	17α-OHP	
イムノブレックス 新生児内分泌スクリーニングキット	第一岸本臨床検査センター	○	○	○	

マルチ試薬一覧

D 生化学的検査Ⅱ + C 生化学的検査Ⅰ	JMDN	30167001	30338000	備考
DD01 免疫化学検査 内分泌検査 + CC01 生化学検査	タイトルNo.	[3D020]	[4G010]	
販売名	製造販売会社名\項目	GLU	インスリン	
スポットケム i-Pack インスリン+HOMA-R	アークレイファクトリー	○	○	

マルチ試薬一覧

D 生化学的検査Ⅱ	JMDN	30295000	43480000	備考
DD02 免疫化学検査 腫瘍関連抗原（抗体）検査	タイトルNo.	[5D020]	[5D030]	
販売名	製造販売会社名\項目	AFP	AFP-L3	
ミュータスワコー A F P - L 3	富士フイルム和光純薬	○	○	
ミュータスワコー A F P - L 3 ・ i 5 0	富士フイルム和光純薬	○	○	

見本

EE 免疫学的検査 EE01～EE03

○：掲載 **New**：新規承認品（2019年以降の承認品のうち、初めて製品掲載） ●：前版から追加 追加された一般的名称にはアンダーライン ー：前版から製品掲載なしに

No.	一般的名称(項目名)	JMDNコード	掲載
EE01 血漿蛋白検査			
【5A010】	免疫グロブリンGキット(IgG)	30232002	○
【5A020】	血液検査用免疫グロブリンGキット(IgG)	30232001	○
【5A030】	免疫グロブリンAキット(IgA)	30228002	○
【5A040】	血液検査用免疫グロブリンAキット(IgA)	30228001	○
【5A050】	免疫グロブリンMキット(IgM)	30234002	○
【5A060】	血液検査用免疫グロブリンMキット(IgM)	30234001	○
【5A070】	免疫グロブリンDキット(IgD)	30230000	○
【5A080】	免疫グロブリンGサブクラスキット	84002000	○
【5A090】	汎用検査用免疫グロブリンEキット(IgE)	81004000	○
【5A100】	免疫グロブリンEキット(IgE)	30275000	○
【5A110】	免疫グロブリンE単一試験・単一結果用多種抗原キット(アレルゲン特異IgE)	30277000	○
【5A120】	免疫グロブリンE単一試験・複数結果用多種抗原キット(アレルゲン特異IgE)	30278000	○
【5A130】	アレルゲンコンポーネント特異的免疫グロブリンEキット	84072000	○
【5A140】	免疫グロブリンG単一試験・単一結果用多種抗原キット	84001000	○
【5A150】	ヒスタミン遊離試験キット(アレルゲン刺激性遊離ヒスタミン(HRT))	44211000	
【5A160】	分泌型免疫グロブリンAキット(s-IgA)	30228012	
【5A170】	多項目免疫グロブリンキット	84021000	○
【5A180】	免疫グロブリンカップ／ラムダ鎖キット	30236000	○
【5B010】	血清補体価CH50キット	43254000	○
【5B020】	補体成分C3キット	30241001	○
【5B030】	補体成分C3cキット	30241002	
【5B040】	補体成分C4キット	30243000	○
【5B050】	補体制御因子キット(精子運動性)	84003000	○
【5B060】	補体成分C1不活性化因子キット(C1-インアクチベーター)	30240000	
【5B070】	C3プロアクチベーターキット	43815000	
【5C010】	プレアルブミン／トランスサイレチンキット	30251000	○
【5C020】	アルファ1-マイクログロブリンキット(α1-m)	30270000	○
【5C030】	アルファ1-アンチトリプシンキット	30268002	
【5C040】	血液検査用アルファ1-アンチトリプシンキット	30268001	○
【5C050】	アルファ1-酸性糖蛋白キット(α1-AGP)	36010000	○
【5C060】	血液検査用アルファ1-酸性糖蛋白キット(α1-AGP)	36010001	○
【5C070】	レチノール結合蛋白キット(RBP)	30252000	○
【5C080】	アルファ2-マクログロブリンキット	30269000	○

No.	一般的名称(項目名)	JMDNコード	掲載
【5C090】	ハプトグロビンキット(Hp)	30248000	○
【5C100】	セルロプラスミンキット(Cp)	30247000	○
【5C110】	ヘモベキシンキット(Hx)	30249000	○
【5C120】	トランスフェリンキット	30253002	○
【5C130】	血液検査用トランスフェリンキット(Tf)	30253001	○
【5C140】	糖鎖欠損トランスフェリンキット(CDT)	84087000	○
【5C150】	ベータ2-マイクログロブリンキット(β2-m)	30296002	○
【5C160】	血液検査用ベータ2-マイクログロブリンキット(β2-m)	30296001	
【5C170】	C反応性蛋白キット(CRP)	30499000	○
【5C180】	A-P-Rスコアキット	42986000	
【5C190】	アミロイドA蛋白キット(SAA)	44442000	○
【5C200】	トリプシノーゲンアクチベーションペプチドキット	84026000	
【5C210】	ミオグロビンキット(Mb)	30264000	○
【5C220】	ヒト心臓由来脂肪酸結合蛋白キット(H-FABP)	42860000	○
【5C230】	ミオシン軽鎖キット(心室筋ミオシン軽鎖I)	30265000	○
【5C240】	トロポニンキット【TnT】	30266000	○
【5C242】	トロポニンキット【TnI】	30266000	○
【5C250】	フェリチンキット(FRN)	30377000	○
【5C260】	血液検査用フェリチンキット(FRN)	30377010	
【5C270】	ヒトL型脂肪酸結合蛋白(L-FABP)キット	84051000	○
【5C280】	フィブロネクチンキット	30271000	○
【5C290】	I型プロコラーゲン-N-プロペプチドキット(PINP)	84046000	○
【5C300】	ベータクロスラスキット	44155000	○
【5C310】	I型コラーゲン架橋N-テロペプチドキット(NTX)	43299000	○
【5C320】	I型プロコラーゲン-C-プロペプチドキット(PICP)	42822000	
【5C330】	コンドロカルシンキット	43224000	
【5C340】	プロコラーゲンⅢペプチドキット(PⅢP)	44444000	○
【5C350】	Ⅳ型コラーゲンキット	43373000	○
【5C360】	Ⅳ型コラーゲン・7Sキット	44293000	○
【5C370】	Mac-2結合蛋白(M2BP)糖鎖修飾異性体キット	84073000	○
【5C371】	オートタキシンキット	84093000	○
【5C372】	組織メタロプロテアーゼ阻害物質キット(TIMP)	84133000	○
【5C380】	デオキシビリジノリンキット(DPD)	30348000	ー
【5C390】	好酸球塩基性蛋白キット	43419000	○
【5C400】	タウ蛋白キット	43049000	○
【5C410】	リン酸化タウ蛋白キット	83014000	○
【5C412】	β-アミロイドキット(β-アミロイド1-40、β-アミロイド1-42)	83032000	○
【5C420】	顆粒球エラスターゼキット	44398000	○

No.	一般的名称(項目名)	JMDNコード	掲載
【5C430】	シアリ化糖鎖抗原K L-6キット	43462000	○
【5C440】	プロカルシトニンキット(PCT)	84040000	○
【5C450】	プレセプシンキット	84070000	○
【5C460】	好中球ゼラチナーゼ結合性リポカリンキット(NGAL)	84078000	○
【5C470】	カルプロテクチンキット	84089000	○
【5C490】	ロイシンリッチα2グリコプロテインキット(LRG)	84097000	○
【5C500】	S C C A 2キット	84103000	
【5C510】	C T Pキット	84107000	New
【5C520】	サイトケラチン18フラグメントキット	84121000	○
【5C500】	チトクロムcキット	84045000	
【5Q010】	肺サーファクタントアポ蛋白-Aキット(SP-A)	44441000	
【5Q020】	サーファクタント蛋白Dキット(SP-D)	43194000	○
【5Q030】	マトリックスメタロプロテイナーゼ-3キット(MMP-3)	44647000	○
EE02 自己免疫関連検査			
【5G010】	抗核抗体キット(ANA)	30454000	○
【5G020】	抗核抗体・L E因子キット	84015000	
【5G030】	抗デオキシリボ核酸抗体キット(抗DNA抗体)	37724000	○
【5G040】	抗E N A抗体キット	44300000	
【5G050】	抗S m抗体キット	84016000	○
【5G060】	抗リボ核蛋白抗体キット(抗RNP抗体)	33916000	○
【5G070】	抗S S-A／R o抗体キット	43427000	○
【5G080】	抗S S-B抗体／L a抗体キット	42899000	○
【5G090】	抗Scl-70抗体キット(抗強皮症抗体)	30463000	○
【5G100】	抗R N AポリメラーゼⅢ抗体キット	84049000	
【5G110】	抗核抗体・抗セントロメア抗体キット(ACA)	44308000	○
【5G120】	抗J o-1抗体キット	30461000	○
【5G130】	抗ARS抗体キット	84074000	
【5G140】	抗MDA5抗体キット	84079000	
【5G150】	抗Mi-2抗体キット	84081000	
【5G165】	抗GM-CSF抗体キット	84136000	New
【5G160】	抗TIF1-γ抗体キット	84080000	
【5G170】	リウマチ因子キット(RF)	30500000	○
【5G180】	免疫グロブリンG型リウマトイド因子キット(IgG-RF)	44310000	
【5G190】	抗ガラクトース欠損免疫グロブリンG抗体キット	44385000	○
【5G200】	シトルリン化抗原に対する抗体キット	84035000	○
【5G210】	抗ミトコンドリア抗体キット	30476000	○
【5G220】	抗ミトコンドリアM2抗体キット	43106000	○
【5G230】	抗平滑筋抗体キット	37725000	○

EE 免疫学的検査 EE01～EE03

○：掲載 **New**：新規承認品（2019年以降の承認品のうち、初めて製品掲載された項目） ●：前版から追加された項目 追加された一般的名称にはアンダーライン

No.	一般的名称(項目名)	JMDNコード	掲載
【5G240】	抗胃壁細胞抗体キット	37765000	－
【5G250】	甲状腺ペルオキシダーゼ抗体キット(抗TPO抗体)	30317000	○
【5G260】	血液検査用甲状腺ペルオキシダーゼ抗体キット(抗TPO抗体)	30317001	○
【5G270】	甲状腺マイクロソーム抗体キット(AMC抗体)	30488000	
【5G280】	サイログロブリン自己抗体キット(TgAb)	30490000	○
【5G290】	血液検査用サイログロブリン自己抗体キット(TgAb)	30490001	○
【5G300】	甲状腺刺激性自己抗体キット(TSAb活性)	84017000	○
【5G310】	甲状腺刺激ホルモンレセプター抗体キット(TSHレセプター抗体)	30489000	○
【5G320】	血液検査用甲状腺刺激ホルモンレセプター抗体キット(TSHレセプター抗体)	30489001	○
【5G330】	抗グルタミン酸脱炭酸酵素抗体／抗ランゲルハンス島抗体キット	30340000	○
【5G340】	抗 I A－2 抗体キット	84024000	○
【5G350】	インスリン抗体キット	84023000	○
【5G360】	抗アセチルコリンレセプター抗体キット	43074000	○
【5G370】	抗筋特異的チロシンキナーゼ抗体キット(抗Musk抗体)	84071000	○
【5G380】	抗表皮基底膜部抗体キット	84066000	
【5G390】	抗デスマogleイン抗体キット	84019000	
【5G400】	抗 B P 1 8 0 N C 1 6 a 抗体キット	84036000	
【5G410】	抗 G B M 抗体キット(抗糸球体基底膜抗体)	43128000	○
【5G420】	ループス抗凝固因子キット	30587000	○
【5G430】	抗カルジオリピンベータ2 グリコプロテイン I 複合体抗体キット	43075000	○
【5G440】	抗カルジオリピン抗体キット	30475000	○
【5G450】	抗ベータ2グリコプロテイン I 抗体キット	84100000	○
【5G460】	抗血小板抗体キット(PLTAb)	43105000	○
【5G470】	血小板第4因子-ヘパリン複合体抗体キット	84067000	○
【5G475】	膵島関連自己抗体キット	84130000	
【5G480】	プロテイナーゼ 3－抗好中球細胞質自己抗体キット(ANCA)	30484000	○
【5G490】	ミエロペルオキシダーゼ抗好中球細胞質自己抗体キット(MPO-ANCA)	30483000	○
【5G500】	抗 L K M－1 抗体キット(肝腎マイクロソーム抗体)	84018000	
【5G510】	循環免疫複合体キット(IC)	30498000	○

No.	一般的名称(項目名)	JMDNコード	掲載
【5G520】	I g G 抗 G M 1 抗体キット	84037000	
【5G530】	I g G 抗 G Q 1 b 抗体キット	84038000	
【5G540】	抗アクアポリン4抗体キット	84065000	○
【5G550】	抗リボソームP抗体キット	84064000	
【5G560】	抗カルシウムチャネル抗体キット	84105000	○
EE03 細胞性免疫検査			
【5I010】	B細胞サブセットキット(Kappa, Lambda等)	43129000	○
【5I020】	バン T 細胞キット	43083000	
【5I030】	胸腺細胞キット(CD1a等)	43059000	
【5I040】	T細胞サブセットキット(CD2,CD3,CD4,CD8,CD11b,CD62L,HLA-DR等)	43098000	○
【5I050】	T細胞キット(Tリンパ球,CD3,CD5,CD7等)	43079000	○
【5I060】	C A L L A 発現細胞キット(CD10等)	43092000	○
【5I070】	単球キット(CD14,CD15等)	43055000	○
【5I080】	顆粒球キット(CD15等)	43068000	
【5I090】	B細胞キット(CD19,CD20,CD22,HLA-DR等)	43047000	○
【5I100】	白血球キット(CD45等)	43052000	○
【5I110】	N K 細胞キット(CD56,CD57,CD16等)	43062000	○
【5I120】	細胞周期キット	43086000	
【5I130】	L e Y 発現リンパ球キット	43096000	
【5I140】	リンパ球幼若化能キット	84020000	
【5K010】	ヒト白血球抗原判定キット	30608000	
【5K020】	ヒト白血球抗原クラス I I 決定因子抗体キット	30612000	

EE01 血漿蛋白検査 JMDNコード： 30232002
【5A010】 免疫グロブリンGキット(IgG)
免疫比濁法

E1-5A010-0A-DO

販売名	製造販売会社名	販売会社名	検体の種別	貯法・有効期間	キットの構成・価格	JANコード	製品番号	承認・認証・届出番号	承認・認証 届出年月日	JMDNコード (シリーズ検査)	JMDNコード (キット)	備考	POCT
N-アッセイ TIA IgG-SH ニットーボー	ニットーボーメディカル		血清、血漿、尿、髄液	2～10℃ 1年	R-1 :緩衝液 30mLX4 5,490円 R-2 :抗血清液 8mLX4 57,540円	4987479207702 4987479207795	14346154 14346254	221AFAMX00069000	2009/07/01		30232002	R1,R2別売品	
N-アッセイ TIA IgG-SH ニットーボー	ニットーボーメディカル	積水メディカル	血清、血漿、尿、髄液	2～10℃ 1年	R-1 :緩衝液 30mLX4 5,490円 R-2 :抗血清液 8mLX4 57,540円 標準液 1mLX6濃度 20,000円	4987502485763 4987502485770 4987502485862	485763 485770 485862	221AFAMX00069000	2009/07/01		30232002		
N-アッセイ TIA IgG-SH ニットーボー	ニットーボーメディカル	栄研化学	血清、血漿、尿、髄液	2～10℃ 1年	R-1 :緩衝液 30mLX4 5,490円 R-2 :抗血清液 8mLX4 57,540円	4987026119038 4987026119045	G-NB01 G-NB02	221AFAMX00069000	2009/07/01		30232002	R1,R2別売品	
イムノジェネシス I g G	P H C		血清、血漿、尿、髄液	2～10℃ 12ヵ月	R-1 : 27.0mLX1 R-2 : 7.2mLX1 15,400円	4987595639227	7CD-81A6	303AAEZX00045000	2021/7/21		30232002		
オートワコー I g G・N	富士フイルム和光純薬		血清、血漿、尿、髄液	2～10℃/1年	緩衝液/抗体溶液 (識別記号:SR) :26mLX2/8mLX2 (32,000円)	4987481045873	461-91101	226AAAMX00063000	2014/04/17		30232002	日立7600/7700P、日電BM1250/1650/2250、日立7180/7170	
					緩衝液/抗体溶液 (識別記号:LABOSPECT) :2組入り (70,000円)	4987481043572	461-58403					日立LABOSPECT008/003	
					緩衝液/抗体溶液 (識別記号:nx-c) :セット (62,000円)	4987481044371	469-74801					キヤノンTBA-nx360	
					緩衝液/抗体溶液<コバス> :キット (1カセット入り) (75,000円)	4987481042872	464-62504					ロシュ コバス8000 c702	
I g GキャリブレーターC S F・N	富士フイルム和光純薬			2～10℃/1年	0.9mLX6(18,000円)	4987481104051	462-60001	----	----	----	----	上記専用キャリブレーター	
オートワコー I g G・N	富士フイルム和光純薬	ロシュ・ ダイアグノスティックス	血清、血漿、 尿、髄液	2～10℃/1年	キット(1カセット入り)(75,000円)①緩衝液 :54.0mLX1②抗体溶液 :15.3mLX1	4987518616250	518-616250	226AAAMX00063000	2014/04/17		30232002		
コバス試薬 IGG Gen.2	ロシュ・ ダイアグノスティックス		血清・血漿・尿・髄液	2～8℃・24ヵ月	コバス システム-G 300テスト・75,000円	4987518628734	518628734	301AAEZX00068000	2019/12/24		30232002		
					コバス システム-L 500テスト・125,000円	4987518628895	518628895						

EE01 血漿蛋白検査 JMDNコード： 30232001
【5A020】 血液検査用免疫グロブリンGキット(IgG)
免疫比濁法

E1-5A010-0B-DF

販売名	製造販売会社名	販売会社名	検体の種別	貯法・有効期間	キットの構成・価格	JANコード	製品番号	承認・認証・届出番号	承認・認証 届出年月日	JMDNコード (シリーズ検査)	JMDNコード (キット)	備考	POCT
N－抗血清－I g G	シーメンスヘルスケア・ ダイアグノスティックス		血清	2～8℃ 2年	5mLX1 31,500円	4987177103818	OSAS155	16100EZY00374000	1986/12/09	80048002	30232001		
フレックスカートリッジ I g G V	シーメンスヘルスケア・ ダイアグノスティックス		血清、血漿	2～8℃ 24ヵ月	400テスト 102,800円	4987177713208	K7056	13A2X10031001064	2008/10/01		30232001	ディメンション ビスタシリーズ用	

EE01 血漿蛋白検査 JMDNコード： 30232001
【5A020】 血液検査用免疫グロブリンGキット(IgG)
免疫比濁法

E1-5A010-0B-DO

販売名	製造販売会社名	販売会社名	検体の種別	貯法・有効期間	キットの構成・価格	JANコード	製品番号	承認・認証・届出番号	承認・認証 届出年月日	JMDNコード (シリーズ検査)	JMDNコード (キット)	備考	POCT
ビトロス マイクロチップ IgG	オース・クリニカル・ ダイアグノスティックス		血清、血漿	2～8℃ 16ヶ月	50テストX6 105,000円	4987427081064	081064	13E1X00002000005	2015/07/21		30232001		
フレックスカートリッジ 免疫グロブリンG I G G	シーメンスヘルスケア・ ダイアグノスティックス		血清、血漿	2～8℃ 12ヵ月	120テスト (30X4) 41,000円	4987177704473	DF76	13A2X10031001035	2008/10/01		30232001	ディメンションシリーズ用	
アテリカCH IgG	シーメンスヘルスケア・ ダイアグノスティックス		血清、血漿	2～8℃ 15ヵ月	720テスト 158.400円	4987559356436	11097620	13E1X80031000039			30232001		
シンクロンシステム IgG試薬	ベックマン・コールター		血清、血漿	2～8℃ 2年	150テストX2	4987666101769	467925	13A2X00150000038	2010/12/01		30232001		

EE01 血漿蛋白検査 JMDNコード： 30228002
【5A030】 免疫グロブリンAキット(IgA)
免疫比濁法

E1-5A015-0A-DF

販売名	製造販売会社名	販売会社名	検体の種別	貯法・有効期間	キットの構成・価格	JANコード	製品番号	承認・認証・届出番号	承認・認証 届出年月日	JMDNコード (シリーズ検査)	JMDNコード (キット)	備考	POCT
N－ラテックス I g Aキット	シーメンスヘルスケア・ ダイアグノスティックス		血清、髄液	2～8℃ 1年	2mLX3 34,000円	4987177103573	OQAI115	20700AMY00066000	1995/02/15		30228002	BNプロスベック/ベーリングネフェロ メーターⅡ用	

EE01 血漿蛋白検査 JMDNコード： 30228001
【5A040】 血液検査用免疫グロブリンAキット(IgA)
免疫比濁法

E1-5A015-0B-DF


販売名	製造販売会社名	販売会社名	検体の種別	貯法・有効期間	キットの構成・価格	JANコード	製品番号	承認・認証・届出番号	承認・認証 届出年月日	JMDNコード (シリーズ検査)	JMDNコード (キット)	備考	POCT
N－抗血清－I g A	シーメンスヘルスケア・ ダイアグノスティックス		血清	2～8℃ 2年	5mLX1 31,500円	4987177103788	OSAR155	16100EZY00374000	1986/12/09	80048002	30228001		
フレックスカートリッジ I g A V	シーメンスヘルスケア・ ダイアグノスティックス		血清、血漿	2～8℃ 24ヵ月	400テスト 102,800円	4987177713185	K7052	13A2X10031001063	2008/10/01		30228001	ディメンション ビスタシリーズ用	

マルチ試薬一覧

E 免疫学的検査 + C 生化学的検査 I	JMDN	38512002	30264000	30266000	備考
EE01 血漿蛋白検査 + CC01 生化学検査	タイトルNo.	[3B020]	[5C210]	[5C242]	
販売名	製造販売会社名\項目	CKアイソザイム	ミオグロビン	TnI	
トリアージテスト CP	住友ベークライト	○	○	○	

マルチ試薬一覧

E 免疫学的検査	JMDN	30454000	37724000	84016000	33916000	43427000	42899000	30463000	44308000	30461000	30476000	37725000	37765000	43128000	30475000	84100000	30484000	30483000	備考
EE02 自己免疫関連検査	タイトルNo.	[5G010]	[5G030]	[5G050]	[5G060]	[5G070]	[5G080]	[5G090]	[5G110]	[5G120]	[5G210]	[5G230]	[5G240]	[5G410]	[5G440]	[5G450]	[5G480]	[5G490]	
販売名	製造販売会社名\項目	抗核抗体	抗DNA抗体	抗Sm抗体	抗RNP抗体	抗SS-A/Ro抗体	抗SS-B抗体/La抗体	抗Scl-70抗体	抗セントロメア抗体	抗Jo-1抗体	抗ミトコンドリア抗体	抗平滑筋抗体	抗胃壁細胞抗体	抗糸球体基底膜抗体	抗カルジオリピン抗体	抗ベータ2グリコプロテインI抗体	プロテイナーゼ3－抗好中球細胞質自己抗体	抗好中球細胞ミエロペルオキシダーゼ抗体	
BioPlex ANAスクリーン	バイオ・ラッド ラボタトリーズ	○	○	○	○	○	○	○	○	○									
Quantafluor テストキット マウス胃／腎	バイオ・ラッド ラボタトリーズ	○									○	○	○						
BioPlex Vasculitisキット	バイオ・ラッド ラボタトリーズ													○			○	○	
クアンタフラッシュ APS	アイ・エル・ジャパン														○	○			
BioPlex APLS IgG キット	バイオ・ラッド ラボタトリーズ														○	○			
BioPlex APLS IgM キット	バイオ・ラッド ラボタトリーズ														○	○			



マルチ試薬一覧

EE 免疫学的検査 EE03 細胞性免疫検査	JMDN	43129000	43098000	43079000	43092000	43047000	43062000	備考
	タイトルNo.	【SI010】	【SI040】	【SI050】	【SI060】	【SI090】	【SI110】	
販売名	製造販売会社名\項目	B細胞サブセット(Kappa, Lambda等)	活性化T細胞(HLA-DR等) E-ロゼット形成T細胞(CD2等) 細胞障害性・サブレッサーT細胞(CD3,CD4,CD8等) ヘルパー・インデューサーT細胞(CD4等) T細胞サブセット(CD11b, CD62L等)	T細胞・Tリンパ球(CD3, CD5, CD7等)	Common Acute Lymphoblastic Leukaemia 抗原(CALLA)発現細胞(CD10等)	B細胞・Bリンパ球(CD19,CD20,CD22,HLA-DR等)	NK細胞(CD56, CD57, CD16等)	
オンコマーク 抗Kappa/抗Lambda/CD19	日本ベクトン・ディッキンソン	○				○		
オンコマーク 抗Lambda/抗Kappa/CD20	日本ベクトン・ディッキンソン	○				○		
BD マルチテスト 6カラー TBNK	日本ベクトン・ディッキンソン		○	○		○	○	
オンコマーク CD5/CD10/CD19	日本ベクトン・ディッキンソン			○	○	○		
オンコマーク CD8/CD56/CD3	日本ベクトン・ディッキンソン		○	○			○	
サイマルテスト CD3/CD16+CD56	日本ベクトン・ディッキンソン			○			○	
サイマルテスト CD3/CD19	日本ベクトン・ディッキンソン			○		○		
サイマルテスト CD3/抗HLA-DR	日本ベクトン・ディッキンソン		○	○		○		
サイマルテスト CD57/CD8	日本ベクトン・ディッキンソン		○				○	
サイマルテスト CD4/CD8	日本ベクトン・ディッキンソン		○					
サイマルテスト 抗Kappa/抗Lambda	日本ベクトン・ディッキンソン	○						
サイマルテスト IMKPlus試薬キット	日本ベクトン・ディッキンソン		○	○		○	○	
サイマルテスト IMK-Lymphocyteキット	日本ベクトン・ディッキンソン		○	○		○	○	
トライテスト CD3/CD16+CD56/CD45	日本ベクトン・ディッキンソン			○			○	
トライテスト CD3/CD19/CD45	日本ベクトン・ディッキンソン			○		○		
トライテスト CD3/CD4/CD45	日本ベクトン・ディッキンソン		○	○				
トライテスト CD3/CD8/CD45	日本ベクトン・ディッキンソン		○	○				
トライテスト CD4/CD8/CD3	日本ベクトン・ディッキンソン		○					
マルチテスト CD3/CD16+CD56/CD45/CD19	日本ベクトン・ディッキンソン			○		○	○	
マルチテスト CD3/CD8/CD45/CD4	日本ベクトン・ディッキンソン		○	○				
マルチテスト CD3/CD8/CD45/CD4 マルチテスト CD3/CD16+CD56/CD45/CD19	日本ベクトン・ディッキンソン		○	○		○	○	

EE 免疫学的検査 EE04

○：掲載 **New**：新規承認品（2019年以降の承認品のうち、初めて製品掲載） ●:前版から追加 追加された一般的名称にはアンダーライン ー：前版から製品掲載なしに

No.	一般的名称(項目名)	JMDNコード	掲載
EE04 感染症（血清免疫）検査			
【5E010】	クラミジア抗原キット	30676000	○
【5E020】	クラミジア抗体キット	30678000	○
【5E030】	クラミジア免疫グロブリンGキット	30680000	○
【5E040】	クラミジア免疫グロブリンAキット	30679000	○
【5E050】	クラミジア免疫グロブリンMキット	30681000	○
【5E060】	抗ストレプトリジンOキット(ASO抗体価)	37756000	○
【5E070】	抗ストレプトキナーゼ抗体キット(ASK抗体価)	30493000	
【5E080】	抗連鎖球菌ヒアルロニダーゼキット	30492000	
【5E090】	抗連鎖球菌DNa s e－Bキット	30491000	
【5E100】	A群連鎖球菌多糖体抗体価キット	44024000	
【5E110】	A群ベータ溶血連鎖球菌抗原キット	44031000	○
【5E120】	肺炎球菌莢膜抗原キット	84030000	
【5E130】	淋菌抗原キット	30682000	○
【5E140】	エンドキシンキット	42947000	○
【5E150】	チフス菌抗体キット	44028000	
【5E160】	ブルセラキット	30713000	
【5E170】	百日咳菌抗原キット	37723000	○
【5E180】	百日咳菌抗体キット	44021000	○
【5E190】	ヘリコバクターピロリ抗原キット	30689000	○
【5E200】	ヘリコバクターピロリ抗体キット	30691000	○
【5E210】	ヘリコバクターピロリウレアーゼキット	44204000	○
【5E220】	トレポネーマ抗体キット(TP抗体)	30687000	○
【5E230】	トレポネーマ免疫グロブリンM抗体キット	44429000	
【5E240】	非トレポネーマ脂質抗体キット	32450000	○
【5E250】	レプトスピラキット	30716000	
【5E260】	ボレリア抗体キット	30697000	
【5E270】	マイコプラズマ抗原キット	30702000	○
【5E280】	マイコプラズマ抗体キット	30704000	○
【5E290】	クロストリジウムデフィシルキット	30714000	○
【5E300】	リケッチアキット	30717000	
【5E310】	ツツガムシ病抗原キット	43250000	
【5E320】	ツツガムシ病抗体キット	44428000	○
【5E330】	クリプトコッカス ネオフォルマンスキット	37746000	○
【5E340】	カンジダキット	37748000	○
【5E350】	アスペルギルスキット	37741000	○
【5E360】	抗トリコスポロン・アサヒ抗体キット	84069000	
【5E370】	(1→3)－ペクターD－グルカンキット	43226000	○

No.	一般的名称(項目名)	JMDNコード	掲載
【5E380】	トキソプラズマ抗体キット	30816000	
【5E390】	トキソプラズマ免疫グロブリンGキット	30817000	○
【5E400】	トキソプラズマ免疫グロブリンMキット	30818000	○
【5E410】	赤痢アメーバ抗体キット	30819000	
【5E412】	赤痢アメーバ抗原キット	84114000	
【5E420】	抗抗酸菌抗体キット	44201000	○
【5E430】	マイコバクテリウム抗体キット	30700000	
【5E440】	大腸菌O157LP S抗体キット	44025000	－
【5E450】	脳脊髄膜炎起炎菌莢膜多糖抗原キット	44198000	○
【5E460】	連鎖球菌抗原キット	44029000	○
【5E470】	腸炎ビブリオ菌耐熱性溶血毒キット(TDH)	44203000	
【5E480】	抗アニサキス免疫グロブリンG・免疫グロブリンA抗体キット	44202000	
【5E490】	らい菌特異抗体キット(抗PGL抗体)	44020000	
【5E500】	熱帯性マラリアHRP－2抗原キット	84005000	
【5E510】	レジオネラキット	30692000	○
【5E520】	白癬菌抗原キット	84086000	○
【5E530】	カンピロバクター抗原キット	84095000	○
【5E540】	インターフェロン－γ遊離試験キット	84033000	○
【5F010】	A型肝炎ウイルス抗体キット(HAV抗体)	30720000	○
【5F020】	A型肝炎ウイルス免疫グロブリンMキット(IgM型HAV抗体)	30722000	○
【5F030】	B型肝炎ウイルス表面抗原キット(HBs抗原)	30723000	○
【5F040】	B型肝炎ウイルス表面抗体キット(HBs抗体)	30725000	○
【5F050】	B型肝炎ウイルスコア抗体キット(HBc抗体)	30731000	○
【5F060】	B型肝炎ウイルスコア免疫グロブリンMキット(IgM型HBc抗体)	30733000	○
【5F070】	B型肝炎ウイルス／e抗原／抗体キット(HBe抗原・HBe抗体)	36017000	
【5F080】	B型肝炎ウイルスe抗原キット(HBe抗原)	30734000	○
【5F090】	B型肝炎ウイルスe抗体キット(HBe抗体)	30737000	○
【5F100】	B型肝炎ウイルスpre-S2抗原キット(pre-S2抗原)	44200000	
【5F110】	HBs抗原・アルブミンレセプター結合体キット	44199000	
【5F120】	B型肝炎ウイルスコア関連抗原キット	84031000	○
【5F130】	B型肝炎ウイルスDNAポリメラーゼキット	43251000	
【5F140】	B型肝炎ウイルス抗原エпитーブキット	84059000	○
【5F150】	C型肝炎ウイルス抗原キット(HCV抗原)	30740000	

No.	一般的名称(項目名)	JMDNコード	掲載
【5F160】	C型肝炎ウイルスコア蛋白質キット	44292000	○
【5F170】	C型肝炎ウイルス抗体キット(HCV抗体)	30743000	○
【5F180】	C型肝炎ウイルス免疫グロブリンGキット	30744000	
【5F190】	C型肝炎ウイルスコア抗体キット	44324000	
【5F200】	C型肝炎ウイルス群別キット	44426000	○
【5F210】	C型肝炎ウイルス抗体確認用キット	30746000	
【5F220】	GOR抗体キット	44425000	
【5F230】	D型肝炎ウイルス抗体キット(HDV抗体)	30750000	
【5F240】	E型肝炎ウイルス抗体キット(HEV抗体)	84057000	○
【5F250】	アデノウイルスキット	41274000	○
【5F260】	単純ヘルペスウイルスキット	30802023	○
【5F270】	単純ヘルペスウイルス免疫グロブリンGキット	30805000	○
【5F280】	単純ヘルペスウイルス免疫グロブリンMキット	30806000	○
【5F290】	単純ヘルペスウイルス抗体キット	30804000	○
【5F300】	単純ヘルペスウイルス1型キット	30802003	○
【5F310】	単純ヘルペスウイルス2型キット	30802013	○
【5F320】	水痘・帯状疱疹ウイルス抗原キット	41759003	○
【5F330】	水痘・帯状疱疹ウイルス抗体キット	41759013	○
【5F340】	水痘・帯状疱疹ウイルス免疫グロブリンGキット	44016000	○
【5F350】	水痘・帯状疱疹ウイルス免疫グロブリンMキット	44027000	○
【5F360】	サイトメガロウイルス抗原キット	30797000	○
【5F370】	サイトメガロウイルス抗体キット	30799000	○
【5F380】	サイトメガロウイルス免疫グロブリンGキット	30800000	○
【5F390】	サイトメガロウイルス免疫グロブリンMキット	30801000	○
【5F400】	エプスタイン・バーウイルス抗体キット(EBウイルス抗体)	30809000	○
【5F410】	エプスタイン・バーウイルス免疫グロブリンGキット(EBウイルスIgG抗体)	84006000	○
【5F420】	エプスタイン・バーウイルス免疫グロブリンAキット(EBウイルスIgA抗体)	84007000	○
【5F430】	エプスタイン・バーウイルス免疫グロブリンMキット(EBウイルスIgM抗体)	33902000	○
【5F440】	ポリオウイルスキット	37731000	
【5F450】	コクサッキーウイルスキット	37729000	○
【5F460】	エコーウイルスキット	37728000	○
【5F470】	日本脳炎ウイルス抗体キット	44321000	○
【5F480】	風疹ウイルス抗体キット	30794000	○
【5F490】	風疹ウイルス免疫グロブリンGキット(IgG型風疹ウイルス抗体)	30796000	○

EE 免疫学的検査 EE04

○：掲載 **New**：新規承認品（2019年以降の承認品のうち、初めて製品掲載された項目） ●:前版から追加された項目 追加された一般的名称にはアンダーライン

No.	一般的名称(項目名)	JMDNJ-ド*	掲載
【5F500】	風疹ウイルス免疫グロブリンMキット(IgM型風疹ウイルス抗体)	30795000	○
【5F510】	インフルエンザウイルスキット	30813000	○
【5F520】	インフルエンザウイルスA型及びインフルエンザウイルスB型由来のノイラミニダーゼキット	43228000	
【5F530】	パラインフルエンザウイルスキット	32487000	○
【5F540】	R S ウイルスキット	30814000	○
【5F550】	麻疹ウイルスキット	84008000	○
【5F560】	麻疹ウイルス抗体キット	44019000	○
【5F570】	麻疹ウイルス免疫グロブリンG抗体キット(麻疹ウイルスIgG抗体)	84009000	○
【5F580】	麻疹ウイルス免疫グロブリンM抗体キット(麻疹ウイルスIgM抗体)	84026010	○
【5F590】	ムンプスウイルスキット	37740000	○
【5F600】	ヒトT細胞白血病ウイルスI抗体キット(HTLV-I抗体)	30783000	○
【5F610】	ヒトT細胞白血病ウイルスI抗体確認キット	30784000	○
【5F620】	ヒトT細胞白血病ウイルスII抗体キット	30787000	
【5F630】	ヒトT細胞白血病ウイルスII抗体確認キット	30788000	○
【5F640】	ヒトT細胞白血病ウイルスI／II抗体キット	84010000	○
【5F650】	ヒト免疫不全症ウイルス抗体キット(HIV抗体)	84013000	○
【5F660】	ヒト免疫不全症ウイルス1抗体キット	30765000	
【5F670】	ヒト免疫不全症ウイルス1抗体確認キット(HIV-1特異抗体)	40436000	○
【5F680】	H I V構造蛋白特異抗体キット	43454000	
【5F690】	A I D S関連ウイルス抗体キット	43477000	
【5F700】	ヒト免疫不全症ウイルス1 p 2 4抗原キット(HIV-1 p24抗原)	30775000	○
【5F710】	ヒト免疫不全症ウイルス1 p 2 4抗原・HIV抗体キット	84011000	○
【5F720】	ヒト免疫不全症ウイルス2抗体キット	30773000	
【5F730】	ヒト免疫不全症ウイルス2抗体確認キット(HIV-2特異抗体)	84012000	○
【5F740】	レオウイルスキット	37732000	
【5F750】	レオウイルス抗体キット	44022000	
【5F760】	ロタウイルスキット	30815000	○
【5F770】	ロタウイルス抗体キット	44026000	
【5F780】	S V 5 ウイルスキット	43009000	
【5F790】	S V 5 ウイルス抗体キット	42994000	

No.	一般的名称(項目名)	JMDNJ-ド*	掲載
【5F800】	S V 4 1 ウイルスキット	43955000	
【5F810】	エンテロウイルスキット	30811000	○
【5F820】	パルボウイルスキット	38877003	
【5F830】	ヒトパルボウイルスB 1 9免疫グロブリンG抗体キット	38877013	○
【5F840】	ヒトパルボウイルスB 1 9免疫グロブリンM抗体キット	38877023	○
【5F850】	ノロウイルス抗原キット	84029000	○
【5F860】	ヒトメタニューモウイルスキット	84061000	○
【5F870】	デングウイルスNS1抗原キット	84077000	○
【5F880】	デングウイルス抗体キット	84084000	
【5F890】	S A R S コロナウイルス抗原キット(SARS-CoV-2)	84110000	○
【5F900】	エボラウイルス抗原キット	84116000	
EE99 その他			
【5Z010】	抗A A V抗体キット(AAV9抗体)	84108000	

EE04 感染症（血清免疫）検査
【5E010】 クラミジア抗原キット
イムノクロマト法（フロースルー法を含む）

JMDNコード： 30676000

E4-5E015-0A-EO

販売名	製造販売会社名	販売会社名	検体の種別	貯法・有効期間	キットの構成・価格	JANJ-ト [®]	製品番号	承認・認証・届出番号	承認・認証 届出年月日	JMDNコード (シリーズ検査)	JMDNコード (キット)	備考	POCT
ラビットエスピー 《クラミジア》	住友ベークライト		女性生殖器からの検体 男性初尿検体	1～30℃ 1年6ヶ月	10テスト 15,100円	4987713200117	20011	22200AMX00404000	2010/07/08		30676000		1.装置不要

EE04 感染症（血清免疫）検査
【5E020】 クラミジア抗体キット
補体結合、溶血反応

JMDNコード： 30678000

E4-5E016-2A-BC

販売名	製造販売会社名	販売会社名	検体の種別	貯法・有効期間	キットの構成・価格	JANJ-ト [®]	製品番号	承認・認証・届出番号	承認・認証 届出年月日	JMDNコード (シリーズ検査)	JMDNコード (キット)	備考	POCT
オウム病クラミジアCF試薬「生研」CF抗原	デンカ		血清	10℃以下、1年	1mL分X1本、8,000円	4987503311078	311078	16200EZZ01418000	1987/03/04	80010003	30678000		
オウム病クラミジアCF試薬「生研」CF正常抗原(細胞由来)	デンカ		血清	10℃以下、1年	0.5mL分X1本、2,800円	49875033310781	310781	----	----	----	----		
オウム病クラミジアCF試薬「生研」CF抗血清	デンカ		血清	10℃以下、1年	1mL分X1本、12,000円	4987503300423	300423	----	----	----	----		

EE04 感染症（血清免疫）検査
【5E030】 クラミジア免疫グロブリンGキット
酵素免疫測定法 EIA (ELISAを含む)

JMDNコード： 30680000

E4-5E018-3A-AI

販売名	製造販売会社名	販売会社名	検体の種別	貯法・有効期間	キットの構成・価格	JANJ-ト [®]	製品番号	承認・認証・届出番号	承認・認証 届出年月日	JMDNコード (シリーズ検査)	JMDNコード (キット)	備考	POCT
プロラスト クラミジア抗体 I g A / I g G	P H C		血清	2～8℃(暗所)1年	96 テスト 各 5 回用 800,000円	4987595977763	MYD-120	21200AMZ00626000	2000/12/04		30680000		
エルナス プレート 肺炎クラミジア I g G	富士レビオ		血清、血漿	2～8℃ 18ヵ月	1キット (96テスト用) 49,000円	4987270130285	130285	22500AMX01788000	2013/09/06		30680000		1.装置不要

EE04 感染症（血清免疫）検査
【5E040】 クラミジア免疫グロブリンAキット
酵素免疫測定法 EIA (ELISAを含む)

JMDNコード： 30679000

E4-5E017-4A-AI

販売名	製造販売会社名	販売会社名	検体の種別	貯法・有効期間	キットの構成・価格	JANJ-ト [®]	製品番号	承認・認証・届出番号	承認・認証 届出年月日	JMDNコード (シリーズ検査)	JMDNコード (キット)	備考	POCT
プロラスト クラミジア抗体 I g A / I g G	P H C		血清	2～8℃(暗所)1年	96 テスト 各 5 回用 800,000円	4987595977763	MYD-120	21200AMZ00626000	2000/12/04		30679000		
エルナス プレート 肺炎クラミジア I g A	富士レビオ		血清、血漿	2～8℃ 18ヵ月	1キット (96テスト用) 49,000円	4987270130292	130292	22500AMX01787000	2013/09/06		30679000		1.装置不要

EE04 感染症（血清免疫）検査
【5E050】 クラミジア免疫グロブリンMキット
酵素免疫測定法 EIA (ELISAを含む)

JMDNコード： 30681000

E4-5E019-5A-AI

販売名	製造販売会社名	販売会社名	検体の種別	貯法・有効期間	キットの構成・価格	JANJ-ト [®]	製品番号	承認・認証・届出番号	承認・認証 届出年月日	JMDNコード (シリーズ検査)	JMDNコード (キット)	備考	POCT
エルナス プレート 肺炎クラミジア I g M	富士レビオ		血清、血漿	2～8℃ 18ヵ月	1キット (96テスト用) 110,000円	4987270130278	130278	22100AMX02238000	2009/08/27		30681000		1.装置不要

EE04 感染症（血清免疫）検査
【5E050】 クラミジア免疫グロブリンMキット
イムノクロマト法（フロースルー法を含む）

JMDNコード： 30681000

E4-5E019-5A-EO

販売名	製造販売会社名	販売会社名	検体の種別	貯法・有効期間	キットの構成・価格	JANJ-ト [®]	製品番号	承認・認証・届出番号	承認・認証 届出年月日	JMDNコード (シリーズ検査)	JMDNコード (キット)	備考	POCT
エルナス 肺炎クラミドフィラ I g M	富士レビオ		血清	2～30℃ 18ヵ月	10回用 16,000円	4987270130421	130421	22600AMX01327000	2014/11/21		30681000	免疫クロマト法	1.装置不要

EE04 感染症（血清免疫）検査
【5E060】 抗ストレプトリジンOキット(ASO抗体価)
ラテックス比濁法 (LPIA、KIMS、競合法等を含む)

JMDNコード： 37756000

E4-5E035-0A-DC

販売名	製造販売会社名	販売会社名	検体の種別	貯法・有効期間	キットの構成・価格	JANJ-ト [®]	製品番号	承認・認証・届出番号	承認・認証 届出年月日	JMDNコード (シリーズ検査)	JMDNコード (キット)	備考	POCT
スポットケム i-Pack ASO	アークレイファクトリー	アークレイマーケティング	全血、血清、血漿	2～8℃ 1年	25個入 7,500円	4987486776031	77603	21200AMZ00385000	2000/3/29	80031003	37756000		3.装置必須
L Zテスト'栄研' A S O	栄研化学		血清、血漿	2～10℃ 1年	緩衝液 60mLX1/ラテックス試液 37mLX1 41,400円	4987026191119	G-IX22	20400AMZ00931000	1992/07/08		37756000	日立7180,AU680,BM6050 他	
L Zテスト'栄研' A S O	栄研化学	極東製薬工業	血清、血漿	2～10℃ 1年	緩衝液 20mLX2/ラテックス試液 13mLX2 27,600円	4987551495003	49500	20400AMZ00931000	1992/07/08		37756000	日立7180,AU680,BM6050 他	
ASO-ラテックスX1「生研」	デンカ		血清	2～10℃ 1年	緩衝液 40mLX1本、ラテックス浮遊液 50mLX1本	4987503603364	603364	21700AMZ00818000	2005/12/27		37756000	キヤノンAccute用	
					緩衝液 30mLX1本、ラテックス浮遊液 50mLX1本	4987503603371	603371					キヤノン用	
					緩衝液 32mLX1本、ラテックス浮遊液 50mLX1本	4987503603395	603395					日立7180用	
					緩衝液 200mLX1本、ラテックス浮遊液 200mLX1本	4987503603401	603401					バックマン用、日本電子用	
					緩衝液 28mLX1本、ラテックス浮遊液 46mLX1本	4987503603494	603494					日立LABOSPECT専用	
ASO標準液	デンカ			2～10℃ 1年	5mLX1本	4987503603258	603258	----	----	----	----		
N-アッセイ LA ASO ニットーボー	ニットーボーメディカル		血清、血漿	2～10℃ 1年	R-1:緩衝液 15mLX4 8,200円 R-2:ラテックス試液 15mLX4 32,500円	4987479211518 4987479211655	15314114 15314214	21000AMZ00769000	1998/09/18		37756000	R1,R2別売品	
オート A S O ・ B M L	ビー・エム・エル		血清、血漿	2～10℃ 1年	緩衝液(R-1)35mLX1、ラテックス試液(R-2)20mLX1	4560330330506		22500AMX01881000	2013/11/27		37756000		

マルチ試薬一覧

E 免疫学的検査	JMDN	44198000	30692000	41274000	30802003	30802013	30813000	30814000	30815000	84029000	84110000	84061000	備考
EE04 感染症（血清免疫）検査 抗原検出	タイトルNo.	【5E450】	【5E510】	【5F250】	【5F300】	【5F310】	【5F510】	【5F540】	【5F760】	【5F850】	【5F890】	【5F860】	
販売名	製造販売会社名\項目	肺炎球菌	レジオネラ※	アデノウイルス※	HSV 1型	HSV 2型	FluV A・B※	RSウイルス※	ロタウイルス	ノロウイルス	SARS-CoV-2	hMPV	
イムノキャッチー肺炎球菌/レジオネラ	栄研化学	○	○										
クイック チェイサー 肺炎球菌/レジオネラ	ミズホメディー	○	○										
ラピッドテスト R S V－アデノ	積水メディカル			○				○					
ラピッドテスト R S V－アデノ・NEXT	積水メディカル			○				○					
富士ドライケム IMMUNO AG カートリッジ RSV/Adeno	ミズホメディー			○				○					
クイック チェイサー Auto RSV/Adeno	ミズホメディー			○				○					
ラピッドテスト ロターアデノⅡ	積水メディカル			○					○				
クイック チェイサー Rota/Adeno	ミズホメディー			○					○				
ヘルベス(1・2)FA試薬「生研」	デンカ				○	○							
イムノエース® Flu/RSV	タウンズ						○	○					
クイックナビ-Flu+RSV	デンカ						○	○					
イムノアロー SARS-CoV-2&FluA／B&RSV	東洋紡						○	○			○		
アドテスト SARS-CoV-2/Flu	アドテック						○				○		
SARSコロナウイルス抗原キット インフルエンザウイル スキット Rapiim SARS-CoV-2-N/Flu PRT-20101A	キヤノンメディカル システムズ						○				○		
K B M ラインチェック n C o V／F l u	コージンバイオ						○				○		
RTテスト イムノクロマト-SARS-CoV-2/FluA+B	島津ダイアグノスティクス						○				○		
イムノエース®SARS-CoV-2/Flu	タウンズ						○				○		
クイックナビ-Flu+ COVID19Ag	デンカ						○				○		
COVID-19 and Influenza A+B抗原コンボテスト「ニ チレイバイオ」	ニチレイバイオサイエンス						○				○		
エスブライン SARS-CoV-2&Flu A+B	富士レビオ						○				○		
クイック チェイサー SARS-CoV-2/Flu	ミズホメディー						○				○		
クイック チェイサー SARS-CoV-2/Flu A,B	ミズホメディー						○				○		
クイック チェイサー Auto SARS-CoV-2/Flu	ミズホメディー						○				○		
クイック チェイサー Auto SARS-CoV-2/Flu A,B	ミズホメディー						○				○		
富士ドライケム IMMUNO AG カートリッジ COVID-19/Flu	ミズホメディー						○				○		
富士ドライケム IMMUNO AG カートリッジ COVID-19/FluAB	ミズホメディー						○				○		
SARS-CoV-2 & FluA/B ラピッド抗原テスト	ロシユ・ダイアグノスティッ クス						○				○		
クイック チェイサー SARS-CoV-2/RSV	ミズホメディー							○			○		
クイック チェイサー RSV/hMPV	ミズホメディー							○				○	
IPライン デュオ「ノロ・ロタ」	イムノ・グローブ								○	○			

※ 一般的名称の項目には、抗原と抗体がある

FF 輸血関連検査

○：掲載 **New**：新規承認品（2019年以降の承認品のうち、初めて製品掲載） ●:前版から追加 追加された一般的名称にはアンダーライン ー：前版から製品掲載なしに

No.	一般的名称(項目名)	JMDNコード	掲載
FF01 輸血関連検査			
【5H010】	A B O式血液型キット	30597000	○
【5H020】	A ートランスフェラーゼ活性およびB ートランスフェラーゼ活性キット	43108000	○
【5H030】	R h 式血液型キット	30598000	○
【5H040】	クームス試験キット(抗グロブリン試験)	43111000	○
【5H050】	不規則抗体検出・同定キット	43113000	○

見本

FF01 輸血関連検査
【5H010】 A B O式血液型キット
凝集反応

JMDNコード： 30597000

F1-5H010-0A-CC

販売名	製造販売会社名	販売会社名	検体の種別	貯法・有効期間	キットの構成・価格	JANJ-ト [®]	製品番号	承認・認証・届出番号	承認・認証 届出年月日	JMDNコード (シリーズ検査)	JMDNコード (キット)	備考	POCT
イムコア抗Aモノクロ	アイ・エル・ジャパン		赤血球	10℃以下禁凍結 2年	10mL 3,300円	4987793115912	IMM0006400-1J	20600AMY00141000	1994/04/14		30597000		
					自動分析機用10mLX2 6,000円	4987793000287	IMM0006400-2J						
					自動分析機用10mLX5 21,000円	4987793117411	IMM0006400-5J						
イムコア抗Bモノクロ	アイ・エル・ジャパン		赤血球	10℃以下禁凍結 2年	10mL 3,300円	4987793115929	IMM0006406-1J	20600AMY00140000	1994/04/14		30597000		
					自動分析機用10mLX2 6,000円	4987793000294	IMM0006406-2J						
					自動分析機用10mLX5 21,000円	4987793117428	IMM0006406-5J						
ガンマクローン抗A	アイ・エル・ジャパン		赤血球	10℃以下禁凍結 2年	10mL 3,300円	4987793107535	IMM0410210-1J	20500AMY00175000	1993/05/07		30597000		
ガンマクローン抗B	アイ・エル・ジャパン		赤血球	10℃以下禁凍結 2年	10mL 3,300円	4987793107542	IMM0413210-1J	20500AMY00176000	1993/05/07		30597000		
オーソ バイオクローン 抗A	オーソ・クリニカル・ ダイアグノスティックス		血液	10℃以下(禁凍結、直射日光避け) 2年	10mL3,795円	4987427111006	111006	16200EZY00586000	1987/10/23		30597000		
オーソ バイオクローン 抗B	オーソ・クリニカル・ ダイアグノスティックス		血液	10℃以下(禁凍結、直射日光避け) 2年	10mL3,795円	4987427112003	112003	16200EZY00587000	1987/10/23		30597000		
オーソ バイオビュー 抗A、抗B、抗Dカセット	オーソ・クリニカル・ ダイアグノスティックス		血液	25℃以下(禁凍結、直射日光避け) 8ヶ月	20カセット8,050円	4987427180002	180002	20800AMY00168000	1996/04/16		30597000		
オーソ バイオビュー A、B、D確認用カセット	オーソ・クリニカル・ ダイアグノスティックス		血液	25℃以下(禁凍結、直射日光避け)8ヶ月	20カセット9,200円	4987427180026	180026	21700AMY00058000	2005/02/23		30597000		
DG Gel カイノス ABO/Rh(2D)カード	カイノス		赤血球、血清、血漿	2～8℃ 24ヵ月	50カード19,300円	4987550024006	DGC0338	21700AMY00217000	2005/07/13	80010003	30597000		
DG Gel カイノス ABO/Rh(2D)カード	カイノス	富士フイルム和光純薬	赤血球、血清、血漿	2～8℃ 24ヵ月	50カード19,300円	4987481153202	DGC0338	21700AMY00217000	2005/07/13	80010003	30597000		
DG Gel カイノス CTカード	カイノス		赤血球、血清、血漿	2～8℃ 21ヵ月	50カード60,000円	4987550024013	DGC0374	21700AMY00217000	2005/07/13	80010003	30597000		
DG Gel カイノス CTカード	カイノス	富士フイルム和光純薬	赤血球、血清、血漿	2～8℃ 21ヵ月	50カード60,000円	4987481153219	DGC0374	21700AMY00217000	2005/07/13	80010003	30597000		
DG Gel カイノス Confirm Pカード	カイノス		赤血球	2～25℃ 13ヵ月	50カード22,000円	4987550024969	DGC0351	22800EZX00019000	2016/04/05		30597000		
DG Gel カイノス Confirm Pカード	カイノス	富士フイルム和光純薬	赤血球	2～25℃ 13ヵ月	50カード22,000円	4987481043695	DGC0351	22800EZX00019000	2016/04/05		30597000		
マイクロタイピングシステムABDカード (mono)	バイオ・ラッド ラボトラリーズ		血清、血漿、 赤血球	10～30℃ 12ヶ月	48カード18,500円	4987590012292	01229	21000AMY00179000	1998/08/20		30597000		
バイオ・ラッド セラクローン 抗A	バイオ・ラッド ラボトラリーズ		赤血球	2～8℃ 24ヶ月	10mL3,300円	4987590920252	92025	30400EZX00094000	2022/12/06		30597000		
バイオ・ラッド セラクローン 抗B	バイオ・ラッド ラボトラリーズ		赤血球	2～8℃ 24ヶ月	10mL3,300円	4987590920269	92026	30400EZX00095000	2022/12/06		30597000		
マイクロタイピングシステム ABD-Confirmationカード	バイオ・ラッド ラボトラリーズ		赤血球	10～30℃ 12ヶ月	48カード23,800円	4987590012551	01255	22600AMX00108000	2014/01/24		30597000		
モノクローナル抗Aワコー	富士フイルム和光純薬		赤血球	10℃以下(凍結不可) 2年	5mL (滴びん入) (1,800円) 10mL (滴びん入) (3,000円)	4987481025691 4987481025684	442-03702 440-03703	20200EZZ00113000	1990/08/24		30597000		1.装置不要
モノクローナル抗Bワコー	富士フイルム和光純薬		赤血球	10℃以下(凍結不可) 2年	5mL (滴びん入) (1,800円) 10mL (滴びん入) (3,000円)	4987481025721 4987481025714	448-03802 446-03803						

FF01 輸血関連検査
【5H020】 A－トランスフェラーゼ活性およびB－トランスフェラーゼ活性キット
凝集反応

JMDNコード： 43108000

F1-5H015-0A-CC

販売名	製造販売会社名	販売会社名	検体の種別	貯法・有効期間	キットの構成・価格	JANJ-ト [®]	製品番号	承認・認証・届出番号	承認・認証 届出年月日	JMDNコード (シリーズ検査)	JMDNコード (キット)	備考	POCT
ガルサーブ A B	横水メディカル		血清、血漿、尿	2～10℃ 1ヶ年	10検体分15,000円	4987502516207	516207	16300EZZ02057000	1988/12/27		43108000		

FF01 輸血関連検査
【5H030】 R h式血液型キット
凝集反応

JMDNコード： 30598000

F1-5H020-0A-CC

販売名	製造販売会社名	販売会社名	検体の種別	貯法・有効期間	キットの構成・価格	JANJ-ト [®]	製品番号	承認・認証・届出番号	承認・認証 届出年月日	JMDNコード (シリーズ検査)	JMDNコード (キット)	備考	POCT
ガンマクローン抗C	アイ・エル・ジャパン		赤血球	1～8℃ 2年	5mL 22,000円	4987793110191	IMM0066421	20900AMY00178000	1997/08/05		30598000		
ガンマクローン抗D(IgM／IgG)	アイ・エル・ジャパン		赤血球	10℃以下禁凍結 2年	10mL 14,000円	4987793110597	IMM0066420-1J	21000AMY00090000	1998/05/14		30598000		
					自動分析機用10mLX2 24,000円	4987793000300	IMM0066420-2J						
					自動分析機用10mLX5 75,000円	4987793117435	IMM0066420-5J						
ガンマクローン抗E	アイ・エル・ジャパン		赤血球	1～8℃ 2年	5mL 22,000円	4987793110207	IMM0066422	21000AMY00164000	1998/07/14		30598000		
ガンマクローン抗e	アイ・エル・ジャパン		赤血球	1～8℃ 2年	5mL 40,000円	4987793110221	IMM0066424	21000AMY00165000	1998/07/14		30598000		
イムクローン抗c	アイ・エル・ジャパン		赤血球	2～8℃ 2年	5mL 27,500円	4987793002397	IMM0007306-J	22600AMX00032000	2014/01/14		30598000		
イムコア抗c	アイ・エル・ジャパン		赤血球	1～10℃ 2年	5mL 27,500円	4987793004049	IMM0066425	30100EZX00007000	2019/06/26		30598000		
ノバクローン抗D(IgM／IgG)	アイ・エル・ジャパン		赤血球	2～8℃ 2年	10mL 14,000円	4987793004100	IMM5350034-1J	30400EZX00081000	2022/10/24		30598000		
					自動分析機用10mLX2 24,000円	4987793004094	IMM5350034-2J						
					自動分析機用10mLX5 75,000円	4987793004087	IMM5350034-5J						
オーソ 抗D血清	オーソ・クリニカル・ ダイアグノスティックス		血液	10℃以下(禁凍結、直射日光避け) 2年	10mL12,650円	4987427121104	121104	15600EZY00129000	1981/11/20		30598000		
オーソ バイオクローン 抗D (ポリクローナルブレンド)	オーソ・クリニカル・ ダイアグノスティックス		血液	10℃以下(禁凍結、直射日光避け) 2年	10mL16,445円	4987427121005	121005	20100EZY00144000	1989/09/29		30598000		
オーソ バイオクローン Rh式血液型判定用 /抗C/抗c/抗E/抗e	オーソ・クリニカル・ ダイアグノスティックス		血液	2～8℃(禁凍結、直射日光避け) 2年	5mLX4 120,750円	4987427127106	127106	20600AMY00296000	1994/07/01	80004003	30598000		

マルチ試薬一覧

F 輸血関連検査 FF01 輸血関連検査	JMDN	30597000	30598000	43111000	43113000	備考
	タイトルNo.	[5H010]	[5H030]	[5H040]	[5H050]	
販売名	製造販売会社名\項目	血液型- ABO式	血液型-Rh(D) 因子他	Coombs試験	不規則性抗体	
オーソ バイオビュー A、B、D確認用カセット	オーソ・クリニカル・ ダイアグノスティックス	○	○			
オーソ バイオビュー 抗A、抗B、抗Dカセット	オーソ・クリニカル・ ダイアグノスティックス	○	○			
DG Gel カイノス ABO/Rh(2D)カード	カイノス	○	○			
DG Gel カイノス Confirm Pカード	カイノス	○	○			
DG Gel カイノス CTカード	カイノス	○	○	○	○	
オーソ クームス血清 バイオクローン	オーソ・クリニカル・ ダイアグノスティックス			○	○	
オーソ グリーンクームス血清 バイオクローン	オーソ・クリニカル・ ダイアグノスティックス			○	○	
オーソ バイオビュー DAT/IDAT カセット	オーソ・クリニカル・ ダイアグノスティックス			○	○	
オーソ バイオビュー クームス カセット	オーソ・クリニカル・ ダイアグノスティックス			○	○	
DG Gel カイノス D.C.Scanカード	カイノス			○	○	

見本

GG 微生物学検査

○：掲載 **New**：新規承認品（2019年以降の承認品のうち、初めて製品掲載） ●:前版から追加 追加された一般的名称にはアンダーライン ー：前版から製品掲載なしに

No.	一般的名称(項目名)	JMDNコード*	掲載
GG01 細菌培養同定検査（型別含む）			
【6B010】	培養同定・一般細菌キット	44456000	○
【6B020】	M R S A コアグラ－ゼ型別・ブドウ球菌コアグラ－ゼ型別キット	44376000	○
【6B030】	肺炎球菌キット	84054000	○
【6B040】	インフルエンザ菌抗原キット	84062000	○
【6B050】	b 型インフルエンザ菌キット	86004000	
【6B060】	グルコース非発酵性グラム陰性桿菌キット	33361000	
【6B070】	ブドウ球菌キット	30656003	○
【6B080】	培養同定・真菌キット	43162000	○
【6B090】	マイコバクテリウム抗原キット	84022000	○
【6B100】	培養同定・抗酸菌キット	44408013	○
【6B110】	培養同定・ナイアシンテストキット	44408003	
【6B120】	嫌気性菌生化学的同定キット(培養同定)	30654000	○
【6B130】	連鎖球菌キット	30710000	○
【6B140】	サルモネラ菌キット	30707000	○
【6B150】	赤痢菌キット	37726000	○
【6B160】	大腸菌キット	37727000	○
【6B170】	エルシニアキット	30718000	○
【6B180】	クレブシエラキット	37752000	
【6B190】	セラチア・マルセサンスキット	32508000	
【6B200】	偽結核菌別キット	43354000	○
【6B210】	シュードモナス菌キット	30705000	○
【6B220】	フラババクテリウム群別キット	32506000	
【6B230】	腸炎ビブリオ血清型別・ビブリオ科血清型別キット	42957000	○
【6B240】	コレラ菌キット	32504000	○
【6B250】	インフルエンザ菌膜型別・ヘモフィルス菌膜型別キット	43353000	○
【6B260】	耐熱性 A 型ウェルシュ菌型別キット	43175000	○
【6B270】	カンピロバクターキット	37758000	○
【6B280】	血清学的同定・アルカレッセンス・ジスパールキット	43193000	
【6B290】	血清学的同定・真菌キット	44450000	
【6Z010】	大腸菌 O 1 5 7 抗原キット	44023000	○
【6Z020】	大腸菌 H 7 抗原キット	44030000	
GG02 薬剤感受性検査			
【6C010】	薬剤感受性(一般細菌・ディスク法)キット	38852000	○
【6C020】	薬剤感受性(一般細菌・液体培地希釈法)キット	30631000	○
【6C030】	薬剤感受性検査(一般細菌・比色法)キット	86011000	○
【6C040】	薬剤感受性(真菌)キット	43242000	○

No.	一般的名称(項目名)	JMDNコード*	掲載
【6C050】	薬剤感受性(抗酸菌)キット	30658000	○
【6Z010】	大腸菌ベロ毒素キット	42846000	○
【6Z020】	細菌毒素検出キット	44449000	○

見本

GG01 細菌培養同定検査（型別含む）
【6B010】 培養同定・一般細菌キット
同定・鑑別検査用試薬（自動機器）

JMDNコード： 44456000

G1-6B010-0A-OI

販売名	製造販売会社名	販売会社名	検体の種別	貯法・有効期間	キットの構成・価格	JANコード	製品番号	承認・認証・届出番号	承認・認証 届出年月日	JMDNコード (シリーズ検査)	JMDNコード (キット)	備考	POCT
ライサス RSCSE	島津ダイアグノスティクス		菌株	冷所(2～10℃)2年	20枚 30,000円	4987302040469	04046	21300AMZ00429000	2001/05/10	80016003	44456000		
ライサス RSCN3	島津ダイアグノスティクス		菌株	冷所(2～10℃)2年	20枚 30,000円	4987302041183	04118	21300AMZ00429000	2001/05/10	80016003	44456000		
ライサス RSCP3	島津ダイアグノスティクス		菌株	冷所(2～10℃)2年	20枚 30,000円	4987302041190	04119	21300AMZ00429000	2001/05/10	80016003	44456000		
ライサス RSCP2	島津ダイアグノスティクス		菌株	冷所(2～10℃)2年	20枚 30,000円	4987302041350	04135	21300AMZ00429000	2001/05/10	80016003	44456000		
ライサス RCEB1	島津ダイアグノスティクス		菌株	冷所(2～10℃)2年	20枚 30,000円	4987302043767	04376	21300AMZ00429000	2001/05/10	80016003	44456000		
ライサス RCEB3	島津ダイアグノスティクス		菌株	冷所(2～10℃)2年	20枚 30,000円	4987302047420	04742	21300AMZ00429000	2001/05/10	80016003	44456000		
ライサス RCNF1	島津ダイアグノスティクス		菌株	冷所(2～10℃)2年	20枚 30,000円	4987302043774	04377	21300AMZ00429000	2001/05/10	80016003	44456000		
ライサス RCNF2	島津ダイアグノスティクス		菌株	冷所(2～10℃)2年	20枚 30,000円	4987302047437	04743	21300AMZ00429000	2001/05/10	80016003	44456000		
ライサス RSCP4	島津ダイアグノスティクス		菌株	冷所(2～10℃)2年	20枚 30,000円	4987302043941	04394	21300AMZ00429000	2001/05/10	80016003	44456000		
ライサス RCSE1	島津ダイアグノスティクス		菌株	冷所(2～10℃)2年	20枚 30,000円	4987302047451	04745	21300AMZ00429000	2001/05/10	80016003	44456000		
B D フェニックス	日本ベクトン・ディッキンソン			15～25℃ 12ヶ月	25枚入り 27,000円	0382904480073	448007	21400AMY00156000	2002/05/01	80016003	44456000	グラムネガティブ NID	
					25枚入り 27,000円	0382904480080	448008					グラムポジティブ PID	
					25枚入り 30,000円	0382904488574	448857					ストレプト SMIC/ID-8	
					25枚入り 30,000円	0382904484361	448436					グラムポジティブ PMIC/ID-86	
					25枚入り 40,000円	0382904490515	449051					グラムネガティブ NMIC/ID-441	
					25枚入り 40,000円	0382904490584	449058					グラムネガティブ NMIC/ID-442	
バイテック 2 GN同定カード	バイオメリュー・ジャパン			2～8℃ 禁凍結 12ヶ月	20枚	4987585213413	21341	21700AMY00160000	2005/03/23		44456000		
バイテック 2 GP同定カード	バイオメリュー・ジャパン			2～8℃ 禁凍結 18ヶ月	20枚	4987585213420	21342	21700AMY00161000	2005/03/23		44456000		
バイテック 2 NH同定カード	バイオメリュー・ジャパン			2～8℃ 禁凍結 18ヶ月	20枚	4987585213468	21346	21900AMX00937000	2007/06/07		44456000		
バイテック 2 ANC同定カード	バイオメリュー・ジャパン			2～8℃ 禁凍結 18ヶ月	20枚	4987585213475	21347	22000AMX00035000	2008/02/05		44456000		
マイクロスキャン Pos Combo 3.1J パネル	バックマン・コールター		生体由来試料	2～25℃ 1年	20パネルX1	4987666600286	J1016-301J	20700AMY00075000 13E1X80150000123	1995/02/15	80016003	44456000		
マイクロスキャン Pos Combo 3.1C パネル	バックマン・コールター		生体由来試料	2～25℃ 1年	20パネルX1	4987666600316	J1016-301C	20700AMY00075000 13E1X80150000123	1995/02/15	80016003	44456000		
マイクロスキャン Pos BP Combo 3.2J パネル	バックマン・コールター		生体由来試料	2～25℃ 1年	20パネルX1	4987666600293	J1016-302J	20700AMY00075000 13E1X80150000123	1995/02/15	80016003	44456000		
マイクロスキャン Pos ID 3 パネル	バックマン・コールター		生体由来試料	2～25℃ 1年	20パネルX1	4987666600279	B1017-221	20700AMY00075000 13E1X80150000123	1995/02/15	80016003	44456000		
マイクロスキャン Pos Combo 1J パネル	バックマン・コールター		生体由来試料	2～25℃ 1年	20パネルX1	4987666602464	J1016-0015	20700AMY00075000 13E1X80150000123	1995/02/15	80016003	44456000		
マイクロスキャン Pos Combo 2T パネル	バックマン・コールター		生体由来試料	2～25℃ 1年	20パネルX1	4987666602471	J1016-0016	20700AMY00075000 13E1X80150000123	1995/02/15	80016003	44456000		
マイクロスキャン Pos BP Combo 1J パネル	バックマン・コールター		生体由来試料	2～25℃ 1年	20パネルX1	4987666602488	J1016-0017	20700AMY00075000 13E1X80150000123	1995/02/15	80016003	44456000		
マイクロスキャン Pos MIC 1J パネル	バックマン・コールター		生体由来試料	2～25℃ 1年	20パネルX1	4987666602495	J1016-0018	20700AMY00075000 13E1X80150000123	1995/02/15	80016003	44456000		
マイクロスキャン Pos MIC 2J パネル	バックマン・コールター		生体由来試料	2～25℃ 1年	20パネルX1	4987666602501	J1016-0019	20700AMY00075000 13E1X80150000123	1995/02/15	80016003	44456000		
マイクロスキャン Neg Combo EN 4J パネル	バックマン・コールター		生体由来試料	2～25℃ 1年	20パネルX1	4987666603034	C35258	20600AMY00147000 13E1X80150000122	1994/04/14	80016003	44456000		
マイクロスキャン Neg Combo EN 5J パネル	バックマン・コールター		生体由来試料	2～25℃ 1年	20パネルX1	4987666603393	C54813	20600AMY00147000 13E1X80150000122	1994/04/14	80016003	44456000		
マイクロスキャン Neg MIC 3J パネル	バックマン・コールター		生体由来試料	2～25℃ 1年	20パネルX1	4987666603409	C54814	20600AMY00147000 13E1X80150000122	1994/04/14	80016003	44456000		
マイクロスキャン Neg MIC 4J パネル	バックマン・コールター		生体由来試料	2～25℃ 1年	20パネルX1	4987666603416	C54815	20600AMY00147000 13E1X80150000122	1994/04/14	80016003	44456000		

GG01 細菌培養同定検査（型別含む）
【6B010】 培養同定・一般細菌キット
同定・鑑別検査用試薬（キット）

JMDNコード： 44456000

G1-6B010-0A-OL

販売名	製造販売会社名	販売会社名	検体の種別	貯法・有効期間	キットの構成・価格	JANコード	製品番号	承認・認証・届出番号	承認・認証 届出年月日	JMDNコード (シリーズ検査)	JMDNコード (キット)	備考	POCT
I Dテスト・E B－2 0	島津ダイアグノスティクス		菌株	室温 1年	25検体用 13,500円	4987302066261	06626	16100AMZ03213000	1986/04/28		44456000		
I Dテスト・E B－2 0 E B 試薬	島津ダイアグノスティクス		菌株	冷所(2～10℃)1年	100検体用 7,000円	4987302066285	06628	16100AMZ03213000	1986/04/28		44456000		
N－I Dテスト・S P－1 8	島津ダイアグノスティクス		菌株	室温 1年	25検体用 14,800円	4987302066377	06637	20400AMZ01072000	1992/09/18		44456000		
N－I Dテスト・S P－1 8 S P 試薬	島津ダイアグノスティクス		菌株	冷所(2～10℃)1年	100検体用 7,000円	4987302066384	06638	20400AMZ01072000	1992/09/18		44456000		
I Dテスト・H N－2 0 ラビッド	島津ダイアグノスティクス		菌株	室温 1年	25検体用 20,000円	4987302066353	06635	20400AMZ01146000	1992/10/23		44456000		
I Dテスト・H N－2 0 ラビッド H N 試薬	島津ダイアグノスティクス		菌株	冷所(2～10℃)1年	100検体用 7,000円	4987302066407	06640	20400AMZ01146000	1992/10/23		44456000		
I Dテスト・N F－1 8	島津ダイアグノスティクス		菌株	室温 1年	25検体用 14,800円	4987302066292	06629	20400AMZ01157000	1992/10/23		44456000		
I Dテスト・N F－1 8 N F 試薬	島津ダイアグノスティクス		菌株	冷所(2～10℃)1年	100検体用 7,000円	4987302066315	06631	20400AMZ01157000	1992/10/23		44456000		
I Dテスト・E B－9	島津ダイアグノスティクス		菌株	室温 1年	50検体用 14,500円	4987302066735	06673	20700AMZ00797000	1995/12/20		44456000		
I Dテスト・E B－9 E B 9 試薬	島津ダイアグノスティクス		菌株	冷所(2～10℃)1年	100検体用 4,000円	4987302066711	06671	20700AMZ00797000	1995/12/20		44456000		

HH 遺伝子関連・染色体検査

○：掲載 **New**：新規承認品（2019年以降の承認品のうち、初めて製品掲載） ●:前版から追加 追加された一般的名称にはアンダーライン ー：前版から製品掲載なしに

No.	一般的名称(項目名)	JMDNJ-ト*	掲載
HH01 病原体核酸検査			
【8E010】	核酸同定・一般細菌キット	86003000	○
【8E020】	クラミジア核酸キット	30677000	○
【8E030】	淋菌核酸キット	30683000	○
【8E032】	A群ベータ溶血連鎖球菌核酸キット	84127000	○
【8E040】	百日咳菌核酸キット	84083000	○
【8E050】	マイコプラズマ核酸キット	84055000	○
【8E052】	マイコプラズマジェニタリウム核酸キット	84123000	○
【8E054】	腔トリコモナス核酸キット	84122000	○
【8E060】	レジオネラ核酸キット	84056000	○
【8E070】	核酸同定・レジオネラ群キット	86002000	
【8E080】	核酸同定・真菌キット	86009000	○
【8E090】	核酸同定・抗酸菌群キット	44172000	○
【8E100】	マイコバクテリウム核酸キット	30699000	○
【8E110】	クロストリジウム・ディフィシル核酸キット	84085000	○
【8E113】	ヘリコバクターピロリ核酸キット	88003000	○
【8E120】	核酸同定・ブドウ球菌キット	30656013	○
【8E125】	核酸同定・寄生虫キット	86012000	○
【8E130】	バンコマイシン耐性遺伝子キット	86008000	○
【8E140】	β-ラクタマーゼ遺伝子キット	86007000	○
【8E145】	コリスチン耐性遺伝子キット	86013000	○
【8E150】	結核菌群リファンピシン耐性遺伝子同定キット	86001000	○
【8E160】	結核菌群イソニアジド耐性遺伝子同定キット	86006000	○
【8E170】	結核菌群ピラジナミド耐性遺伝子同定キット	86005000	○
【8E180】	核酸同定・ウイルスキット	86010000	○
【8F010】	B型肝炎ウイルス表面核酸キット	84050000	○
【8F020】	B型肝炎ウイルスコア核酸キット(HBV DNA)	30730000	○
【8F030】	B型肝炎ウイルス DNAポリメラーゼ遺伝子変異検出キット	84032000	
【8F040】	C型肝炎ウイルス核酸キット(HCV RNA)	30742000	○
【8F050】	単純ヘルペスウイルス核酸キット	84088000	○
【8F060】	サイトメガロウイルス核酸キット	84092000	○
【8F065】	エプスタイン・バーウイルス核酸キット	84109000	○
【8F070】	インフルエンザウイルス核酸キット	84052000	○
【8F080】	新型インフルエンザ(H 5 亜型)ウイルス核酸キット	84044000	○
【8F085】	R S ウイルス核酸キット	84106000	○
【8F090】	パピローマウイルス核酸キット	44017000	○
【8F100】	ヒトパピローマウイルス核酸タイピングキット	84048000	

No.	一般的名称(項目名)	JMDNJ-ト*	掲載
【8F110】	ヒト免疫不全症ウイルス 1 核酸キット(HIV-1 DNA/RNA)	30768000	○
【8F120】	S A R S コロナウイルス核酸キット	84014000	○
【8F120】	S A R S コロナウイルス核酸キット【SARS-CoV-2】	84014000	○
【8F130】	ジカウイルス核酸キット	84096000	○
【8F140】	エムボックスウイルス核酸キット	84134000	○
HH02 体細胞遺伝子検査			
【8C010】	EGFR遺伝子変異検出キット	84063000	○
【8C020】	H E R - 2 遺伝子キット	84004000	○
【8C040】	ROS1融合遺伝子検出キット	84090000	○
【8C041】	RET遺伝子変異検出キット	84131000	○
【8C042】	MET遺伝子変異検出キット	84120000	○
【8C050】	FLT3遺伝子変異検出キット	84098000	
【8C060】	M a j o r b c r - a b l m R N Aキット	44431000	○
【8C062】	m i n o r B C R - A B L m R N Aキット	84119000	○
【8C070】	BRAF遺伝子変異検出キット	84075000	○
【8C080】	K R A S 遺伝子変異検出キット	84053000	○
【8C090】	RAS遺伝子変異検出キット	84076000	○
【8C100】	JAK2遺伝子変異キット	84094000	○
【8C110】	ALK融合遺伝子検出キット	87001000	○
【8C120】	ウィルムス腫瘍- 1 遺伝子(W T 1)m R N Aキット	84028000	○
【8C130】	サイトケラチン 1 9 m R N Aキット	84042000	○
【8C140】	E Z H 2 遺伝子変異検出キット	84118000	○
【8C150】	IDH1/2遺伝子変異検出キット	84135000	
【8C500】	マイクロサテライト不安定性検出キット	84099000	○
【8C510】	がん特異的な遺伝子発現パターン検出キット	84128000	○
HH03 生殖細胞系列遺伝子検査			
【8D010】	チトクローム P 4 5 0 (C Y P) ジェノタイプ解析キット	84047000	
【8D020】	U D P グルクロン酸転移酵素 (U G T 1 A 1) 遺伝子多型キット	83021000	○
【8D030】	インターロイキン28B遺伝子多型キット	83027000	
【8D040】	Nudix hydrolase 15 (NUDT15) 遺伝子多型キ ャット	83031000	
HH04 染色体検査			
【8B010】	FIP1L1-PDGFRα融合遺伝子検出キット	87003000	○
【8B015】	染色体構造変異解析キット	84113000	
【8B020】	膀胱癌関連染色体異常検出キット	87005000	○
【8B030】	Y染色体微小欠失検出キット	84126000	

HH01 病原体核酸検査 JMDNコード： 86003000

【8E010】 核酸同定・一般細菌キット

同定・鑑別検査用試薬（自動機器）

H1-8E653-0W-OI

販売名	製造販売会社名	販売会社名	検体の種別	貯法・有効期間	キットの構成・価格	JANJ-ト [®]	製品番号	承認・認証・届出番号	承認・認証 届出年月日	JMDNコード (シリーズ検査)	JMDNコード (キット)	備考	POCT
F i l m A r r a y 髄膜炎・脳炎パネル	バイオメリュー・ジャパン		脳脊髄液	15～25℃ 12ヶ月	6回用	4987585009283	RFIT-ASY-0119	23100EZ00012000	2019/04/16		86003000		
					30回用	4987585009276	RFIT-ASY-0118						
F i l m A r r a y 呼吸器パネル2、1	バイオメリュー・ジャパン		鼻咽頭ぬぐい液	15～25℃ 18ヶ月	30テスト	4987585010029	423742	30200EZ00032000	2020/06/02		86003000		
F i l m A r r a y 消化管パネル	バイオメリュー・ジャパン		糞便	15～25℃ 12ヶ月	6回用	4987585009443	RFIT-ASY-0104	30300EZ00032000	2021/03/18		86003000		
					30回用	4987585009450	RFIT-ASY-0116						
B i o F i r e 肺炎パネル	バイオメリュー・ジャパン		喀痰又は気管支肺胞洗浄液（BAL）	15～25℃ 12ヶ月	30回用	4987585009580	RFIT-ASY-0144	30300EZ00084000	2021/10/19		86003000		
B i o F i r e 血液培養パネル2	バイオメリュー・ジャパン		血液培養陽性となった培養液	15～25℃ 12ヶ月	30回用	4987585010302	RFIT-ASY-0147	30300EZ00096000	2021/12/03		86003000		
B i o F i r e S p o t F i r e R パネル	バイオメリュー・ジャパン		鼻咽頭ぬぐい液	15～25℃ 15ヶ月	30回用	4987585010685	424461	30500EZ00039000	2023/08/09		86003000		3.装置必須
B i o F i r e 関節感染症パネル	バイオメリュー・ジャパン		関節液	15～25℃ 12ヶ月	30回用	4987585011033	RFIT-ASY-0138	30600EZ00002000	2024/02/01		86003000		
ベックマン・コールター			血液培養陽性となった培養液、それ由来のコロニー	2～28℃ 18箇月	10回	4987666800167	GXMRSA-BC-JP-10	23000EZ00042000	2018/08/21		86003000	核酸同定・一般細菌キットおよび核酸同定・ブドウ球菌キット	
Xpert MRSA/SA Nasal「セフィエド」	ベックマン・コールター		鼻腔ぬぐい液	2～28℃ 12箇月	10回	4987666800204	GXSACOMP-JP-10	30100EZ00022000	2019/10/04		86003000	核酸同定・一般細菌キットおよび核酸同定・ブドウ球菌キット	

HH01 病原体核酸検査 JMDNコード： 30677000

【8E020】 クラミジア核酸キット

DNA RNA検出法

H1-8E021-0W-BI

販売名	製造販売会社名	販売会社名	検体の種別	貯法・有効期間	キットの構成・価格	JANJ-ト [®]	製品番号	承認・認証・届出番号	承認・認証 届出年月日	JMDNコード (シリーズ検査)	JMDNコード (キット)	備考	POCT
アキュジーン m-CT/NG	アボットジャパン		尿、子宮頸管擦過物、 膣擦過物、 男性尿道擦過物	-10℃以下 18ヶ月	192回 288,000円	4987439078427	2G28-98	22300AMX01263000	2011/12/12		30677000		
Alinity m システム CT/NG	アボットジャパン		尿、子宮頸管擦過物、 膣擦過物、咽頭擦過物	2～8℃ 24ヶ月	384回 576,000円	4987439093970	9N17-96	30400EZ00034000	2022/3/31		30677000		
ジーンキューブ クラミジア・トラコマチス	東洋紡	極東製薬工業	子宮頸管擦過物、男性尿	2～8℃ 17ヶ月	967回 76,800円	4965838893773	551-69404-8	22800AMX00357000	2016/02/24		30677000		
クラミジア／淋菌 rRNA 検出試薬 TRCReady CT/NG	東ソー		子宮頸管擦過物検体、 尿道擦過物検体、男性尿検体または咽頭検体	2～8℃ 1年	24回分28,800円	4562185399998	0056103	23000EZ00030000	2018/05/25		30677000		
B D バイバー QX クラミジアトラコマチス	日本ベクトン・ディッキンソン		尿、子宮頸管擦過物、 子宮頸部擦過物、膣分泌物、 男性尿道擦過物	2～33℃ 587日	384テスト/1箱 120,000円	0382904429591	442959	22500AMX00851000	2013/02/27		30677000		
				2～33℃ 437日	抽出用試薬セット 12セット/1箱 20,000円	0382904419943	441994						
Xpert CT/NG「セフィエド」	ベックマン・コールター		尿又は子宮頸管擦過物	2～28℃ 24箇月	10回	4987666800259	GXCT/NG-JP-10	30200EZ00061000	2020/8/20		30677000	クラミジア核酸キット、淋菌核酸キット	
アプティマ Combo 2 クラミジア／ gonore	ホロジックジャパン		尿、子宮頸管擦過物、 男性尿道擦過物、咽頭擦過物、 子宮頸部擦過物、 うがい液	2～8℃ 23ヶ月	100Test 150,000円Aセット、Bセット、コントロール	4560305756652	302923	21700AMY00210000	2005/06/30		30677000		
				15-30℃ 23ヶ月	100Test 150,000円Aセット、Bセット、コントロール	4560305756669	302923						
				2～8℃ 23ヶ月	250Test 350,000円Aセット、Bセット、コントロール	4560305756638	303094						
				15-30℃ 23ヶ月	250Test 350,000円Aセット、Bセット、コントロール	4560305756607	303094						
				15-30℃ 23ヶ月	1000Test 50,000円Cセット	15420045500280	303001						
コパス 4800システム CT/NG	ロシュ・ダイアグノスティックス		尿、子宮頸管擦過物又は咽頭検体	2～8℃・24ヵ月	増幅・検出用試薬セット・960・960テスト・351,000円	4987518496081	518496081	22400AMX00669000	2012/04/03		30677000		
					増幅・検出用試薬セット・240・240テスト・96,000円	4987518496074	518496074						
					コントロールセット・10セット・43500円	4987518496098	518496098						
コパス 6800/8800 システム CT/NG	ロシュ・ダイアグノスティックス		尿、膣擦過物、子宮頸管擦過物、咽頭検体又は直腸検体	2～8℃・24ヵ月	480テスト・¥300,000	4987518401436	518401436	30100EZ00019000	2019/10/04		30677000		

HH01 病原体核酸検査 JMDNコード： 30683000

【8E030】 淋菌核酸キット

DNA RNA検出法

H1-8E025-0W-BI

販売名	製造販売会社名	販売会社名	検体の種別	貯法・有効期間	キットの構成・価格	JANJ-ト [®]	製品番号	承認・認証・届出番号	承認・認証 届出年月日	JMDNコード (シリーズ検査)	JMDNコード (キット)	備考	POCT
アキュジーン m-CT/NG	アボットジャパン		尿、子宮頸管擦過物、 膣擦過物、 男性尿道擦過物	-10℃以下 18ヶ月	192回288,000円	4987439078427	2G28-98	22300AMX01263000	2011/12/12		30683000		
Alinity m システム CT/NG	アボットジャパン		尿、子宮頸管擦過物、 膣擦過物、咽頭擦過物	2～8℃ 24ヶ月	384回 576,000円	4987439093970	9N17-96	30400EZ00034000	2022/3/31		30683000		
ジーンキューブ ナイセリア・ gonore	東洋紡	極東製薬工業	子宮頸管擦過物、男性尿	2～8℃ 24ヶ月	967回 96,000円	4965838893766	551-69405-5	22800AMX00358000	2016/02/24		30683000		

マルチ試薬一覧

H 遺伝子関連・染色体検査 HH01 病原体核酸検査-1	JMDN	86003000	30677000	30683000	84123000	84122000	30656013	84052000	84106000	84014000	備考
	タイトルNo.	【8E010】	【8E020】	【8E030】	【8E052】	【8E054】	【8E120】	【8F070】	【8F085】	【8F120】	
販売名	製造販売会社名\項目	核酸同定・一般細菌	クラミジア・トラコマティスDNA	淋菌rRNA	マイコプラズマジェニタリウムDNA	腔トリコモナスDNA	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌DNA	インフルエンザV.RNA	RSウイルスRNA	SARS コロナV.RNA	
Xpert MRSA/SA Nasal「セフィエド」	ベックマン・コールター	○					○				
アキュジーン m-CT/NG	アボットジャパン		○	○							
Alinity m システム CT/NG	アボットジャパン		○	○							
クラミジア/淋菌 rRNA 検出試薬 TRCR ready CT/NG 東ソー			○	○							
Xpert CT/NG「セフィエド」	ベックマン・コールター		○	○							
アプティマ Combo 2 クラミジア/ゴノレア	ホロジックジャパン		○	○							
コバス 4800システム CT/NG	ロシュ・ダイアグノスティックス		○	○							
コバス 6800/8800 システム CT/NG	ロシュ・ダイアグノスティックス		○	○							
コバス TV/MG	ロシュ・ダイアグノスティックス				○	○					
TRexGene SARS-CoV-2 & FluA／B検出キット	東洋紡							○		○	
コバス Liat SARS-CoV-2 & Flu A/B	ロシュ・ダイアグノスティックス							○		○	
エリートMGB SARS-CoV-2 PLUS PCR 検出キット	プレシジョン・システム・サイエンス							○	○	○	
TaqPath SARS-CoV-2 & Flu & RSV リアルタイムPCR検出キット	ライフテクノロジーズジャパン							○	○	○	
コバス Liat Flu A/B & RSV	ロシュ・ダイアグノスティックス							○	○		
ジーンキューブHQ SARS-CoV-2/RSV	東洋紡								○	○	
ジーンキューブHQ SARS-CoV-2/RSV 2.0	東洋紡								○	○	

マルチ試薬一覧

H 遺伝子関連・染色体検査 HH01 病原体核酸検査-2	JMDN	86003000	86010000	84056000	86009000	30656013	86012000	86008000	86007000	86013000	84014000	備考
	タイトルNo.	【8E010】	【8F005】	【8E060】	【8E080】	【8E120】	【8E125】	【8E130】	【8E140】	【8E145】	【8F120】	
販売名	製造販売会社名\項目	核酸同定・一般細菌	核酸同定・ウイルス	核酸同定(レジオネラ属)	核酸同定・真菌	核酸同定・メチシリン耐性黄色ブドウ球菌/メチシリン耐性遺伝子(mecA、mecC)	核酸同定・寄生虫	バンコマイシン耐性遺伝子	β-ラクタマーゼ遺伝子	コリスチン耐性遺伝子	SARS コロナV.RNA	
B i o F i r e 血液培養パネル2	ピオメリュー・ジャパン	○			○	○		○	○	○		
B i o F i r e 肺炎パネル	ピオメリュー・ジャパン	○	○	○		○			○			
F i l m A r r a y 呼吸器パネル2. 1	ピオメリュー・ジャパン	○	○								○	
B i o F i r e S p o t F i r e Rパネル	ピオメリュー・ジャパン	○	○								○	
F i l m A r r a y 消化管パネル	ピオメリュー・ジャパン	○	○				○					
F i l m A r r a y 髄膜炎・脳炎パネル	ピオメリュー・ジャパン	○	○		○							
B i o F i r e 関節感染症パネル	ピオメリュー・ジャパン	○			○	○		○	○			

KK 病理学的検査

○：掲載 **New**：新規承認品（2019年以降の承認品のうち、初めて製品掲載） ●：前版から追加 追加された一般的名称にはアンダーライン ー：前版から製品掲載なしに

No.	一般的名称(項目名)	JMDNコード	掲載
KK01 免疫組織化学検査			
【2B010】	組織検査用凝固・線溶関連物質キット	30628122	○
【3B010】	組織検査用酵素キット	30628132	○
【4A010】	組織検査用視床下部・下垂体ホルモンキット	30628052	
【4B010】	組織検査用甲状腺・副甲状腺ホルモンキット	30628062	○
【4F010】	組織検査用性腺ホルモンキット	30628082	○
【4G010】	組織検査用消化管ホルモンキット	30628072	○
【4Z010】	組織検査用神経ホルモンキット	30628092	
【5A010】	組織検査用免疫グロブリンキット	30628112	○
【5C010】	組織検査用蛋白キット	30628102	○
【5D010】	組織検査用腫瘍マーカーキット	30628023	○
【5D020】	ALK融合タンパクキット	87002000	○
【5D030】	PD-L1キット	87004000	○
【5D040】	BRAF変異タンパクキット	87006000	○
【5D050】	ミスマッチ修復機能欠損検出キット	87007000	○
【5D060】	C L D Nタンパクキット	87008000	○
【5E010】	組織検査用非ウイルス感染症キット	30628013	
【5F010】	組織検査用ウイルス感染症キット	30628003	
【5H010】	組織検査用血液型・細胞型キット	30628033	
【5I010】	組織検査用細胞性免疫キット	30628042	○

見本

KK01 免疫組織化学検査 JMDNコード： 30628122

【2B010】 組織検査用凝固・線溶関連物質キット

第Ⅷ因子関連抗原 (Ⅷ R：Ag) K1-2B45A-0Z-P0

販売名	製造販売会社名	販売会社名	検体の種別	貯法・有効期間	キットの構成・価格	JANコード	製品番号	承認・認証・届出番号	承認・認証 届出年月日	JMDNコード (シリーズ検査)	JMDNコード (キット)	備考	POCT
ヒストファイン SAB－PO（R）キット	ニチレイバイオサイエンス		組織、細胞	2～8℃ 1年6ヶ月	第一抗体 6mLX1本 34,000円	4987780873160	422181	20300AMZ00770000	1991/10/8	80019003	30628122		
				2～8℃ 1年6ヶ月	検出系 50ﾌｻﾄ 35,000円	4987780872354	424031						
				2～8℃ 1年6ヶ月	検出系 500ﾌｻﾄ 54,000円	4987780872361	424032						
				2～8℃ 1年6ヶ月	基質 500ﾌｻﾄ 28,000円	4987780872392	425011						

KK01 免疫組織化学検査 JMDNコード： 30628132

【3B010】 組織検査用酵素キット

リゾチーム (ムラミダーゼ) K1-3B255-0Z-P0

販売名	製造販売会社名	販売会社名	検体の種別	貯法・有効期間	キットの構成・価格	JANコード	製品番号	承認・認証・届出番号	承認・認証 届出年月日	JMDNコード (シリーズ検査)	JMDNコード (キット)	備考	POCT
ヒストファイン SAB－PO（R）キット	ニチレイバイオサイエンス		組織、細胞	2～8℃ 1年6ヶ月	第一抗体 6mLX1本 34,000円	4987780873559	422491	20300AMZ00770000	1991/10/8	80019003	30628132		
				2～8℃ 1年6ヶ月	検出系 50ﾌｻﾄ 35,000円	4987780872354	424031						
				2～8℃ 1年6ヶ月	検出系 500ﾌｻﾄ 54,000円	4987780872361	424032						
				2～8℃ 1年6ヶ月	基質 500ﾌｻﾄ 28,000円	4987780872392	425011						

KK01 免疫組織化学検査 JMDNコード： 30628062

【4B010】 組織検査用甲状腺・副甲状腺ホルモンキット

甲状腺ホルモン (サイログロブリン) K1-4B040-0Z-P0

販売名	製造販売会社名	販売会社名	検体の種別	貯法・有効期間	キットの構成・価格	JANコード	製品番号	承認・認証・届出番号	承認・認証 届出年月日	JMDNコード (シリーズ検査)	JMDNコード (キット)	備考	POCT
ヒストファイン SAB－PO（R）キット	ニチレイバイオサイエンス		組織、細胞	2～8℃ 1年6ヶ月	第一抗体 6mLX1本 34,000円	4987780873740	422691	20300AMZ00770000	1991/10/8	80019003	30628062		
				2～8℃ 1年6ヶ月	検出系 50ﾌｻﾄ 35,000円	4987780872354	424031						
				2～8℃ 1年6ヶ月	検出系 500ﾌｻﾄ 54,000円	4987780872361	424032						
				2～8℃ 1年6ヶ月	基質 500ﾌｻﾄ 28,000円	4987780872392	425011						

KK01 免疫組織化学検査 JMDNコード： 30628082

【4F010】 組織検査用性腺ホルモンキット

ヒト絨毛性ゴナドトロピンβサブユニット (HCG-β) K1-4F090-0Z-P0

販売名	製造販売会社名	販売会社名	検体の種別	貯法・有効期間	キットの構成・価格	JANコード	製品番号	承認・認証・届出番号	承認・認証 届出年月日	JMDNコード (シリーズ検査)	JMDNコード (キット)	備考	POCT
ヒストファイン SAB－PO（M）キット	ニチレイバイオサイエンス		組織、細胞	2～8℃ 1年6ヶ月	第一抗体 6mLX1本 34,000円	4987780873283	422321	20300AMZ00769000	1991/10/8	80019003	30628082		
				2～8℃ 1年6ヶ月	検出系 50ﾌｻﾄ 38,000円	4987780872330	424021						
				2～8℃ 1年6ヶ月	検出系 500ﾌｻﾄ 54,000円	4987780872347	424022						
				2～8℃ 1年6ヶ月	基質 500ﾌｻﾄ 28,000円	4987780872392	425011						

KK01 免疫組織化学検査 JMDNコード： 30628072

【4G010】 組織検査用消化管ホルモンキット

グルカゴン K1-4G030-0Z-P0

販売名	製造販売会社名	販売会社名	検体の種別	貯法・有効期間	キットの構成・価格	JANコード	製品番号	承認・認証・届出番号	承認・認証 届出年月日	JMDNコード (シリーズ検査)	JMDNコード (キット)	備考	POCT
ヒストファイン SAB－PO（R）キット	ニチレイバイオサイエンス		組織、細胞	2～8℃ 1年6ヶ月	第一抗体 6mLX1本 34,000円	4987780816464	422271	20300AMZ00770000	1991/10/8	80019003	30628072		
				2～8℃ 1年6ヶ月	検出系 50ﾌｻﾄ 35,000円	4987780872354	424031						
				2～8℃ 1年6ヶ月	検出系 500ﾌｻﾄ 54,000円	4987780872361	424032						
				2～8℃ 1年6ヶ月	基質 500ﾌｻﾄ 28,000円	4987780872392	425011						

KK01 免疫組織化学検査 JMDNコード： 30628112

【5A010】 組織検査用免疫グロブリンキット

免疫グロブリン分子のKappa鎖カッパ鎖カッパL鎖 K1-5A731-0Z-P0

販売名	製造販売会社名	販売会社名	検体の種別	貯法・有効期間	キットの構成・価格	JANコード	製品番号	承認・認証・届出番号	承認・認証 届出年月日	JMDNコード (シリーズ検査)	JMDNコード (キット)	備考	POCT
ペンタナ ultraView Kappa(Polyclonal)	ロシュ・ ダイアグノスティックス		組織、細胞	2～8℃ 12ヶ月	一次抗体: 50テスト	4987518110154	760-2514	225ABAMX00030000	2013/4/4		30628112		
				2～8℃ 12ヶ月	検出キット: 250テスト	4987518109431	760-500						

KK01 免疫組織化学検査 JMDNコード： 30628112

【5A010】 組織検査用免疫グロブリンキット

免疫グロブリン分子のLambda鎖ラムダ鎖ラムダL鎖 K1-5A733-0Z-P0

販売名	製造販売会社名	販売会社名	検体の種別	貯法・有効期間	キットの構成・価格	JANコード	製品番号	承認・認証・届出番号	承認・認証 届出年月日	JMDNコード (シリーズ検査)	JMDNコード (キット)	備考	POCT
ペンタナ ultraView Lambda(Polyclonal)	ロシュ・ ダイアグノスティックス		組織、細胞	2～8℃ 12ヶ月	一次抗体: 50テスト	4987518110161	760-2515	225ABAMX00029000	2013/4/4		30628112		
				2～8℃ 12ヶ月	検出キット: 250テスト	4987518109431	760-500						

OTC 一般用検査薬

○：掲載 **New**：新規承認品（2019年以降の承認品のうち、初めて製品掲載） ●：前版から追加 追加された一般的名称にはアンダーライン ー：前版から製品掲載なしに

No.	一般的名称(項目名)	JMDNコード	掲載
OTC 一般用検査薬			
【3A010】	一般用総蛋白キット(TP)	30181012	○
【3D010】	一般用グルコースキット	30167012	○
【4A010】	一般用黄体形成ホルモンキット(LH)	88001000	○
【4F010】	一般用ヒト絨毛性性腺刺激ホルモンキット	33819002	○
【5F500】	一般用 SARS コロナウイルス抗原キット	88002000	○
【5F510】	一般用 S A R S コロナウイルス抗原・インフルエンザウイルス抗原キット	88003000	○

見本

OTC 一般用検査薬 JMDNコード： 30181012
【3A010】 一般用総蛋白キット(TP)
試験紙法

OC-3A010-0L-EL

販売名	製造販売会社名	販売会社名	検体の種別	貯法・有効期間	キットの構成・価格	JANJ-ﾄﾞ	製品番号	承認・認証・届出番号	承認・認証 届出年月日	JMDNコード (シリーズ検査)	JMDNコード (キット)	備考	POCT
新ウリエースBT	テルモ		尿	室温/3年	10枚入り	4987350243713	UA-P2BTN	20300APZ00694000	1991/06/15		30181012	尿糖、尿たん白	
					50枚入り	4987350243737	UA-P2BT5N						
マイウリエースT	テルモ		尿	室温/3年	30枚入り	4987350610072	UA-M1T3	224ABAMX00069000	2009/06/27		30181012	尿たん白	
					50枚入り	4987350889850	UA-M1T5						

OTC 一般用検査薬 JMDNコード： 30167012
【3D010】 一般用グルコースキット
試験紙法

OC-3D010-0L-EL

販売名	製造販売会社名	販売会社名	検体の種別	貯法・有効期間	キットの構成・価格	JANJ-ﾄﾞ	製品番号	承認・認証・届出番号	承認・認証 届出年月日	JMDNコード (シリーズ検査)	JMDNコード (キット)	備考	POCT
新ウリエースBT	テルモ		尿	室温/3年	10枚入り	4987350243713	UA-P2BTN	20300APZ00694000	1991/06/15		30167012	尿糖、尿たん白	
					50枚入り	4987350243737	UA-P2BT5N						
新ウリエースGa	テルモ		尿	室温/2年	30枚入り	4987350243454	UA-P1G3	21000APZ00627000	1998/12/15		30167012	尿糖	
					50枚入り	4987350243478	UA-P1G5						

OTC 一般用検査薬 JMDNコード： 88001000
【4A010】 一般用黄体形成ホルモンキット(LH)
イムノクロマト法（フロースルー法を含む）

OC-4A030-0L-EO

販売名	製造販売会社名	販売会社名	検体の種別	貯法・有効期間	キットの構成・価格	JANJ-ﾄﾞ	製品番号	承認・認証・届出番号	承認・認証 届出年月日	JMDNコード (シリーズ検査)	JMDNコード (キット)	備考	POCT
クリアブルー 排卵日予測テスト	アボット ダイアグノスティクス メディカル	オムロンヘルスケア	尿	室温 36箇月	7回用 3,500円	4975479406607		22900EZI00001000	2017/05/11		88001000		
					12回用 4,800円	4975479406614							
チェックワン LH	アラクス		尿	室温 2年	5回用 2,200円	4987009184817	184817	30500EZX00020000	2023/04/25		88001000		
					10回用 3,500円	4987009184824	184824						

OTC 一般用検査薬 JMDNコード： 33819002
【4F010】 一般用ヒト絨毛性腺刺激ホルモンキット(hCG)
イムノクロマト法（フロースルー法を含む）

OC-4F080-0L-EO

販売名	製造販売会社名	販売会社名	検体の種別	貯法・有効期間	キットの構成・価格	JANJ-ﾄﾞ	製品番号	承認・認証・届出番号	承認・認証 届出年月日	JMDNコード (シリーズ検査)	JMDNコード (キット)	備考	POCT
クリアブルー	アボット ダイアグノスティクス メディカル	オムロンヘルスケア	尿	1～30℃ 36箇月	1テスト 800円	4571226470121		20900APY00009000	1997/04/16		33819002		
					2テスト 1,200円	4571226470138							
チェックワン S	アラクス		尿	室温 2年6ヶ月	1回用 1,000円	4987009184718	184718	20600APZ00722000	1994/07/22		33819002		
					2回用 1,500円	4987009184725	184725						
P-チェック・S	ミズホメディー		尿	1～30℃ 36ヵ月	1回用 800円	4987537632415	63241	21300APZ00049000	2001/01/12		33819002		
					2回用 1,200円	4987537632422	63242						

OTC 一般用検査薬 JMDNコード： 88002000
【5F500】 一般用 SARS コロナウイルス抗原キット(SARS-CoV-2)
イムノクロマト法（フロースルー法を含む）

OC-5F625-0A-EO

販売名	製造販売会社名	販売会社名	検体の種別	貯法・有効期間	キットの構成・価格	JANJ-ﾄﾞ	製品番号	承認・認証・届出番号	承認・認証 届出年月日	JMDNコード (シリーズ検査)	JMDNコード (キット)	備考	POCT
アドテスト SARS-CoV-2 NEO（一般用）	アドテック		鼻腔ぬぐい液	1-30℃保管・24ヵ月	1テスト用：2,800円	4536002000251	AD 025-H	30400EZX00083000	2022/11/08		88002000		1.装置不要
Panbio COVID-19 Antigen ラピッド テスト(一般用)	アボット ダイアグノスティクス メディカル	大正製薬	鼻腔ぬぐい液	2～30℃保存 24箇月	1回用：1,450円	4987306036055		30400EZX00077000	2022/10/18		88002000		1.装置不要
					4回用：5,280円	4987306036062		30400EZX00077000	2022/10/18		88002000		1.装置不要
アンスペクトコーワSARS-CoV-2（一般用）	興和		唾液	2～30℃ 24ヶ月	1テスト用 1,800円	4987973123973		30400EZX00066000	2022/09/05		88002000		1.装置不要
K B Mラインチェック n C o V（一般用）	コージンバイオ		鼻腔拭い液	2～30℃ 24ヵ月	1回用	4987692803118	80311	30500EZX00015000	2023/04/10		84110000		1.装置不要
クリニテストCOVID－19 抗原迅速テスト（一般用）	シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス		鼻腔ぬぐい液	2～30℃ 24ヶ月	1回用 3,000円	4987177715066	11556333	30400EZX00062000	2022/8/26		88002000		1.装置不要
					5回用 15,000円	4987177715103	11562089						
Vトラスト® SARS-CoV-2 Ag(一般用)	ニプロ	ニプロ	鼻腔ぬぐい液	2～30℃・24ヵ月	1テスト用：1,700円	4987458142062		30400EZX00076000	2022/10/18		88002000		1.装置不要
SARS-CoV-2 ラピッド抗原テストⅡ（一般用）	ロシュ・ダイアグノスティクス		鼻腔ぬぐい液	2～30℃・24箇月	5テスト用・	4987518632908	518632908	30500EZX00002000	2023/1/18		88002000		1.装置不要

OTC 一般用検査薬 JMDNコード： 88003000
【5F510】 一般用 S A R S コロナウイルス抗原・インフルエンザウイルス抗原キット
イムノクロマト法（フロースルー法を含む）

OC-5F626-0L-EO

販売名	製造販売会社名	販売会社名	検体の種別	貯法・有効期間	キットの構成・価格	JANJ-ﾄﾞ	製品番号	承認・認証・届出番号	承認・認証 届出年月日	JMDNコード (シリーズ検査)	JMDNコード (キット)	備考	POCT
アドテスト SARS-CoV-2/Flu（一般用）	アドテック		鼻腔ぬぐい液	1-30℃保管・24ヵ月	1テスト用：2,950円	4536002000329	AD 032-H	30400EZX00101000	2022/12/22		88003000		1.装置不要
K B M ラインチェック n C o V／F l u（一般用）	コージンバイオ		鼻腔拭い液	2～30℃ 24ヵ月	1回用	4987692805112	80511	30500EZX00034000	2023/07/11		84110000		1.装置不要
アンスペクトコーワW	ニチレイバイオサイエンス	興和	鼻腔ぬぐい液	2～30℃ 24ヶ月	1回用	4987973132272	NWOT-ICIC-525	30600EZX00025000	2024/09/09		88003000		1.装置不要
エスブライン SARS-CoV-2&FluA+B（一般用）	富士レビオ		鼻腔ぬぐい液	1-30℃保管・21ヵ月	2テスト用：4,800円	4987270261156	261156	30400EZX00093000	2022/12/05		88003000		1.装置不要

マルチ試薬一覧

OTC 一般用検査薬	JMDN	88003000		備考
OTC 感染症(ウイルス)関連検査 抗原検出	タイトルNo.	【5F510】		
販売名	製造販売会社名\項目	FluV A・B	SARS-CoV-2	
アドテスト SARS-CoV-2／Flu（一般用）	アドテック	○	○	
KBM ラインチェック n C o V／F l u（一般用）	コージンバイオ	○	○	
アンスペクトコーワW	ニチレイバイオサイエンス	○	○	
エスブライン SARS-CoV-2&FluA+B（一般用）	富士レビオ	○	○	

見本

－ 多項目試験紙 －

見本

試験紙法

【販売名】	メディテープⅡ																	
【承認・認証番号】	承認番号：21300AMZ00442000 / 認証番号：222AAAMX00148000																	
【製造販売／販売】	アークレイファクトリー																	
	項目名	測 定 項 目											機 器 用	貯 法	有 効 期 間	包 装 ・ 価 格		
		pH	蛋 白	ブドウ糖	ケトン体	潜 血	ウロビリノーゲン	亜硝酸塩	白血球	比重	アスコルビン酸	細菌					アルブミン	クレアチニン
識別記号／製品名																		
メディテープⅡ 10U		●	●	●	●	●	●	●	●					●		室温	2年	100枚 11,500円
メディテープⅡ 9U		●	●	●	●	●	●	●	●							室温	2年	100枚 8,400円
【測定原理】																		
pH：pH指示薬法、蛋白：蛋白誤差法、ブドウ糖：グルコースオキシダーゼ法、ケトン体：ニトロプルシドナトリウム法、潜血：ヘモグロビン接触活性法、ビリルビン：アソカップリング法、ウロビリノーゲン：アソカップリング法、亜硝酸塩：グリース法、白血球：白血球エステラーゼ活性法、クレアチニン：キレート競合法																		

試験紙法

【販売名】	メディテープⅡ																		
【承認・認証番号】	承認番号：21300AMZ00442000																		
【製造販売／販売】	アークレイファクトリー																		
項目名	測定項目													機器 貯法 用	有効 期間	包装・ 価格			
	pH	蛋白	ブドウ糖	ケトン体	潜血	ウロビリノーゲン	亜硝酸塩	白血球	比重	アスコルビン酸	細菌	アルブミン	クレアチニン						
識別記号／製品名																			
メディテープⅡ 7U	●	●	●	●	●	●	●										室温	2年	100枚 6,830円
【測定原理】																			
pH：pH指示薬法、蛋白：蛋白誤差法、ブドウ糖：グルコースオキシダーゼ法、ケトン体：ニトロプルシドナトリウム法、潜血：ヘモグロビン接触活性法、ビリルビン：アゾカップリング法、ウロビリノーゲン：アゾカップリング法																			

多項目試験紙

A. 尿検査用試験紙

【1A010】 多項目試験紙キット（シリーズ申請試験紙を含む）

試験紙法

【販売名】	オーシヨンスティックス																		
【承認・認証番号】	承認番号：20800AMZ00108000 / 認証番号：220AAAMX00035000																		
【製造販売／販売】	アークレイファクトリー																		
	項目名	測定項目												機器用	貯法	有効期間	包装・価格		
		p	蛋	ブ	ケ	潜	ビリルビン	ウロビリノーゲン	亜硝酸塩	白血球	比重	アスコルビン酸	細菌					アルブミン	クレアチニン
		H	白	糖	体	血													
識別記号／製品名																			
オーシヨンスティックス10PA		●	●	●	●	●	●	●	●	●				●		室温	2年	100枚 20,000円	
オーシヨンスティックス10EA		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					室温	2年	100枚 9,500円	
オーシヨンスティックス9EA		●	●	●	●	●	●	●		●	●					室温	2年	100枚 9,000円	
【測定原理】																			
pH：pH指示薬法、蛋白：蛋白誤差法、ブドウ糖：グルコースオキシダーゼ法、ケトン体：ニトロプルシドナトリウム法、潜血：ヘモグロビン接触活性法、ビリルビン：アゾカップリング法、ウロビリノーゲン：アゾカップリング法、亜硝酸塩：グリース法、白血球：白血球エステラーゼ活性法、比重：陽イオン抽出法、クレアチニン：キレート競合法																			

A. 尿検査用試験紙

【1A010】 多項目試験紙キット（シリーズ申請試験紙を含む）

試験紙法

【販売名】	オーシヨンスティックス																	
【承認・認証番号】	承認番号：21600AMZ00655000																	
【製造販売／販売】	アークレイファクトリー																	
	項目名	測定項目												機器用	貯法	有効期間	包装・価格	
		pH	蛋白	ブドウ糖	ケトン体	潜血	ビリルビン	ウロビリノーゲン	亜硝酸塩	白血球	比重	アスコルビン酸	細菌					アルブミン
識別記号／製品名																		
オーシヨンスティックス8 E A		●	●	●	●	●	●	●								室温	2年	100枚 8,000円
オーシヨンスティックス7 E A		●	●	●	●	●	●									室温	2年	100枚 7,300円
オーシヨンスティックス6 E A		●	●	●	●	●	●									室温	2年	100枚 6,600円
オーシヨンスティックス5 E A		●	●	●		●		●								室温	2年	100枚 5,700円
オーシヨンスティックス4 E A		●	●	●		●										室温	2年	100枚 4,700円
【測定原理】																		
pH：pH指示薬法、蛋白：蛋白誤差法、ブドウ糖：グルコースオキシダーゼ法、ケトン体：ニトロプルシドナトリウム法、潜血：ヘモグロビン接触活性法、ビリルビン：アゾカップリング法、ウロビリノーゲン：アゾカップリング法、亜硝酸塩：グリース法																		

－ 免疫グロブリン測定用試薬（アレルゲン表） －

見本

免疫グロブリン測定用試薬（アレルゲン表）

製造販売会社名		サーモフィッシャーダイアグノスティックス		
販売会社名				
【5A110】 免疫グロブリンE単一試験・単一結果用多種抗原キット（アレルゲン特異IgE）		○	○	
【5A120】 免疫グロブリンE単一試験・複数結果用多種抗原キット（アレルゲン特異IgE）				
【5A140】 免疫グロブリンG単一試験・単一結果用多種抗原キット（アレルゲン特異IgG）				
アレルゲン名		イムノキャップ 特異的IgE	イムノキャップ ファディアトープ	
イネ科植物花粉	ハルルガヤ	●		
	ギョウギシバ	●		
	カモガヤ	●		
	ヒロハウシノケグサ	●		
	ホソムギ	●		
	オオアワガエリ	●		
	アシ	●		
	ナガハグサ	●		
	コヌカグサ（属）	●		
	セイバンモロコシ	●		
	コスズメノチャキヒ			
	ライ麦			
	シラゲガヤ			
	オート麦			
	小麦（属）	●		
	オオスズメノテッポウ	●		
	スズメノヒエ（属）	●		
雑草花粉	ブタクサ	●		
	ブタクサモドキ	●		
	ブタクサ混合物 1	●		
	オオブタクサ	●		
	ニセブタクサ			
	ニガヨモギ	●		
	ヨモギ	●		
	キク			
	フランスギク	●		
	タンポポ（属）	●		
	ヘラオオバコ	●		
	シロザ	●		
	オカヒシキ			
	アキノキリンソウ	●		
	オナモミ			
	アオゲイトウ			
	ハマアカザ			
	インボウキ			
	ヒメスイバ	●		
	ヒカゲミズ			
	イラクサ（属）	●		
	カナムグラ	●		
	ニワトコ			
樹木花粉	カエデ（属）	●		
	ハンノキ（属）	●		
	シラカンバ（属）	●		
	ハシバミ			
	ブナ（属）	●		
	ビャクシン（属）	●		
	コナラ（属）	●		
	ニレ（属）	●		
	オリーブ	●		
	クルミ（属）	●		
	カエデバスズカケノキ			
	ヤナギ（属）	●		

製造販売会社名		サーモフィッシューダイアグノスティックス		
販売会社名				
【5A110】 免疫グロブリンE単一試験・単一結果用多種抗原キット（アレルゲン特異IgE）		○	○	
【5A120】 免疫グロブリンE単一試験・複数結果用多種抗原キット（アレルゲン特異IgE）				
【5A140】 免疫グロブリンG単一試験・単一結果用多種抗原キット（アレルゲン特異IgG）				
販売名		イムノキャップ 特異的IgE	イムノキャップ ファディアトーブ	
アレルゲン名				
樹木花粉	ハコヤナギ			
	トネリコ			
	マツ（属）	●		
	アカマツ			
	クロマツ			
	スギ	●		
	ユーカリ			
	アカシア（属）	●		
	メスキート			
	カユブテ			
	ベカン			
	ホソイトスギ			
	クワ（属）	●		
	モクマオウ			
	ヒノキ	●		
ダニ	ヤケヒョウダニ	●		
	コナヒョウダニ	●		
	アシブトコナダニ	●		
	サヤアシニクダニ	●		
	ケナガコナダニ	●		
	イエニクダニ	●		
室内塵	ハウスダスト1	●		
	ハウスダスト2	●		
	ハウスダスト6	●		
真菌・細菌	ペニシリウム	●		
	クラドスポリウム	●		
	アスペルギルス	●		
	ムコール	●		
	カンジダ	●		
	アルテルナリア	●		
	ヘルミントスポリウム	●		
	フザリウム			
	ステムフィリウム			
	リゾプス			
	オーレオパシジウム			
	フォーマ			
	エビコッカム			
	カーブラリア			
	マラセチア（属）	●		
	ビティロスポリウム			
	セファロスポリウム			
	トリコフィトン	●		
	黄色ブドウ球菌 A	●		
	黄色ブドウ球菌 B	●		
動物表皮	ネコ皮膚	●		
	ウマ皮膚	●		
	ウシ皮膚	●		
	イヌ皮膚	●		
	モルモット上皮	●		
	ハトのふん			
	ハトの羽毛			
	ハト（血清蛋白）			
	ガチョウ羽毛	●		
	セキセイインコのふん	●		

－ 薬剤感受性検査用試薬 －

見本

薬剤感受性検査用試薬

製造販売会社名		栄研化学				
販売会社名						
デイスク法		○				
液体培地希釈法			○	○	○	○
薬剤名（略語）		KBデイスク ^{栄研}	ドライプレート ^{栄研}	フローティングプレート ^{栄研}	酵母機菌DP ^{栄研}	酵母機菌FP ^{栄研}
ペニシリン系	ベンジルペニシリン（PCG）	●	●	●		
	フェネチシリン（PEPC）					
	クロキシシリン（MCIPC）					
	オキシシリン（MPIPC）	●	●	●		
	ジクロキシシリン（MDIPC）					
	アンピシリン（ABPC）	●	●	●		
	シクラシリン（ACPC）					
	アモキシシリン（AMPC）	●	●	●		
	タランピシリン（TAPC）					
	バカンピシリン（BAPC）					
	メズロシリン（MZPC）					
	レナンピシリン（LAPC）					
	アスポキシシリン（ASPC）					
	ピペラシリン（PIPC）	●	●	●		
	カルペニシリン（CBPC）					
	スルペニシリン（SBPC）					
	チカルシリン（TIPC）					
	ピブメシリナム（PMPC）					
	スルタミシリン（SBTPC）		●	●		
	メシリナム（MPC）					
セファロスポリン系（注射用）	セファロチン（CET）	●	●	●		
	セファゾリン（CEZ）	●	●	●		
	セファロリジン（CER）					
	セフデゾール（CTZ）					
	セファマンドール（CMD）					
	セフォチアム（CTM）	●	●	●		
	セフォペラゾン（CPZ）	●	●	●		
	セフォタキシム（CTX）	●	●	●		
	セフチゾキシム（CZX）	●	●	●		
	セフメノキシム（CMX）	●	●	●		
	セフピラミド（CPM）					
	セフタジシム（CAZ）	●	●	●		
	セフトリアキソン（CTRX）	●	●	●		
	セフォジシム（CDZM）					
	セフピロム（CPR）	●	●	●		
	セフェビム（CFPM）	●	●	●		
	セフォゾプラシム（CZOP）	●	●	●		
	セフォセリス（CFSL）					
	セフスロジン（CFS）					
	セフィデロコル（CFDC）	●		●		
セファマイシン系	セフォキシチン（CFX）	●	●	●		
	セフメタゾール（CMZ）	●	●	●		
	セフォデタン（CTT）					
	セフブペラゾン（CBPZ）					
	セフミノクス（CMNX）	●	●	●		
セファロスポリン系（経口用）	セファレキシム（CEX）	●	●	●		
	セフラジン（CED）					
	セファトリジン（CFT）					
	セファクロル（CCL）	●	●	●		
	セフロキサシム（CXD）		●	●		
	セファドロキシム（CDX）					
	セフィキシム（CFIX）	●	●	●		
	セフチブテン（CETB）					
	セフジニル（CFDN）	●	●	●		

製造販売会社名		栄研化学				
販売会社名						
デイスク法		○				
液体培地希釈法			○	○	○	○
薬剤名（略語）	販売名	KBディスク法 ¹	ドライプレート法 ²	フロープレート法 ³	酵母模写菌DP ⁴ 法 ⁵	酵母模写菌FP ⁶ 法 ⁷
セファロスポリン系（経口用）	セフトキシム（CXM）	●	●	●		
	セフトキシムアキセチル（CXM-AX）					
	セフトチアムヘキセチル（CTM-HE）					
	セフトドキシムプロキセチル（CPDX-PR）					
	セフトラム（CFTM）	●	●	●		
	セフトラムピボキシル（CFTM-PI）					
	セフトメトピボキシル（CEMT-PI）					
	セフトカベン（CFPN）	●	●	●		
	セフトカベンピボキシル（CFPN-PI）					
	セフトトレン（CDTR）	●	●	●		
	セフトトレンピボキシル（CDTR-PI）					
	セフトチキシムアラピボキシル（CZX-AP）					
	セフトドキシム（CPDX）	●	●	●		
オキサセフェム系	ラタモキセフ（LMOX）	●	●	●		
	フロモキセフ（FMOX）	●	●	●		
ペネム系	フロペネム（FRPM）	●	●	●		
	リチペネムアコキシル（RIPM-AC）					
カルバペネム系	イミペネム/シラスタチン（IPM/CS）					
	パニペネム/ベタミプロン（PAPM/BP）					
	イミペネム（IPM）	●	●	●		
	パニペネム（PAPM）					
	メロペネム（MEPM）	●	●	●		
	ビアペネム（BIPM）	●	●	●		
	ドリペネム（DRPM）	●	●	●		
	テビペネム（TBPM）	●	●	●		
	テビペネムピボキシル（TBPM-PI）					
	ロラカルベフ（LCBF）					
モノバクタム系	アストレオナム（AZT）	●	●	●		
	カルモナム（CRMN）					
β-ラクタマーゼ阻害薬	スルバクタム（SBT）					
	クラブラン酸（CVA）					
	タゾバクタム（TAZ）					
β-ラクタマーゼ阻害薬合剤	ピペラシリン/タゾバクタム（PIPC/TAZ）	●	●	●		
	タゾバクタム/セフトロザン（TAZ/CTLZ）	●	●			
	クラブラン酸/アモキシシリン（CVA/AMPC）	●	●	●		
	クラブラン酸/チカルシピン（CVA/TIPC）					
	スルバクタム/アンピシリン（SBT/ABPC）	●	●	●		
	スルバクタム/セフトアラゾン（SBT/CPZ）	●	●	●		
	セフトジシム/クラブラン酸（CAZ/CVA）		●	●		
	セフトピロム/クラブラン酸（CPR/CVA）		●	●		
	セフトドキシム/クラブラン酸（CPDX/CVA）		●	●		
	セフトリアキソン/クラブラン酸（CTRX/CVA）		●	●		
	セフトタキシム/クラブラン酸（CTX/CVA）		●	●		
	アストレオナム/クラブラン酸（AZT/CVA）		●	●		
アミノグリコシド系	ストレプトマイシン（SM）					
	フラジオマイシン（FRM）					
	カナマイシン（KM）	●	●	●		
	ベカナマイシン（AKM）					
	リボスタマイシン（RSM）					
	ゲンタマイシン（GM）	●	●	●		
	ゲンタマイシン（GMS）					
	ジベカシン（DKB）	●	●	●		
	トブラマイシン（TOB）	●	●	●		
	アミカシン（AMK）	●	●	●		
	シソマイシン（SISO）					
	ミクロノマイシン（MCR）					

－ 多項目用標準品・コントロール －
見本

B.血液学的検査用 マルチキャリブプレート

主たる分類	販売名	製造販売会社名	販売会社名	基材	貯法・有効期間	キットの構成・価格	JANコード	製品番号	承認・認証・届出番号	承認・認証 届出年月日	JMDNコード (シリーズ検査)	JMDNコード (キット)	備考
B.血液学的検査	ヒーモスアイエルキャリブレーション血漿	アイ・エル・ジャパン		その他	2-8℃/3年	1mL用×10 21,000円	8426950573364	00020003700	-----	-----	-----	-----	
B.血液学的検査	N-蛋白標準血漿	シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス			2～8℃	1mL × 3, 22900円	4987177214156	10446449	-----	-----	-----	-----	フィブリノゲン、ATⅢ、アミノーゲン、フィブリノーゲン、C1抑制剤
B.血液学的検査	コアグトロールN 1ML7×X10	シスメックス		その他	2～8℃	1ml×10 11,500円	4987562134908	13490	-----	-----	-----	-----	PT,Fib,AT3,Ⅱ因子,Ⅶ因子,Ⅷ因子,Ⅸ因子,X因子,XI因子,XⅡ因子,XⅢ因子,PC,PLG,APL
B.血液学的検査	ケツエキギョウコシケンヨウヒョウジュンヒトケツショウ(GCH-100A)	シスメックス		その他	2～8℃	1ml×6 11,00円	4987562201068	98406012	-----	-----	-----	-----	PT,Fib,AT3,Ⅱ因子,Ⅶ因子,Ⅷ因子,Ⅸ因子,X因子,XI因子,XⅡ因子,XⅢ因子,PC,PLG,α2-AP,vWF:Ag,vWF:Rco
B.血液学的検査	コアグピア用 キャリブレーターN	積水メディカル	積水メディカル	血清ベース	2～8℃/24ヵ月	1mL用×10 11,500円	4987502476082	502-476082	-----	-----	-----	-----	PT、Fbg、AT3、APL、PLG、PC
B.血液学的検査	STAユニキャリブレーター	富士レリオ		全血ベース	2～8℃	1mL用×6 26,000円	4987270270493	270493	-----	-----	-----	-----	PT、フィブリノゲン、アミノーゲン、フィブリン、アミノーゲン、アミノーゲン

C.生化学的検査用 マルチキャリブプレート

主たる分類	販売名	製造販売会社名	販売会社名	基材	貯法・有効期間	キットの構成・価格	JANコード	製品番号	承認・認証・届出番号	承認・認証 届出年月日	JMDNコード (シリーズ検査)	JMDNコード (キット)	備考
C.生化学的検査	リピッドキャリブプレートX L‘栄研’	栄研化学		血清ベース	2～10℃/1年	2mL×3 9,000円	4987026148984	G-DN94	-----	-----	-----	-----	CHO, TG, HDL-C, LDL-C 他
C.生化学的検査	T P－A L BキャリブプレートX L‘栄研’	栄研化学		血清ベース	2～8℃/1年	3mL×1 3,000円	4987026139869	G-QJ90	-----	-----	-----	-----	TP, ALB
C.生化学的検査	総蛋白・アルブミン標準血清	カイノス		血清ベース	2～10℃（冷暗所）/12ヵ月	5mL×2 6,000円	4987550019729	CS-1810	-----	-----	-----	-----	TP,ALB
C.生化学的検査	脂質標準血清	カイノス		ウシALBベース	2～10℃（冷暗所）/12ヵ月	3mL用×4 11,000円	4987550008150	STS2270	-----	-----	-----	-----	T-CHO,TG
C.生化学的検査	BIL標準品	カイノス		血清ベース	2～10℃（遮光）/1年	2mL用×4 5,300円	4987550012430	STS2500	-----	-----	-----	-----	T-BIL,D-BIL
C.生化学的検査	ケトン体標準液(Ⅰ)	カイノス		水溶液(粘度調整なし)	2～10℃（遮光）/18ヵ月	5mL×2 4,000円	4987550019804	CS-5510	-----	-----	-----	-----	3HB,TKB
C.生化学的検査	ケトン体標準液(Ⅱ)	カイノス		水溶液(粘度調整なし)	2～10℃（遮光）/18ヵ月	5mL×2 4,000円	4987550019811	CS-5520	-----	-----	-----	-----	3HB,TKB
C.生化学的検査	酵素キャリブレーター「カイノス」	カイノス		ウシALBベース	-20℃以下/24ヵ月	3mL用×4 14,400円	4987550010825	CR-7100	-----	-----	-----	-----	AST,ALT,ALP,CK,LD,γ-GT,AMY
C.生化学的検査	マルチキャリブレーター「カイノス」	カイノス		水溶液(粘度調整あり)	2～10℃（冷暗所）/18ヵ月	5mL×6 10,000円	4987550017206	CR-7210	-----	-----	-----	-----	CRE,UN,GLU,IP,Ca
C.生化学的検査	血清マルチキャリブレーター「カイノス」	カイノス		血清ベース	-20℃以下/12ヵ月	3mL×4 7,200円	4987550020381	CR-7300	-----	-----	-----	-----	CRE,UN,UA,GLU,IP,Ca,Mg
C.生化学的検査	血清キャリブレーター「マルチ9」	カイノス		血清ベース	-20℃以下/12ヵ月	3mL×4 10,000円	4987550025140	CR-7400	-----	-----	-----	-----	CRE,UN,UA,GLU,IP,Ca,Mg,TP,ALB
C.生化学的検査	リキッドキャリブレーター「カイノス」	カイノス		血清ベース	2～10℃遮光/12ヵ月	3mL×2 6,000円	4987550026727	CR-7520	-----	-----	-----	-----	CRE,UN,UA,GLU,IP,Ca,Mg,TP,ALB
C.生化学的検査	デタミナー標準血清 多項目測定用	カイノス	キヤノンメディカルダイアグノスティクス	血清ベース	-20℃以下/12ヵ月	3mL×4	4987295586722	58672-2	-----	-----	-----	-----	CRE,UN,UA,GLU,IP,Mg
C.生化学的検査	TP・ALB標準血清	関東化学		血清ベース	2～8℃ 1年	3mL×3 12,500円	4987539778111	77811	-----	-----	-----	-----	別売品：TP,ALB
C.生化学的検査	マルチキャリブ 6M	関東化学		水溶液(粘度調整あり)	2～8℃ 1年	5mL×3 3,700円	4987539779378	77937	-----	-----	-----	-----	別売品：Ca,IP,Mg,Fe,GLU,CRE
C.生化学的検査	マルチキャリブ 3M	関東化学		水溶液(粘度調整あり)	2～8℃ 1年	5mL×3 3,000円	4987539779385	77938	-----	-----	-----	-----	別売品：UN,UA,GLU
C.生化学的検査	トレースキャリブ PLUS	関東化学		ウシALBベース	-30～-20℃ 18箇月	1mL×3 8,500円	4987539779392	77939	-----	-----	-----	-----	別売品：AST,ALT,ALP,AMY,CK,ChE,γ-GT,LD
C.生化学的検査	キャリブセラ 24	関東化学		血清ベース	-30℃以下 1年	1mL×3 21,000円	4987539782019	78201	-----	-----	-----	-----	別売品：LAP,GLU,CRE,UA,UN,TP,ALB,TBIL,DBIL,Fe,Ca,Mg,IP
C.生化学的検査	デタミナー 標準血清脂質測定用	キヤノンメディカルダイアグノスティクス		ウシALBベース	2～8℃/1年	3mL用×2	4987295631781	63178-1	-----	-----	-----	-----	TC,TG,FC,PL
C.生化学的検査	メタボリード 標準血清HDL・LDL-C測定用	キヤノンメディカルダイアグノスティクス		血清ベース	2～8℃/1年	2mL用×4	4987295553953	55395-3	-----	-----	-----	-----	TC,TG,HDL-C,LDL-C,UA,UN,CRE,IP
C.生化学的検査	M-キャリブレーター	極東製薬工業		血清ベース	-20℃以下/1年	2mL×3 6,000円	4987551485936	48593	-----	-----	-----	-----	UN, IP, CRE, UA
C.生化学的検査	ケミACS-較正剤C	シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス			2～8℃	5mL × L, H(各2本),100000円	4987559327368	10311568	-----	-----	-----	-----	フェリチン,VB12
C.生化学的検査	化学物質標準液II	シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス			2～8℃	3濃度 × 2(各1.2mL),8000円	4987177702530	10444997	-----	-----	-----	-----	Mg, IP, TG
C.生化学的検査	薬物標準液I	シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス			2～8℃	5濃度 × 2(各3mL),30000円	4987177705562	10445014	-----	-----	-----	-----	ジゴキシン、リチウム、フェノバルビタール、フェニトイン、テオフィリン
C.生化学的検査	薬物標準液II	シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス			2～8℃	5濃度 × 2(各5mL),30000円	4987177706132	10445005	-----	-----	-----	-----	アセトアミノフェン、カルバマゼピン、ジゴキシン、リドカイン、NAPA、トブラマイシン、バルプロ酸、バンコマイシン、

A.尿・糞便等一般検査用 マルチコントロール

主たる分類	販売名	製造販売会社名	販売会社名	基材	貯法・有効期間	キットの構成・価格	JANコード*	製品番号	承認・認証・届出番号	承認・認証 届出年月日	JMDNコード (シリーズ検査)	JMDNコード (キット)	備考
A.尿・糞便等一般検査	US-コントロール‘栄研’ Level I / II System	栄研化学		その他	2～8℃ 2年間	12 mL×3×2種 15,000円	4987026098364	E-UZ81	-----	-----	-----	-----	尿一般項目
A.尿・糞便等一般検査	US-コントロール‘栄研’ Level II	栄研化学		その他	2～8℃ 2年間	12 mL×6本 15,000円	4987026098371	E-UZ82	-----	-----	-----	-----	尿一般項目
A.尿・糞便等一般検査	MAS尿コントロール レベル1	サーモフィッシャー ダイアグノスティックス		その他	2～8℃、24ヶ月	6 X 15mL	884883003897	UAB-115	-----	-----	-----	-----	尿試験紙用 20 項目
A.尿・糞便等一般検査	MAS尿コントロール レベル1	サーモフィッシャー ダイアグノスティックス		その他	2～8℃、24ヶ月	4 X 60mL	884883003903	UAB-160	-----	-----	-----	-----	尿試験紙用 20 項目
A.尿・糞便等一般検査	MAS尿コントロール レベル2	サーモフィッシャー ダイアグノスティックス		その他	2～8℃、24ヶ月	6 X 15mL	884883003910	UAB-215	-----	-----	-----	-----	尿試験紙用 20 項目
A.尿・糞便等一般検査	MAS尿コントロール レベル2	サーモフィッシャー ダイアグノスティックス		その他	2～8℃、24ヶ月	4 X 60mL	884883003927	UAB-260	-----	-----	-----	-----	尿試験紙用 20 項目
A.尿・糞便等一般検査	MAS尿コントロール レベル1,2	サーモフィッシャー ダイアグノスティックス		その他	2～8℃、24ヶ月	6 X 15mL	884883003934	UAB-MP	-----	-----	-----	-----	尿試験紙用 20 項目
A.尿・糞便等一般検査	MAS尿ディップチューブコントロール レベル1,2	サーモフィッシャー ダイアグノスティックス		その他	2～8℃、24ヶ月	10 X 12mL	884883003958	UAT-MP	-----	-----	-----	-----	尿試験紙用 20 項目
A.尿・糞便等一般検査	MAS尿化学検査用コントロール レベル1,2	サーモフィッシャー ダイアグノスティックス		その他	2～8℃、24ヶ月	6 X 15mL	884883002494	UR-MP	-----	-----	-----	-----	尿生化学用 18 項目
A.尿・糞便等一般検査	MAS 尿化学検査用コントロール レベル1	サーモフィッシャー ダイアグノスティックス		その他	2～8℃、24ヶ月	6 X 15 mL	884883002470	UR11001	-----	-----	-----	-----	尿生化学用 18 項目
A.尿・糞便等一般検査	MAS 尿化学検査用コントロール レベル2	サーモフィッシャー ダイアグノスティックス		その他	2～8℃、24ヶ月	6 X 15 mL	884883002487	UR22002	-----	-----	-----	-----	尿生化学用 18 項目
A.尿・糞便等一般検査	クオンティファイ アドバンス コントロール	バイオ・ラッド ラボラトリーズ		その他	2～8℃ 18カ月	12 mL X 3 X 2 レベル 15000円	4987590170282	17028	-----	-----	-----	-----	尿試験紙項目
A.尿・糞便等一般検査	クオンティファイ アドバンス コントロール ミニパック	バイオ・ラッド ラボラトリーズ		その他	2～8℃ 18カ月	12 mL X 1 X 2 レベル 6600円	4987590170299	17029	-----	-----	-----	-----	尿試験紙項目
A.尿・糞便等一般検査	リクイチェック クオンティファイ プラス コントロール	バイオ・ラッド ラボラトリーズ		その他	2～8℃ 2年	12 mL X 5 X 2 レベル 36000円	4987590109954	10995	-----	-----	-----	-----	尿試験紙項目、尿沈渣
A.尿・糞便等一般検査	リクイチェック クオンティファイ プラス コントロール ミニパック	バイオ・ラッド ラボラトリーズ		その他	2～8℃ 2年	12 mL X 1 X 2 レベル 9500円	4987590119953	11995	-----	-----	-----	-----	尿試験紙項目、尿沈渣
A.尿・糞便等一般検査	リクイチェック クオンティファイ大容量コントロール	バイオ・ラッド ラボラトリーズ		その他	2～8℃ 2年	120 mL X 2 X 2 レベル 108000円	4987590109626	10962	-----	-----	-----	-----	尿試験紙項目、尿沈渣
A.尿・糞便等一般検査	リクイチェック クオンティファイ大容量コントロール ミニパック	バイオ・ラッド ラボラトリーズ		その他	2～8℃ 2年	120 mL X 1 X 2 レベル 64800円	4987590119625	11962	-----	-----	-----	-----	尿試験紙項目、尿沈渣
A.尿・糞便等一般検査	リクイチェック 尿検査用コントロール 1,2	バイオ・ラッド ラボラトリーズ		その他	2～8℃ 2.5年	12 mL X 6 X 2 レベル 18000円	4987590104355	10435	-----	-----	-----	-----	尿試験紙項目、尿沈渣
A.尿・糞便等一般検査	リクイチェック 尿検査用コントロール 1	バイオ・ラッド ラボラトリーズ		その他	2～8℃ 2.5年	12 mL X 12 18000円	4987590104362	10436	-----	-----	-----	-----	尿試験紙項目、尿沈渣
A.尿・糞便等一般検査	リクイチェック 尿検査用コントロール 2	バイオ・ラッド ラボラトリーズ		その他	2～8℃ 2.5年	12 mL X 12 18000円	4987590104379	10437	-----	-----	-----	-----	尿試験紙項目、尿沈渣
A.尿・糞便等一般検査	リクイチェック 尿検査用コントロール ミニパック	バイオ・ラッド ラボラトリーズ		その他	2～8℃ 2.5年	12 mL X 1 X 2 レベル 5000円	4987590114354	11435	-----	-----	-----	-----	尿試験紙項目、尿沈渣
A.尿・糞便等一般検査	バイオ・ラッド EQAS 尿検査 プログラム	バイオ・ラッド ラボラトリーズ		その他	2～8℃	12 mL X 12 90000円	4987590128108	12810	-----	-----	-----	-----	外部精度保証サービス、尿試験紙検査項目

B.血液学的検査用 マルチコントロール

主たる分類	販売名	製造販売会社名	販売会社名	基材	貯法・有効期間	キットの構成・価格	JANコード*	製品番号	承認・認証・届出番号	承認・認証 届出年月日	JMDNコード (シリーズ検査)	JMDNコード (キット)	備考
B.血液学的検査	ヒーモスアイエル ノーマル コントロール	アイ・エル・ジャパン		その他	2-8℃/3年	1mL用×10 16,400円	8426950071068	00020003110	-----	-----	-----	-----	
B.血液学的検査	ヒーモスアイエル ロー アブノーマル コントロール	アイ・エル・ジャパン		その他	2-8℃/3年	1mL用×10 19,400円	8426950078982	00020003210	-----	-----	-----	-----	
B.血液学的検査	ヒーモスアイエル ハイ アブノーマル コントロール	アイ・エル・ジャパン		その他	2-8℃/3年	1mL用×10 19,400円	8426950078999	00020003310	-----	-----	-----	-----	
B.血液学的検査	ヒーモスアイエル スペシャルテストコントロール レベル1	アイ・エル・ジャパン		その他	2-8℃/3年	1mL用×10 38,000円	8426950453062	00020011000	-----	-----	-----	-----	
B.血液学的検査	ヒーモスアイエル スペシャルテストコントロール レベル2	アイ・エル・ジャパン		その他	2-8℃/2年8か月	1mL用×10 42,000円	8426950442189	00020012000	-----	-----	-----	-----	
B.血液学的検査	線溶系マルチコントロール I	カインス		血清ベース	2～10℃（避光）/1年間	0.5mL用×5 12,000円	4987550015219	CR-8700	-----	-----	-----	-----	血漿中FDP,D-Dダイマー,FXⅢ
B.血液学的検査	線溶系マルチコントロール II	カインス		血清ベース	2～10℃（避光）/1年間	0.5mL用×5 12,000円	4987550015226	CR-8800	-----	-----	-----	-----	血漿中FDP,D-Dダイマー,FXⅢ
B.血液学的検査	マルチプルセーラ N	キューメイ研究所	キューメイ研究所	ヒトALBベース	2～8℃ 3年	1mL×5	4987856110212	21053	-----	-----	-----	-----	
B.血液学的検査	マルチプルセーラ A	キューメイ研究所	キューメイ研究所	ヒトALBベース	2～8℃ 3年	1mL×5	4987856110243	21063	-----	-----	-----	-----	
B.血液学的検査	コアグQAPコントロール IX・IIX	シスメックス		その他	2～8℃ 18ヶ月	1ml×5×2 9,900円	4987562418152	CT850892	-----	-----	-----	-----	PT,APTT,Fib,TTO,HPT,AT3,PLG,APL,PC
B.血液学的検査	コアグトロール1X・2X	シスメックス		その他	2～8℃	1ml×5×2 9,900円	4987562134809	13480	-----	-----	-----	-----	PT,APTT,Fib,TTO,HPT,AT3,PLG,APL,PC
B.血液学的検査	センヨウケイコントロール	シスメックス		その他	2～8℃ 24ヶ月	1ml×2×3 18,000円	4987562428083	AQ793447	-----	-----	-----	-----	FDP,DD

見本

－ 検体検査用医療機器・試薬 一覧 －

検体検査用医療機器

○：掲載 ●:前版から追加された装置

中分類	No.	一般的名称(項目名)	JMDNJ-ト*	掲載
AA01 尿・一般検査用	【A0-0050】	自動尿スクリーニングシステム	30648000	
AA01 尿・一般検査用	【A0-0100】	尿化学分析装置	35918000	○
AA01 尿・一般検査用	【A1-0050】	尿沈渣分析装置	33915000	○
AA01 尿・一般検査用	【A1-0100】	尿比重計	70187000	
AA01 尿・一般検査用	【A1-0150】	電子尿糖計	70188012	
AA02 糞便等検査用	【A2-0050】	便潜血測定装置	70182000	○
AA99 その他・屈折計	【AZ-0050】	検査室用屈折計	15169000	
AA99 その他・屈折計	【AZ-0100】	ポータブル臨床用屈折計	37034000	
AA99 その他・浸透圧分析装置	【AZ-0150】	浸透圧分析装置	36458000	○
BB01 血球算定・血液細胞形態検査	【B1-0050】	セルアナライザ	70184000	
BB01 血球算定・血液細胞形態検査	【B1-0100】	フローサイトメータ	70193000	○
BB01 血球算定・血液細胞形態検査	【B1-0150】	血液像自動分析装置	35479000	○
BB01 血球算定・血液細胞形態検査	【B1-0200】	網赤血球分析装置	30863000	
BB01 血球算定・血液細胞形態検査	【B1-0250】	血液塗抹標本作製装置	15110000	
BB01 血球算定・血液細胞形態検査	【B1-0300】	手動式血球計数装置	35103000	
BB01 血球算定・血液細胞形態検査	【B1-0350】	血球計数装置	35476000	○
BB01 血液学的検査・ヘモグロビン	【B1-0400】	体外検査用オキシメータ	15201000	
BB01 血液学的検査・ヘモグロビン	【B1-0450】	オキシヘモグロビン分析装置	33275000	
BB01 血液学的検査・ヘモグロビン	【B1-0500】	ヘモグロビン分析装置	35481000	○
BB01 血液学的検査・ヘモグロビン	【B1-0550】	ヘモキシメトリック分析装置	37078000	
BB01 血液学的検査・ヘモグロビン	【B1-0600】	機能検査オキシメータ	70080000	
BB01 血液学的検査・ヘマトクリット	【B1-0650】	ヘマトクリット分析装置	33328000	
BB02 凝固・線溶関連検査	【B2-0050】	血小板凝集測定装置	35473000	○
BB02 凝固・線溶関連検査	【B2-0100】	血小板凝集記録分析装置	35769000	
BB02 凝固・線溶関連検査	【B2-0150】	凝固測定用経過時間タイマ	35505000	
BB02 凝固・線溶関連検査	【B2-0200】	血液凝固分析装置	35514000	○
BB02 凝固・線溶関連検査	【B2-0250】	血栓分析装置	36746000	
BB02 凝固・線溶関連検査	【B2-0300】	血液凝固測定装置専用カートリッジ	70185000	
BB99 その他・血沈	【B9-0050】	赤血球沈降速度測定装置	35488000	○
BB99 その他・血沈	【B9-0100】	赤血球沈降速度測定器具	55974001	
CC 01 生化学検査・汎用	【C0-0050】	乾式臨床化学分析装置	34549000	○
CC 01 生化学検査・汎用	【C0-0100】	バック式臨床化学分析装置	34550000	○
CC 01 生化学検査・汎用	【C0-0150】	ディスクリット方式臨床化学自動分析装置	35743010	○
CC 01 生化学検査・汎用	【C0-0200】	移動式ディスクリット方式臨床化学自動分析装置	35743020	○
CC 01 生化学検査・汎用	【C0-0250】	遠心方式臨床化学分析装置	35744010	
CC 01 生化学検査・汎用	【C0-0300】	移動式遠心方式臨床化学分析装置	35744020	○
CC 01 生化学検査・汎用	【C0-0350】	フロー方式臨床化学分析装置	35745010	
CC 01 生化学検査・汎用	【C0-0400】	移動式フロー方式臨床化学分析装置	35745020	
CC 01 生化学検査・汎用	【C0-0450】	汎用分光光度分析装置	36910000	○
CC 01 生化学検査・汎用	【C0-0500】	マイクロタイタプレートリーダ	37036000	○
CC 01 生化学検査・汎用	【C0-0550】	比ろう法比濁分析装置	15163000	
CC 01 生化学検査・汎用	【C0-0600】	免疫比濁分析装置	35926010	○
CC 01 生化学検査・汎用	【C0-0650】	移動式免疫比濁分析装置	35926020	○
CC 01 生化学検査・蛋白	【C1-0050】	蛋白質分析装置	30857000	○
CC 01 生化学検査・蛋白	【C1-0100】	蛋白分画電気泳動分析装置	31365000	○
CC 01 生化学検査・酵素	【C1-0150】	酵素分析装置	35470000	
CC 01 生化学検査・窒素	【C1-0200】	窒素分析装置	36741000	
CC 01 生化学検査・クレアチニン	【C1-0250】	クレアチニン分析装置	35991000	
CC 01 生化学検査・グルコース	【C1-0300】	グルコース分析装置	36730000	○
CC 01 生化学検査・グルコース	【C1-0350】	グルコースモニタシステム	44611003	
CC 01 生化学検査・グリコヘモグロビン	【C1-0400】	グリコヘモグロビン分析装置	35968000	○
CC 01 生化学検査・乳酸	【C1-0450】	ラクテート分析装置	35885000	
CC 01 生化学検査・コレステロール	【C1-0500】	コレステロール分析装置	30855000	

中分類	No.	一般的名称(項目名)	JMDNJ-ト*	掲載
CC 01 生化学検査・ビリルビン	【C1-0550】	ビリルビン分析装置	35475000	
CC 01 生化学検査・カルシウム	【C1-0600】	カルシウム分析装置	35937000	
CC 01 生化学検査・電解質	【C1-0650】	蛍光式電解質分析装置	34555000	
CC 01 生化学検査・電解質	【C1-0700】	炎光式電解質分析装置	35826000	
CC 01 生化学検査・電解質	【C1-0750】	イオン選択性分析装置	35902000	○
CC 01 生化学検査・電解質	【C1-0800】	血中カリウム分析装置	35566000	
CC 01 生化学検査・電解質	【C1-0850】	クーロメトリー式電解質分析装置	35903000	
CC 01 生化学検査・血液ガス	【C1-0900】	血液ガス酸素分析装置	12590000	
CC 01 生化学検査・血液ガス	【C1-0950】	汎用血液ガス分析装置	30847000	○
CC 01 生化学検査・重炭酸塩	【C1-1000】	クーロメトリー式二酸化炭素測定器	31407000	
CC 01 生化学検査・酸素分圧	【C1-1050】	体外型血液ガス分析装置	37238000	
CC 02 生化学検査・ヘパリン	【C2-0050】	ヘパリン分析装置	33321000	
CC 02 生化学検査・その他	【C9-0050】	高速液体クロマトグラフィ分析装置	36420000	○
DE 01 免疫学的検査・汎用	【D0-0050】	免疫発光測定装置	36223010	○
DE 01 免疫学的検査・汎用	【D0-0100】	移動式免疫発光測定装置	36223020	○
DE 01 免疫学的検査・汎用	【D0-0150】	酵素免疫測定装置	35706010	○
DE 01 免疫学的検査・汎用	【D0-0200】	移動式酵素免疫測定装置	35706020	○
DE 01 免疫学的検査・汎用	【D0-0250】	免疫蛍光分析装置	35707010	○
DE 01 免疫学的検査・汎用	【D0-0300】	移動式免疫蛍光分析装置	35707020	○
DE 01 免疫学的検査・汎用	【D0-0350】	粒子計測免疫測定装置	70181000	
DE 01 免疫学的検査・カテコールアミン	【D1-0050】	カテコールアミン分析装置	35989000	○
DE 01 免疫学的検査・アミロイドβ	【D1-0100】	アミロイドβ質量分析用セット	71088002	
DE 01 免疫学的検査・感染症（血清免疫）	【D1-0150】	微生物由来成分分析装置	70183000	○
FF 01 輸血関連検査	【F1-0050】	血液型分析装置	35635000	○
GG 01 微生物学検査・コロニー計測	【G0-0050】	コロニー定量分析装置	15126000	
GG 01 微生物学検査・同定分析	【G0-0100】	微生物分類同定分析装置	34573000	○
GG 01 微生物学検査・血液培養	【G0-0150】	血液培養自動分析装置	35617000	
GG 01 微生物学検査・微生物培養	【G0-0200】	微生物培養装置	70189000	
GG 01 微生物学検査・微生物定量	【G0-0250】	微生物定量分析装置	71086001	
GG 01 微生物学検査・酵母・真菌分析	【G1-0050】	酵母・真菌分析装置	30667000	
GG 01 微生物学検査・マラリア診断	【G1-0100】	マラリア診断装置	71081003	
GG 02 微生物学検査・薬剤感受性検査	【G2-0050】	微生物感受性分析装置	34574000	○
HH 01 遺伝子関連検査・遺伝子解析	【H0-0050】	遺伝子解析装置	70192000	○
HH 02 遺伝子関連検査・遺伝子変異解析	【H2-0050】	遺伝子変異解析セット（がんゲノムプロファイリング検査用）	60943013	
HH 02 遺伝子関連検査・遺伝子変異解析	【H2-0100】	遺伝子変異解析システム（がんゲノムプロファイリング検査用）	60943033	
HH 02 遺伝子関連検査・遺伝子変異解析	【H2-0150】	体細胞遺伝子変異解析システム（抗悪性腫瘍薬適応判定用）	71059003	
HH 02 遺伝子関連検査・遺伝子変異解析	【H2-0200】	体細胞遺伝子変異解析セット（抗悪性腫瘍薬適応判定用）	71059023	
HH 04 遺伝子関連検査・染色体検査	【H4-0050】	染色体分析装置	33936000	
KK 01 病理学的検査・細胞診	【K1-0050】	自動細胞診装置	70190000	
KK 01 病理学的検査・染色	【K1-0100】	自動染色装置	70191000	○
MM 自己検査用・尿化学分析	【M1-0050】	自己検査用尿化学分析器	70186000	
MM 自己検査用・尿糖	【M1-0100】	自己検査用尿糖計	70188000	
MM 自己検査用・血糖	【M1-0150】	自己検査用グルコース測定器	30854000	
MM 自己検査用・血液凝固	【M2-0050】	自己検査用血液凝固分析器	56687003	
ZZ その他の分析装置	【Z0-0050】	デンストメトリー分析装置	15129000	○
ZZ その他の分析装置	【Z0-0100】	質量分析装置	57848001	

AA 01 尿・一般検査用
JMDNコード： 35918000
【A0-0100】 尿化学分析装置

分類	販売名	製造販売会社名	販売会社名	検体の種別	貯法・有効(耐用)期間	測定項目/キットの構成・価格	JANコード	製品番号	承認・認証・届出番号	承認・認証 届出年月日	JMDNコード (シリーズ検査)	JMDNコード (キット)	備考	POCT
医療機器	全自動尿分析装置オーションマックス AX-4061	アークレイファクトリー	アークレイ	尿		ユリフレットSシリーズ（体外診断用医薬品集参照） オーションスティックス10PA（体外診断用医薬品集参照）	4987486017899	103964	25B1X00001000056			35918000	GLU,PRO,BLD,BIL,URO,pH,KET,NIT ,LEU,CRE,ALB,S.G,色調,濁度（装置）	
コントロール	オーションチェックプラス	アークレイファクトリー	アークレイ		2～8℃	2濃度 各25mLX2本 21,840円	4987486735274	73527	----	----	----	----		
標準品	比重キャリブレータ H	アークレイファクトリー	アークレイ		2～8℃	10mLX2本 3,360円	4987486001959	100672	----	----	----	----		
専用試薬・消耗品	濃縮洗浄液3	アークレイファクトリー	アークレイ		1～30℃	1LX5本入り 15,120円	4987486790532	79053	----	----	----	----		
医療機器	半自動尿分析装置オーションイダテン AE-4070	アークレイファクトリー	アークレイ	尿		オーションスティックスシリーズ（体外診断用医薬品集参照） ユリフレットS 11UA（体外診断用医薬品集参照）	4987486037316	106391	25B1X00001000060			35918000	GLU,PRO,BLD,BIL,URO,pH,KET,NIT ,LEU,CRE,ALB,S.G,色調,比重	
コントロール	オーションチェックプラス	アークレイファクトリー	アークレイ		2～8℃	2濃度 各25mLX2本 21,840円	4987486735274	73527	----	----	----	----		
医療機器	小型尿分析装置ポケットケムUA PU-4010	アークレイファクトリー	アークレイ	尿		オーションスティックスシリーズ（体外診断用医薬品集参照） オーションスクリーンマイクロアルブミン/クレアチニン（体外診断用医薬品集参照）	4987486207009	20700	25B1X00001000025			35918000	GLU,PRO,BLD,BIL,URO,pH,KET,NIT ,LEU,CRE,ALB,S.G,色調,比重	
コントロール	オーションチェックプラス	アークレイファクトリー	アークレイ		2～8℃	2濃度 各25mLX2本 21,840円	4987486735274	73527	----	----	----	----		
医療機器	全自動尿統合分析装置 オーションハイブリッド AU-4050	アークレイファクトリー	アークレイ	尿		ユリフレットS シリーズ（体外診断用医薬品集参照）	4987486146001	14600	25B1X00001000036			35918000	GLU,PRO,BLD,BIL,URO,pH,KET,NIT ,LEU,CRE,ALB,S.G,色調,濁度（装置）	
専用試薬・消耗品	オーションコントロール液	アークレイファクトリー	アークレイ		2～10℃	H・L 各47mLX1本 30,000円	4987486738060	73806	----	----	----	----		
コントロール	オーションチェックプラス	アークレイファクトリー	アークレイ		2～8℃	2濃度 各25mLX2本 21,840円	4987486735274	73527	----	----	----	----		
標準品	比重キャリブレータH	アークレイファクトリー	アークレイ		2～8℃	10mLX2本 3,360円	4987486001959	100672	----	----	----	----		
専用試薬・消耗品	濃縮洗浄液3	アークレイファクトリー	アークレイ		1～30℃	1LX5本入り 15,120円	4987486790532	79053	----	----	----	----		
	オーション希釈液（SED）	アークレイファクトリー	アークレイ		2～35℃	2.1LX1本 15,750円	4987486738015	73801	----	----	----	----		
	オーション希釈液（BAC）	アークレイファクトリー	アークレイ		2～35℃	2.1LX1本 15,750円	4987486738022	73802	----	----	----	----		
	オーション染色液（SED）	アークレイファクトリー	アークレイ		2～35℃	29ml 21,000円	4987486738039	73803	----	----	----	----		
	オーション染色液（BAC）	アークレイファクトリー	アークレイ		2～35℃	25ml 21,000円	4987486738046	73804	----	----	----	----		
	オーションシース液	アークレイファクトリー	アークレイ		2～35℃	20L 12,600円	4987486738053	73805	----	----	----	----		
医療機器	全自動尿分析装置オーションマックス AX-4030	アークレイファクトリー	アークレイ	尿		ユリフレットS シリーズ（体外診断用医薬品集参照） オーションスティックス10PA（体外診断用医薬品集参照）	4987486145011	14501	25B1X00001000009			35918000	GLU,PRO,BIL,URO,pH, BLD,KET,NIT,LEU,CRE, P/C,S.G.,濁度,色調	
コントロール	オーションチェックプラス	アークレイファクトリー	アークレイ		2～8℃	2濃度 各25mLX2本 21,840円	4987486735274	73527	----	----	----	----		
標準品	比重キャリブレータH	アークレイファクトリー	アークレイ		2～8℃	10mLX2本 3,360円	4987486001959	100672	----	----	----	----		
専用試薬・消耗品	濃縮洗浄液3	アークレイファクトリー	アークレイ		1～30℃	1LX5本入り 15,120円	4987486790532	79053	----	----	----	----		
医療機器	全自動尿分析装置オーションマックス AX-4060	アークレイファクトリー	アークレイ	尿		ユリフレットS シリーズ（体外診断用医薬品集参照） オーションスティックス10PA（体外診断用医薬品集参照）	4987486001386	100463	25B1X00001000038			35918000	GLU,PRO,BIL,URO, pH,BLD,KET,NIT,LEU, CRE,ALB,P/C, A/C,S.G.,濁度,色調	
コントロール	オーションチェックプラス	アークレイファクトリー	アークレイ		2～8℃	2濃度 各25mLX2本 21,840円	4987486735274	73527	----	----	----	----		
標準品	比重キャリブレータH	アークレイファクトリー	アークレイ		2～8℃	10mLX2本 3,360円	4987486001959	100672	----	----	----	----		
専用試薬・消耗品	濃縮洗浄液3	アークレイファクトリー	アークレイ		1～30℃	1LX5本入り 15,120円	4987486790532	79053	----	----	----	----		
医療機器	オーションイレブン AE-4021	アークレイファクトリー	アークレイ	尿		オーションスティックスシリーズ（体外診断用医薬品集参照） ユリフレットS 11UA（体外診断用医薬品集参照） オーションスクリーンマイクロアルブミン/クレアチニン（体外診断用医薬品集参照）	4987486012788	102973	25B1X00001000053			35918000	GLU,KET,BIL,NIT,PRO,URO,pH,BLD ,LEU,ALB,CRE,比重,色調	
コントロール	オーションチェックプラス	アークレイファクトリー	アークレイ		2～8℃	2濃度 各25mLX2本 21,840円	4987486735274	73527	----	----	----	----		

医療機器	全自動尿分析装置 US-3500	テラメックス	栄研化学	尿		ウロペーパーαⅢシリーズ（体外診断用医薬品集参照）	4987026213125	M-8M00	26B3X00001000011			35918000	販売中止	
医療機器	全自動尿分析装置 US-3600	テラメックス	栄研化学	尿		ウロペーパーαⅢシリーズ（体外診断用医薬品集参照）	4987026364100	M-8R00	26B3X00001000014			35918000	URO, BLD, PRO, GLU, KET, BIL, NIT, S.G, LEU, pH, CRE, ALB, P/C, A/C, 色調, 混濁	
医療機器	全自動尿分析装置 US-3500 MS	テラメックス	栄研化学	尿		ウロペーパーαⅢ, Ⅲ（全自動尿分析装置HSモード用）シリーズ（体外診断用医薬品集参照）	4987026216621	M-8M01	26B3X00001000012			35918000	URO, BLD, PRO, GLU, KET, BIL, NIT, S.G, LEU, pH, CRE, ALB, P/C, A/C, 色調, 混濁	
医療機器	尿自動分析装置 US-2300	テラメックス	栄研化学	尿		ウロペーパーⅢシリーズ（体外診断用医薬品集参照）	4987026235998	M-8P00	26B3X00001000013			35918000	URO, BLD, PRO, GLU, KET, BIL, NIT, S.G, LEU, pH, CRE, ALB, P/C, A/C	
医療機器	尿自動分析装置 US-2200	テラメックス	栄研化学	尿		ウロペーパーⅢシリーズ（体外診断用医薬品集参照）	----	----	26B3X00001000007			35918000	販売中止	
医療機器	尿自動分析装置 US-1200	小松電子	栄研化学	尿		ウロペーパーⅢシリーズ（体外診断用医薬品集参照）	4987026218212	M-8N00	17B2X10008000004			35918000	販売中止	
医療機器	尿自動分析装置 US-1300	小松電子	栄研化学	尿		ウロペーパーⅢシリーズ（体外診断用医薬品集参照）	4987026366876	M-8Q00	17B2X10008000006			35918000	URO, BLD, PRO, GLU, KET, BIL, NIT, S.G, LEU, pH, CRE, ALB, P/C, A/C	
コントロール	US-コントロール'栄研' Level I / II System	栄研化学			2～8℃ 2年間	2濃度・各12mLX3本 15,000円	4987026098364	E-UZ81	----	----	----	----		
コントロール	US-コントロール'栄研' Level II	栄研化学			2～8℃ 2年間	12mLX6本 15,000円	4987026098371	E-UZ82	----	----	----	----		
医療機器	ビジュアルリーダーⅡ	三和化学研究所		尿		U-テストビジュアルシリーズ用 80,000円	4987086360166	086360166	23B3X00028000003			35918000	体外診断用医薬品集参照	
医療機器	全自動尿統合分析装置 UX-2000	シスメックス		尿		UX-2000シリーズ			28B2X10007000080			35918000	機器は販売中止品	
項目共通試薬	メディテープⅡ 10U	アークレイファクトリー	シスメックス		1～30℃・24ヶ月	100枚 11,500円	4987562418817	AY620617	21300AMZ00442000 222AAAMX00148000	2001//5/29	----	----	体外診断用医薬品参照	
項目共通試薬	メディテープⅡ 9U	アークレイファクトリー	シスメックス		1～30℃・24ヶ月	100枚 8,400円	4987562418831	BA703304	21300AMZ00442000 222AAAMX00148000	2001//5/29	----	----	体外診断用医薬品参照	
項目共通試薬	メディテープⅡ 7U	アークレイファクトリー	シスメックス		1～30℃・24ヶ月	100枚 6,830円	4987562418848	AR993454	21300AMZ00442000 222AAAMX00148000	2001//5/29	----	----	体外診断用医薬品参照	
項目共通試薬	UXIIバック-BAC	シスメックス			2℃～35℃・12ヶ月	2.1LX1 15,750円	4987562418749	AR379938	----	----	----	----	共通試薬	
項目共通試薬	UXIIバック-SED	シスメックス			2℃～35℃・12ヶ月	2.1LX1 15,750円	4987562418756	CM021064	----	----	----	----	共通試薬	
項目共通試薬	UXIIサーチ-BAC	シスメックス			2℃～35℃・12ヶ月	25mLX1 21,000円	4987562418725	BA649537	----	----	----	----	共通試薬	
項目共通試薬	UXIIサーチ-SED	シスメックス			2℃～35℃・12ヶ月	29mLX1 21,000円	4987562418732	BD563893	----	----	----	----	共通試薬	
項目共通試薬	UXIIシース 20L(XTS-900A)	シスメックス			2℃～35℃・12ヶ月	20L 12,600円	4987562418763	BS503938	----	----	----	----	共通試薬	
項目共通試薬	UXセンジョウエキ-C	シスメックス			1℃～30℃・12ヶ月	1LX5本 13,500円	4987562418787	BE301124	----	----	----	----	共通試薬	
項目共通試薬	UFⅡコントロール	シスメックス			2～10℃・6ヶ月	L：47mL X1、H：47mL X1 30,000円	4987562408528	06404115	----	----	----	----	共通試薬	
医療機器	尿自動分析装置プレテスター RM-6050	和光純薬工業		尿		プレテストシリーズ（体外診断用医薬品参照）	----	----	27B3X00024000005			35918000	販売中止	
医療機器	小型尿検査装置プレテスター RM-805	和光純薬工業		尿		プレテストシリーズ（体外診断用医薬品参照）	----	----	27B3X00024000004			35918000	販売中止	
医療機器	小型尿検査装置プレテスター RM-805（Ⅱ）	和光純薬工業 富士フィルム和光純薬		尿		プレテストシリーズ（体外診断用医薬品参照）	4987481122123	452-01221	27B3X00024000004			35918000	販売中止	

AA 01 尿・一般検査用 JMDNコード： 33915000
【A1-0050】尿沈渣分析装置

分類	販売名	製造販売会社名	販売会社名	検体の種別	貯法・有効(耐用)期間	測定項目/キットの構成・価格	JANJ-ト*	製品番号	承認・認証・届出番号	承認・認証 届出年月日	JMDNコード (シリーズ検査)	JMDNコード (キット)	備考	POCT
医療機器	オーションアイ AI-4510	アークレイファクトリー	アークレイ	尿		RBC,WBC,WBCC,SQEC,NSE,HYAL,NHC,BACT,CRYS, YST,MUCS,SPRM等	4987486027195	105320	25B1X00001000058			33915000		
コントロール	オーション アイ コントロール液	アークレイファクトリー	アークレイ		2～8℃	Highl・Low 各5mLX5本 7,000円	4987486025122	105638	----	----	----	----		
標準品	オーション アイ キャリブレーター	アークレイファクトリー	アークレイ		2～8℃	Focus:11mLX6本 Calibrator:10mLX2本 21,060円	4987486025139	105639	----	----	----	----		
専用試薬・消耗品	濃縮洗浄液3	アークレイファクトリー	アークレイ		1～30℃	1LX5本入り 15,120円	4987486790532	79053	----	----	----	----		
	オーション アイ シース液	アークレイファクトリー	アークレイ		2～35℃	10L入り 62,720円	4987486025115	105582	----	----	----	----		
医療機器	全自動尿中有形成成分分析装置 UF-5000	シスメックス		尿		赤血球、白血球、上皮細胞、扁平上皮細胞、円柱、細菌			28B1X10014000041			33915000 70193000		
項目共通試薬	UF-フルオロセルCR	シスメックス			2～35℃・12ヶ月	29mLX2 51,800円	4987562433964	AG792864	----	----	----	----	共通試薬	
項目共通試薬	UF-フルオロセルSF	シスメックス			2～35℃・12ヶ月	29mLX2 51,800円	4987562433957	CE919553	----	----	----	----	共通試薬	
項目共通試薬	UF-セルパックCR	シスメックス			2～35℃・12ヶ月	2.1LX2 40,000円	4987562433940	CB505392	----	----	----	----	共通試薬	
項目共通試薬	UF-セルパックSF	シスメックス			2～35℃・12ヶ月	2.1LX2 40,000円	4987562433933	CE604532	----	----	----	----	共通試薬	
項目共通試薬	UF-セルシース	シスメックス			2～35℃・12ヶ月	20L 12,000円	4987562433926	BY074501	----	----	----	----	共通試薬	
項目共通試薬	UFコントロール	シスメックス			2～8℃（禁凍結）・ 6ヶ月	L：30mLX1、H：30mLX1 30,000円	4987562433681	BE740265	----	----	----	----	共通試薬	
項目共通試薬	セルクリーン	シスメックス			室温・12ヶ月	50m l 9,000円	4987562200467	83401618	----	----	----	----	共通試薬	

－ **その他の検体検査用試薬一覧** －

見本

抗酸菌用染色液

分類	販売名	製造販売会社名	販売会社名	検体の種別	貯法・有効期間	キットの構成・価格	JANコード	製品番号	備考
抗酸菌用染色液	アクリステイン mAO液	極東製薬工業		検体全般	遮光・室温・4ヶ月	250mL 3,000円	4987551083736	08373	
抗酸菌用染色液	アクリステイン CS液	極東製薬工業		検体全般	遮光・室温・6ヶ月	450mL 3,500円	4987551083743	08374	
抗酸菌用染色液	アクリステイン WB液	極東製薬工業		検体全般	遮光・室温・6ヶ月	450mL 2,000円	4987551083750	08375	

染色液

分類	販売名	製造販売会社名	販売会社名	検体の種別	貯法・有効期間	キットの構成・価格	JANコード	製品番号	備考
簡易迅速染色液	ディクウィック	シスメックス	シスメックス		室温	500mL×3種 8,800円	4987562169207	16920	
簡易迅速染色液	ディクウィック コーヒー	シスメックス	シスメックス		室温	500mL 3,300円	4987562169306	16930	
簡易迅速染色液	ディクウィック センシティブ 1	シスメックス	シスメックス		室温	500mL 3,300円	4987562169405	16940	
簡易迅速染色液	ディクウィック センシティブ 2	シスメックス	シスメックス		室温	500mL 4,400円	4987562169504	16950	
細胞染色液	MICROX30セリウムブルー(ライト)1ℓパック	シスメックス	シスメックス		室温	1本 3,000円	4987562407002	66880078	専用機器併用可
細胞染色液	MICROX30セリウムブルー(キムラ)1ℓパック	シスメックス	シスメックス		室温	1本 3,200円	4987562407019	66880081	専用機器併用可
細胞染色液	MICROX30セリウムブルー(メイケリンブルー)1ℓパック	シスメックス	シスメックス		室温	1本 2,200円	4987562407026	66880095	専用機器併用可
細胞染色液	ライトセリウムブルー(SWS-800)	シスメックス	シスメックス		室温	500ml×1本 2,500円	4987562027514	95407810	専用機器併用可
細胞染色液	メイケリンブルーセリウムブルー(SMS-800)	シスメックス	シスメックス		室温	500ml×1本 2,200円	4987562027521	95407917	専用機器併用可
細胞染色液	キムラセリウムブルー(SGS-800)	シスメックス	シスメックス		室温	500ml×1本 3,200円	4987562027538	95408017	専用機器併用可

染色液

分類	販売名	製造販売会社名	販売会社名	検体の種別	貯法・有効期間	キットの構成・価格	JANコード	製品番号	備考
細胞染色液	ThinPrep リンスソリューション	ホロジックジャパン		細胞染色用	15-30℃	6,000円	04560305758434	70779-001	
細胞染色液	ThinPrep スクレアステイン	ホロジックジャパン		細胞染色用	15-30℃	19,000円	04560305758441	70780-001	
細胞染色液	ThinPrep オレンジGソリューション	ホロジックジャパン		細胞染色用	15-30℃	12,000円	1520045509658	70781-002	
細胞染色液	ThinPrep EAソリューション	ホロジックジャパン		細胞染色用	15-30℃	18,000円	1520045509719	70782-002	
細胞染色液	ThinPrep ブルーイングソリューション	ホロジックジャパン		細胞染色用	15-30℃	5,000円	04560305758472	70793-001	

染色液

分類	販売名	製造販売会社名	販売会社名	検体の種別	貯法・有効期間	キットの構成・価格	JANコード	製品番号	備考
細菌染色用	グラム染色液B&Mワコー	富士フイルム和光純薬		細菌染色用	1～35℃	1%クリスタルバイオレット溶液 500mL 2,000円	4987481102460	418-52695	
					1～35℃	5%炭酸水素ナトリウム溶液 50mL 1,000円	4987481102477	412-52791	
					1～35℃	2%ヨウ素溶液 500mL 2,000円	4987481102484	410-52895	
					1～35℃	アセトン・エタノール混合液 500mL 2,000円	4987481102507	416-52995	
					1～35℃	パイクエル液 500mL 2,000円	4987481102491	416-53095	

分類	販売名	製造販売会社名	販売会社名	検体の種別	貯法・有効期間	キットの構成・価格	JANコード	製品番号	承認・認証・届出番号	承認・認証 届出年月日	JMDNコード (シリーズ検査)	JMDNコード (キット)	備考
検体保存輸送用	シードスワブ® y1 号‘栄研’ 100回分	栄研化学		糞便等一般検査材料	5～30℃・1年8ヵ月間	¥7,000	4987026109480	E-MS60	09B1X10007000001	2022/4/1	----	----	
検体保存輸送用	シードスワブ® y2 号‘栄研’ 100回分	栄研化学		鼻腔粘液・耳漏・眼疾材料・淋疾材料・膿等検査材料	5～30℃・1年8ヵ月間	¥9,000	4987026109510	E-MS62	09B1X10007000002	2022/4/1	----	----	
検体保存輸送用	シードスワブ® y3 号‘栄研’ 100回分	栄研化学		咽頭粘液・眼疾材料・淋疾材料・膣分泌物・膿等検査材料	5～30℃・1年8ヵ月間	¥9,000	4987026109534	E-MS64	09B1X10007000003	2022/4/1	----	----	
嫌気性輸送用容器	シードチューブ® II ‘栄研’ 10本	栄研化学		体液、粘液、閉鎖性材料	室温保存・6ヵ月間	¥3,300	4987026359045	E-MR81	----	----	----	----	
ヘルピクサー® Ⅱ 検体保存輸送用	シードチューブ® HP‘栄研’ 10本	栄研化学		ヘルピコバクター・ピロリの検査を目的とした検査材料	2～10℃・6ヵ月間	¥3,000	4987026271101	E-MR83	----	----	----	----	
一般細菌保存輸送用	ポアメディア® カジトン培地 50本	栄研化学		検体全般	2～10℃・1年間	¥5,000	4987026016900	E-MP77	----	----	----	----	
一般細菌用	ポアメディア® 血液寒天培地 10枚	栄研化学		検体全般	2～10℃・2ヵ月間	¥2,000	4987026007052	E-MP23	----	----	----	----	
一般細菌用	ポアメディア® 羊血液寒天培地 10枚	栄研化学		検体全般	2～10℃・3ヵ月間	¥2,000	4987026256627	E-MP35	----	----	----	----	
一般細菌用	ポアメディア® トリプトソイ5%羊血液寒天培地 10枚	栄研化学		検体全般	2～10℃・3ヵ月間	¥2,000	4987026223889	E-MR71	----	----	----	----	
一般細菌用	ポアメディア® 羊血液寒天培地M58 10枚	栄研化学		検体全般	2～10℃・3ヵ月間	¥2,000	4987026156200	E-MR93	----	----	----	----	
一般細菌用	ポアメディア® 羊血液寒天培地M70 10枚	栄研化学		検体全般	2～10℃・3ヵ月間	¥2,000	4987026164809	E-MR96	----	----	----	----	
一般細菌用	ポアメディア® チョコレート寒天培地Ⅱ 10枚	栄研化学		検体全般	2～10℃・3ヵ月間	¥2,000	4987026153568	E-MS50	----	----	----	----	
一般細菌用	ポアメディア® チョコレート寒天培地 10枚	栄研化学		検体全般	2～10℃・3ヵ月間	¥2,000	4987026275321	E-MP31	----	----	----	----	
Haemophilus influenzae 選択分離用	ポアメディア® Vi ヘモフィルス寒天培地 10枚	栄研化学		呼吸器系検体	2～10℃・3ヵ月間	¥2,500	4987026226828	E-MS99	----	----	----	----	
一般細菌用	ポアメディア® 普通寒天培地 10枚	栄研化学		検体全般	2～10℃・6ヵ月間	¥1,200	4987026129495	E-MP21	----	----	----	----	
一般細菌用	ポアメディア® ハートインフュージョン寒天培地 10枚	栄研化学		検体全般	2～10℃・6ヵ月間	¥1,300	4987026150963	E-MP22	----	----	----	----	
一般細菌用	ポアメディア® BHI 寒天培地 10枚	栄研化学		検体全般	2～10℃・6ヵ月間	¥1,400	4987026046440	E-MP24	----	----	----	----	
一般細菌用	ポアメディア® トリプトソイ寒天培地 10枚	栄研化学		検体全般	2～10℃・6ヵ月間	¥1,200	4987026144030	E-MP25	----	----	----	----	
一般細菌用	バイメディア® 羊血液寒天培地／チョコレート寒天培地 10枚	栄研化学		検体全般	2～10℃・3ヵ月間	¥2,800	4987026002118	E-MR06	----	----	----	----	
一般細菌/グラム陰性桿菌用	バイメディア® 羊血液寒天培地／ドリガルスキー改良培地 10枚	栄研化学		検体全般	2～10℃・3ヵ月間	¥2,500	4987026308746	E-MR04	----	----	----	----	
一般細菌/グラム陰性桿菌用	バイメディア® 羊血液寒天培地M58／ドリガルスキー改良培地 10枚	栄研化学		検体全般	2～10℃・3ヵ月間	¥2,500	4987026000251	8-MS10	----	----	----	----	
一般細菌用	バイメディア® 羊血液寒天培地M58／チョコレート寒天培地 10枚	栄研化学		検体全般	2～10℃・3ヵ月間	¥2,750	4987026000275	8-MS12	----	----	----	----	
一般細菌用	バイメディア® 羊血液寒天培地M70／チョコレート寒天培地Ⅱ 10枚	栄研化学		検体全般	2～10℃・3ヵ月間	¥2,800	4987026165349	E-MS16	----	----	----	----	
ブドウ球菌用	ポアメディア® マンニット食塩培地 10枚	栄研化学		検体全般	2～10℃・4ヵ月間	¥1,300	4987026147659	E-MP52	----	----	----	----	
ブドウ球菌用	ポアメディア® 卵黄加マンニット食塩培地 10枚	栄研化学		検体全般	2～10℃・4ヵ月間	¥1,500	4987026159416	8-MR17	----	----	----	----	
ブドウ球菌用	ポアメディア® エッグヨーク食塩寒天培地 10枚	栄研化学		検体全般	2～10℃・6ヵ月間	¥1,800	4987026094724	E-MR69	----	----	----	----	
MRSA分離用	ポアメディア® MRSA 分離培地Ⅲ 10枚	栄研化学		検体全般	2～10℃・2ヵ月間	¥1,800	4987026366791	E-MT05	----	----	----	----	
B群溶連菌選択増菌・確認用	ポアメディア® GBS 半流動培地 20本	栄研化学		膣分泌物および肛門周囲	2～10℃・4ヵ月間	¥6,000	4987026191829	E-MS76	----	----	----	----	
B群溶連菌選択分離用	ポアメディア® Vi GBS 寒天培地 10枚	栄研化学		膣分泌物および肛門周囲	2～10℃(遮光)・4ヵ月間	¥2,400	4987026208022	E-MS79	----	----	----	----	
生化学的性状確認用	ポアメディア® SF 培地 20本	栄研化学		集落からの確認	2～10℃・6ヵ月間	¥2,000	4987026178509	E-MQ21	----	----	----	----	
生化学的性状確認用	ポアメディア® 胆汁エスクリン培地 20本	栄研化学		集落からの確認	2～10℃・7ヵ月間	¥2,000	4987026178486	E-MQ20	----	----	----	----	
生化学的性状確認用	ポアメディア® キングAB 培地 25検体分	栄研化学		集落からの確認	2～10℃・5ヵ月間	¥5,000	4987026178479	E-MQ19	----	----	----	----	
生化学的性状確認用	ポアメディア® TSI 寒天培地 50本	栄研化学		集落からの確認	2～10℃・5ヵ月間	¥4,000	4987026178271	E-MQ01	----	----	----	----	
生化学的性状確認用	ポアメディア® SIM 培地 50本	栄研化学		集落からの確認	2～10℃・4ヵ月間	¥4,000	4987026178288	E-MQ02	----	----	----	----	
生化学的性状確認用	ポアメディア® LIM 培地 50本	栄研化学		集落からの確認	2～10℃・4ヵ月間	¥5,000	4987026178332	E-MQ06	----	----	----	----	
生化学的性状確認用	ポアメディア® シモンズ・クエン酸ナトリウム培地 50本	栄研化学		集落からの確認	2～10℃・5ヵ月間	¥4,000	4987026178318	E-MQ04	----	----	----	----	
生化学的性状確認用	ポアメディア® リジン鉄寒天培地 20本	栄研化学		集落からの確認	2～10℃・6ヵ月間	¥1,600	4987026178325	E-MQ05	----	----	----	----	
生化学的性状確認用	ポアメディア® VP 半流動培地 50本	栄研化学		集落からの確認	2～10℃・6ヵ月間	¥4,000	4987026178295	E-MQ03	----	----	----	----	
生化学的性状確認用	ポアメディア® IKL® 培地 20本	栄研化学		集落からの確認	2～10℃・3ヵ月間	¥2,000	4987026178356	E-MQ07	----	----	----	----	
生化学的性状確認用	ポアメディア® OIML® 培地 50本	栄研化学		集落からの確認	2～10℃・6ヵ月間	¥5,400	4987026178370	E-MQ09	----	----	----	----	
生化学的性状確認用	ポアメディア® VPOF® 培地 20本	栄研化学		集落からの確認	2～10℃・6ヵ月間	¥2,160	4987026178387	E-MQ10	----	----	----	----	
生化学的性状確認用	ポアメディア® OF培地 20本	栄研化学		集落からの確認	2～10℃・6ヵ月間	¥2,160	4987026178363	E-MQ08	----	----	----	----	
生化学的性状確認用	ポアメディア® アセトアミド培地 50本	栄研化学		集落からの確認	2～10℃・6ヵ月間	¥5,000	4987026178394	E-MQ11	----	----	----	----	
生化学的性状確認用	ポアメディア® クリステンゼン尿素培地 20本	栄研化学		集落からの確認	2～10℃・6ヵ月間	¥2,000	4987026178400	E-MQ12	----	----	----	----	
生化学的性状確認用	ポアメディア® DN エース培地 50本	栄研化学		集落からの確認	2～10℃・5ヵ月間	¥5,000	4987026178417	E-MQ13	----	----	----	----	
生化学的性状確認用	ポアメディア® メラー・対照培地 50本	栄研化学		集落からの確認	2～10℃・1年間	¥5,000	4987026178424	E-MQ14	----	----	----	----	
生化学的性状確認用	ポアメディア® メラー・オルニチン培地 50本	栄研化学		集落からの確認	2～10℃・1年間	¥5,000	4987026178431	E-MQ15	----	----	----	----	

見本

編集・発刊 一般社団法人日本臨床検査薬協会

〒103-0004 東京都中央区東日本橋2-24-14

TEL 03-5809-1123

2025年4月 発行

掲載されている情報等は著作権により保護されております。

著作権者の許可なく内容の全て又は一部をいかなる手段においても複製・転載・流用・転売・複写等することを固く禁じます。