

体外診断用医薬品集

2025年 10月版

見本

- ・ 体外診断用医薬品一覧
- ・ 検体検査用医療機器・試薬一覧
- ・ その他の検体検査用試薬一覧

一般社団法人 日本臨床検査薬協会

1. 体外診断用医薬品集の範囲と構成

体外診断用医薬品集は、下記の3部で構成されています。各一覧に記載されている体外診断用医薬品等の範囲は(1)～(3)の通りです。

- ・体外診断用医薬品一覧
- ・検体検査用医療機器・試薬一覧
- ・その他の検体検査用試薬一覧

(1) 体外診断用医薬品一覧

現在、日本国内で販売されている体外診断用医薬品および体外診断用医薬品の補助試薬のうち、2025年9月までに（一社）日本臨床検査薬協会 会員企業※1から提供された承認（認証・届出）情報および製品情報(JANコード・製品番号等)を掲載しました。補助試薬には、体外診断用医薬品に係る体外診以外の試薬、標準品や精度管理用試料（コントロール試料）、その他の消耗品(専用)等が含まれます。現在承認を得ている体外診断用医薬品が全て記載されているものではありません。

※1 グループ企業を含みます。

(2) 検体検査用医療機器・試薬一覧

現在日本国内で販売もしくは稼働している検体検査用医療機器※で用いられる試薬のうち、2025年9月までに（一社）日本臨床検査薬協会 会員企業から提供された情報を掲載しました。検体検査用医療機器の構成試薬として届出されている試薬や検体検査用医療機器の補助試薬が含まれます。試薬類は使用する装置ごとに掲載し、複数項目で使用する共通試薬や補助試薬も掲載されています。体外診断用医薬品一覧との重複があります。

※販売中止の検体検査用医療機器も含まれており、その場合は、備考欄にその旨の記載があります。届出廃止後の装置の場合、記載されている届出番号等は、届出廃止前の届出番号等となります。

(3) その他の検体検査用試薬一覧

検体検査用医療機器を使用しない試薬のうち、2025年9月までに（一社）日本臨床検査薬協会 会員企業から提供された製品情報を掲載しました。染色液や培地などが該当します。

2. 掲載方法

(1) 掲載項目と分類

掲載項目は、表1の通りです。体外診断用医薬品の掲載順は、本書で設定した分類に従っています。

検査分類に従い、10分野（表2）に大別し、検査項目分類(中分類・小分類)を設定、検査項目・JMDNコードごとに掲載しています。必要に応じて、測定法（病理学的検査は項目）による分類を加えました。複数の一般的名称がある検査項目は、項目内で一般的名称ごとに掲載しましたが、多項目尿試験紙(シリーズ申請品を含む)、病理学的検査および一般用検査薬（OTC）は独立掲載としました(表3)。検査項目分類、測定法分類は別紙を参照してください。

（注意）

1) 本書では、『一般的名称：SARS コロナウイルス核酸キット JMDNコード 84014000』該当品から SARS-CoV-2 対応試薬を分けて掲載しました。

HH01 病原体核酸検査：SARS コロナウイルス核酸キット【SARS-CoV-2】

2) SARS コロナウイルス核酸キットと同様に、『一般的名称：トロポニンキット JMDNコード 30266000』はトロポニン T とトロポニン I、『一般的名称：前立腺特異抗原キット JMDNコード 37286000』は PSA と S2,3PSA%を分けて掲載しました。

3) 本書では、体外診断用医薬品の補助試薬として医療機器（主に医科用捲綿子）が掲載されています。その場合、体外診断用医薬品の承認番号等の欄に医療機器の承認番号等が記載されていることがあります（JMDNコードは記載されていません）。

表 1 掲載項目

販売名	キットの構成・価格 (希望小売価格)	JMDN コード (シリーズ検査)
製造販売会社名	JAN コード	JMDN コード (キット)
販売会社名	製品番号	備考
検体の種別	承認・認証・届出番号	POCT
貯法・有効期間	承認・認証・届出年月日	

表 2 体外診断用医薬品集 大分類

体外診断用医薬品集 大分類	参考 一般的名称通知 現行大分類
AA 尿・糞便等一般検査	汎用検査用試薬
BB 血液学的検査	血液学的検査用試薬
CC 生化学的検査 I	生化学的検査用試薬
DD 生化学的検査 II	免疫学的検査用試薬
EE 免疫学的検査	内分泌検査用試薬
FF 輸血関連検査	細菌学的検査用試薬
GG 微生物学検査	免疫組織学的検査用試薬
HH 遺伝子関連・染色体検査	一般用検査薬 (OTC)
KK 病理学的検査	
OTC 一般用検査薬	

表 3 体外診断用医薬品集 分類例

体外診断用医薬品集 分類表					
大分類	中分類	小分類	一般的名称(項目名) ※1	JMDN コード	大分類
DD 生化学的検査 II	DD01 免疫化学検査 内分泌検査	視床下部・下垂体ホルモン	黄体形成ホルモンキット(LH)	38246002	汎用検査用試薬
DD 生化学的検査 II	DD01 免疫化学検査 内分泌検査	視床下部・下垂体ホルモン	血液検査用黄体形成ホルモンキット(LH)	38246001	内分泌検査用試薬
DD 生化学的検査 II	DD01 免疫化学検査 内分泌検査	視床下部・下垂体ホルモン	自己検査用黄体形成ホルモンキット	30515003	内分泌検査用試薬
KK 病理学的検査	KK01 免疫組織化学検査	性腺・胎盤ホルモンおよび結合蛋白 ※2	組織検査用性腺ホルモンキット	30628082	免疫組織学的検査用試薬
OTC 一般用検査薬	OTC 一般用検査薬	視床下部・下垂体ホルモン	一般用黄体形成ホルモンキット(LH)	88001000	一般用検査薬 (OTC)

※1 (項目名)は、本書用に補足として追記したものを含みます。

※2 免疫組織化学検査の一般的名称は、複数項目が対象になっています。小分類は一般的名称を参考に設定しました。

(2) 掲載方法

- ・掲載製品は、一承認（認証、届出）一品目ごとに掲載しました。
- ・シリーズ申請品は承認（認証、届出）されている構成製品ごとに該当する JMDN コードに応じた箇所に掲載されています。
- ・一品目で複数の JMDN コードを有する場合（マルチ試薬）には、それぞれの JMDN コードに対応した個所に掲載されています。
- ・2022 年 10 月版から、マルチ試薬がどの項目で承認（認証・届出）されているかが分るように大分類毎に対応する JMDN の一覧表を作成し、各分類の最後に掲載しました。
複数の分類に亘る場合には、それぞれの分類に掲載しました。
- ・キット品は一キットを一品目として掲載し、その構成試薬が単独で販売されている場合には、使用単位がわかるように構成試薬を組み合わせで掲載しました。
- ・尿試験紙、薬剤感受性試薬およびアレルゲン特異 IgE 試薬は、製品一覧に加え構成内容をまとめた表を掲載しました。
- ・2 項目以上に対応する標準品・コントロールは、検査分類ごとの一覧にまとめました。
- ・『検体検査用医療機器・試薬一覧』は、装置の一般的名称、検体検査用医療機器ごとに掲載しました。
- ・『その他の検体検査用試薬一覧』は、使用目的ごとに該当する試薬を掲載しました。品目の掲載方法は、体外診断用医薬品一覧と同様です（承認・認証・届出にかかわる欄の記載がない場合もあります）。

3. 記載内容の用語・表現など

基本的な記載事項は次のとおりです（ただし、分野により適宜記載事項および記載様式を変えた部分があります）。

- ・販売名

製造販売承認、製造販売認証を得た、または製造販売届出を行った販売名を記載しました。

- ・製造販売会社、販売会社

製造販売会社は、製造販売承認、製造販売認証を得た、または製造販売届出を行った会社名（製造販売元）を記載しました。なお、外国特例承認の場合は、その承認取得者を製造販売会社として記載し、選任製造販売業者を（選任）として併記しました。

製造販売会社以外が販売を行っている場合は、販売会社を記載しました。会社名については、略名で記載しました。

- ・検体の種別

製造販売承認、製造販売認証を得た、または製造販売届出を行った内容に基づき記載しました。

- ・貯法・有効期間

製造販売承認、製造販売認証を得た、または製造販売届出を行った内容に基づき記載しました。構成試薬ごとに販売している場合は個々に記載しました。

- ・包装・価格

キット及び構成試薬ごとに販売している包装規格と希望小売価格を記載しました。代表的な包装規格のみの記載や希望小売価格が記載されていない場合もあります。

- ・JAN コード

各製品に対応した JAN コードが記載されています。JAN コードでの運用がされていない製品等、空欄になっている場合があります。

また、この欄は製造販売元のコードの場合と販売元のコードの場合があります。

- ・製品番号

販売会社が独自に製品に付記している番号で、同一販売名で複数の包装形態がある場合には複数記載されています。製品コードでの運用がされていない製品等、空欄になっている場合があります。

- ・承認・認証・届出番号

製造販売承認番号、製造販売認証番号、製造販売届出番号を記載しました。

- ・承認・認証・届出年月日(年月)

製造販売承認、製造販売認証を得た日、または製造販売届出を行った日を記載しました。

- ・JMDN コード：一般的名称コード番号

- ・POCT

POCT (Point of Care Testing : 簡易迅速検査)欄は、会員企業の判断※1により POCT に該当する場合に、1. 装置不要、2.装置可、3.装置必須の何れかを記載しました※2。

※1 POCT 該当、非該当の定義が定められていないため会員企業の判断としました。

※2 装置不要：装置を必要としない検査試薬

装置可 : 装置を使用しても使用しなくても測定(判定)ができる検査試薬

装置必須：装置が必要な検査試薬

4. その他

(1) 文献等の請求について

掲載各品目に関する事項や文献請求は、各社へ直接お願いします。

(2) 掲載企業一覧：別紙に記載

・2024 年 4 月版以降 体外診断用医薬品集の社名を変更・統合した企業

新 社 名	旧 社 名	備 考
ナガセダイアグノスティックス株式会社	旭化成ファーマ株式会社	2025 年 10 月版から社名変更
PHC 株式会社	株式会社 LSI メディエンス※1	2024 年 4 月版から統合
キャノンメディカルダイアグノスティックス株式会社	ミナリスメディカル株式会社	2025 年 4 月版から社名変更

※1 診断薬・機器事業

・2024 年 4 月版以降 掲載を開始した企業

社 名	備 考
LabPMM 合同会社	2025 年 10 月版から追加
株式会社フォラケア・ジャパン	2025 年 4 月版から追加
株式会社キュービクス	2024 年 10 月版から追加
興和株式会社	2024 年 4 月版から追加

(3) 編集・発刊

編集・発刊：一般社団法人日本臨床検査薬協会

掲載されている情報等は著作権により保護されています。著作権者の許可なく内容の全て、または一部をいかなる手段においても複製・転載・流用・転売・複写等することを固く禁じます。

別紙

－項目分類－

2023 年 10 月現在

大分類	中分類	項目 コード	小分類
AA 尿・糞便等一般検査	AA 01 尿・一般検査	1A,2A	
	AA 02 糞便等検査	1B	
	AA 99 その他	1Z	
BB 血液学的検査	BB 01 血球算定・血液細胞形態検査	2A	
	BB 02 凝固・線溶関連検査	2B	
	BB 99 その他	2Z	
CC 生化学的検査Ⅰ	CC 01 生化学検査	3A	蛋白・膠質反応
		3B	酵素および関連物質
		3C	低分子窒素化合物
		3D	糖質および関連物質
		3E	有機酸
		3F	脂質および関連物質
		3G	ビタミンおよび関連物質
		3H	電解質・血液ガス
		3I	生体微量金属（3K）
		3J	生体色素関連物質
	CC 02 薬物検査	3L,3M	薬物
	CC 99 その他の生化学検査	3Z	その他（負荷試験・機能試験）
DD 生化学的検査Ⅱ	DD 01 免疫化学検査 内分泌検査	4A	視床下部・下垂体ホルモン
		4B	甲状腺ホルモンおよび結合蛋白
		4C	副甲状腺ホルモン
		4D	副腎皮質ホルモンおよび結合蛋白
		4E	副腎髄質ホルモン
		4F	性腺・胎盤ホルモンおよび結合蛋白
		4G	膵・消化管ホルモン
		4Z,5J	内分泌検査その他（サイトカインを含む）
	DD 02 免疫化学検査 腫瘍関連抗原（抗体）検査	5D (5J,5p)	腫瘍関連抗原検査
	DD 99 その他	(3B)	その他

大分類	中分類	項目 コード	小分類
EE 免疫学的検査	EE 01 血漿蛋白検査	5A	免疫グロブリン
		5B	補体および関連物質
		5C	血漿蛋白
		5Q	その他の血漿蛋白
	EE 02 自己免疫関連検査	5G	自己免疫関連検査
	EE 03 細胞性免疫検査	5I	細胞性免疫検査
		5K	HLA
	EE 04 感染症（血清免疫）検査	5E	感染症(非ウイルス)関連検査
		5F	感染症(ウイルス)関連検査
	EE 99 その他	5J	その他
FF 輸血関連検査	FF 01 輸血関連検査	5H	免疫血液学的検査
	FF 99 その他	5Z	その他
GG 微生物学検査	GG 01 細菌培養同定検査（型別含む）	6B,6Z	細菌培養同定（大腸菌抗原含む）
	GG 02 薬剤感受性検査	6C	薬剤感受性検査
	GG 03 細菌毒素検出検査	6Z	細菌毒素検出検査
	GG 99 その他		
HH 遺伝子関連・染色体検査	HH 01 病原体核酸検査	8E	病原体(非ウイルス)核酸検査
		8F	病原体(ウイルス)核酸検査
	HH 02 体細胞遺伝子検査	8C	体細胞遺伝子検査
	HH 03 生殖細胞系列遺伝子検査	8C	生殖細胞系列遺伝子検査
	HH 04 染色体検査	8B	染色体検査
	HH 99 その他		
KK 病理学的検査	KK 01 免疫組織化学検査		免疫染色病理組織標本作製（腫瘍マーカー・各種タンパク）
	KK 02 病理組織検査		病理組織標本作製
	KK 03 細胞検査		細胞診検査
	KK 99 その他		
OTC 一般用検査薬	OTC 01 OTC 一般用検査薬		

※ 2023 年 10 月版から、中分類 CC02 『血中薬物濃度検査』を『薬物検査』に修正しました。小分類 『血中薬物』を『薬物』に修正しました。

－測定法分類－

生化学的検査Ⅰは、酵素基質・分析試薬・測定系の酵素等により、微生物学的検査は、培地・測定目的(同定等)、病理学的検査は、検出項目で分類しました。その他の検査（主に生化学的検査Ⅱ（内分泌学的検査・腫瘍マーカー）・免疫学的検査等）は、検出法・分析法等により分類しました。検出法・分析法での分類の抜粋と使用した略号を下表に示します。限られた方法しか存在しない場合は、測定方法による分類は行っていません。

2022 年 4 月現在

	測定法分類（検出法・分析法）	略 号	和 名	英 名	備 考
1	化学発光免疫測定法 CLIA (CLEIA・ECLIA・BLEIA を含む)	CLIA	化学発光免疫測定法	Chemiluminescent Immuno Assay	
		CLEIA	化学発光酵素免疫測定法	Chemiluminescent Enzyme Immuno Assay	
		ECLIA	電気化学発光免疫測定法	Electrochemiluminescence Immuno Assay	
		BLEIA	生物発光酵素免疫測定法	Bioluminescent Enzyme Immuno Assay (BLEIA)	
2	酵素免疫測定法 EIA (ELISA を含む)	EIA	酵素免疫測定法	Enzyme Immuno Assay	
		ELISA	酵素結合免疫吸着測定法	Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay	
3	蛍光免疫測定法 FIA (FEIA を含む)	FIA	蛍光免疫測定法	Fluorescent Immuno Assay	
		FEIA	蛍光酵素免疫測定法	Fluorescence Enzyme Immuno Assay	
4	ラテックス比濁法 (LPIA、KIMS、競合法等を含む)	LAT	ラテックス比濁法	Latex Turbidimetric Immuno Assay	
		LPIA	ラテックス近赤外免疫比濁法	Latex Photometric Immuno Assay	
		KIMS	KIMS 法	Kinetic Interaction of Microparticles in a Solution	
		PETINA	ラテックス免疫凝集阻害法	Particle-Enhanced Turbidimetric Inhibition Immuno Assay	
5	免疫比濁法	NIA	免疫比濁法	Nephelometric Immuno Assay	
6	免疫比濁法	TIA	免疫比濁法	Turbidimetric Immuno Assay	
7	金コロイド凝集法（比色法を含む）	-	金コロイド凝集法	Colloidal Gold Aggregation Assay	
8	試験紙法	-	試験紙法	Dip Stick Test	
9	凝固（時間）法	-	凝固（時間）法	Clotting Time Method	
10	合成基質法	-	合成基質法	Synthetic (Chromogenic) Substrate Method	
11	免疫阻害法	-	免疫阻害法	Immune Inhibition Method	CK-MB のみで分類に使用
12	免疫法				ヘモグロビン A1c のみに分類で使用
13	フローサイトメトリー	FCA	フローサイトメトリー	Flow Cytometric Immuno Assay	
14	イムノクロマト法（フロースルー法を含む）	ICA	イムノクロマト法	Immuno Chromatographic Assay	
		-	フロースルー法	Flow-Through Method	
15	凝集反応	AR	凝集反応	Agglutination Reaction	目視判定
16	補体結合、溶血反応	CF	補体結合反応	Complement Fixation	
17	沈降反応	PR	沈降反応	Precipitation Reaction	
18	免疫染色法	IS	免疫染色法	Immuno Staining	
19	DNA RNA 検出法	DNA	デオキシリボ核酸検出法	Deoxyribonucleic Acid	
		RNA	リボ核酸検出法	Ribonucleic Acid	
20	FISH 法	FISH	蛍光 insitu ハイブリダイゼーション法	Fluorescence In Situ Hybridization	

2025 年 10 月現在

	掲載企業一覧
1	アークレイ株式会社
2	アイ・エル・ジャパン株式会社
3	アドテック株式会社
4	アボット ダイアグノスティクス メディカル株式会社
5	アボットジャパン合同会社
6	株式会社アラクス
7	アルフレッサ ファーマ株式会社
8	株式会社アローズ
9	株式会社医学生物学研究所
10	イルミナ株式会社
11	イワキ株式会社
12	株式会社エイアンドティー
13	栄研化学株式会社
14	オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス株式会社
15	大塚製薬株式会社
16	オリエンタル酵母工業株式会社
17	株式会社カイノス
18	株式会社カネカ
19	関東化学株式会社
20	株式会社キアゲン
21	キヤノンメディカルシステムズ株式会社
22	キヤノンメディカルダイアグノスティックス株式会社
23	株式会社キュービクス
24	株式会社キューメイ研究所
25	杏林製薬株式会社
26	協和ファーマケミカル株式会社
27	極東製薬工業株式会社
28	合同酒精株式会社
29	興和株式会社
30	コージンバイオ株式会社
31	株式会社コスミックコーポレーション
32	サーモフィッシャーダイアグノスティックス株式会社
33	株式会社サカエ
34	サクラファインテックジャパン株式会社
35	三洋化成工業株式会社

	掲載企業一覧
36	株式会社三和化学研究所
37	シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティックス株式会社
38	シスメックス株式会社
39	株式会社シノテスト
40	株式会社シマ研究所
41	株式会社島津製作所
42	島津ダイアグノスティックス株式会社
43	株式会社常光
44	住友ベークライト株式会社
45	積水メディカル株式会社
46	SEBIA JAPAN 株式会社
47	株式会社セロテック
48	株式会社第一岸本臨床センター
49	株式会社タウンズ
50	タカラバイオ株式会社
51	株式会社ダナフォーム
52	株式会社テクノメディカ
53	DENIS ファーマ株式会社
54	テルモ株式会社
55	デンカ株式会社
56	東洋鋼鈑株式会社
57	東洋紡株式会社
58	東洋濾紙株式会社
59	東ソー株式会社
60	株式会社特殊免疫研究所
61	ナガセダイアグノスティックス株式会社
62	株式会社ナスカ
63	株式会社ニチレイバイオサイエンス
64	ニットーボーメディカル株式会社
65	株式会社ニッポンジーン
66	ニプロ株式会社
67	日本化薬株式会社
68	日本ケミファ株式会社
69	日本光電工業株式会社
70	日本電子株式会社

	掲載企業一覧
71	株式会社日本凍結乾燥研究所
72	日本ベクトン・ディッキンソン株式会社
73	ノバ・バイオメディカル株式会社
74	バイオ・ラッドラボラトリーズ株式会社
75	バイオリンクス株式会社
76	株式会社ビー・エム・エル
77	PHC 株式会社
78	ピオメリユー・ジャパン株式会社
79	株式会社日立ハイテック
80	株式会社フォラケア・ジャパン
81	富士フイルム株式会社
82	富士フイルム和光純薬株式会社
83	株式会社伏見製薬所
84	富士レビオ株式会社
85	扶桑薬品工業株式会社
86	プレジジョン・システム・サイエンス株式会社
87	バックマン・コールター株式会社
88	株式会社ヘレナ研究所
89	株式会社堀場製作所
90	ホロジックジャパン株式会社
91	マルホ株式会社
92	株式会社ミズホメディー
93	株式会社免疫生物研究所
94	ヤマサ醤油株式会社
95	EUROIMMUN Japan 株式会社
96	ライカマイクロシステムズ株式会社
97	LifeScan Japan 株式会社
98	ライフテクノロジーズジャパン株式会社
99	ラジオメーター株式会社
100	LabPMM 合同会社
101	株式会社理研ジェネシス Oxford Immunotec Ltd (選任)理研ジェネシス
102	ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社
103	湧永製薬株式会社

- 体外診断用医薬品一覧 -

目 次

AA	尿・糞便等一般検査	多項目試験紙
BB	血液学的検査	免疫グロブリン測定用試薬(アレルゲン表)
CC	生化学的検査 I	薬剤感受性検査用試薬
DD	生化学的検査 II	多項目用標準品・コントロール
EE	免疫学的検査 EE01～EE03	
EE	免疫学的検査 EE04～	
FF	輸血関連検査	
GG	微生物学検査	
HH	遺伝子関連・染色体検査	
KK	病理学的検査	
OTC	一般用検査薬	

AA 尿・糞便等一般検査

○：掲載 **New**：新規承認品（2019年以降の承認品のうち、初めて製品掲載） ●:前版から追加 追加された一般的名称にはアンダーライン ー：前版から製品掲載なしに

No.	一般的名称(項目名)	JMDNコード*	掲載
AA01 尿・一般検査			
【1A010】	多項目試験紙キット(シリーズ申請試験紙を含む)	30226000	○
【1A030】	比重キット	43117000	
【1A040】	p Hキット	31369000	○
【1A050】	ウロビリノーゲンキット	31355000	
【1A060】	ビリルビンキット	30157002	○
【1A070】	アスコルビン酸キット	33292000	
【1A080】	白血球キット	44611000	
【1A090】	亜硝酸塩キット	33300000	
【1A100】	食塩キット	43078000	○
【1A110】	潜血キット	33257002	
【1A120】	カタラーゼキット	43109000	
【2A130】	ヘモグロビンキット	30535002	○
AA02 糞便等検査			
【1B020】	便潜血キット	38217000	○
【1B030】	ヘモグロビン／トランスフェリンキット	81001000	○

見本

AA01 尿・一般検査
JMDNコード： 30226000
【1A010】 多項目試験紙キット（シリーズ申請試験紙を含む）
試験紙法

A1-1A00A-0D-EL

販売名	製造販売会社名	販売会社名	検体の種別	貯法・有効期間	キットの構成・価格	JANコード	製品番号	承認・認証・届出番号	承認・認証 届出年月日	JMDNコード (シリーズ検査)	JMDNコード (キット)	備考	POCT
メディテープⅡ 10U	アークレイファクトリー	シスメックス	尿	室温（1～30℃）2 箇年	100枚 11,500円	4987562418817	AY620617	21300AMZ00442000 222AAAMX00148000	2001/5/29 2008/2/18	80001002			3.装置必須
メディテープⅡ 9U	アークレイファクトリー	シスメックス	尿	室温（1～30℃）2 箇年	100枚 8,400円	4987562418831	BA703304	21300AMZ00442000 222AAAMX00148000	2001/5/29 2008/2/18	80001002			3.装置必須
メディテープⅡ 7U	アークレイファクトリー	シスメックス	尿	室温（1～30℃）2 箇年	100枚 6,830円	4987562418848	AR993454	21300AMZ00442000	2001/05/29	80001002			3.装置必須
ユリフレットS1 1 U A	アークレイファクトリー	アークレイマーケティング	尿	室温（1～30℃）2 箇年	100枚 13,440円	4987486030621	106852	20800AMZ00109000 220AAAMX00036000	1996/2/8 2008/2/18	80001002			3.装置必須
ユリフレットS1 0 U B	アークレイファクトリー	アークレイマーケティング	尿	室温（1～30℃）2 箇年	100枚 13,000円	4987486030638	106853	20800AMZ00109000 220AAAMX00036000	1996/2/8 2008/2/18	80001002			3.装置必須
ユリフレットS9 UB	アークレイファクトリー	アークレイマーケティング	尿	室温（1～30℃）2 箇年	100枚 8,960円	4987486030560	106846	20800AMZ00109000 220AAAMX00036000	1996/2/8 2008/2/18	80001002			3.装置必須
ユリフレットS8 U A	アークレイファクトリー	アークレイマーケティング	尿	室温（1～30℃）2 箇年	100枚 7,840円	4987486030577	106847	20800AMZ00109000	1996/02/08	80001002			3.装置必須
ユリフレットS8 U B	アークレイファクトリー	アークレイマーケティング	尿	室温（1～30℃）2 箇年	100枚 8,400円	4987486030584	106848	20800AMZ00109000 220AAAMX00036000	1996/2/8 2008/2/18	80001002			3.装置必須
ユリフレットS7 U A	アークレイファクトリー	アークレイマーケティング	尿	室温（1～30℃）2 箇年	100枚 7,280円	4987486030591	106849	20800AMZ00109000	1996/02/08	80001002			3.装置必須
ユリフレットS7 U B	アークレイファクトリー	アークレイマーケティング	尿	室温（1～30℃）2 箇年	100枚 7,840円	4987486030607	106850	20800AMZ00109000 220AAAMX00036000	1996/2/8 2008/2/18	80001002			3.装置必須
ユリフレットS5 U A	アークレイファクトリー	アークレイマーケティング	尿	室温（1～30℃）2 箇年	100枚 6,050円	4987486030614	106851	20800AMZ00109000	1996/02/08	80001002			3.装置必須
オーションスティックス1 0 P A	アークレイファクトリー	アークレイマーケティング	尿	室温（1～30℃）2 箇年	100枚 22,400円	4987486030485	106838	20800AMZ00108000 220AAAMX00035000	1996/2/8 2008/2/18	80001002			2.装置可
オーションスティックス1 0 E A	アークレイファクトリー	アークレイマーケティング	尿	室温（1～30℃）2 箇年	100枚 10,640円	4987486030492	106839	20800AMZ00108000 220AAAMX00035000	1996/2/8 2008/2/18	80001002			2.装置可
オーションスティックス9 E A	アークレイファクトリー	アークレイマーケティング	尿	室温（1～30℃）2 箇年	100枚 10,080円	4987486030508	106840	20800AMZ00108000 220AAAMX00035000	1996/2/8 2008/2/18	80001002			2.装置可
オーションスティックス8 E A	アークレイファクトリー	アークレイマーケティング	尿	室温（1～30℃）2 箇年	100枚 8,960円	4987486030515	106841	20800AMZ00108000	1996/02/08	80001002			2.装置可
オーションスティックス7 E A	アークレイファクトリー	アークレイマーケティング	尿	室温（1～30℃）2 箇年	100枚 8,180円	4987486030522	106842	20800AMZ00108000	1996/02/08	80001002			2.装置可
オーションスティックス6 E A	アークレイファクトリー	アークレイマーケティング	尿	室温（1～30℃）2 箇年	100枚 7,400円	4987486030539	106843	20800AMZ00108000	1996/02/08	80001002			2.装置可
オーションスティックス5 E A	アークレイファクトリー	アークレイマーケティング	尿	室温（1～30℃）2 箇年	100枚 6,390円	4987486030546	106844	20800AMZ00108000	1996/02/08	80001002			2.装置可
オーションスティックス4 E A	アークレイファクトリー	アークレイマーケティング	尿	室温（1～30℃）2 箇年	100枚 5,270円	4987486030553	106845	20800AMZ00108000	1996/02/08	80001002			2.装置可
オーションスクリーンマイクロアルブミン/クレアチニン	アークレイファクトリー	アークレイマーケティング	尿	室温（1～30℃）2 箇年	25枚 13,440円	49874860463871	109853	21600AMZ00004000	2004/01/16	80001002			2.装置可
ウロペーパーⅢ‘栄研’ U,H,A,G,K,B,N,S,L,pH,C,MA	栄研化学		尿	室温 2年	100枚 11,000円 100枚X10 99,000円	4987026200637 4987026200644	E-UR97 E-UR98	21600AMZ00655000	2004/12/22	80001002	30226000	識別記号：1 2	
ウロペーパーⅢ‘栄研’ U,H,A,G,K,B,N,S,L,pH	栄研化学		尿	室温 2年	100枚 9,500円 100枚X10 85,500円	4987026135861 4987026135878	E-UR95 E-UR96	21600AMZ00655000	2004/12/22	80001002	30226000	識別記号：1 0	
ウロペーパーⅢ‘栄研’ U,H,A,G,K,B,N,S,pH	栄研化学		尿	室温 2年	100枚 8,600円 100枚X10 7,7400円	4987026135847 4987026135854	E-UR90 E-UR91	21600AMZ00655000	2004/12/22	80001002	30226000	識別記号：9 S	
ウロペーパーⅢ‘栄研’ U,H,A,G,K,B,N,pH	栄研化学		尿	室温 2年	100枚 7,600円 100枚X10 68,400円	4987026135793 4987026135809	E-UR80 E-UR81	21600AMZ00655000	2004/12/22	80001002	30226000	識別記号：8	
ウロペーパーⅢ‘栄研’ U,H,A,G,K,B,S,pH	栄研化学		尿	室温 2年	100枚 6,800円 100枚X10 61,200円	4987026135816 4987026135830	E-UR85 E-UR86	21600AMZ00655000	2004/12/22	80001002	30226000	識別記号：8 S	
ウロペーパーⅢ‘栄研’ U,H,A,G,K,B,pH	栄研化学		尿	室温 2年	100枚 5,800円 100枚X10 52200円	4987026135755 4987026135762	E-UR70 E-UR71	21600AMZ00655000	2004/12/22	80001002	30226000	識別記号：7	
ウロペーパーⅢ‘栄研’ U,H,A,G,K,S,pH	栄研化学		尿	室温 2年	100枚 6,200円 100枚X10 55,800円	4987026135779 4987026135786	E-UR75 E-UR76	21600AMZ00655000	2004/12/22	80001002	30226000	識別記号：7 S	
ウロペーパーⅢ‘栄研’ U,H,A,G,K,pH	栄研化学		尿	室温 2年	100枚 5,200円 100枚X10 46,800円	4987026135700 4987026135717	E-UR60 E-UR61	21600AMZ00655000	2004/12/22	80001002	30226000	識別記号：6	
ウロペーパーⅢ‘栄研’ U,H,A,G,S,pH	栄研化学		尿	室温 2年	100枚 5,500円 100枚X10 49,500円	4987026135731 4987026135748	E-UR65 E-UR66	21600AMZ00655000	2004/12/22	80001002	30226000	識別記号：6 S	
ウロペーパーⅢ‘栄研’ U,H,A,G,pH	栄研化学		尿	室温 2年	100枚 4,500円 100枚X10 40,500円	4987026135663 4987026135670	E-UR50 E-UR51	21600AMZ00655000	2004/12/22	80001002	30226000	識別記号：5	
ウロペーパーⅢ‘栄研’ H,A,G,L,pH	栄研化学		尿	室温 2年	100枚 4,000円 100枚X10 36,000円	4987026135687 4987026135694	E-UR55 E-UR56	21600AMZ00655000	2004/12/22	80001002	30226000	識別記号：5 L	
ウロペーパーⅢ‘栄研’ U,A,G,pH	栄研化学		尿	室温 2年	100枚 2,800円 100枚X10 26,600円	4987026135632 4987026135649	E-UR45 E-UR46	21600AMZ00655000	2004/12/22	80001002	30226000	識別記号：4 U	
ウロペーパーⅢ‘栄研’ H,A,G,pH	栄研化学		尿	室温 2年	100枚 3,200円 100枚X10 28,800円 2枚 320円	4987026135618 4987026135625 4987026204697	E-UR42 E-UR43 E-PN73	21600AMZ00655000	2004/12/22	80001002	30226000	識別記号：4	
ウロペーパーⅢ‘栄研’ H,A,G,pH	栄研化学		尿	室温 2年	100枚 3,200円 100枚X10 28,800円	4987026135595 4987026135601	E-UR40 E-UR41	21600AMZ00655000	2004/12/22	80001002	30226000	識別記号：4 (long)	
ウロペーパーⅢ‘栄研’ A,G,pH	栄研化学		尿	室温 2年	100枚 1,400円 100枚X10 12,600円	4987026135571 4987026135588	E-UR32 E-UR33	21600AMZ00655000	2004/12/22	80001002	30226000	識別記号：3	
ウロペーパーⅢ‘栄研’ A,G,pH	栄研化学		尿	室温 2年	100枚 1,400円 100枚X10 12,600円	4987026135557 4987026135564	E-UR30 E-UR31	21600AMZ00655000	2004/12/22	80001002	30226000	識別記号：3 (long)	

ウロペーパーⅢ‘栄研’ A,pH	栄研化学		尿	室温 2年	100枚 900円	4987026135533	E-UR21	21600AMZ00655000	2004/12/22	80001002	30226000	識別記号：A	
ウロペーパーⅢ‘栄研’ U	栄研化学		尿	室温 2年	100枚 2,000円	4987026135496	E-UR11	21600AMZ00655000	2004/12/22	80001002	30226000	識別記号：U	
ウロペーパーⅢ‘栄研’ K	栄研化学		尿	室温 2年	100枚 2,000円	4987026135526	E-UR14	21600AMZ00655000	2004/12/22	80001002	30226000	識別記号：K	
ウロペーパーⅢ‘栄研’ H	栄研化学		尿	室温 2年	100枚 2,400円	4987026135502	E-UR12	21600AMZ00655000	2004/12/22	80001002	30226000	識別記号：H	
ウロペーパーⅢ‘栄研’ G,pH	栄研化学		尿	室温 2年	100枚 900円	4987026135540	E-UR22	21600AMZ00655000	2004/12/22	80001002	30226000	識別記号：G	
ウロペーパーⅢ‘栄研’ B	栄研化学		尿	室温 2年	100枚 2,000円	4987026135519	E-UR13	21600AMZ00655000	2004/12/22	80001002	30226000	識別記号：B	
ウロペーパーⅢ‘栄研’ H,A,G,pH	栄研化学		尿	室温 2年	100枚X10(2,000回分) 81,000円	4987026155951	E-US20	21600AMZ00655000	2004/12/22	80001002	30226000	識別記号：4&4	
ウロペーパーⅢ‘栄研’ U,H,A,G,pH	栄研化学		尿	室温 2年	100枚X10(2,000回分) 57,600円	4987026155968	E-US21	21600AMZ00655000	2004/12/22	80001002	30226000	識別記号：5&5	
ウロペーパーⅢ‘栄研’ H,A,G,pH,C,MA	栄研化学		尿	室温 2年	100枚 5,200円 100枚X10 46,800円	4987026233789 4987026233796	E-UR67 E-UR68	21600AMZ00655000	2004/12/22	80001002	30226000	識別記号：6 C	
ウロペーパーⅢ‘栄研’ H,A,G,,pH,C	栄研化学		尿	室温 2年	100枚X10(2,000回分) 81,000円	4987026232447	E-US22	21600AMZ00655000	2004/12/22	80001002	30226000	識別記号：5C&5C	
ウロペーパーαⅢ‘栄研’ U,H,A,G,K,B,N,L,pH,C,MA	栄研化学		尿	室温 2年	100枚X10 95,000円	4987026195940	E-US33	21700AMZ00652000	2005/6/6	80001002	30226000	識別記号：11	
ウロペーパーαⅢ‘栄研’ U,H,A,G,K,B,N,L,pH	栄研化学		尿	室温 2年	100枚X10 77,400円	4987026135953	E-US29	21700AMZ00652000	2005/6/6	80001002	30226000	識別記号：9 L	
ウロペーパーαⅢ‘栄研’ U,H,A,G,K,B,N,S,pH	栄研化学		尿	室温 2年	100枚X10 77,400円	4987026135960	E-US30	21700AMZ00652000	2005/6/6	80001002	30226000	識別記号：9 S	
ウロペーパーαⅢ‘栄研’ U,H,A,G,K,B,N,pH	栄研化学		尿	室温 2年	100枚X10 68,400円	4987026135946	E-US28	21700AMZ00652000	2005/6/6	80001002	30226000	識別記号：8	
ウロペーパーαⅢ‘栄研’ U,H,A,G,pH,C,MA	栄研化学		尿	室温 2年	100枚X10 65,000円	4987026195957	E-US37	21700AMZ00652000	2005/6/6	80001002	30226000	識別記号：7C	
ウロペーパーαⅢ‘栄研’ U,H,A,G,K,B,pH	栄研化学		尿	室温 2年	100枚X10 52,200円	4987026135939	E-US27	21700AMZ00652000	2005/6/6	80001002	30226000	識別記号：7	
ウロペーパーαⅢ‘栄研’ U,H,A,G,S,pH	栄研化学		尿	室温 2年	100枚X10 49,500円	4987026135922	E-US26	21700AMZ00652000	2005/6/6	80001002	30226000	識別記号：6 S	
ウロペーパーαⅢ‘栄研’ H,A,G,L,pH	栄研化学		尿	室温 2年	100枚X10 36,000円	4987026135915	E-US25	21700AMZ00652000	2005/6/6	80001002	30226000	識別記号：5 L	
ウロペーパーαⅢ‘栄研’ H,A,G,pH	栄研化学		尿	室温 2年	100枚X10 28,800円	4987026135908	E-US24	21700AMZ00652000	2005/6/6	80001002	30226000	識別記号：4	
ウロペーパーⅢ‘栄研’ U,H,A,G,K,B,N,S,L,pH	栄研化学	大塚製薬	尿	室温 2年	100枚 9,500円	4987035384519	38451-9	21600AMZ00655000	2004/12/22	80001002	30226000		
ウロペーパーⅢ‘栄研’ U,H,A,G,K,B,pH	栄研化学	大塚製薬	尿	室温 2年	100枚 5,800円	4987035384618	38461-8	21600AMZ00655000	2004/12/22	80001002	30226000		
ウロペーパーⅢ‘栄研’ U,H,A,G,K,pH	栄研化学	大塚製薬	尿	室温 2年	100枚 5,200円	4987035384717	38471-7	21600AMZ00655000	2004/12/22	80001002	30226000		
ウロペーパーⅢ‘栄研’ U,H,A,G,pH	栄研化学	大塚製薬	尿	室温 2年	100枚 4,500円	4987035384816	38481-6	21600AMZ00655000	2004/12/22	80001002	30226000		
ウロペーパーⅢ‘栄研’ H,A,G,pH	栄研化学	大塚製薬	尿	室温 2年	100枚 3,200円	4987035384915	38491-5	21600AMZ00655000	2004/12/22	80001002	30226000		
ウロペーパーⅢ‘栄研’ A,G,pH	栄研化学	大塚製薬	尿	室温 2年	100枚 1,400円	4987035385011	38501-1	21600AMZ00655000	2004/12/22	80001002	30226000		
ウリエースMN	テルモ		尿	室温/ 2 年	100枚	4987350280398	UA-L08M	16100AMZ03211000	1986/04/28	80001002		ブドウ糖・たん白質・ウロビリノーゲン・ビリルビン・ケトン体・潜血・pH・亜硝酸塩	
ウリエースM	テルモ		尿	室温/ 2 年	100枚	4987350280411	UA-L07M	16100AMZ03211000	1986/04/28	80001002		ブドウ糖・たん白質・ウロビリノーゲン・ビリルビン・ケトン体・潜血・pH	
ウリエースTf	テルモ		尿	室温/ 2 年	100枚	4987350280435	UA-L06T	16100AMZ03211000	1986/04/28	80001002		ブドウ糖・たん白質・ウロビリノーゲン・ケトン体・潜血・pH	
ウリエースTe	テルモ		尿	室温/ 2 年	100枚	4987350280459	UA-L05T	16100AMZ03211000	1986/04/28	80001002		ブドウ糖・たん白質・ウロビリノーゲン・潜血・pH	
ウリエースTe	テルモ		尿	室温/ 2 年	1000枚 集積包装タイプ（100枚X10缶）	4987350282675	UA-R05T	16100AMZ03211000	1986/04/28	80001002		ブドウ糖・たん白質・ウロビリノーゲン・潜血・pH	
ウリエースKc	テルモ		尿	室温/ 2 年	100枚	4987350280275	UA-L03K	16100AMZ03211000	1986/04/28	80001002		ブドウ糖・たん白質・潜血	
					10枚	4987350280510	UA-C03K1						
					50枚	4987350280251	UA-C03K5						
ウリエースTb	テルモ		尿	室温/ 2 年	100枚	4987350280336	UA-L02T	16100AMZ03211000	1986/04/28	80001002		ブドウ糖・たん白質	
ウリエースDb	テルモ		尿	室温/ 2 年	100枚	4987350280350	UA-L02D	16100AMZ03211000	1986/04/28	80001002		ブドウ糖・ケトン体	
ウロピースS 10	東洋濾紙	キヤノンメディカルダイアグ ノスティックス	尿	室温 18か月	100枚 9,500円	4987295616566	295 61656 6	21000AMZ00786000	2007/12/06	80001002			1.装置不要
ウロピースS 9L	東洋濾紙	キヤノンメディカルダイアグ ノスティックス	尿	室温 18か月	100枚 9,000円	4987295511113	295 51111 3	21000AMZ00786000	2007/12/06	80001002			1.装置不要

BB 血液学的検査

○：掲載 **New**：新規承認品（2019年以降の承認品のうち、初めて製品掲載） ●:前版から追加 追加された一般的名称にはアンダーライン ー：前版から製品掲載なしに

No.	一般的名称(項目名)	JMDNJ-ト*	掲載
BB01 血球算定・血液細胞形態検査			
【2A010】	白血球数キット	43091000	
【2A020】	赤血球数キット	43095000	
【2A030】	血液検査用ヘモグロビンキット(Hb)	30535001	○
【2A040】	ヘマトクリットキット	32411000	
【2A050】	血小板数キット(PLT)	41755000	
【2A060】	血小板キット	84025000	○
【2A070】	平均赤血球容積キット	43321000	
【2A080】	平均赤血球血色素量キット	43097000	
【2A090】	平均赤血球血色素濃度キット	42817000	
【2A100】	好酸球数キット	43080000	
【2A110】	好塩基赤血球数キット	43065000	
【2A120】	網状赤血球キット	30526000	
【2A130】	赤血球直径キット	44257000	
【2A140】	白血球分類キット	44309000	
BB02 凝固・線溶関連検査			
【2B010】	活性化部分トロンボプラスチン時間キット(APTT)	38553000	○
【2B020】	プロトロンビン時間キット(PT)	30539000	○
【2B030】	トロンビン時間キット	30540000	○
【2B040】	凝固第Ⅱ、第Ⅶ、第Ⅹ因子キット	30550000	
【2B050】	フィブリノーゲンキット	30541000	○
【2B060】	可溶性フィブリンモノマー複合体キット	43421000	○
【2B070】	フィブリン・フィブリノーゲン分解産物キット(FDP)	30575000	○
【2B080】	フィブリン・フィブリノーゲン分解産物・E分画キット(FDP・E分画)	43361000	○
【2B090】	フィブリン分解産物キット(D-ダイマー)	30576000	○
【2B100】	フィブリノペプチドAキット(FPA)	30563000	
【2B110】	プロトロンビンフラグメントF 1 + 2キット	30567000	○
【2B120】	アンチトロンビンⅢキット(ATⅢ)	30583000	○
【2B130】	血液検査用アンチトロンビンⅢキット(ATⅢ)	30583001	○
【2B140】	トロンピンアンチトロンビンⅢ複合体キット(TAT)	30568000	○
【2B150】	プレカリクレイン／カリクレインキット	30559000	
【2B160】	プラスミノーゲンキット	30578000	○
【2B170】	アルファ2ーアンチプラスミンキット	30574000	○
【2B180】	プラスミンーアルファ2ーアンチプラスミン複合体キット	30566000	○
【2B190】	プラスミノーゲンアクチペーターインヒビター 1キット(PAI-1)	30579000	
【2B200】	組織プラスミノーゲンアクチペーターインヒビター 1複合体キット	43073000	○

No.	一般的名称(項目名)	JMDNJ-ト*	掲載
【2B210】	内因性凝固系凝固因子キット	42889000	
【2B220】	第Ⅱ凝固因子キット	30542000	○
【2B230】	第Ⅴ凝固因子キット	30544000	○
【2B240】	第Ⅶ凝固因子キット	30545000	○
【2B250】	第Ⅷ凝固因子キット	30547000	○
【2B260】	第Ⅸ凝固因子キット	30548000	○
【2B270】	第Ⅹ凝固因子キット	30549000	○
【2B280】	第Ⅹ a 因子インヒビターキット	43046000	
【2B290】	第Ⅺ凝固因子キット	30551000	○
【2B300】	第ⅩⅡ凝固因子キット	30552000	○
【2B310】	第ⅩⅢ凝固因子キット	30554000	○
【2B320】	第ⅩⅢ a 凝固因子キット	30555000	
【2B330】	第Ⅷ因子関連抗原キット	43305000	
【2B340】	フォン・ウィルブランド因子キット	30558000	○
【2B350】	第Ⅷ因子リストセチンコファクターキット	44416000	○
【2B360】	ADAMTS13キット	82002000	○
【2B370】	血液凝固因子検査用 P I V K AーⅡキット	44379002	
【2B380】	ペーターゲットロングロブリンキット(β-TG)	30573000	○
【2B390】	血小板第4因子キット(PF4)	30570000	○
【2B400】	プロテインCキット	30588000	○
【2B410】	血液検査用プロテインCキット	30588001	○
【2B420】	活性プロテインC抵抗性第Ⅴ因子キット	44418000	
【2B430】	プロテインSキット	30589000	○
【2B440】	血液検査用プロテインSキット	30589001	○
【2B450】	トロンボモジュリンキット(TM)	44439000	○
【2B460】	血小板凝集能キット	44419000	○
BB99 その他			
【2Z010】	血沈キット	82001000	○
【2Z020】	血液比重キット	44250000	

BB01 血球算定・血液細胞形態検査
【2A030】 血液検査用ヘモグロビンキット(Hb)

JMDNコード： 30535001

B1-2A030-0B-ZZ

販売名	製造販売会社名	販売会社名	検体の種別	貯法・有効期間	キットの構成・価格	JANJ-ﾄ	製品番号	承認・認証・届出番号	承認・認証 届出年月日	JMDNコード (シリーズ検査)	JMDNコード (キット)	備考	POCT
セルダイン サファイア ヘモグロビン試薬	アボットジャパン		全血	15～30℃ 12ヶ月	9.6L 11,550円	4987439073644	1H79-02	12A2X00009000031	2009/9/30		30535001		
セルダインルビー ヘモグロビン試薬	アボットジャパン		全血	15～30℃ 24ヶ月	3.8L 17,050円	4987439073651	3H80-03	12A2X00009000033	2009/9/30		30535001		
Alinity h ヘモグロビン試薬	アボットジャパン		全血	15～30℃ 12ヶ月	975 mLX 4 74,800円	4987439087900	7P81-04-01	12E1X80009000027	2017/6/8		30535001		
スルホライザ	シスメックス		血液	室温 1年	500mLX3本 9,600円	4987562052165	90406612	20100AMZ00773000	1989/12/11		30535001		
					5L 20,000円	4987562052172	90411414						
					500mLX1本 4,100円	4987562407781	05433417						
					1.5LX2本 20,000円	4987562422968	CV649921						
ヘモライナック・3 1 0	日本光電工業		全血	1～30℃ 18ヶ月	250mL 1本 8,000円	4931921902578	MK-310W	13E1X80003000002	2015/9/3		30535001		
ヘモライナック・3 N	日本光電工業		全血	1～30℃ 18ヶ月	500mL 1本 6,200円	4931921867471	MEK-680A	13E1X80003000004	2016/8/9		30535001		
					500mL 3本 15,000円	4931921867488	MEK-680C						
スポットケム CL専用ヘモライナック3N	日本光電工業	アークレイマーケティング	全血	1～30℃ 18ヶ月	500mL 3本 15,000円	4987486794042	79404	21400AMZ00503000	2016/8/9		30535001		
スタットストリップ ヘモグロビン テストストリッ プ	ノバ・バイオメディカル	ノバ・バイオメディカル	全血	バイアル開封前：24ヶ月（室温 保管） バイアル開封後：3ヶ月（室温保 管）	50枚(1 バイアル25 枚入り、1 箱中2 バイアル入り)	4582381425437	58786	13E1X80071007011	2018/06/29		30535001		3.装置必須
ヘモグロビンB-テストワコー	富士フイルム和光純薬		血液	2～10℃ 1年	500回用 (24,000円)	4987481012875	271-73901	16100AMZ04076000	1986/8/28		30535001	SDS法(用手法),標準液同梱	
コールター・カウンター-diff試薬(ライズSⅢ diff)	ベックマン・コールター		全血	2～30℃ 1年	1LX1	4987666301046	8448155	13A2X00150000005	2009/2/24		30535001		
DxH セルライズ	ベックマン・コールター		全血	2～40℃ 1年6ヶ月	1LX1	4987666307499	628018	13A2X00150000006	2009/3/4		30535001		
コールター・カウンターⅣ試薬 ライズS 4	ベックマン・コールター		全血	2～40℃ 1年6ヶ月	1LX1	4987666301107	8547146	13A2X00150000110	2011/4/8		30535001		
DxH 500シリーズ ライズ	ベックマン・コールター		全血	4～25℃ 12ヶ月	500 mLX1	4987666308816	B36846	13E1X80150000131	2018/6/1		30535001		

BB01 血球算定・血液細胞形態検査
【2A060】 血小板キット
フローサイトメトリー

JMDNコード： 84025000

B1-2A050-0A-CF

販売名	製造販売会社名	販売会社名	検体の種別	貯法・有効期間	キットの構成・価格	JANJ-ﾄ	製品番号	承認・認証・届出番号	承認・認証 届出年月日	JMDNコード (シリーズ検査)	JMDNコード (キット)	備考	POCT
セルダイン 免疫学的血小板測定試薬 (C D 6 1)	アボットジャパン		全血	15～30℃ 12ヶ月	40回123,200円	4987439057965	3H05-01	21100AMY00211000	1999/8/20		84025000		

BB02 凝固・線溶関連検査
【2B010】 活性化部分トロンボプラスチン時間キット(APTT)
凝固 (時間)法

JMDNコード： 38553000

B2-2B020-0A-FF

販売名	製造販売会社名	販売会社名	検体の種別	貯法・有効期間	キットの構成・価格	JANJ-ﾄ	製品番号	承認・認証・届出番号	承認・認証 届出年月日	JMDNコード (シリーズ検査)	JMDNコード (キット)	備考	POCT
ヒーモスアイエル シンサシル A P T T	アイ・エル・ジャパン		血漿	2～8℃ 2年	活性化部分トロンボプラスチン時間測定試薬 10mLX5、 塩化カルシウム溶液 10mLX5 24,500円	8426950078920	00020006800	21500AMG00003000	2003/11/11		38553000		
ヒーモスアイエル A P T T－S P	アイ・エル・ジャパン		血漿	2～8℃ APTT試薬 2年、塩化カ ルシウム試薬 3年、キットとし て2年	APTT試薬 9mLX5、塩化カルシウム試薬 8mLX5 27,500円	8426950078937	00020006300	21500AMG00005000	2003/11/11		38553000		
ヒーモスアイエル シンサファックス APTT	アイ・エル・ジャパン		血漿	2～8℃ 2年	APTT試薬 10mLX5 塩化カルシウム溶液 10mLX5 55,000円	8426950087649	00020007400	302ADEZI00065000	2020/03/27		38553000		
ドライヘマト APTT-2	エイアンドティー		全血、血漿	2～10℃ 12ヶ月	50枚 25,000円	4987554240747	240221	304ADEZX00105000	2022/10/26		38553000		
ドライヘマト APTT-2	エイアンドティー	富士フイルム和光純薬	全血、血漿	2～10℃ 12ヶ月	50枚	4987481156159	471-07871	304ADEZX00105000	2022/10/26		38553000		
トロンボチェック A P T T	シスメックス		血漿	2～8℃ 24ヵ月	2mLX10 8,300円	4987562127900	12790	20600AMZ01267000	1994/7/1		38553000		
					10mLX10 35,000円	4987562128105	12810						
トロンボチェック A P T T－S L A	シスメックス		血漿	2～8℃(禁凍結)24ヵ月	2mLX10 8,300円	4987562127801	12780	21300AMZ00523000	2001/7/11		38553000		
					10mLX10 35,000円	4987562127818	12781						
					2mLX10 8,400円	4987562044238	95410319						
データファイ・A P T T	シスメックス		血漿	2～8℃(禁凍結)24ヵ月	2mLX10本 8,400円	4987562044214	95410114	16200EZY00439000	1987/2/16		38553000		
					10mLX10本 35,100円	4987562044221	95410211						
					2mLX10本 8,400円	4987562409945	06438614						
アクチン FSL	シスメックス		血漿	2～8℃(禁凍結)24ヵ月	10mLX10本 35,100円	4987562409952	06438711	219ABAMX00057000	2007/3/2		38553000		
					2mLX10本 8,300円	4987562469642	BN125488						
レボヘム A P T T S L A	シスメックス		血漿	2～8℃(禁凍結)24ヵ月	10mLX10本 35,000円	4987562469659	AS336718	301ABEZX00005000	2019/7/31		38553000		
					APTT試薬 4mLX10 16,600円	4987502476068	476068						
コアグピア A P T T－N	積水メディカル		血漿	2～10℃ 2年	塩化カルシウム液 4mLX10 2,000円	4987502476075	476075	222ADAMX00008000	2010/1/22		38553000		
					APTT試薬5mLX5、塩化カルシウム溶液5mLX5 12,000円	4987595751912	RM75-191GK						
					APTT試薬 5mLX5、塩化カルシウム溶液 5mLX5 12,000円	4987595761911	RM76-191GK						
コアグジェネシス A P T T	PHC		血漿	2～10℃ 9ヵ月				230AAEZX00052000	2018/5/22		38553000		
STA試薬シリーズ APTT	富士レビオ		血漿	2～8℃ 1年6ヵ月	5m L X12 38,500円	4987270270264	270264	20600AMY00389000	1994/9/5	80004003	38553000		
PTT試薬「FR」	富士レビオ		血漿	2～8℃ 2年	2m L 用X6 6,000円	4987270270059	270059	21100AMY00056000	1999/2/26		38553000		
PTT LA試薬「FR」	富士レビオ		血漿	2～8℃ 1年4ヵ月	2m L 用X6 12,000円	4987270270141	270141	21700AMY00198000	2005/5/23		38553000		

コバストシステム APTT HS	ロシュ・ ダイアグノスティックス		血漿	2～8℃・15ヵ月	600テスト /ℓ ㊦・22,000円	4987518631437	518631437	229AAEZ00123000	2017/12/22		38553000		
コバストシステム APTT MS	ロシュ・ ダイアグノスティックス		血漿	2～8℃・15ヵ月	600テスト /ℓ ㊦・24,000円	4987518631444	518631444	230AAEZ00116000	2018/11/28		38553000		
コバストシステム APTT LS	ロシュ・ ダイアグノスティックス		血漿	2～8℃・15ヵ月	600テスト /ℓ ㊦・24,000円	4987518631451	518631451	230AAEZ00117000	2018/11/28		38553000		

BB02 凝固・線溶関連検査

JMDNコード： 30539000

【2B020】 プロトロンビン時間キット(PT)

凝固 (時間)法

B2-2B030-0A-FF

販売名	製造販売会社名	販売会社名	検体の種別	貯法・有効期間	キットの構成・価格	JANコード	製品番号	承認・認証・届出番号	承認・認証 届出年月日	JMDNコード (シリーズ検査)	JMDNコード (キット)	備考	POCT
ヒーモスアイエル リコンビラスチン	アイ・エル・ジャパン		血漿	2～8℃ 3年	RTF試薬 20mL用X5、RTF溶解液 20mLX5 28,000円	8426950447627	00020003050	21500AMG00001000	2003/10/9		30539000		
					RTF試薬 8mL用X5、RTF溶解液 8mLX5 12,500円	8426950453079	00020002950						
ヒーモスアイエル レディプラスチン	アイ・エル・ジャパン		血漿	2～8℃ 2年	レディプラスチン試薬 0.5mLX5、調製液 9.5mLX5 18,000円	8426950632870	00020301300	22900AMI00001000	2017/1/11		30539000		
					レディプラスチン試薬 1mLX5、調製液 19mLX5 32,200円	8426950632887	00020301400						
ヒーモスアイエル ISI キャリブレート	アイ・エル・ジャパン			2-8℃/2年	4濃度 各 1 mL用x1 15,000円	8426950485612	00020010600	----	----	----	----		
ヒーモスアイエル INRバリデート	アイ・エル・ジャパン			2-8℃/3年	3濃度 各 1 mL用x1 15,000円	8426950485629	00020010500	----	----	----	----		
ドライヘマト PT	エイアンドティー		全血、血漿	2～10℃ 18ヶ月	50枚 12,500円	4987554240112	240111	20200EZZ00099000	1990/7/9	80004003	30539000		
ドライヘマト PT	エイアンドティー	富士フイルム和光純薬	全血、血漿	2～10℃ 18ヶ月	50枚	4987481144026	476-00861	20200EZZ00099000	1990/7/9	80004003	30539000		
トロンボレル S	シスメックス		血漿	2～8℃ 2年	4mLX10 12,000円	4987562418343	BR002733	16100EZY00320000	1986/6/17		30539000		
					10mLX10 25,000円	4987562418336	BU626701						
デイド イノビン	シスメックス		血漿	2～8℃ 15ヵ月	4mLX10 11,300円	4987562409969	06428718	21900AMX00968000	2007/6/26		30539000		
					10mLX10本 22,500円	4987562044122	95410017						
レボヘムPT	シスメックス		血漿	2～8℃ 24ヵ月	4mL分X10 12,000円	4987562433971	BU778005	22800EZX00044000	2016/7/19		30539000		
					8mL分X10 20,000円	4987562433988	AS976738						
					18mL分X10 40,500円	4987562433995	AQ882588						
コアグビア P T－N	積水メディカル		血漿	2～10℃ 2年	4mL用X10 9,800円	4987502476051	476051	22200AMX00279000	2010/1/29		30539000		
コアグビア P T－Liquid	積水メディカル		血漿	2～8℃ 1年	4mLX10 12,000円	4987502534881	534881	23000EZX00014000	2018/3/12		30539000		
					10mLX10 25,000円	4987502534898	534898	23000EZX00014000	2018/3/12		30539000		
コアグジェネシス P T	P H C		血漿	2～10℃ 9ヵ月	10m L X5 15,000円	4987595751813	RM75-181GK	23000EZX00046000	2018/9/6		30539000		
					10m L X5 15,000円	4987595761812	RM76-181GK						
STA試薬シリーズ PTネオブチマル	富士レビオ		血漿	2～8℃ 2年	5mL用X6 14,580円	4987270271650	271650	30300EZX00070000	2021/8/23		30539000		
				2～8℃ 2年	10mL用X12 36,000円	4987270271575	271575						
コバストシステム PT Rec	ロシュ・ ダイアグノスティックス		血漿	2～8℃・24ヵ月	354テスト /ℓ ㊦・16,000円	4987518631420	518631420	23000EZX00015000	2018/3/26		30539000		

BB02 凝固・線溶関連検査

JMDNコード： 30539000

【2B020】 プロトロンビン時間キット(PT)

その他の測定法

B2-2B030-0A-ZA

販売名	製造販売会社名	販売会社名	検体の種別	貯法・有効期間	キットの構成・価格	JANコード	製品番号	承認・認証・届出番号	承認・認証 届出年月日	JMDNコード (シリーズ検査)	JMDNコード (キット)	備考	POCT
エクスプレシア P T / I N Rテストストリップ	シーメンスヘルスケア・ ダイアグノスティクス		全血	2年	25ㄱトX4ㄱトℓ 50,000円	4987559620148	11065098	22800EZX00048000	2016/8/29		30539000		3.装置必須
					25ㄱト 13,000	4987559620773	10918176						
ロシュ PT テストストリップ	ロシュ・ ダイアグノスティックス	積水メディカル・日本光電工業	全血	2～30℃ 21ヶ月	24テスト 14,000円	4987502520617	502520617	21900AMX00266000	2007/3/12		30539000		
					Pro II 24テストX2 28,000円	4987502522574	502522574						
					PST 6テスト 3,500円	4987502530067	502530067						

BB02 凝固・線溶関連検査

JMDNコード： 30540000

【2B030】 トロンビン時間キット

B2-2B032-0A-ZZ

販売名	製造販売会社名	販売会社名	検体の種別	貯法・有効期間	キットの構成・価格	JANコード	製品番号	承認・認証・届出番号	承認・認証 届出年月日	JMDNコード (シリーズ検査)	JMDNコード (キット)	備考	POCT
ヒーモスアイエル T T	アイ・エル・ジャパン		血漿	2～8℃ 2年	トロンビン試薬 2、5、8mL用X4、濃縮緩衝液 9mLX1 8,800円	8426950058366	00009758515	21500AMG00008000	2003/11/11	80004003	30540000	受発注品	

マルチ試薬一覧

B 血液学的検査 BB02 凝固・線溶関連検査	JMDN	30539000	30541000	備考
	タイトルNo.	【2B020】	【2B050】	
販売名	製造販売会社名\項目	PT	フィブリノゲン	
ヒーモスアイエル リコンビプラスチン	アイ・エル・ジャパン	○	○	
ヒーモスアイエル レディプラスチン	アイ・エル・ジャパン	○	○	

見本

CC 生化学的検査 I

○：掲載 **New**：新規承認品（2019年以降の承認品のうち、初めて製品掲載） ●:前版から追加 追加された一般的名称にはアンダーライン ー：前版から製品掲載なしに

No.	一般的名称(項目名)	JMDNJ-ド*	掲載
CC01 生化学検査			
【3A010】	総蛋白キット(TP)	30181002	○
【3A020】	血液検査用総蛋白キット(TP)	30181001	○
【3A030】	アルブミンキット(微量アルブミンを含む)	30155002	○
【3A040】	血液検査用アルブミンキット(Alb)	30155001	○
【3A050】	A／G比キット	43394000	○
【3A060】	蛋白分画キット	43264000	○
【3A070】	チモール混濁試験キット(TTT)	43203000	
【3A080】	硫酸亜鉛混濁試験キット(ZTT)	43204000	○
【3A090】	セファリンコレステロールキット(CCLF)	43202000	
【3A100】	コバルト反応キット	43347000	
【3B010】	クレアチンキナーゼキット(CPK,CK)	38503000	○
【3B020】	クレアチンキナーゼアイソザイムキット(CKアイソザイム(CK-MBを含む))	38512002	○
【3B030】	クレアチンキナーゼアイソフォームキット(CKアイソフォーム(CK-MMアイソフォームを含む))	38512012	
【3B040】	アスパラギン酸アミトランスフェラーゼキット(AST,GOT)	38499000	○
【3B050】	アスパラギン酸アミトランスフェラーゼアイソザイムキット(ASTアイソザイム(m-GOTを含む))	42901000	
【3B060】	アラニンアミトランスフェラーゼキット(ALT,GPT)	38556000	○
【3B070】	乳酸脱水素酵素キット(LDH,LD)	38504000	○
【3B080】	乳酸脱水素酵素アイソザイムキット(LDアイソザイム)	42907002	○
【3B090】	乳酸脱水素酵素アイソザイム・LD1キット	42907011	
【3B100】	アルカリ性フォスファターゼキット(ALP)	33165002	
【3B110】	血液検査用アルカリ性フォスファターゼキット(ALP)	33165001	○
【3B120】	アルカリ性フォスファターゼアイソザイムキット(ALPアイソザイム,骨型ALPを含む)	38511000	○
【3B130】	ガンマーグルタミルトランスベプチダーゼキット(γ-GTP)	38507002	
【3B140】	血液検査用ガンマーグルタミルトランスベプチダーゼキット(γ-GTP)	38507001	○
【3B150】	ガンマーグルタミルトランスベプチダーゼアイソザイムキット(γ-GTPアイソザイム)	83001000	
【3B160】	アルドラーゼキット(ALD)	38538000	○
【3B170】	モノアミンオキシダーゼキット(MAO)	42870000	
【3B180】	コリンエステラーゼキット(ChE)	38506000	○
【3B190】	血液検査用コリンエステラーゼキット(ChE)	38506001	○
【3B200】	グアナーゼキット(GUA)	44171000	○
【3B210】	アデノシンデアミナーゼキット(ADA)	43201000	○

No.	一般的名称(項目名)	JMDNJ-ド*	掲載
【3B220】	ロイシナミノペプチダーゼキット(LAP)	38546000	○
【3B230】	シスチナミノペプチダーゼキット(CAP)	43475000	
【3B240】	アミラーゼキット	38502002	○
【3B250】	血液検査用アミラーゼキット(AMY)	38502001	○
【3B260】	アミラーゼアイソザイムキット	38541012	○
【3B270】	血液検査用アミラーゼアイソザイムキット(AMYアイソザイム,P-AMYを含む)	38541001	
【3B280】	リパーゼキット	38505000	○
【3B290】	トリプシンキット	30272000	○
【3B300】	歯周病原性細菌由来ペプチダーゼキット(トリプシン類似酵素)	43349000	
【3B310】	キモトリプシンキット	38543000	
【3B320】	トリプシンノーゲン 2 キット	83017000	○
【3B330】	トリプシンインヒビターキット(PSTI)	43350000	
【3B340】	フォスフォリパーゼ A 2 キット(PLA2)	43200000	○
【3B350】	5´-ヌクレオチダーゼキット	38540000	
【3B360】	酸性フォスファターゼキット(ACP)	38498000	○
【3B370】	骨型酒石酸抵抗性酸性フォスファターゼキット(TRACP-5b)	83020000	○
【3B380】	グルタミン酸脱水素酵素キット(GLDH)	38544000	
【3B390】	酸性フォスファターゼアイソザイムキット(ACP,前立腺由来または酒石酸阻害型ACPを含む)	42864000	
【3B400】	イソクエン酸脱水素酵素キット(ICDH)	33269000	
【3B410】	オルニチンカルバミルトランスフェラーゼキット(OCT)	44317000	
【3B420】	アルファーヒドロキシ酪酸脱水素酵素キット(HBD)	38545000	
【3B430】	リゾチームキット	38547000	
【3B440】	ヒルビン酸キナーゼキット(PK)	44421000	
【3B450】	グルコース- 6 -リン酸脱水素酵素キット(G-6-PDH)	33638000	
【3B460】	フォスフォヘキソースイソメラーゼキット(PHI)	38539000	
【3B470】	2 - 5 A 合成酵素キット	42890000	
【3B480】	プロリルヒドロキシラーゼキット	44229000	
【3B490】	スーパーオキシサイドディスムターゼキット(SOD)	43379000	
【3B500】	アンジオテンシン転換酵素キット(ACE)	38542000	○
【3B510】	N - アセチル- ベクター D - グルコサミニダーゼキット(NAG)	38549000	○
【3B520】	ウロペプシンキット	43103000	
【3B530】	ガラクトース- 1 -リン酸キット	33647000	
【3C010】	クレアチンキット	43378002	○
【3C020】	血液検査用クレアチンキット(CR)	43378001	

No.	一般的名称(項目名)	JMDNJ-ド*	掲載
【3C030】	クレアチニンキット	30161002	○
【3C040】	血液検査用クレアチニンキット(CRE)	30161001	○
【3C050】	血液・尿検査用クレアチニンキット(CRE)	30161021	○
【3C060】	尿検査用クレアチニンキット(CRE)	30161011	
【3C070】	シスタチン C キット	83002000	○
【3C080】	尿酸キット(UA)	30183002	○
【3C090】	血液検査用尿酸キット(UA)	30183001	○
【3C100】	血液・尿検査用尿酸キット(UA)	30183021	○
【3C110】	尿検査用尿酸キット(UA)	30183011	
【3C120】	尿素窒素キット(UN)	42849002	○
【3C130】	血液検査用尿素窒素キット(UN)	30158001	○
【3C140】	血液・尿検査用尿素窒素キット(UN)	30158021	○
【3C150】	尿検査用尿素窒素キット(UN)	30158011	
【3C160】	残余窒素キット(NPN)	44178000	
【3C170】	アンモニアキット	43101002	
【3C180】	血液検査用アンモニアキット(NH3)	30185001	○
【3C190】	アミノ酸分画キット	44174000	
【3C200】	アミノ酸キット	81002002	○
【3C210】	血液検査用アミノ酸キット	83003001	
【3C220】	総分岐鎖アミノ酸／チロシンキット(BTR)	83007000	○
【3C230】	チロシンキット	83006000	
【3C240】	フェニルアラニンキット	44181000	
【3C250】	メチオニンキット	44180000	
【3C260】	ロイシンキット	83004000	
【3C270】	ヒスチジンキット	83005000	
【3C280】	総分岐鎖アミノ酸キット	44176000	
【3C290】	ポリアミンキット	44179000	
【3D010】	グルコースキット	30167002	○
【3D020】	血液検査用グルコースキット(GLU)	30167001	○
【3D030】	血液・尿検査用グルコースキット(GLU)	30167021	○
【3D040】	尿検査用グルコースキット(GLU)	30167011	ー
【3D050】	自己検査用グルコースキット(GLU)	30221003	○
【3D060】	ガラクトースキット	30166000	○
【3D070】	ソルビトールキット	44343000	
【3D080】	グリコヘモグロビン A 1 キット(HbA1)	43198000	
【3D090】	グリコヘモグロビン A 1 c キット(HbA1c)	30168000	○
【3D100】	フルクトサミンキット	30164000	○
【3D110】	グリコアルブミンキット	44153000	○

CC 生化学的検査 I

○：掲載 **New**：新規承認品（2019年以降の承認品のうち、初めて製品掲載された項目） ●:前版から追加された項目 追加された一般的名称にはアンダーライン

No.	一般的名称(項目名)	JMDNJ-ド ^o	掲載
【3D120】	ムコ蛋白キット	44154000	
【3D130】	ヒアルロン酸キット	43294000	○
【3D140】	1， 5 アンヒドログルシトールキット(1,5AG)	43010000	○
【3D150】	ミオイノシトールキット	81003000	○
【3D160】	2，3－ジフォスフォグリセリン酸キット	44228000	
【3D170】	シアル酸キット(SIA)	34225000	○
【3D180】	ペントシジンキット	83008000	○
【3D190】	D－アラビニトールキット	44342000	
【3E010】	乳酸キット	30171000	○
【3E020】	ビルビン酸キット	30178000	○
【3E030】	ケトン体キット	33256002	○
【3E040】	3－ヒドロキシ酪酸キット	33256012	○
【3E050】	自己検査用 3－ヒドロキシ酪酸キット	44562003	○
【3F010】	総脂質キット	30179000	
【3F020】	トリグリセライドキット(TG)	30182000	○
【3F030】	トリグリセライド分画キット	83009000	○
【3F040】	リン脂質キット(PL)	30176000	○
【3F050】	非エステル結合型脂肪酸キット(NEFA)	30174000	○
【3F060】	コレステロールキット(T-CHO)	30159000	○
【3F070】	コレステロール分画キット	83010000	○
【3F080】	遊離型コレステロールキット(F-CHO)	44653000	○
【3F090】	H D L－コレステロールキット(HDL-C)	30169000	○
【3F100】	L D L－コレステロールキット(LDL-C)	30173000	○
【3F110】	レムナント様リボ蛋白コレステロールキット	44169000	○
【3F120】	M D A－L D L (酸化 L D L)キット	83018000	○
【3F122】	s d L D L－コレステロールキット	83033000	○
【3F130】	過酸化脂質キット	42998000	
【3F140】	胆汁酸キット(TBA)	30156000	○
【3F150】	グリコール酸キット(CG)	42868000	
【3F160】	ベーターリボ蛋白キット(β-LP)	44378000	○
【3F170】	リボ蛋白分画キット	44170000	
【3F180】	リボ蛋白 X キット	44375000	
【3F190】	リボ蛋白(a)キット(LP(a))	41419000	○
【3F200】	リボ蛋白リパーゼキット(LPL)	44352000	○
【3F210】	レシチンコレステロールアシルトランスフェラーゼキット(LCAT)	43296000	
【3F220】	アポリボ蛋白 A－Iキット	30256000	○
【3F230】	アポリボ蛋白 A－IIキット	30257000	○
【3F240】	アポリボ蛋白 B キット	30258000	○


No.	一般的名称(項目名)	JMDNJ-ド ^o	掲載
【3F250】	アポリボ蛋白 C－II キット	44392000	○
【3F260】	アポリボ蛋白 C－III キット	44391000	○
【3F270】	アポリボ蛋白 E キット	42978000	○
【3F280】	コレステリルエステル輸送蛋白キット(CETP)	42993000	
【3G010】	ビタミン B 1 2 キット	30384000	○
【3G011】	血液検査用ビタミンB12キット	83034000	○
【3G020】	総カルニチンキット	83024000	○
【3G030】	遊離カルニチンキット	83025000	○
【3G040】	25-ヒドロキシビタミンDキット	83026000	○
【3G041】	血液検査用25-ヒドロキシビタミンDキット	83036000	○
【3G050】	1，2 5－ジヒドロキシビタミンD 3 キット	30349000	○
【3G060】	葉酸キット	30378000	○
【3G061】	血液検査用葉酸キット	83035000	○
【3H010】	ナトリウムキット(Na)	30193000	
【3H020】	カリウムキット(K)	30192000	
【3H030】	汎用検査用クロールキット(Cl)	30188002	
【3H040】	クロールキット(Cl)	30188000	
【3H050】	マグネシウムキット(Mg)	30190002	○
【3H060】	血液検査用マグネシウムキット(Mg)	30190001	○
【3H070】	血液・尿検査用マグネシウムキット(Mg)	30190021	○
【3H080】	尿検査用マグネシウムキット(Mg)	30190011	
【3H090】	カルシウムキット(Ca)	30187002	○
【3H100】	血液検査用カルシウムキット(Ca)	30187001	○
【3H110】	血液・尿検査用カルシウムキット(Ca)	30187021	○
【3H120】	尿検査用カルシウムキット(Ca)	30187011	
【3H130】	リン／無機リンキット(IP)	30191002	○
【3H140】	血液検査用リン／無機リンキット(IP)	30191001	○
【3H150】	血液・尿検査用リン／無機リンキット(IP)	30191021	○
【3H160】	尿検査用リン／無機リンキット(IP)	30191011	
【3H170】	重炭酸塩キット(CO2)	30186000	○
【3I010】	鉄キット(Fe)	30379000	○
【3I020】	鉄結合能キット(TIBC)	30380000	○
【3I030】	不飽和鉄結合能キット(UIBC)	44236000	○
【3I040】	銅キット(Cu)	30160000	○
【3I050】	汎用検査用垂鉛キット(Zn)	30184002	○
【3I060】	垂鉛キット(Zn)	30184000	○
【3I070】	セレンキット(Se)	42876000	
【3I080】	汎用検査用総ヨウ素キット	81005000	

No.	一般的名称(項目名)	JMDNJ-ド ^o	掲載
【3I090】	モリブデンキット(Mo)	43263000	
【3I100】	アルミニウムキット(Al)	42818000	
【3I110】	鉛キット(Pb)	31636000	
【3I120】	クロムキット(Cr)	44558000	
【3I130】	カドミウムキット(Cd)	43273000	
【3I140】	コバルトキット(Co)	42930000	
【3I150】	マンガンキット(Mn)	43275000	
【3J020】	血液検査用総ビリルビンキット	30157001	○
【3J030】	直接ビリルビンキット	30157012	○
【3J040】	間接ビリルビンキット	43274000	○
【3J050】	アンバウンドビリルビンキット	83019000	○
【3J060】	ホルフォビリノーゲンキット	43393000	
【3J070】	デルタアミノレブリン酸キット	43085000	
CC02 薬物検査			
【3L010】	フェノバルビタールキット	30401000	○
【3L020】	フェニトインキット	30402000	○
【3L030】	遊離フェニトインキット	30398000	
【3L040】	プリミドンキット	30403000	○
【3L050】	遊離カルバマゼピンキット	30397000	
【3L060】	遊離バルプロ酸キット	30400000	
【3L070】	エトサクシミドキット	30396000	○
【3L080】	カルバマゼピンキット	30395000	○
【3L090】	バルプロ酸キット	30404000	○
【3L100】	ゾニサミドキット	42928000	○
【3L110】	トピラマートキット	83023000	○
【3L120】	アセトアミノフェンキット	30437000	○
【3L130】	三環系抗うつ剤キット(TCA)	30451000	
【3L140】	プロムペリドールキット	42931000	○
【3L150】	ハロペリドールキット	42921000	○
【3L160】	リチウムキット(Li)	30189000	○
【3L170】	リドカインキット	30390000	○
【3L180】	メキシレチンキット	83012000	
【3L190】	ジギトキシンキット	30387000	○
【3L200】	ジゴキシンキット	30386000	○
【3L210】	キニジンキット	30394000	○
【3L220】	血液検査用キニジンキット	30394001	
【3L230】	アプリンジンキット	42925000	
【3L240】	ジソピラミドキット	30388000	○

CC 生化学的検査 I

○：掲載 **New**：新規承認品（2019年以降の承認品のうち、初めて製品掲載された項目） ●:前版から追加された項目 追加された一般的名称にはアンダーライン

No.	一般的名称(項目名)	JMDNコード	掲載
【3L250】	N－アセチルプロカインアミドキット	30391000	○
【3L260】	プロカインアミドキット	30392000	○
【3L270】	モルヒネキット	83011000	
【3M010】	サリチル酸キット	30449000	○
【3M011】	血液検査用サリチル酸キット	83037000	○
【3M020】	テオフィリンキット	30417000	○
【3M030】	インフリキシマブキット	83030000	
【3M040】	ゲンタマイシンキット	30408000	○
【3M050】	ヘパリンキット	30564000	○
【3M060】	メトトレキサートキット	30418002	
【3M070】	シクロスポリンキット	30419000	○
【3M080】	タクロリムスキット	30421000	○
【3M090】	ミコフェノール酸キット	83029000	○
【3M100】	血液検査用メトトレキサートキット	30418001	○
【3M110】	エベロリムスキット	83022000	○
【3M120】	バンコマイシンキット	30414000	○
【3M130】	テイコプラニンキット	30415000	○
【3M140】	アルベカシンキット	42929000	○
【3M150】	アミカシンキット	30405000	○
【3M160】	トブラマイシンキット	30413000	○
【3M170】	ジベカシンキット	30407000	
【3M180】	ネチルマイシンキット	30410000	
【3M190】	イセパマイシンキット	42920000	
【3M200】	エタノールキット	38524000	○
【3M210】	血液検査用エタノールキット	38524001	
【3M220】	薬物中毒検出用キット	83013000	○
CC99 その他の生化学検査			
【3Z010】	p－アミノ馬尿酸キット(RPF)	44177000	
【3Z020】	イヌリンキット	83015000	○
【3Z030】	p－アミノ安息香酸キット(PABA)	43199000	○
【3Z040】	フェノールスルホフタレインキット(PSP)	83016000	



CC01 生化学検査
【3A010】 総蛋白キット(TP)
ビウレット法

C1-3A010-0A-HO

販売名	製造販売会社名	販売会社名	検体の種別	貯法・有効期間	キットの構成・価格	JANJ-ド	製品番号	承認・認証・届出番号	承認・認証 届出年月日	JMDNコード (シリーズ検査)	JMDNコード (キット)	備考	POCT
ピトロス スライド PROT	オーソ・クリニカル・ ダイアグノスティックス		髄液	-18℃以下 1年6ヶ月	18枚X5 19,800円	4987427099069	099069	21300AMY00417000	2001/09/06		30181002		
シンクロンCXシステム 総タンパク試薬	ベックマン・コールター		血清、血漿、髄液	10～26℃ 2年	2LX2	4987666101523	465986	16200AMY00246000	1987/08/01	80022002	30181002		

CC01 生化学検査
【3A010】 総蛋白キット(TP)
ビロガロールレッド法

C1-3A010-0A-IC

販売名	製造販売会社名	販売会社名	検体の種別	貯法・有効期間	キットの構成・価格	JANJ-ド	製品番号	承認・認証・届出番号	承認・認証 届出年月日	JMDNコード (シリーズ検査)	JMDNコード (キット)	備考	POCT
シカリキッド m-T P	関東化学		尿、髄液	2～8℃ 8ヶ月	試薬 1 20mLX4 3,200円	4987539782071	78207	224ADMX00008000	2012/01/25		30181002		
m-TP標準液	関東化学			2～8℃ 8ヶ月	3mL x3 5,300円	4987539782088	78208	----	----	----	----	別売品：上記専用標準液	
フレックスカートリッジ 尿髄液タンパク UCF P	シーメンスヘルスケア・ ダイアグノスティックス		尿、髄液	2～8℃ 12ヶ月	807ｽﾄ(20X4) 8,400円	4987177704978	DF26	21300AMY00184000	2001/05/16		30181002	ディメンション シリーズ用	
				2～8℃ 12ヶ月	1807ｽﾄ 12,000円	4987177713567	K3026					ディメンション ビスタシリーズ用	
アテリカCH 尿髄液蛋白 (UPro)	シーメンスヘルスケア・ ダイアグノスティックス		尿、髄液	15～25℃ 6ヶ月	1600テスト 480,000円	4987559356580	11097524	230AAEZX00074000	2018/07/17		30181002		
アテリカCH 尿髄液蛋白Ⅱ(UCFP)	シーメンスヘルスケア・ ダイアグノスティックス		尿、髄液	2～8℃ 12ヶ月	1480テスト 296,000円	4987559361881	11097543	303AAEZX00015000	2021/02/25		30181002		
T P 試薬・K「コクサイ」	シスメックス		尿	2～8℃ 12ヵ月	R1 :20mLX4、 R2 :20mLX1 8,200円	4987562843404	84340	20500AMZ00486000	1993/09/17		30181002	キット品	
M-TP標準液	シスメックス			2～8℃ 12ヵ月	2MLX6 10,000円	4987562843701	84370	----	----	----	----	上記専用キャリブレーター	
尿・髄液中総蛋白測定用「セロテック」UTP-L	セロテック		尿、髄液	2～10℃ 1年	呈色試液 60mLX4 9,000円	4987531566150	A566-15	221AFAMX00024000	2009/03/06		30181002		
「セロテック」UTP標準液	セロテック			2～10℃ 1年	2mLX6 6,000円	4987531243006	A243-00	----	----	----	----	上記専用キャリブレーター	
マイクロT P-テストワコー (識別記号:2)	富士フイルム和光純薬		尿、髄液	2～10℃ 1年3ヶ月	150回用 (5,500円)	4987481041646	465-50601	16200AMZ00160000	1987/02/13		30181002	用手法,標準液同梱	
自動分析装置用試薬-A Rワコー マイクロT P-A R	富士フイルム和光純薬		尿、髄液	25℃以下 1年3ヶ月	発色試液 (識別記号:2/PM-R1) :53mLX4 (5,500円)	4987481041660	467-50801	16200AMZ00893000	1987/06/08	80001002	30181002	日立7600/7700P、日電 BM1250/1650/2250、日立 7180/7170	
					発色試液 (識別記号:2/LABOSPECT) :2組入り (8,030円)	4987481043626	469-51003					日立LABOSPECT008/003	
					発色試液 (識別記号:2/C) :セット (16,300円)	4987481041677	463-50901					キヤノンTBA-c 8000/c 16000	
					発色試液 (識別記号:2/nx-c) :セット (10,000円)	4987481044814	465-79401					キヤノンTBA-nx360	
					発色試液 (識別記号:2/QR) :24mLX4 (3,800円)	4987481041653	461-50701					QUICKRUN用	
蛋白標準液	富士フイルム和光純薬			2～10℃ ラベルに記載	5mLX4 (4,950円)	4987481102255	410-34891	----	----	----	----	上記専用キャリブレーター	
蛋白標準液 (2/QR)	富士フイルム和光純薬			2～10℃ ラベルに記載	5mLX4 (4,500円)	4987481103801	464-51891	----	----	----	----	(2/QR) 専用キャリブレーター	
マイクロT Pコントロールセット	富士フイルム和光純薬			2～10℃ ラベルに記載	2mLX2X2種 (4,500円)	4987481045316	462-84801	----	----	----	----	上記専用コントロール	

CC01 生化学検査
【3A010】 総蛋白キット(TP)
その他の測定法

C1-3A010-0A-ZA

販売名	製造販売会社名	販売会社名	検体の種別	貯法・有効期間	キットの構成・価格	JANJ-ド	製品番号	承認・認証・届出番号	承認・認証 届出年月日	JMDNコード (シリーズ検査)	JMDNコード (キット)	備考	POCT
マスターテスト PRO	アークレイファクトリー	アルフレッサ ファーマ	尿	2～10℃ (遮光)12ヵ月	R1 : 20mLx6本 12,900円	4987274123030	912303	21100AMZ00607000	1999/08/30		30181002		3.装置必須
マスターテスト PRO標準液	アークレイファクトリー	アルフレッサ ファーマ	尿	2～10℃ 12ヵ月	1濃度 1mLX6本 9,600円	4987274123092	912309	----	----	----	----	マスターテスト PRO別売り品	3.装置必須
ピトロス スライド UPRO	オーソ・クリニカル・ ダイアグノスティックス		尿	-18℃以下 1年6ヶ月	18枚X5 13,500円	4987427099298	099298	21300AMY00355000	2001/07/25		30181002		
シンクロンシステム マイクロTP試薬	ベックマン・コールター		尿、髄液	2～8℃ 1年6ヶ月	50テストX2	4987666101035	445860	21000AMY00133000	1998/06/23	80047003	30181002		
コバス試薬 TPUC Gen.3	ロシュ・ ダイアグノスティックス		尿・髄液	15～25℃・18 カ月	コバス システム 150テスト・7,500円	4987518603878	518603878	301AAEZX00018000	2019/08/09		30181002	比濁法	
					コバス システム-G 650テスト・32,500円	4987518619633	518619633						
					コバス システム-L 600テスト・30,000円	4987518621780	518621780						

CC01 生化学検査
【3A020】 血液検査用総蛋白キット(TP)
ビウレット法

C1-3A010-0B-HO

販売名	製造販売会社名	販売会社名	検体の種別	貯法・有効期間	キットの構成・価格	JANJ-ド	製品番号	承認・認証・届出番号	承認・認証 届出年月日	JMDNコード (シリーズ検査)	JMDNコード (キット)	備考	POCT
スポットケムⅡ 総蛋白	アークレイファクトリー	アークレイマーケティング	血清、血漿	2～8℃ 1年6ヶ月	25枚入 3,160円	4987486773085	77308	25A2X00001000006	2006/10/31	80026001	30181001		3.装置必須
スポットケムⅡ 一般スクリーニング-3	アークレイファクトリー	アークレイマーケティング	血清、血漿	2～8℃ 1年	25枚入 21,060円	4987486043102	109059	25A2X00001000006	2006/10/31	80026001	30181001		3.装置必須
スポットケムⅡ 循環器機能-2	アークレイファクトリー	アークレイマーケティング	血清、血漿	2～8℃ 1年	25枚入 21,060円	4987486773276	77327	25A2X00001000006	2006/10/31	80026001	30181001		3.装置必須
スポットケムⅡ 肝機能-3	アークレイファクトリー	アークレイマーケティング	血清、血漿	2～8℃ 1年	25枚入 21,060円	4987486043096	109058	25A2X00001000006	2006/10/31	80026001	30157001		3.装置必須
スポットケムⅡ 腎機能-4	アークレイファクトリー	アークレイマーケティング	血清、血漿	2～8℃ 1年	25枚入 17,550円	4987486043119	109060	25A2X00001000006	2006/10/31	80026001	30181001		3.装置必須
スポットケムD T P	アークレイファクトリー	アークレイマーケティング	血清、血漿	2～8℃ 1年6ヶ月	25枚入 3,030円	4987486779209	77920	25A2X00001000003	2006/10/06	80026001	30181001		3.装置必須
スポットケムD 肝機能	アークレイファクトリー	アークレイマーケティング	血清、血漿	2～8℃ 1年	25枚入 21,840円	4987486779247	77924	25A2X00001000003	2006/10/06	80026001	30181001		3.装置必須
スポットケムD 肝機能2	アークレイファクトリー	アークレイマーケティング	血清、血漿	2～8℃ 1年	25枚入 21,840円	4987486043065	109055	25A2X00001000003	2006/10/06	80026001	30181001		3.装置必須
スポットケムD 腎機能2	アークレイファクトリー	アークレイマーケティング	血清、血漿	2～8℃ 1年	25枚入 16,800円	4987486769101	76910	25A2X00001000003	2006/10/06	80026001	30181001		3.装置必須
スポットケムD 腎機能3	アークレイファクトリー	アークレイマーケティング	血清、血漿	2～8℃ 1年	25枚入 16,800円	4987486043072	109056	25A2X00001000003	2006/10/06	80026001	30181001		3.装置必須
スポットケムD 緊急検査2	アークレイファクトリー	アークレイマーケティング	血清、血漿	2～8℃ 1年	25枚入 17,360円	4987486769125	76912	25A2X00001000003	2006/10/06	80026001	30181001		3.装置必須
スポットケムD パネルV2	アークレイファクトリー	アークレイマーケティング	(静脈採血の) 血清、血漿	2～8℃ 1年	25枚入 20,160円	4987486769149	76914	25A2X00001000003	2006/10/06	80026001	30181001		3.装置必須
エクディアX L‘栄研’T P	栄研化学		血清	室温 2年	試薬- 1 60mLX4 9,000円	4987026139326	G-QJ17	09A2X10001000009	2008/04/01		30181001	日立7180,AU680,BM6050 他	

ビトロス スライド TP	オーソ・クリニカル・ ダイアグノスティックス		血清、血漿	8℃以下 1年6ヶ月	50枚X5 37,500円	4987427099267	099267	13E1X00002000060	2015/07/10		30181001		
アクアオート カイノス TP-Ⅱ 試薬	カイノス		血清、血漿	2～10℃ 24ヵ月	反応試液(Ⅰ) 50mLX2 2,800円 反応試液(Ⅱ) 30mLX2 2,200円	4987550017169 4987550017176	STF1771 STF1772	13E1X80078000043	2015/05/27		30181001		
リキッドキャリブレーター「カイノス」	カイノス			2～10℃遮光 12ヵ月	3mLX2 6,000円	4987550026727	CR-7520	-----	-----	-----	-----	上記キャリブレーター	
血清キャリブレーター「マルチ9」	カイノス			-20℃以下 12ヵ月	3mLX4 10,000円	4987550025140	CR-7400	-----	-----	-----	-----	上記キャリブレーター	
総蛋白・アルブミン標準血清	カイノス			2～10℃ 冷暗所 12ヵ月	5mLX2 6,000円	4987550019729	CS-1810	-----	-----	-----	-----	上記標準液	
ピュアオートS TP	カイノス	積水メディカル	血清、血漿	2～10℃ 1年	発色液① 60mLX4 14,200円 発色液② 36mLX4 11,800円	4987502481505 4987502481512	481505 481512	13A2X00078000029	2010/11/10		30181001		
クオリジエント TP-N	カイノス	積水メディカル	血清、血漿	2～10℃ 1年	Lセット 15,900円	4987502481567	481567	13A2X00078000030	2010/11/10		30181001		
シカリキッド TP	関東化学		血清、血漿	2～8℃ 1年	試薬 1 60mLX4 8,500円 試薬 2 40mLX4 8,000円	4987539778319 4987539778326	77831 77832	13A2X00196218017	2006/11/14		30181001		
フレックスカートリッジ 総蛋白 TP	シーメンスヘルスケア・ ダイアグノスティックス		血清、血漿	2～8℃ 12ヵ月	4807スト(120X4) 50,400円 1,5607スト 15,600円	4987177702141 4987177713512	DF73 K1073	13A2X10031001022	2008/10/01		30181001	ディメンションシリーズ用	
アテリカCH TP	シーメンスヘルスケア・ ダイアグノスティックス		血清、血漿	15～25℃ 15ヶ月	7400テスト 370,000円	4987559356573	11097604	13E1X80031000023	2018/08/06		30181001		
アテリカCH TPⅡ	シーメンスヘルスケア・ ダイアグノスティックス		血清、血漿	15～25℃ 15ヶ月	7400テスト 370,000円	4987559364844	11537228	13E1X80031000068	2023/12/22		30181001		
ラボシードⅡ TP	シノテスト		血清	室温 2年	7170 呈色液 60mLX4 10,700円 7070 呈色液 80mLX4 11,000円 呈色液 500mLX2 20,000円	4987326035502 4987326032747 4987326042180	225070 225060 225080	14A2X00015000009	2009/11/30		30181001		
アキュラスオート TP	シノテスト		血清、血漿	2～8℃ 1年	(総蛋白) 7170 R-Ⅰ アルカリ試液 60mLX4 7,200円	4987326049240	448090	14A2X00015000048	2009/11/30		30181001		
					(総蛋白) 7170 R-Ⅱ 呈色液 30mLX4 7,200円	4987326049257	448100						
					(総蛋白) 7070 R-Ⅰ アルカリ試液 80mLX4 7,380円	4987326048564	448070						
					(総蛋白) 7070 R-Ⅱ 呈色液 40mLX4 7,380円	4987326048601	448080						
					(総蛋白) (20) R-Ⅰ アルカリ試液 20mLX4 4,800円	4987326069132	448240						
					(総蛋白) (20) R-Ⅱ 呈色液 10mLX2 2,400円	4987326069149	448250						
					(総蛋白)-HLS R-Ⅰ アルカリ試液 55.6mLX2 R-Ⅱ 呈色液 30.1mLX2 10,100円	4987326052592	448130						
					(総蛋白) (55) R-Ⅰ アルカリ試液 51mLX2 R-Ⅱ 呈色液 29mLX2 8,600円	4987326062454	448190						
					(総蛋白) (E) R-Ⅰ アルカリ試液 52.0mLX2 R-Ⅱ 呈色液 28.9mLX2 6,590円	4987326077946	448270						
アキュラスオート TP	シノテスト	栄研化学	血清、血漿	2～8℃ 1年	アルカリ試液 60mLX4 7,200円 呈色液 30mLX4 7,200円	4987026139548 4987026139555	G-QJ11 G-QJ12	14A2X00015000048	2009/11/30		30181001		
アキュラスオート TP	シノテスト	ロシュ・ ダイアグノスティックス	血清、血漿	2～8℃ 1年	アルカリ試液 2X47.5mL、呈色液2X23.8mL 23,750円	4987518614737	518614737	14A2X00015000048	2009/11/30		30181001		
クリニメイト TP 試薬	積水メディカル		血清、血漿	室温 2年	100mLX4 5,700円	4987502095269	095269	13A2X00197218034	2007/01/30		30181001		
オートセラ TP	積水メディカル		血清、血漿	室温 2年	95mLX4 19,500円	4987502135927	135927	13A2X00197218035	2007/01/30		30181001		
クオリジエント TP	積水メディカル		血清、血漿	室温(1～30℃) 2年	Lセット 13,800円	4987502384646	384646	13A2X00197218100	2007/01/30		30181001		
「セロテック」TP-L	セロテック		血清、血漿	1～30℃ 2年	呈色試液 60mLX4 8,000円	4987531545155	A545-15	01A2X00013000016	2010/03/05		30181001		
「セロテック」TP-SL	セロテック		血清、血漿	2～10℃ 1年	緩衝液A 60mLX4 8,000円 呈色液B 36mLX4 8,000円	4987531556151 4987531556274	A556-15 A556-27	01A2X00013000029	2011/10/19		30181001	R1,R2別売品	
TP-Ⅱ「生研」	デンカ		血清、血漿	2～10℃ 2年	70タイプ R-1 50mLX2本	4987503500328	500328	15E1X00001000049	2020/04/01		30181001	日立7180用、キヤノン用、ベックマ ン用、日本電子用	
					70タイプ R-2 30mLX2本	4987503500335	500335						
					55タイプ R1 52mLX2本、R2 31mLX2本	4987503500311	500311					キヤノンTBA-cシリーズ用	
N-アッセイ L TP ニットーボー	ニットーボーメディカル		血清、血漿	2～10℃ 1年6ヶ月	R-1:呈色試液 45mLX4 9,400円	4987479119203	12373114	07A2X10001012730	2009/07/01		30181001		
N-アッセイ L TP-S ニットーボー	ニットーボーメディカル		血清、血漿	2～10℃ 遮光 1年	R-1:緩衝液 50mLX2 6,300円 R-2:呈色試液 30mLX2 5,700円	4987479124795 4987479124801	12385112 12385212	07A2X10001012850	2012/09/05		30181001	R1,R2別売品	
AURIエージェント TP	ニットーボーメディカル	ベックマン・コールター	血清、血漿	2～10℃ 遮光 1年	R-1:緩衝液 50mLX4 R-2:呈色試液 30mLX4	4987666542050 4987666542067	B64410 B64411	07E1X80001012851	2015/03/20		30181001	R1,R2別売品	
イアトロTPⅢ	PHC		血清、血漿	2～10℃ 13ヵ月	R-1: 60mLX2 5,500円 R-2: 30mLX2 5,500円	4987595634192 4987595634208	7C2-41K3Y-R1 7C2-41K3Y-R2	13E1X80073000030	2023/11/1		30181001		
富士ドライケムスライド TP-PⅢ	富士フイルム	富士フイルムメディカル	血清、血漿	2～8℃(遮光) 1年6ヶ月	50枚、6,600円	4902520835680	15514575	14A2X10004000021	2009/12/28		30181001		3.装置必須
HAテストワコー 総蛋白Ⅱ-HAテストワコー	富士フイルム和光純薬		血清、血漿	2～25℃ 2年4ヶ月	ビウレット試液 (識別記号:PM-R1) :53mLX4 (35,200円)	4987481032095	414-66801	27A2X00125A00001	2008/04/14	80022002	30181001	日立7600/7700P、日電 BM1250/1650/2250、日立 7180/7170	
					ビウレット試液 (識別記号:S-R1) :53mLX4 (11,600円)	4987481026506	415-31301					日立7170	
自動分析装置用試薬-HRII 総蛋白-HRII	富士フイルム和光純薬		血清、血漿	2～25℃ 1年	ビウレット試液:150mLX4 (10,450円)	4987481017535	439-29794	27A2X00125A00002	2008/05/30	80022002	30181001	大中包装	
					ビウレット試液:600mLX4 (37,400円)	4987481017528	435-29791					大中包装	

マルチ試薬一覧

C 生化学的検査 I CC01 生化学検査-1	JMDN	30181001	30155001	38503000	38499000	38556000	38504000	33165001	38507001	30161001	30183001	30158001	30167001	30182000	30159000	30169000	30173000	30187001	30157001	備考
	タイトルNo.	〔3A020〕	〔3A040〕	〔3B010〕	〔3B040〕	〔3B060〕	〔3B070〕	〔3B110〕	〔3B140〕	〔3C040〕	〔3C090〕	〔3C130〕	〔3D020〕	〔3F020〕	〔3F060〕	〔3F090〕	〔3F100〕	〔3H100〕	〔3J020〕	
	販売名	製造販売会社名\項目	TP	ALB	CK	AST	ALT	LD	ALP	γ-GT	CRE	UA	UN	GLU	TG	CHO	HDL-CHO	LDL-CHO	Ca	
スポットケムⅡ 一般スクリーニング－1	アークレイファクトリー				○	○						○	○		○				○	
スポットケムⅡ 一般スクリーニング－2	アークレイファクトリー	○	○				○				○			○				○		
スポットケムⅡ 一般スクリーニング－3	アークレイファクトリー	○	○				○				○			○				○		
スポットケムⅡ 循環器機能－2	アークレイファクトリー	○		○	○		○					○			○					
スポットケムⅡ 肝機能－1	アークレイファクトリー	○	○		○	○	○												○	
スポットケムⅡ 肝機能－2	アークレイファクトリー				○	○	○	○	○										○	
スポットケムⅡ 肝機能－3	アークレイファクトリー	○	○		○	○	○												○	
スポットケムⅡ 腎機能－2	アークレイファクトリー	○	○							○	○	○								
スポットケムⅡ 腎機能－3	アークレイファクトリー	○	○							○	○	○								
スポットケムⅡ 腎機能－4	アークレイファクトリー	○	○							○	○	○								
スポットケムⅡ 緊急検査－1	アークレイファクトリー			○	○	○	○					○							○	
スポットケムⅡ 検診－1	アークレイファクトリー				○	○			○					○	○					
スポットケムⅡ 検診－2	アークレイファクトリー				○	○			○					○	○	○				
スポットケムD スクリーニング検査	アークレイファクトリー			○	○	○	○					○							○	
スポットケムD 総合A2	アークレイファクトリー				○	○				○		○	○		○					
スポットケムD 総合B	アークレイファクトリー				○	○			○					○	○	○				
スポットケムD 肝機能	アークレイファクトリー	○	○		○	○		○	○											
スポットケムD 肝機能D	アークレイファクトリー				○	○	○	○	○										○	
スポットケムD 腎機能2	アークレイファクトリー	○	○							○	○	○								
スポットケムD パネルV2	アークレイファクトリー	○				○		○		○		○	○							
スポットケムD 緊急検査2	アークレイファクトリー	○		○	○		○			○										
スポットケムD 生活習慣病2	アークレイファクトリー									○	○		○	○	○	○				
アフィニオン リピッド パネル	アボット ダイアグノスティクス メディカル													○	○	○	○			
コレステックLDX カセット	アボット ダイアグノスティクス メディカル												○	○	○	○	○			
アレグロ LIPIDS テストカートリッジ	ノバ・バイオメディカル													○	○	○				
トランスアミナーゼCⅡ－テストワコー	富士フイルム和光純薬				○	○														

DD 生化学的検査Ⅱ

○：掲載 **New**：新規承認品（2019年以降の承認品のうち、初めて製品掲載） ●:前版から追加 追加された一般的名称にはアンダーライン ー：前版から製品掲載なしに

No.	一般的名称(項目名)	JMDNJ-ド [®]	掲載
DD01 免疫化学検査 内分泌検査			
【4A010】	ヒト成長ホルモンキット(GH/HGH)	30358002	
【4A020】	血液検査用ヒト成長ホルモンキット(GH/HGH)	30358001	○
【4A030】	インスリン様成長因子 I キット(IGF- 1)	30359000	○
【4A040】	インスリン様成長因子結合蛋白 3 キット(IGFBP-3)	30362000	
【4A050】	インスリン様成長因子結合蛋白 1 キット(IGFBP-1)	30361000	○
【4A060】	プロラクチンキット(PRL)	30325000	○
【4A070】	血液検査用プロラクチンキット(PRH)	30325001	○
【4A080】	副腎皮質刺激ホルモンキット(ACTH)	30357000	○
【4A090】	黄体形成ホルモンキット(LH)	38246002	○
【4A100】	血液検査用黄体形成ホルモンキット(LH)	38246001	○
【4A110】	自己検査用黄体形成ホルモンキット(LH)	30515003	○
【4A120】	卵胞刺激ホルモンキット(FSH)	30322002	
【4A130】	血液検査用卵胞刺激ホルモンキット(FSH)	30322001	○
【4A140】	甲状腺刺激ホルモンキット(TSH)	30318000	○
【4A150】	アルギニンバソプレッシンキット(AVP)	44329000	○
【4B010】	トリヨードサイロニンキット(T3)	30312000	○
【4B020】	遊離トリヨードサイロニンキット(FT3)	30308000	○
【4B030】	トリヨードサイロニン摂取率キット(T3-uptake)	30313000	○
【4B040】	サイロキシニンキット(T4)	30314000	○
【4B050】	遊離サイロキシニンキット(FT4)	30309000	○
【4B060】	サイログロブリンキット(Tg)	30315000	○
【4B070】	サイロキシ結合グロブリンキット(TBG)	30316000	○
【4B080】	サイロキシ結合能キット(TBC)	43297000	
【4C010】	副甲状腺ホルモンキット(PTH)	30354000	○
【4C020】	インタクト副甲状腺ホルモンキット(PTH- I)	30353000	○
【4C030】	副甲状腺ホルモン関連ペプチドキット(PTHrP)	30355000	○
【4C040】	カルシトニンキット	30342000	○
【4D010】	1 7 -ケトステロイドキット(17-KS)	30369000	
【4D020】	1 7 -ハイドロキシコルチコステロイドキット(17-OHCS)	33238000	
【4D030】	コルチゾールキット	44399000	○
【4D040】	血液検査用コルチゾールキット	43259000	○
【4D050】	デヒドロエピandroステロンキット(DHEA)	30320000	
【4D060】	デヒドロエピandroステロンーサルフェイトキット(DHEA-S)	43159000	○
【4D070】	androステンジオンキット	30319000	
【4D080】	アルドステロンキット(ALD)	31428000	○
【4D081】	血液検査用アルドステロンキット(ALD)	85008000	

No.	一般的名称(項目名)	JMDNJ-ド [®]	掲載
【4E010】	カテコールアミンキット	30440000	○
【4E020】	遊離メタネフリン2分画キット	85005000	○
【4E030】	ホモバニリン酸キット(HVA)	43149000	
【4E040】	バニールマンデル酸キット(VMA)	30453002	
【4E050】	血液検査用バニールマンデル酸キット(VMA)	30453001	
【4F010】	エストロジェンキット	33293000	○
【4F020】	エストロンキット(EI)	30331000	
【4F030】	エストラジオールキット(E2)	30321000	○
【4F040】	エストリオールキット(E3)	30329002	
【4F050】	血液検査用エストリオールキット(E3)	30329001	
【4F060】	自己検査用エストロンー 3 -グルクロニドキット(E3G)	43148003	
【4F070】	エストリオールー 1 6 アルファーグルクロナイドキット(E3-16G)	43443000	
【4F080】	プロジェステロンキット(P4)	30323000	○
【4F090】	1 7 -ヒドロキシプロゲステロンキット(17α-OHP)	30324000	○
【4F100】	プレグナンジオールー 3 アルファーグルクロナイドキット(Pd-3G)	85001000	
【4F110】	テストステロンキット	30327012	
【4F120】	血液検査用テストステロンキット	30327001	○
【4F130】	遊離テストステロンキット	30327002	○
【4F140】	ヒト絨毛性性腺刺激ホルモンキット(HCG)	30332002	○
【4F150】	血液検査用ヒト絨毛性性腺刺激ホルモンキット(HCG)	30332001	○
【4F160】	ベーターヒト絨毛性ゴナドトロピンキット(β-HCG)	30333002	
【4F170】	血液検査用ベーターヒト絨毛性ゴナドトロピンキット(β-HCG)	30333001	○
【4F180】	ヒト絨毛性ゴナドトロピンベータ分画コアキット(HCGβコア)	43456000	
【4F190】	ヒト胎盤性ラクトゲンキット(HPL)	30334000	
【4F200】	抗ミューラー管ホルモンキット(AMH)	85004000	○
【4G010】	インスリンキット(IRI)	30338000	○
【4G020】	プロインスリンキット	42852000	
【4G030】	C -ペプチドキット(CPR)	30336002	○
【4G040】	血液検査用C -ペプチドキット(CPR)	30336001	○
【4G050】	グルカゴンキット	30337000	○
【4G060】	ガストリンキット	42862000	○
【4G070】	セクレチンキット	44239000	
【4Z010】	レニンキット(PRA)	43444000	○
【4Z020】	アンジオテンシン I ノレニンキット	31410000	
【4Z030】	活性型レニンキット(PRC)	43439000	○

No.	一般的名称(項目名)	JMDNJ-ド [®]	掲載
【4Z035】	プロスタグランジン E 主要代謝物キット	84129000	○
【4Z040】	サイクリックアデノシンーリン酸キット(C-AMP)	30347000	○
【4Z050】	ヒスタミンキット	43457000	
【4Z060】	心房性ナトリウム利尿ペプチドキット(HANP)	30260000	○
【4Z070】	ヒト脳性ナトリウム利尿ペプチドキット(BNP)	44443000	○
【4Z080】	ヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド前駆体 N 端フラグメントキット(NT-proBNP)	85002000	○
【4Z090】	エリスロポエチンキット(EPO)	30376000	○
【4Z100】	オステオカルシンキット(BGP)	30352000	○
【4Z110】	低カルボキシル化オステオカルシンキット(ucOC)	85003000	○
【4Z120】	線維芽細胞増殖因子 2 3 キット(FGF23)	85006000	○
【4Z130】	レプチンキット	85007000	○
【4Z200】	s F l t - 1 キット	84101000	○
【4Z210】	P I G F キット	84102000	○
【5J010】	ネオブテリンキット	30371000	
【5J015】	インターフェロンーλ 3 キット(IFN-λ3)	84115000	○
【5J017】	インターロイキンー 6 キット(IL-6)	84112000	○
【5J020】	T h 2 ケモカイン・ T A R C キット	84043000	○
【5J025】	血管内皮増殖因子キット(VEGF)	84117000	
【5J030】	肝細胞増殖因子キット	43072000	○
【5J040】	GDF15キット	84124000	
DD02 免疫化学検査 腫瘍関連抗原（抗体）検査			
【5D010】	癌胎児性抗原キット(CEA)	30288000	○
【5D020】	アルファーフェトプロテインキット(AFP)	30295000	○
【5D030】	アルファーフェトプロテインのレクチン反応性による分画比キット(AFP-L3)	43480000	○
【5D040】	塩基性胎児蛋白キット(BFP)	44440000	○
【5D050】	肝癌胎児性抗原・ P O A キット	44433000	
【5D060】	癌抗原 1 2 5 キット(CA125)	30283000	○
【5D070】	癌抗原 6 0 2 キット(CA602)	43034000	○
【5D080】	肺腺癌由来抗原 1 3 0 キット(CA130)	43150000	
【5D085】	T F P I 2 キット	84111000	○
【5D090】	ヒト精巢上体タンパク4キット(HE4)	84082000	○
【5D100】	癌抗原 1 5 - 3 キット(CA15-3)	30279000	○
【5D110】	乳癌抗原・ B C A 2 2 5 キット(BCA225)	43825000	
【5D120】	癌抗原 1 9 - 9 キット(CA19-9)	30280000	○
【5D130】	癌抗原 5 0 キット(CA50)	30281000	
【5D140】	癌抗原 7 2 - 4 キット(CA72-4)	30282000	○

DD 生化学的検査Ⅱ

○：掲載 **New**：新規承認品（2019年以降の承認品のうち、初めて製品掲載された項目） ●:前版から追加された項目 追加された一般的名称にはアンダーライン

No.	一般的名称(項目名)	JMDNJコード	掲載
【5D150】	シアリル T n 抗原キット(STN)	43306000	－
【5D160】	癌抗原 5 4 ／ 6 1 キット(CA54/61)	43196000	○
【5D170】	ヒト癌関連糖鎖抗原・K M O 1 キット(KMO1)	43309000	
【5D180】	D U P A N － 2 抗原キット	43308000	○
【5D190】	シアリルLex－i抗原キット(SLX)	43824000	○
【5D200】	シアリル L e x 抗原キット(CSLEX)	42825000	○
【5D210】	N C C － S T － 4 3 9 抗原キット	43307000	○
【5D220】	S P a n － 1 抗原キット	43823000	○
【5D230】	扁平上皮癌抗原・S C C キット(SCC抗原)	30291000	○
【5D240】	前立腺特異抗原キット【PSA】	37286000	○
【5D241】	前立腺特異抗原キット【S2,3PSA%】	37286000	○
【5D242】	前立腺特異抗原前駆体キット(ProPSA)	84104000	○
【5D250】	前立腺特異抗原・アルファ 1－アンチキモトリプシン複合体キット(PSA-ACT)	43145000	○
【5D260】	遊離型前立腺特異抗原キット(フリーPSA)	37287000	○
【5D270】	遊離型前立腺特異抗原/前立腺特異抗原比キット(フリーPSA)/(PSA)比	84091000	
【5D280】	ガンマーセミノプロテインキット(γ-Sm)	43428000	○
【5D290】	組織ポリペプチド抗原キット(TPA)	30292000	
【5D300】	サイトケラチン 1 9 フラグメントキット(シフラ)	30287000	○
【5D310】	サイトケラチン 8・サイトケラチン 1 8 総量キット	84034000	
【5D320】	免疫抑制酸性蛋白キット(IAP)	36010010	
【5D330】	前立腺酸性フォスファターゼキット(PAP)	34226000	○
【5D340】	神経特異性エノラーゼキット(NSE)	30301000	○
【5D350】	癌関連ガラクトース転移酵素・G A T キット(GAT)	43195000	
【5D360】	妊娠特異糖蛋白 1 キット(SP1)	44325000	
【5D370】	P I V K A － II キット	44379003	○
【5D380】	ガストリン放出ペプチド前駆体キット(ProGRP(31-98))	44438000	○
【5D390】	抗 p 5 3 抗体キット	84039000	
【5D400】	核マトリックス蛋白 2 2 キット(NMP22)	43197000	－
【5D410】	膀胱組織抗原・BTAキット	30510000	○
【5D420】	E r b B － 2 キット(c-erbB遺伝子産物)	43270000	○
【5D430】	CCR 4 キット	84068000	○
【5D440】	可溶性メソテリン関連ペプチドキット(SMRP)	84058000	○
【5D450】	肺癌関連蛋白・L C A P キット	44430000	
【5J010】	I L － 1 a ／ I L 1 b ／ I L 1 R A ／ I L 2 r ／ I L 6 r キット【可溶性インターロイキン- 2 レセプター】	30619000	○
【5P010】	エストロゲンレセプターキット(ER)	30293000	

No.	一般的名称(項目名)	JMDNJコード	掲載
【5P020】	プロゲステロンレセプターキット(PR)	30294000	
【5P030】	遊離型フコースキット	44432000	
【5P040】	ターミナルデオキシヌクレオチジルトランスフェラーゼキット(TDT)	43412000	
【5P050】	デオキシチミジンキナーゼキット(TK)	44254013	
【5P060】	血液化学検査用デオキシチミジンキナーゼキット	44254002	
【5P070】	I 型コラーゲン－ C－テロペプチドキット(ICTP)	42941000	○
【5P080】	胃型ムチンキット	84041000	○
【5P090】	エラスターゼ I キット	43237000	○
【5P100】	グルタチオン S－ートランスフェラーゼキット	84027000	
【5P110】	<u>アポリポ蛋白A2 アイソフォームキット</u>	84132000	
DD99 その他			
【3B010】	ペプシノーゲンキット	30373000	○

DD01 免疫化学検査 内分泌検査 JMDNコード： 30358001

【4A020】 血液検査用ヒト成長ホルモンキット(GH/HGH)

化学発光免疫測定法 CLIA (CLEIA・ECLIA・BLEIAを含む)

D1-4A010-0B-AC

販売名	製造販売会社名	販売会社名	検体の種別	貯法・有効期間	キットの構成・価格	JANコード	製品番号	承認・認証・届出番号	承認・認証 届出年月日	JMDNコード (シリーズ検査)	JMDNコード (キット)	備考	POCT
シーメンス・イムライズ GHⅡ	シーメンスヘルスケア・ ダイアグノスティクス		血清	2～8℃ 12ヶ月	200回分 150,000円	4987559316898	10711939	13A2X10031000101	2009/1/5		30358001		
AIAーバックCL hGH	東ソー	栄研化学 島津ダイアグノスティクス	血清、血漿	2～8℃ 25ヶ月	反応試薬(96回分)76,000円	4562185400397	0029135	13E1X80174002018	2017/01/27		30358001	化学発光酵素免疫測定法 (CLEIA)	
				2～8℃ 13ヶ月	基質セット(AIA-バックCL用)(50m L包装)150,000円	4562185395570	0029701						
					基質セット(AIA-バックCL用)(0.35m L 試薬カップ包装) 40,000円	4560189216150	0029709					全自動化学発光酵素免疫装置 AIA-CL300専用の基質セット	
					洗浄液(150m L X4本)6,000円	4562185395594	0029703						
					分注液(100m L X4本)10,000円	4562185395600	0029704						
AIAーCL用 hGH 較正試薬セット	東ソー	栄研化学 島津ダイアグノスティクス		2～8℃ 25ヶ月	較正試薬セット (6回較正分) 20,000円	4562185400489	0029235	----	----	----	----	AIAーバックCL hGH の較正に使用します。	
AIAーCL用 検体希釈試薬 A	東ソー	栄研化学 島津ダイアグノスティクス		2～8℃ 13ヶ月	検体希釈試薬 A (72回分) 12,000円	4562185395396	0029401	----	----	----	----	AIAーバックCL hGH の希釈に使用します。	
アクセス hGH	バックマン・コールター		血清、血漿	2～10℃ 25ヵ月	試薬パック 50テストX2	4987666202480	33580	13A2X00150000097	2010/12/28		30358001	化学発光酵素免疫測定法(CLEIA法) (R1：試薬パック)	
				2～8℃ 12ヵ月	アクセス 基質液 130 mLX4	4987666202374	81906					別売品：全てのアクセス アッセイの 共用試薬 (R2：基質液)	
アクセス hGH キャリブレータ	バックマン・コールター			2～10℃	6レベルX2 mL用X1	4987666202497	33585	----	----	----	----	別売品：アクセス hGH アッセイ専用 キャリブレータ 凍結乾燥品	
エクレーシス試薬 hGH	ロシュ・ ダイアグノスティクス		血清、血漿	2～8℃・18ヵ月	E1G 100テスト・80000円	4987518304423	518304423	13A2X00206000135	2011/02/14		30358001	電気化学発光免疫測定法 ECLIA	
					E2G 100 テスト・80000円	4987518309053	518309053						

DD01 免疫化学検査 内分泌検査 JMDNコード： 30358001

【4A020】 血液検査用ヒト成長ホルモンキット(GH/HGH)

蛍光免疫測定法 FIA (FEIAを含む)

D1-4A010-0B-AL

販売名	製造販売会社名	販売会社名	検体の種別	貯法・有効期間	キットの構成・価格	JANコード	製品番号	承認・認証・届出番号	承認・認証 届出年月日	JMDNコード (シリーズ検査)	JMDNコード (キット)	備考	POCT
Eテスト「TOSOH」Ⅱ (HGH)	東ソー	栄研化学 島津ダイアグノスティクス	血清、血漿	2～8℃ 12ヶ月	免疫反応試薬(100回分)80,000円	4560189210455	0025266	13A2X00174000013	2006/10/30		30358001		
					標準品セット1箱(1mLX2セット)24,000円	4560189211445	0015366						
					検体希釈液1箱(4mLX4本)11,000円	4560189211438	0015566						
					基質セット1箱(100mLX2本)9,000円	4560189211742	0015968						
					分注液1箱(100mLX4本)8,000円	4560189211759	0015956						
					洗浄液1箱(100mLX4本)9,000円	4560189211766	0015955						

DD01 免疫化学検査 内分泌検査 JMDNコード： 30359000

【4A030】 インスリン様成長因子Iキット(IGF-1)

D1-4A015-0A-ZZ

販売名	製造販売会社名	販売会社名	検体の種別	貯法・有効期間	キットの構成・価格	JANコード	製品番号	承認・認証・届出番号	承認・認証 届出年月日	JMDNコード (シリーズ検査)	JMDNコード (キット)	備考	POCT
エクレーシス試薬 IGF-1	ロシュ・ ダイアグノスティクス		血清、血漿	2～8℃・12ヵ月	E1G 100テスト・160000円	4987518309497	518309497	229AAEZ00124000	2017/12/22		30359000	電気化学発光免疫測定法 ECLIA	
					E2G 100テスト・160000円	4987518313418	518313418						
AIAーバックCL IGFー1	東ソー	栄研化学 島津ダイアグノスティクス	血清、血漿	2～8℃ 13ヶ月	反応試薬 (96回分) 140,000円	4560189216792	0029181	306ABEZ00020000	2024/06/21		30359000	化学発光酵素免疫測定法 (CLEIA)	
				2～8℃ 13ヶ月	前処理試薬 (96回分) 12,000	4560189216822	0029581						
					基質セット(AIA-バックCL用)(50m L包装)150,000円	4562185395570	0029701						
					基質セット(AIA-バックCL用)(0.35m L 試薬カップ包装) 40,000円	4560189216150	0029709					全自動化学発光酵素免疫装置 AIA-CL300専用の基質セット	
					洗浄液(150m L X4本)6,000円	4562185395594	0029703						
					分注液(100m L X4本)10,000円	4562185395600	0029704						
AIAーCL用 IGFー1 較正試薬セット	東ソー	栄研化学 島津ダイアグノスティクス		2～8℃ 13ヶ月	較正試薬セット(6回較正分)20,000円	4560189216808	0029581	----	----	----	----	AIAーバックCL IGFー1 の較正に使用します。	
AIAーCL用 検体希釈試薬 B	東ソー	栄研化学 島津ダイアグノスティクス		2～8℃ 13ヶ月	検体希釈試薬 B (72回分) 12,000円	4562185395525	0029402	----	----	----	----	AIAーバックCL IGFー1 の希釈に使用します。	
東ソーコントロール (IGFー1)	東ソー			2～8℃ 13ヶ月	レベル1, 2 各1mL×2本	4560189216815	0029381	----	----	----	----	AIAーバックCL IGFー1用コ ントロール	

DD01 免疫化学検査 内分泌検査 JMDNコード： 30361000

【4A050】 インスリン様成長因子結合蛋白1キット(IGFBP-1)

イムノクロマト法 (フロースルー法を含む)

D1-4A018-0A-EO

販売名	製造販売会社名	販売会社名	検体の種別	貯法・有効期間	キットの構成・価格	JANコード	製品番号	承認・認証・届出番号	承認・認証 届出年月日	JMDNコード (シリーズ検査)	JMDNコード (キット)	備考	POCT
チェックPROM	アルフレッサ ファーマ		腔分泌液	2～8℃ 1年6ヶ月	10テスト 20,000円	4987274151514	915151	21500AMY00153000	2003/11/26		30361000		1.装置不要

DD01 免疫化学検査 内分泌検査 JMDNコード： 30325000

【4A060】 プロラクチンキット(PRL)

化学発光免疫測定法 CLIA (CLEIA・ECLIA・BLEIAを含む)

D1-4A020-0A-AC

販売名	製造販売会社名	販売会社名	検体の種別	貯法・有効期間	キットの構成・価格	JANJ-ト [®]	製品番号	承認・認証・届出番号	承認・認証 届出年月日	JMDNコード (シリーズ検査)	JMDNコード (キット)	備考	POCT
ケミルミ プロラクチン	シーメンスヘルスケア・ ダイアグノスティクス		血清	2～8℃ 1年	50ﾌｽﾄ 42,000円	4987559364134	10309975	13E1X80031000075	2022/10/06	80056003	30325000		
					250ﾌｽﾄ210,000円	4987559364141	10309976						
ケミルミ プロラクチン (アテリカ)	シーメンスヘルスケア・ ダイアグノスティクス		血清	2～8℃ 1年	50ﾌｽﾄ 45,000円	4987559364080	10995656	13E1X80031000075	2022/10/06	80056003	30325000		
					250ﾌｽﾄ 225,000円	4987559364073	10995655						
シーメンス・イムライズ プロラクチンⅡ	シーメンスヘルスケア・ ダイアグノスティクス		血清、血漿	2～8℃ 1年	200ﾌｽﾄ146,000円	4987559312494	10381200	21700AMY00188000	2005/5/23		30325000	イムライズ1000用	
					100回用 73000	4987559311428	10381145						
ルミバルス PRL	富士レビオ		血清、血漿	2～10℃ 1年	免疫反応カ-トリッジ 14テストX3、35,000円	4987270292839	292839	20400AMZ00065000	1992/01/23	80049003	30325000	化学発光酵素免疫測定法(CLEIA法)	
				2～10℃ 9ヵ月	PRLキャリアプレート 2濃度X1 12,000円	4987270293171	293171					使用システムに合わせて使用	
					ルミバルス基質液 100mLX6 165,000円	4987270219973	219973						
					ルミバルス基質液 50mLX6 82,500円	4987270292600	292600						
					ルミバルス洗浄液 1000mLX1 22,000円	4987270219942	219942						
					ルミバルス検体希釈液 300mLX4 57,000円	4987270219935	219935						
					ルミバルス検体希釈液 80mLX4 16,000円	4987270292617	292617						
ルミバルスプレスト PRL	富士レビオ		血清、血漿	2～10℃ 1年	100回用 (抗体結合粒子・酵素標識抗体(各5m L X1)83,000円	4987270297179	297179	21400AMZ00570000	2002/08/29	80049003	30325000	化学発光酵素免疫測定法(CLEIA法)	
				2～10℃ 9ヵ月	PRLキャリアプレート 2濃度X1 16,500円	4987270291597	291597						
					ルミバルスプレスト基質液 100mLX6 165,000円	4987270291122	291122						
					ルミバルスプレスト洗浄液 4000mLX1 70,400円	4987270291139	291139						
				2～10℃ 9ヵ月	ルミバルスプレスト検体希釈液 10mLX10 9,000円	4987270291146	291146						
アクセス プロラクチン	ベックマン・コールター		血清、血漿	2～10℃ 12ヵ月	試薬バック 50テストX2	4987666200387	33530	20500AMY00118000	1993/03/31	80052003	30325000	化学発光酵素免疫測定法(CLEIA法) (R1：試薬バック)	
				2～8℃ 12ヵ月	アクセス 基質液 130 mLX4	4987666202374	81906					別売品：全てのアクセス アッセイの 共用試薬 (R2：基質液)	
アクセス プロラクチン キャリブレータ	ベックマン・コールター			-20℃以下	1レベル(50)X4 mLX1 5レベルX2.5 mLX1	4987666200394	33535	----	----	----	----	別売品：アクセス プロラクチン アッ セイ専用キャリブレータ	
エクルーシス試薬 プロラクチンⅢ	ロシュ・ ダイアグノスティクス		血清、血漿	2～8℃・18ヵ月	E1G 100テスト・50000円	4987518302665	518302665	218AAAMX00113000	2006/09/29		30325000	電気化学発光免疫測定法 ECLIA	
					E2G 300 テスト・150000円	4987518308490	518308490						

DD01 免疫化学検査 内分泌検査 JMDNコード： 30325000

【4A060】 プロラクチンキット(PRL)

蛍光免疫測定法 FIA (FEIAを含む)

D1-4A020-0A-AL

販売名	製造販売会社名	販売会社名	検体の種別	貯法・有効期間	キットの構成・価格	JANJ-ト [®]	製品番号	承認・認証・届出番号	承認・認証 届出年月日	JMDNコード (シリーズ検査)	JMDNコード (キット)	備考	POCT
Eテスト「TOSOH」Ⅱ PRL	東ソー	栄研化学 島津ダイアグノスティクス	血清、血漿	2～8℃ 12ヶ月	免疫反応試薬(100回分)90,000円	4560189210837	0025255	20100EZZ00112000	1989/07/10	80049003	30325000		
					標準品セット1箱(1mLX2セット)8,000円	4560189211827	0015355						
					検体希釈液1箱(4mLX4本)11,000円	4560189211810	0015555						
					基質セット1箱(100mLX2本)9,000円	4560189211742	0015968						
					分注液1箱(100mLX4本)8,000円	4560189211759	0015956						
					洗浄液1箱(100mLX4本)9,000円	4560189211766	0015955						

DD01 免疫化学検査 内分泌検査 JMDNコード： 30325001

【4A070】 血液検査用プロラクチンキット(PRH)

化学発光免疫測定法 CLIA (CLEIA・ECLIA・BLEIAを含む)

D1-4A020-0B-AC

販売名	製造販売会社名	販売会社名	検体の種別	貯法・有効期間	キットの構成・価格	JANJ-ト [®]	製品番号	承認・認証・届出番号	承認・認証 届出年月日	JMDNコード (シリーズ検査)	JMDNコード (キット)	備考	POCT
アーキテクト・プロラクチン	アボットジャパン		血清、血漿	試薬キット:2～8℃ 12ヶ月	100回95,700円	4987439074207	7K76-25	12A2X00009000048	2011/11/1		30325001		
				試薬キット:2～8℃ 12ヶ月	500回4400000円	4987439081182	7K76-35						
ARCHITECT プロラクチン・キャリブレータ	アボットジャパン			-10℃以下 (融解後は2～8℃)	2濃度、各4mL27,500円	4987439067285	7K76-01	----	----	----	----		
ARCHITECT プロラクチン・コントロール	アボットジャパン			-10℃以下 (融解後は2～8℃)	3濃度、各8mL22,000円	4987439067292	7K76-10	----	----	----	----		
プロラクチン・アボット	アボットジャパン		血清、血漿	試薬キット:2～8℃ 12ヶ月	100回用X2組220000円	4987439085159	7P66-02-01	12E1X80009000014	2017/2/2		30325001		
Alinity プロラクチン・キャリブレータ	アボットジャパン			-10℃以下	2濃度、各3mL27500円	4987439085166	7P66-CAL-01	----	----	----	----		
Alinity プロラクチン・コントロール	アボットジャパン			-10℃以下	3濃度、各8mL22000円	4987439085173	7P66-CNT-01	----	----	----	----		
ビトロス プロラクチンⅡ	オーソ・クリニカル・ ダイアグノスティクス		血清、血漿	2～8℃	100回80,000円	4987427059995	059995	13E1X00002000062	2015/07/22		30325001		
				(1) リガンドウェル 52週									
				(2) コンジュゲ-ト 36週									
				(3) アッセイ試薬 36週									
				(4) 発光試薬A 26週									
HISCL プロラクチン 試薬	カイノス	シスメックス	血清、血漿	2～8℃ 15ヵ月	50テスト	4987562516322	CV345127	13E1X80078003001	2024/03/12		30325001		
HISCL プロラクチン キャリブレータ	カイノス	シスメックス	血清、血漿	2～8℃ 9ヵ月	1mL×5本	4987562508815	CE900987	13E1X80078003001	2024/03/12		30325001	上記専用キャリブレータ	

マルチ試薬一覧

D 生化学的検査Ⅱ DD01 免疫化学検査 内分泌検査	JMDN	30318000	30309000	30324000	備考
	タイトルNo.	[4A140]	[4B050]	[4F090]	
販売名	製造販売会社名\項目	TSH	FT4	17α-OHP	
イムノブレックス 新生児内分泌スクリーニングキット	第一岸本臨床検査センター	○	○	○	

マルチ試薬一覧

D 生化学的検査Ⅱ + C 生化学的検査Ⅰ DD01 免疫化学検査 内分泌検査 + CC01 生化学検査	JMDN	30167001	30338000	備考
	タイトルNo.	[3D020]	[4G010]	
販売名	製造販売会社名\項目	GLU	インスリン	
スポットケム i-Pack インスリン+HOMA-R	アークレイファクトリー	○	○	

マルチ試薬一覧

D 生化学的検査Ⅱ DD02 免疫化学検査 腫瘍関連抗原（抗体）検査	JMDN	30295000	43480000	備考
	タイトルNo.	[5D020]	[5D030]	
販売名	製造販売会社名\項目	AFP	AFP-L3	
ミュータスワコー AFP-L3・i50	富士フイルム和光純薬	○	○	

見本

EE 免疫学的検査 EE01～EE03

○：掲載 **New**：新規承認品（2019年以降の承認品のうち、初めて製品掲載） ●:前版から追加 追加された一般的名称にはアンダーライン ー：前版から製品掲載なしに

No.	一般的名称(項目名)	JMDNコード	掲載
EE01 血漿蛋白検査			
【5A010】	免疫グロブリンGキット(IgG)	30232002	○
【5A020】	血液検査用免疫グロブリンGキット(IgG)	30232001	○
【5A030】	免疫グロブリンAキット(IgA)	30228002	○
【5A040】	血液検査用免疫グロブリンAキット(IgA)	30228001	○
【5A050】	免疫グロブリンMキット(IgM)	30234002	○
【5A060】	血液検査用免疫グロブリンMキット(IgM)	30234001	○
【5A070】	免疫グロブリンDキット(IgD)	30230000	○
【5A080】	免疫グロブリンGサブクラスキット	84002000	○
【5A090】	汎用検査用免疫グロブリンEキット(IgE)	81004000	○
【5A100】	免疫グロブリンEキット(IgE)	30275000	○
【5A110】	免疫グロブリンE単一試験・単一結果用多種抗原キット(アレルギー特異IgE)	30277000	○
【5A120】	免疫グロブリンE単一試験・複数結果用多種抗原キット(アレルギー特異IgE)	30278000	○
【5A130】	アレルギーコンポーネント特異的免疫グロブリンEキット	84072000	○
【5A140】	免疫グロブリンG単一試験・単一結果用多種抗原キット	84001000	○
【5A150】	ヒスタミン遊離試験キット(アレルギー刺激性遊離ヒスタミン(HRT))	44211000	
【5A160】	分泌型免疫グロブリンAキット(s-IgA)	30228012	
【5A170】	多項目免疫グロブリンキット	84021000	○
【5A180】	免疫グロブリンカッパ/ラムダ鎖キット	30236000	○
【5B010】	血清補体価CH50キット	43254000	○
【5B020】	補体成分C3キット	30241001	○
【5B030】	補体成分C3cキット	30241002	
【5B040】	補体成分C4キット	30243000	○
【5B050】	補体制御因子キット(精子運動性)	84003000	○
【5B060】	補体成分C1不活性化因子キット(C1-インアクチベーター)	30240000	
【5B070】	C3プロアクチベーターキット	43815000	
【5C010】	プレアルブミン/トランスサイレチンキット	30251000	○
【5C020】	アルファ1-マイクログロブリンキット(α1-m)	30270000	○
【5C030】	アルファ1-アンチトリプシンキット	30268002	
【5C040】	血液検査用アルファ1-アンチトリプシンキット	30268001	○
【5C050】	アルファ1-酸性糖蛋白キット(α1-AGP)	36010000	○
【5C060】	血液検査用アルファ1-酸性糖蛋白キット(α1-AGP)	36010001	○
【5C070】	レチノール結合蛋白キット(RBP)	30252000	○
【5C080】	アルファ2-マクログロブリンキット	30269000	○

No.	一般的名称(項目名)	JMDNコード	掲載
【5C090】	ハプトグロビンキット(Hp)	30248000	○
【5C100】	セルロプラスミンキット(Cp)	30247000	○
【5C110】	ヘモベキシンキット(Hx)	30249000	○
【5C120】	トランスフェリンキット	30253002	○
【5C130】	血液検査用トランスフェリンキット(Tf)	30253001	○
【5C140】	糖鎖欠損トランスフェリンキット(CDT)	84087000	○
【5C150】	ベータ2-マイクログロブリンキット(β2-m)	30296002	○
【5C160】	血液検査用ベータ2-マイクログロブリンキット(β2-m)	30296001	
【5C170】	C反応性蛋白キット(CRP)	30499000	○
【5C180】	A-P-Rスコアキット	42986000	
【5C190】	アミロイドA蛋白キット(SAA)	44442000	○
【5C200】	トリプシーノゲンアクチベーションペプチドキット	84026000	
【5C210】	ミオグロビンキット(Mb)	30264000	○
【5C220】	ヒト心臓由来脂肪酸結合蛋白キット(H-FABP)	42860000	○
【5C230】	ミオシン軽鎖キット(心室筋ミオシン軽鎖I)	30265000	○
【5C240】	トロポニンキット【TnT】	30266000	○
【5C242】	トロポニンキット【TnI】	30266000	○
【5C250】	フェリチンキット(FRN)	30377000	○
【5C260】	血液検査用フェリチンキット(FRN)	30377010	
【5C270】	ヒトL型脂肪酸結合蛋白(L-FABP)キット	84051000	○
【5C280】	フィブネクチンキット	30271000	○
【5C290】	I型プロコラーゲン-N-プロペプチドキット(PINP)	84046000	○
【5C300】	ベータクロスラブスキット	44155000	○
【5C310】	I型コラーゲン架橋N-テロペプチドキット(NTX)	43299000	○
【5C320】	I型プロコラーゲン-C-プロペプチドキット(PICP)	42822000	
【5C330】	コンドロカルシンキット	43224000	
【5C340】	プロコラーゲンⅢペプチドキット(PⅢP)	44444000	○
【5C350】	Ⅳ型コラーゲンキット	43373000	○
【5C360】	Ⅳ型コラーゲン・7Sキット	44293000	○
【5C370】	Mac-2結合蛋白(M2BP)糖鎖修飾異性体キット	84073000	○
【5C371】	オートクシシンキット	84093000	○
【5C372】	組織メタロプロテアーゼ阻害物質キット(TIMP)	84133000	○
【5C380】	デオキシピリジノリンキット(DPD)	30348000	○
【5C390】	好酸球塩基性蛋白キット	43419000	○
【5C400】	タウ蛋白キット	43049000	○
【5C410】	リン酸化タウ蛋白キット	83014000	○
【5C412】	β-アミロイドキット(β-アミロイド1-40、β-アミロイド1-42)	83032000	○
【5C420】	顆粒球エラスターゼキット	44398000	○

No.	一般的名称(項目名)	JMDNコード	掲載
【5C430】	シアリ化糖鎖抗原K-L-6キット	43462000	○
【5C440】	プロカルシトニンキット(PCT)	84040000	○
【5C450】	プレセプシンキット	84070000	○
【5C460】	好中球ゼラチナーゼ結合性リポカリンキット(NGAL)	84078000	○
【5C470】	カルプロテクチンキット	84089000	○
【5C490】	ロイシンリッチα2グリコプロテインキット(LRG)	84097000	○
【5C500】	S-C-C-A2キット	84103000	
【5C510】	C-T-Pキット	84107000	●
【5C520】	サイトケラチン18フラグメントキット	84121000	○
【5C500】	チトクロムcキット	84045000	
【5Q010】	肺サーファクタントアポ蛋白-Aキット(SP-A)	44441000	
【5Q020】	サーファクタント蛋白Dキット(SP-D)	43194000	○
【5Q030】	マトリックスメタロプロテイナーゼ-3キット(MMP-3)	44647000	○
EE02 自己免疫関連検査			
【5G010】	抗核抗体キット(ANA)	30454000	○
【5G020】	抗核抗体・LE因子キット	84015000	
【5G030】	抗デオキシリボ核酸抗体キット(抗DNA抗体)	37724000	○
【5G040】	抗ENA抗体キット	44300000	
【5G050】	抗Sm抗体キット	84016000	○
【5G060】	抗リボ核蛋白抗体キット(抗RNP抗体)	33916000	○
【5G070】	抗SS-A/Ro抗体キット	43427000	○
【5G080】	抗SS-B抗体/La抗体キット	42899000	○
【5G090】	抗Scl-70抗体キット(抗強皮症抗体)	30463000	○
【5G100】	抗RNAポリメラーゼⅢ抗体キット	84049000	
【5G110】	抗核抗体・抗セントロメア抗体キット(ACA)	44308000	○
【5G120】	抗Jo-1抗体キット	30461000	○
【5G130】	抗ARS抗体キット	84074000	
【5G140】	抗MDA5抗体キット	84079000	
【5G150】	抗Mi-2抗体キット	84081000	
【5G165】	抗GM-CSF抗体キット	84136000	●
【5G160】	抗TIF1-γ抗体キット	84080000	
【5G170】	リウマチ因子キット(RF)	30500000	○
【5G180】	免疫グロブリンG型リウマトイド因子キット(IgG-RF)	44310000	
【5G190】	抗ガラクトース欠損免疫グロブリンG抗体キット	44385000	○
【5G200】	シトルリン化抗原に対する抗体キット	84035000	○
【5G210】	抗ミトコンドリア抗体キット	30476000	○
【5G220】	抗ミトコンドリアM2抗体キット	43106000	○
【5G230】	抗平滑筋抗体キット	37725000	○

EE 免疫学的検査 EE01～EE03

○：掲載 **New**：新規承認品（2019年以降の承認品のうち、初めて製品掲載された項目） ●:前版から追加された項目 追加された一般的名称にはアンダーライン

No.	一般的名称(項目名)	JMDNコード	掲載
【5G240】	抗胃壁細胞抗体キット	37765000	－
【5G250】	甲状腺ペルオキシダーゼ抗体キット(抗TPO抗体)	30317000	○
【5G260】	血液検査用甲状腺ペルオキシダーゼ抗体キット(抗TPO抗体)	30317001	○
【5G270】	甲状腺マイクロソーム抗体キット(AMC抗体)	30488000	
【5G280】	サイログロブリン自己抗体キット(TgAb)	30490000	○
【5G290】	血液検査用サイログロブリン自己抗体キット(TgAb)	30490001	○
【5G300】	甲状腺刺激性自己抗体キット(TSAb活性)	84017000	○
【5G310】	甲状腺刺激ホルモンレセプター抗体キット(TSHレセプター抗体)	30489000	○
【5G320】	血液検査用甲状腺刺激ホルモンレセプター抗体キット(TSHレセプター抗体)	30489001	○
【5G330】	抗グルタミン酸脱炭酸酵素抗体／抗ランゲルハンス島抗体キット	30340000	○
【5G340】	抗 I A－2 抗体キット	84024000	○
【5G350】	インスリン抗体キット	84023000	○
【5G360】	抗アセチルコリンレセプター抗体キット	43074000	○
【5G370】	抗筋特異的チロシンキナーゼ抗体キット(抗Musk抗体)	84071000	○
【5G380】	抗表皮基底膜部抗体キット	84066000	○
【5G390】	抗デスモグレイン抗体キット	84019000	
【5G400】	抗 B P 1 8 0 N C 1 6 a 抗体キット	84036000	
【5G410】	抗 G B M 抗体キット(抗糸球体基底膜抗体)	43128000	○
【5G420】	ループス抗凝固因子キット	30587000	○
【5G430】	抗カルジオリピンベータ2 グリコプロテイン I 複合体抗体キット	43075000	○
【5G440】	抗カルジオリピン抗体キット	30475000	○
【5G450】	抗ベータ2グリコプロテイン I 抗体キット	84100000	○
【5G460】	抗血小板抗体キット(PLTAb)	43105000	○
【5G470】	血小板第4因子-ヘパリン複合体抗体キット	84067000	○
【5G475】	臍島関連自己抗体キット	84130000	
【5G480】	プロテイナーゼ 3－抗好中球細胞質自己抗体キット(ANCA)	30484000	○
【5G490】	ミエロペルオキシダーゼ抗好中球細胞質自己抗体キット(MPO-ANCA)	30483000	○
【5G500】	抗 L K M－1 抗体キット(肝腎マイクロソーム抗体)	84018000	
【5G510】	循環免疫複合体キット(IC)	30498000	－

No.	一般的名称(項目名)	JMDNコード	掲載
【5G520】	I g G 抗 G M 1 抗体キット	84037000	
【5G530】	I g G 抗 G Q 1 b 抗体キット	84038000	
【5G540】	抗アクアポリン4抗体キット	84065000	○
【5G550】	抗リボソームP抗体キット	84064000	
【5G560】	抗カルシウムチャネル抗体キット	84105000	○
EE03 細胞性免疫検査			
【5I010】	B細胞サブセットキット(Kappa, Lambda等)	43129000	○
【5I020】	パン T 細胞キット	43083000	
【5I030】	胸腺細胞キット(CD1a等)	43059000	
【5I040】	T細胞サブセットキット(CD2,CD3,CD4,CD8,CD11b,CD62L,HLA-DR等)	43098000	○
【5I050】	T細胞キット(Tリンパ球,CD3,CD5,CD7等)	43079000	○
【5I060】	C A L L A 発現細胞キット(CD10等)	43092000	○
【5I070】	単球キット(CD14,CD15等)	43055000	○
【5I080】	顆粒球キット(CD15等)	43068000	
【5I090】	B細胞キット(CD19,CD20,CD22,HLA-DR等)	43047000	○
【5I100】	白血球キット(CD45等)	43052000	○
【5I110】	N K 細胞キット(CD56,CD57,CD16等)	43062000	○
【5I120】	細胞周期キット	43086000	
【5I130】	L e Y 発現リンパ球キット	43096000	
【5I140】	リンパ球幼若化能キット	84020000	
【5K010】	ヒト白血球抗原判定キット	30608000	
【5K020】	ヒト白血球抗原クラス I I 決定因子抗体キット	30612000	

EE01 血漿蛋白検査
【5A010】 免疫グロブリンGキット(IgG)
免疫比濁法

E1-5A010-0A-DO

販売名	製造販売会社名	販売会社名	検体の種別	貯法・有効期間	キットの構成・価格	JANコード	製品番号	承認・認証・届出番号	承認・認証 届出年月日	JMDNコード (シリーズ検査)	JMDNコード (キット)	備考	POCT
N-アッセイ TIA IgG-SH ニットーボー	ニットーボーメディカル		血清、血漿、尿、髄液	2～10℃ 1年	R-1 :緩衝液 30mLX4 5,490円 R-2 :抗血清液 8mLX4 57,540円	4987479207702 4987479207795	14346154 14346254	221AFAMX00069000	2009/07/01		30232002	R1,R2別売品	
N-アッセイ TIA IgG-SH ニットーボー	ニットーボーメディカル	積水メディカル	血清、血漿、尿、髄液	2～10℃ 1年	R-1 :緩衝液 30mLX4 5,490円 R-2 :抗血清液 8mLX4 57,540円 標準液 1mLX6濃度 20,000円	4987502485763 4987502485770 4987502485862	485763 485770 485862	221AFAMX00069000	2009/07/01		30232002		
N-アッセイ TIA IgG-SH ニットーボー	ニットーボーメディカル	栄研化学	血清、血漿、尿、髄液	2～10℃ 1年	R-1 :緩衝液 30mLX4 5,490円 R-2 :抗血清液 8mLX4 57,540円	4987026119038 4987026119045	G-NB01 G-NB02	221AFAMX00069000	2009/07/01		30232002	R1,R2別売品	
イムノジェネシス I g G	P H C		血清、血漿、尿、髄液	2～10℃ 12ヵ月	R-1 : 27.0mLX1 R-2 : 7.2mLX1 15,400円	4987595639227	7CD-81A6	303AAEZX00045000	2021/7/21		30232002		
オートワコー I g G・N	富士フイルム和光純薬		血清、血漿、尿、髄液	2～10℃/1年	緩衝液/抗体溶液 (識別記号:SR) :26mLX2/8mLX2 (35,200円)	4987481045873	461-91101	226AAAMX00063000	2014/04/17		30232002	日立7600/7700P、日電BM1250/1650/2250、日立7180/7170	
					緩衝液/抗体溶液 (識別記号:LABOSPECT) :2組入り (77,000円)	4987481043572	461-58403					日立LABOSPECT008/003	
					緩衝液/抗体溶液 (識別記号:nx-c) :セット (62,000円)	4987481044371	469-74801					キヤノンTBA-nx360	
					緩衝液/抗体溶液<コバス>:キット (1カセット入り) (75,000円)	4987481042872	464-62504					ロシュ コバス8000 c702	
免疫キャリブレーターセット・N	富士フイルム和光純薬			2～10℃/1年	1.9mLX6種(36,300円)	4987481104037	465-58901	----	----	----	----	上記専用キャリブレーター	
免疫キャリブレーターセット・N(LABOSPECT)	富士フイルム和光純薬			2～10℃/1年	0.9mLX6種(22,000円)	4987481104044	465-59001	----	----	----	----	上記専用キャリブレーター	
I g GキャリブレーターC S F・N	富士フイルム和光純薬			2～10℃/1年	0.9mLX6(19,800円)	4987481104051	462-60001	----	----	----	----	上記専用キャリブレーター	
オートワコー I g G・N	富士フイルム和光純薬	ロシュ・ ダイアグノスティックス	血清、血漿、 尿、髄液	2～10℃/1年	キット(1カセット入り)(75,000円)①緩衝液 :54.0mLX1②抗体溶液 :15.3mLX1	4987518616250	518-616250	226AAAMX00063000	2014/04/17		30232002		
コバス試薬 IGG Gen.2	ロシュ・ ダイアグノスティックス		血清・血漿・尿・髄液	2～8℃・24ヵ月	コバス システム-G 300テスト・75,000円	4987518628734	518628734	301AAEZX00068000	2019/12/24		30232002		
					コバス システム-L 500テスト・125,000円	4987518628895	518628895						

EE01 血漿蛋白検査
【5A020】 血液検査用免疫グロブリンGキット(IgG)
免疫比濁法

JMDNコード： 30232001

E1-5A010-0B-DF

販売名	製造販売会社名	販売会社名	検体の種別	貯法・有効期間	キットの構成・価格	JANコード	製品番号	承認・認証・届出番号	承認・認証 届出年月日	JMDNコード (シリーズ検査)	JMDNコード (キット)	備考	POCT
N－抗血清－I g G	シーメンスヘルスケア・ ダイアグノスティックス		血清	2～8℃ 2年	5mLX1 31,500円	4987177103818	OSAS155	16100EZY00374000	1986/12/09	80048002	30232001		
フレックスカートリッジ I g G V	シーメンスヘルスケア・ ダイアグノスティックス		血清、血漿	2～8℃ 24ヵ月	400テスト 102,800円	4987177713208	K7056	13A2X10031001064	2008/10/01		30232001	ディメンション ビスタシリーズ用	

EE01 血漿蛋白検査
【5A020】 血液検査用免疫グロブリンGキット(IgG)
免疫比濁法

JMDNコード： 30232001

E1-5A010-0B-DO

販売名	製造販売会社名	販売会社名	検体の種別	貯法・有効期間	キットの構成・価格	JANコード	製品番号	承認・認証・届出番号	承認・認証 届出年月日	JMDNコード (シリーズ検査)	JMDNコード (キット)	備考	POCT
ピトロス マイクロチップ IgG	オーソ・クリニカル・ ダイアグノスティックス		血清、血漿	2～8℃ 16ヶ月	50テストX6 105,000円	4987427081064	081064	13E1X00002000005	2015/07/21		30232001		
フレックスカートリッジ 免疫グロブリンG I G G	シーメンスヘルスケア・ ダイアグノスティックス		血清、血漿	2～8℃ 12ヵ月	120テスト (30X4) 41,000円	4987177704473	DF76	13A2X10031001035	2008/10/01		30232001	ディメンションシリーズ用	
アテリカCH IgG	シーメンスヘルスケア・ ダイアグノスティックス		血清、血漿	2～8℃ 15ヵ月	720テスト 158.400円	4987559356436	11097620	13E1X80031000039	2018/07/23		30232001		
シンクロンシステム IgG試薬	ベックマン・コールター		血清、血漿	2～8℃ 2年	150テストX2	4987666101769	467925	13A2X00150000038	2010/12/01		30232001		

EE01 血漿蛋白検査
【5A030】 免疫グロブリンAキット(IgA)
免疫比濁法

JMDNコード： 30228002

E1-5A015-0A-DF

販売名	製造販売会社名	販売会社名	検体の種別	貯法・有効期間	キットの構成・価格	JANコード	製品番号	承認・認証・届出番号	承認・認証 届出年月日	JMDNコード (シリーズ検査)	JMDNコード (キット)	備考	POCT
N－ラテックス I g Aキット	シーメンスヘルスケア・ ダイアグノスティックス		血清、髄液	2～8℃ 1年	2mLX3 34,000円	4987177103573	OQAI115	20700AMY00066000	1995/02/15		30228002	BNプロスベック/ベ어링ネフェロメーターⅡ用	

EE01 血漿蛋白検査
【5A040】 血液検査用免疫グロブリンAキット(IgA)
免疫比濁法

JMDNコード： 30228001

E1-5A015-0B-DF

販売名	製造販売会社名	販売会社名	検体の種別	貯法・有効期間	キットの構成・価格	JANコード	製品番号	承認・認証・届出番号	承認・認証 届出年月日	JMDNコード (シリーズ検査)	JMDNコード (キット)	備考	POCT
N－抗血清－I g A	シーメンスヘルスケア・ ダイアグノスティックス		血清	2～8℃ 2年	5mLX1 31,500円	4987177103788	OSAR155	16100EZY00374000	1986/12/09	80048002	30228001		
フレックスカートリッジ I g A V	シーメンスヘルスケア・ ダイアグノスティックス		血清、血漿	2～8℃ 24ヵ月	400テスト 102,800円	4987177713185	K7052	13A2X10031001063	2008/10/01		30228001	ディメンション ビスタシリーズ用	

EE01 血漿蛋白検査

JMDNコード： 30228001

【5A040】 血液検査用免疫グロブリンAキット(IgA)

免疫比濁法

E1-5A015-0B-DO

販売名	製造販売会社名	販売会社名	検体の種別	貯法・有効期間	キットの構成・価格	JANJ-ト [®]	製品番号	承認・認証・届出番号	承認・認証 届出年月日	JMDNコード (シリーズ検査)	JMDNコード (キット)	備考	POCT
ビトロス マイクロチップ IgA	オーソ・クリニカル・ ダイアグノスティックス		血清、血漿	2～8℃ 16ヶ月	50ﾃｽﾄX6 105,000円	4987427081057	081057	13E1X00002000004	2015/07/21		30228001		
フレックスカートリッジ 免疫グロブリンA I G A	シーメンスヘルスケア・ ダイアグノスティックス		血清、血漿	2～8℃ 12ヵ月	120ﾃｽﾄ (30X4) 41,000円	4987177704466	DF74	13A2X10031001036	2008/10/01		30228001	ディメンションシリーズ用	
アテリカCH IgA	シーメンスヘルスケア・ ダイアグノスティックス		血清、血漿	2～8℃ 15ヵ月	600ﾃｽﾄ 132,000円	4987559356429	11097619	13E1X80031000011	2018/07/23		30228001	血液検査用免疫グロブリンGキット	
N-アッセイ TIA IgA-SH ニットーボー	ニットーボーメディカル		血清、血漿	2～10℃ 1年	R-1:緩衝液 30mLX4 5,720円 R-2:抗血清液 5mLX4 63,930円	4987479210436 4987479207993	143471C4 14347254	07A2X10001014470	2009/07/01		30228001	R1,R2別売品	
N-アッセイ TIA IgA-SH ニットーボー	ニットーボーメディカル	積水メディカル	血清、血漿	2～10℃ 1年	R-1:緩衝液 30mLX4 5,720円 R-2:抗血清液 5mLX4 63,930円 標準液 1mLX6濃度 20,000円	4987502485787 4987502485794 4987502485862	485787 485794 485862	07A2X10001014470	2009/07/01		30228001		
N-アッセイ TIA IgA-SH ニットーボー	ニットーボーメディカル	栄研化学	血清、血漿	2～10℃ 1年	R-1:緩衝液 30mLX4 5,720円 R-2:抗血清液 5mLX4 63,930円	4987026205946 4987026119069	G-NB13 G-NB04	07A2X10001014470	2009/07/01		30228001	R1,R2別売品	
イムノジエネシス I g A	P H C		血清、血漿	2～10℃ 12ヵ月	R-1：27.0mLX1 R-2：4.5mLX1 15,400円	4987595639258	7CD-82A6	13E1X80073000044	2023/11/1		30228001		
オートフコー I g A・N	富士フイルム和光純薬		血清、血漿	2～10℃ 1年	緩衝液/抗体溶液 (識別記号:SR) :27mLX2/6mLX2 (40,700円)	4987481045880	467-91201	27A2X00125000104	2013/01/31		30228001	日立7600/7700P、日電BM1250/1650/2250、日立7180/7170	
					緩衝液/抗体溶液 (識別記号:LABOSPECT) :2組入り (78,900円)	4987481043589	467-58503					日立LABOSPECT008/003	
					緩衝液/抗体溶液 (識別記号:nx-c) 2セット (75,300円)	4987481044388	465-74901					キヤノンTBA-nX360	
					緩衝液/抗体溶液<コバス> :キット (1カセット入り) (75,000円)	4987481042889	460-62604					ロシュ コバス8000 c702	
免疫キャリブレーターセット・N	富士フイルム和光純薬			2～10℃/1年	1.9mLX6種(36,300円)	4.98748E+12	465-58901	----	----	----	----	上記専用キャリブレーター	
免疫キャリブレーターセット・N(LABOSPECT)	富士フイルム和光純薬			2～10℃/1年	0.9mLX6種(22,000円)	4.98748E+12	465-59001	-----	----	----	----	上記専用キャリブレーター	
オートフコー I g A・N	富士フイルム和光純薬	ロシュ・ ダイアグノスティックス	血清、血漿	2～10℃ 1年	キット (1カセット入り) (75,000円) ①緩衝液:45.0mLX1、 ②抗体溶液:7.5mLX1	4987518616267	518-616267	27A2X00125000104	2013/01/31		30228001		
シンクロンシステム IgA試薬	ベックマン・コールター		血清、血漿	2～8℃ 2年	150テストX2	4987666101745	467920	13A2X00150000037	2010/12/01		30228001		
コバス試薬 IGA Gen.2	ロシュ・ ダイアグノスティックス		血清・血漿	2～8℃・24ヵ月	コバス システム-G 300テスト・75,000円	4987518628727	518628727	13E1X80206000191	2019/09/20		30228001		
					コバス システム-L 500テスト・125,000円	4987518628888	518628888						

EE01 血漿蛋白検査

JMDNコード： 30234002

【5A050】 免疫グロブリンMキット(IgM)

免疫比濁法

E1-5A020-0A-DF

販売名	製造販売会社名	販売会社名	検体の種別	貯法・有効期間	キットの構成・価格	JANJ-ト [®]	製品番号	承認・認証・届出番号	承認・認証 届出年月日	JMDNコード (シリーズ検査)	JMDNコード (キット)	備考	POCT
N－ラテックス I g Mキット	シーメンスヘルスケア・ ダイアグノスティックス		髄液	2～8℃ 1年	2mLX3 34,000円	4987177103566	OQAC115	20800AMY00050000	1996/02/08		30234002	BNプロスベック/ベーリングネフェロメーターⅡ用	

EE01 血漿蛋白検査

JMDNコード： 30234001

【5A060】 血液検査用免疫グロブリンMキット(IgM)

免疫比濁法

E1-5A020-0B-DF

販売名	製造販売会社名	販売会社名	検体の種別	貯法・有効期間	キットの構成・価格	JANJ-ト [®]	製品番号	承認・認証・届出番号	承認・認証 届出年月日	JMDNコード (シリーズ検査)	JMDNコード (キット)	備考	POCT
N－抗血清－I g M	シーメンスヘルスケア・ ダイアグノスティックス		血清	2～8℃ 2年	5mLX1 31,500円	4987177103849	OSAT155	16100EZY00374000	1986/12/09	80048002	30234001		
フレックスカートリッジ I g M V	シーメンスヘルスケア・ ダイアグノスティックス		血清、血漿	2～8℃ 18ヵ月	400ﾃｽﾄ 102,800円	4987177713215	K7058	13A2X10031001065	2008/10/01		30234001	ディメンション ビスタシリーズ用	

EE01 血漿蛋白検査

JMDNコード： 30234001

【5A060】 血液検査用免疫グロブリンMキット(IgM)

免疫比濁法

E1-5A020-0B-DO

販売名	製造販売会社名	販売会社名	検体の種別	貯法・有効期間	キットの構成・価格	JANJ-ト [®]	製品番号	承認・認証・届出番号	承認・認証 届出年月日	JMDNコード (シリーズ検査)	JMDNコード (キット)	備考	POCT
ビトロス マイクロチップ IgM	オーソ・クリニカル・ ダイアグノスティックス		血清、血漿	2～8℃ 16ヶ月	50ﾃｽﾄX6 105,000円	4987427081071	081071	13E1X00002000006	2015/07/08		30234001		
フレックスカートリッジ 免疫グロブリンM I G M	シーメンスヘルスケア・ ダイアグノスティックス		血清、血漿	2～8℃ 12ヵ月	120ﾃｽﾄ(30X4)41,000円	4987177704480	DF81	13A2X10031001037	2008/10/01		30234001	ディメンションシリーズ用	
アテリカCH IgM	シーメンスヘルスケア・ ダイアグノスティックス		血清、血漿	2～8℃ 15ヵ月	720テスト 158.400円	4987559356443	11097620	13E1X80031000040	2018/07/23		30234001		
N-アッセイ TIA IgM-SH ニットーボー	ニットーボーメディカル		血清、血漿	2～10℃ 1年	R-1:緩衝液 30mLX4 5,720円 R-2:抗血清液 5mLX4 63,930円	4987479212034 4987479208198	143481G4 14348254	07A2X10001014480	2009/07/01		30234001	R1,R2別売品	
N-アッセイ TIA IgM-SH ニットーボー	ニットーボーメディカル	積水メディカル	血清、血漿	2～10℃ 1年	R-1:緩衝液 30mLX4 5,720円 R-2:抗血清液 5mLX4 63,930円 標準液 1mLX6濃度 20,000円	4987502485800 4987502485817 4987502485862	485800 485817 485862	07A2X10001014480	2009/07/01		30234001		
N-アッセイ TIA IgM-SH ニットーボー	ニットーボーメディカル	栄研化学	血清、血漿	2～10℃ 1年	R-1:緩衝液 30mLX4 5,720円 R-2:抗血清液 5mLX4 63,930円	4987026205953 4987026119083	G-NB15 G-NB06	07A2X10001014480	2009/07/01		30234001	R1,R2別売品	
イムノジエネシス I g M	P H C		血清、血漿	2～10℃ 12ヵ月	R-1：27.0mLX1 R-2：4.5mLX1 15,400円	4987595639289	7CD-83A6	13E1X80073000045	2023/11/1		30234001		

マルチ試薬一覧

E 免疫学的検査 + C 生化学的検査 I	JMDN	38512002	30264000	30266000	備考
EE01 血漿蛋白検査 + CC01 生化学検査	タイトルNo.	[3B020]	[5C210]	[5C242]	
販売名	製造販売会社名\項目	CKアイソザイム	ミオグロビン	TnI	
トリアーヂテスト CP	住友ベークライト	○	○	○	

マルチ試薬一覧

E 免疫学的検査	JMDN	30454000	37724000	84016000	33916000	43427000	42899000	30463000	44308000	30461000	30476000	37725000	37765000	43128000	30475000	84100000	30484000	30483000	備考
EE02 自己免疫関連検査	タイトルNo.	[5G010]	[5G030]	[5G050]	[5G060]	[5G070]	[5G080]	[5G090]	[5G110]	[5G120]	[5G210]	[5G230]	[5G240]	[5G410]	[5G440]	[5G450]	[5G480]	[5G490]	
販売名	製造販売会社名\項目	抗核抗体	抗DNA抗体	抗Sm抗体	抗RNP抗体	抗SS-A/Ro抗体	抗SS-B抗体/La抗体	抗Scl-70抗体	抗セントロメア抗体	抗Jo-1抗体	抗ミトコンドリア抗体	抗平滑筋抗体	抗胃壁細胞抗体	抗糸球体基底膜抗体	抗カルジオリビン抗体	抗ヘータ2グリコプロテインI抗体	プロテイナーゼ3-抗好中球細胞質自己抗体	抗好中球細胞質ミエロペルオキシダーゼ抗体	
BioPlex ANAスクリーン	バイオ・ラッド ラボタトリーズ	○	○	○	○	○	○	○	○	○									
BioPlex Vasculitisキット	バイオ・ラッド ラボタトリーズ													○			○	○	
クアンタフラッシュ APS	アイ・エル・ジャパン														○	○			
BioPlex APLS IgG キット	バイオ・ラッド ラボタトリーズ														○	○			
BioPlex APLS IgM キット	バイオ・ラッド ラボタトリーズ														○	○			

見本

EE 免疫学的検査 EE04

○：掲載 **New**：新規承認品（2019年以降の承認品のうち、初めて製品掲載） ●:前版から追加 追加された一般的名称にはアンダーライン ー：前版から製品掲載なしに

No.	一般的名称(項目名)	JMDNJコード	掲載
EE04 感染症（血清免疫）検査			
【5E010】	クラミジア抗原キット	30676000	○
【5E020】	クラミジア抗体キット	30678000	○
【5E030】	クラミジア免疫グロブリンGキット	30680000	○
【5E040】	クラミジア免疫グロブリンAキット	30679000	○
【5E050】	クラミジア免疫グロブリンMキット	30681000	○
【5E060】	抗ストレプトリジンOキット(ASO抗体価)	37756000	○
【5E070】	抗ストレプトキナーゼ抗体キット(ASK抗体価)	30493000	
【5E080】	抗連鎖球菌ヒアルロニダーゼキット	30492000	
【5E090】	抗連鎖球菌DNa s e－Bキット	30491000	
【5E100】	A群連鎖球菌多糖体抗体価キット	44024000	
【5E110】	A群ベータ溶血連鎖球菌抗原キット	44031000	○
【5E120】	肺炎球菌莢膜抗原キット	84030000	
【5E130】	淋菌抗原キット	30682000	○
【5E140】	エンドキシンキット	42947000	○
【5E150】	チフス菌抗体キット	44028000	
【5E160】	ブルセラキット	30713000	
【5E170】	百日咳菌抗原キット	37723000	○
【5E180】	百日咳菌抗体キット	44021000	○
【5E190】	ヘリコバクターピロリ抗原キット	30689000	○
【5E200】	ヘリコバクターピロリ抗体キット	30691000	○
【5E210】	ヘリコバクターピロリウレアーゼキット	44204000	○
【5E220】	トレポネーマ抗体キット(TP抗体)	30687000	○
【5E230】	トレポネーマ免疫グロブリンM抗体キット	44429000	
【5E240】	非トレポネーマ脂質抗体キット	32450000	○
【5E250】	レプトスピラキット	30716000	
【5E260】	ボレリア抗体キット	30697000	
【5E270】	マイコプラズマ抗原キット	30702000	○
【5E280】	マイコプラズマ抗体キット	30704000	○
【5E290】	クロストリジウムデフィシルキット	30714000	○
【5E300】	リケッチアキット	30717000	
【5E310】	ツツガムシ病抗原キット	43250000	
【5E320】	ツツガムシ病抗体キット	44428000	○
【5E330】	クリプトコッカス ネオフォルマンスキット	37746000	○
【5E340】	カンジダキット	37748000	○
【5E350】	アスペルギルスキット	37741000	○
【5E360】	抗トリコスポロン・アサヒ抗体キット	84069000	
【5E370】	(1→3)-ペクターD－グルカンキット	43226000	○

No.	一般的名称(項目名)	JMDNJコード	掲載
【5E380】	トキソプラズマ抗体キット	30816000	
【5E390】	トキソプラズマ免疫グロブリンGキット	30817000	○
【5E400】	トキソプラズマ免疫グロブリンMキット	30818000	○
【5E410】	赤痢アメーバ抗体キット	30819000	
【5E412】	赤痢アメーバ抗原キット	84114000	
【5E420】	抗抗酸菌抗体キット	44201000	○
【5E430】	マイコバクテリウム抗体キット	30700000	
【5E440】	大腸菌O157LP S抗体キット	44025000	
【5E450】	脳脊髄膜炎起炎菌莢膜多糖抗原キット	44198000	○
【5E460】	連鎖球菌抗原キット	44029000	○
【5E470】	腸炎ビブリオ菌耐熱性溶血毒キット(TDH)	44203000	
【5E480】	抗アニサキス免疫グロブリンG・免疫グロブリンA抗体キット	44202000	
【5E490】	らい菌特異抗体キット(抗PGL抗体)	44020000	
【5E500】	熱帯性マラリアHRP－2抗原キット	84005000	
【5E510】	レジオネラキット	30692000	○
【5E520】	白癬菌抗原キット	84086000	○
【5E530】	カンピロバクター抗原キット	84095000	○
【5E540】	インターフェロンγ遊離試験キット	84033000	○
【5F010】	A型肝炎ウイルス抗体キット(HAV抗体)	30720000	○
【5F020】	A型肝炎ウイルス免疫グロブリンMキット(IgM型HAV抗体)	30722000	○
【5F030】	B型肝炎ウイルス表面抗原キット(HBs抗原)	30723000	○
【5F040】	B型肝炎ウイルス表面抗体キット(HBs抗体)	30725000	○
【5F050】	B型肝炎ウイルスコア抗体キット(HBc抗体)	30731000	○
【5F060】	B型肝炎ウイルスコア免疫グロブリンMキット(IgM型HBc抗体)	30733000	○
【5F070】	B型肝炎ウイルス／e抗原／抗体キット(HBe抗原・HBe抗体)	36017000	
【5F080】	B型肝炎ウイルスe抗原キット(HBe抗原)	30734000	○
【5F090】	B型肝炎ウイルスe抗体キット(HBe抗体)	30737000	○
【5F100】	B型肝炎ウイルスpre-S2抗原キット(pre-S2抗原)	44200000	
【5F110】	HBs抗原・アルブミンレセプター結合体キット	44199000	
【5F120】	B型肝炎ウイルスコア関連抗原キット	84031000	○
【5F130】	B型肝炎ウイルスDNAポリメラーゼキット	43251000	
【5F140】	B型肝炎ウイルス抗原エпитーブキット	84059000	○
【5F150】	C型肝炎ウイルス抗原キット(HCV抗原)	30740000	

No.	一般的名称(項目名)	JMDNJコード	掲載
【5F160】	C型肝炎ウイルスコア蛋白質キット	44292000	○
【5F170】	C型肝炎ウイルス抗体キット(HCV抗体)	30743000	○
【5F180】	C型肝炎ウイルス免疫グロブリンGキット	30744000	
【5F190】	C型肝炎ウイルスコア抗体キット	44324000	
【5F200】	C型肝炎ウイルス群別キット	44426000	○
【5F210】	C型肝炎ウイルス抗体確認用キット	30746000	
【5F220】	GOR抗体キット	44425000	
【5F230】	D型肝炎ウイルス抗体キット(HDV抗体)	30750000	
【5F240】	E型肝炎ウイルス抗体キット(HEV抗体)	84057000	○
【5F250】	アデノウイルスキット	41274000	○
【5F260】	単純ヘルペスウイルスキット	30802023	○
【5F270】	単純ヘルペスウイルス免疫グロブリンGキット	30805000	○
【5F280】	単純ヘルペスウイルス免疫グロブリンMキット	30806000	○
【5F290】	単純ヘルペスウイルス抗体キット	30804000	○
【5F300】	単純ヘルペスウイルス1型キット	30802003	○
【5F310】	単純ヘルペスウイルス2型キット	30802013	○
【5F320】	水痘・帯状疱疹ウイルス抗原キット	41759003	○
【5F330】	水痘・帯状疱疹ウイルス抗体キット	41759013	○
【5F340】	水痘・帯状疱疹ウイルス免疫グロブリンGキット	44016000	○
【5F350】	水痘・帯状疱疹ウイルス免疫グロブリンMキット	44027000	○
【5F360】	サイトメガロウイルス抗原キット	30797000	○
【5F370】	サイトメガロウイルス抗体キット	30799000	○
【5F380】	サイトメガロウイルス免疫グロブリンGキット	30800000	○
【5F390】	サイトメガロウイルス免疫グロブリンMキット	30801000	○
【5F400】	エプスタイン・バーウイルス抗体キット(EBウイルス抗体)	30809000	○
【5F410】	エプスタイン・バーウイルス免疫グロブリンGキット(EBウイルスIgG抗体)	84006000	○
【5F420】	エプスタイン・バーウイルス免疫グロブリンAキット(EBウイルスIgA抗体)	84007000	○
【5F430】	エプスタイン・バーウイルス免疫グロブリンMキット(EBウイルスIgM抗体)	33902000	○
【5F440】	ポリオウイルスキット	37731000	
【5F450】	コクサッキーウイルスキット	37729000	○
【5F460】	エコーウイルスキット	37728000	○
【5F470】	日本脳炎ウイルス抗体キット	44321000	○
【5F480】	風疹ウイルス抗体キット	30794000	○
【5F490】	風疹ウイルス免疫グロブリンGキット(IgG型風疹ウイルス抗体)	30796000	○

EE 免疫学的検査 EE04

○：掲載 **New**：新規承認品（2019年以降の承認品のうち、初めて製品掲載された項目） ●:前版から追加された項目 追加された一般的名称にはアンダーライン

No.	一般的名称(項目名)	JMDNJ-ト*	掲載
【5F500】	風疹ウイルス免疫グロブリンMキット(IgM型風疹ウイルス抗体)	30795000	○
【5F510】	インフルエンザウイルスキット	30813000	○
【5F520】	インフルエンザウイルスA型及びインフルエンザウイルスB型由来のノイラミニダーゼキット	43228000	
【5F530】	パラインフルエンザウイルスキット	32487000	○
【5F540】	R S ウイルスキット	30814000	○
【5F550】	麻疹ウイルスキット	84008000	○
【5F560】	麻疹ウイルス抗体キット	44019000	○
【5F570】	麻疹ウイルス免疫グロブリンG抗体キット(麻疹ウイルスIgG抗体)	84009000	○
【5F580】	麻疹ウイルス免疫グロブリンM抗体キット(麻疹ウイルスIgM抗体)	84026010	○
【5F590】	ムンプスウイルスキット	37740000	○
【5F600】	ヒトT細胞白血病ウイルスI抗体キット(HTLV-I抗体)	30783000	○
【5F610】	ヒトT細胞白血病ウイルスI抗体確認キット	30784000	○
【5F620】	ヒトT細胞白血病ウイルスII抗体キット	30787000	
【5F630】	ヒトT細胞白血病ウイルスII抗体確認キット	30788000	○
【5F640】	ヒトT細胞白血病ウイルスI／II抗体キット	84010000	○
【5F650】	ヒト免疫不全症ウイルス抗体キット(HIV抗体)	84013000	○
【5F660】	ヒト免疫不全症ウイルス1抗体キット	30765000	
【5F670】	ヒト免疫不全症ウイルス1抗体確認キット(HIV-1特異抗体)	40436000	○
【5F680】	H I V 構造蛋白特異抗体キット	43454000	
【5F690】	A I D S 関連ウイルス抗体キット	43477000	
【5F700】	ヒト免疫不全症ウイルス1 p 2 4 抗原キット(HIV-1 p24抗原)	30775000	○
【5F710】	ヒト免疫不全症ウイルス1 p 2 4 抗原・HIV抗体キット	84011000	○
【5F720】	ヒト免疫不全症ウイルス2抗体キット	30773000	
【5F730】	ヒト免疫不全症ウイルス2抗体確認キット(HIV-2特異抗体)	84012000	○
【5F740】	レオウイルスキット	37732000	
【5F750】	レオウイルス抗体キット	44022000	
【5F760】	ロタウイルスキット	30815000	○
【5F770】	ロタウイルス抗体キット	44026000	
【5F780】	S V 5 ウイルスキット	43009000	
【5F790】	S V 5 ウイルス抗体キット	42994000	

No.	一般的名称(項目名)	JMDNJ-ト*	掲載
【5F800】	S V 4 1 ウイルスキット	43955000	
【5F810】	エンテロウイルスキット	30811000	○
【5F820】	パルボウイルスキット	38877003	
【5F830】	ヒトパルボウイルスB 1 9 免疫グロブリンG抗体キット	38877013	○
【5F840】	ヒトパルボウイルスB 1 9 免疫グロブリンM抗体キット	38877023	○
【5F850】	ノロウイルス抗原キット	84029000	○
【5F860】	ヒトメタニューモウイルスキット	84061000	○
【5F870】	デングウイルスNS1抗原キット	84077000	○
【5F880】	デングウイルス抗体キット	84084000	
【5F890】	S A R S コロナウイルス抗原キット(SARS-CoV-2)	84110000	○
【5F900】	エボラウイルス抗原キット	84116000	
EE99 その他			
【5Z010】	抗A A V 抗体キット(AAV9抗体)	84108000	

EE04 感染症（血清免疫）検査
JMDNコード： 30676000
【5E010】 クラミジア抗原キット
イムノクロマト法（フロースルー法を含む）

E4-5E015-0A-EO

販売名	製造販売会社名	販売会社名	検体の種別	貯法・有効期間	キットの構成・価格	JANコード	製品番号	承認・認証・届出番号	承認・認証 届出年月日	JMDNコード (シリーズ検査)	JMDNコード (キット)	備考	POCT
ラピッドエスピー 《クラミジア》	住友ベークライト		女性生殖器からの検体 男性初尿検体	1～30℃ 1年6ヶ月	10テスト 15,100円	4987713200117	20011	22200AMX00404000	2010/07/08		30676000		1.装置不要

EE04 感染症（血清免疫）検査
JMDNコード： 30678000
【5E020】 クラミジア抗体キット
補体結合、溶血反応

E4-5E016-2A-BC

販売名	製造販売会社名	販売会社名	検体の種別	貯法・有効期間	キットの構成・価格	JANコード	製品番号	承認・認証・届出番号	承認・認証 届出年月日	JMDNコード (シリーズ検査)	JMDNコード (キット)	備考	POCT
オウム病クラミジアCF試薬「生研」CF抗原	デンカ		血清	10℃以下、1年	1mL分X1本、8,000円	4987503311078	311078	16200EZZ01418000	1987/03/04	80010003	30678000		
オウム病クラミジアCF試薬「生研」CF正常抗原(細胞由来)	デンカ		血清	10℃以下、1年	0.5mL分X1本、2,800円	4987503310781	310781	----	----	----	----		
オウム病クラミジアCF試薬「生研」CF抗血清	デンカ		血清	10℃以下、1年	1mL分X1本、12,000円	4987503300423	300423	----	----	----	----		

EE04 感染症（血清免疫）検査
JMDNコード： 30680000
【5E030】 クラミジア免疫グロブリンGキット
酵素免疫測定法 EIA (ELISAを含む)

E4-5E018-3A-AI

販売名	製造販売会社名	販売会社名	検体の種別	貯法・有効期間	キットの構成・価格	JANコード	製品番号	承認・認証・届出番号	承認・認証 届出年月日	JMDNコード (シリーズ検査)	JMDNコード (キット)	備考	POCT
プロラスト クラミジア抗体 I g A／I g G	P H C		血清	2～8℃(暗所)1年	96 テスト 各 5 回用 800,000円	4987595977763	MYD-120	21200AMZ00626000	2000/12/04		30680000		
エルナス プレート 肺炎クラミジア I g G	富士レビオ		血清、血漿	2～8℃ 18ヵ月	1キット (96テスト用) 49,000円	4987270130285	130285	22500AMX01788000	2013/09/06		30680000		1.装置不要

EE04 感染症（血清免疫）検査
JMDNコード： 30679000
【5E040】 クラミジア免疫グロブリンAキット
酵素免疫測定法 EIA (ELISAを含む)

E4-5E017-4A-AI

販売名	製造販売会社名	販売会社名	検体の種別	貯法・有効期間	キットの構成・価格	JANコード	製品番号	承認・認証・届出番号	承認・認証 届出年月日	JMDNコード (シリーズ検査)	JMDNコード (キット)	備考	POCT
プロラスト クラミジア抗体 I g A／I g G	P H C		血清	2～8℃(暗所)1年	96 テスト 各 5 回用 800,000円	4987595977763	MYD-120	21200AMZ00626000	2000/12/04		30679000		
エルナス プレート 肺炎クラミジア I g A	富士レビオ		血清、血漿	2～8℃ 18ヵ月	1キット (96テスト用) 49,000円	4987270130292	130292	22500AMX01787000	2013/09/06		30679000		1.装置不要

EE04 感染症（血清免疫）検査
JMDNコード： 30681000
【5E050】 クラミジア免疫グロブリンMキット
酵素免疫測定法 EIA (ELISAを含む)

E4-5E019-5A-AI

販売名	製造販売会社名	販売会社名	検体の種別	貯法・有効期間	キットの構成・価格	JANコード	製品番号	承認・認証・届出番号	承認・認証 届出年月日	JMDNコード (シリーズ検査)	JMDNコード (キット)	備考	POCT
エルナス プレート 肺炎クラミジア I g M	富士レビオ		血清、血漿	2～8℃ 18ヵ月	1キット (96テスト用) 110,000円	4987270130278	130278	22100AMX02238000	2009/08/27		30681000		1.装置不要

EE04 感染症（血清免疫）検査
JMDNコード： 30681000
【5E050】 クラミジア免疫グロブリンMキット
イムノクロマト法（フロースルー法を含む）

E4-5E019-5A-EO

販売名	製造販売会社名	販売会社名	検体の種別	貯法・有効期間	キットの構成・価格	JANコード	製品番号	承認・認証・届出番号	承認・認証 届出年月日	JMDNコード (シリーズ検査)	JMDNコード (キット)	備考	POCT
エルナス 肺炎クラミドフィア I g M	富士レビオ		血清	2～30℃ 18ヵ月	10回用 16,000円	4987270130421	130421	22600AMX01327000	2014/11/21		30681000	免疫クロマト法	1.装置不要

EE04 感染症（血清免疫）検査
JMDNコード： 37756000
【5E060】 抗streptリジンOキット(ASO抗体価)
ラテックス比濁法 (LPIA、KIMS、競合法等を含む)

E4-5E035-0A-DC

販売名	製造販売会社名	販売会社名	検体の種別	貯法・有効期間	キットの構成・価格	JANコード	製品番号	承認・認証・届出番号	承認・認証 届出年月日	JMDNコード (シリーズ検査)	JMDNコード (キット)	備考	POCT
L Zテスト‘栄研’ASO	栄研化学		血清、血漿	2～10℃ 1年	緩衝液 60mLX1/ラテックス試液 37mLX1 41,400円	4987026191119	G-IX22	20400AMZ00931000	1992/07/08		37756000	日立7180,AU680,BM6050 他	
L Zテスト‘栄研’ASO	栄研化学	極東製薬工業	血清、血漿	2～10℃ 1年	緩衝液 20mLX 2/ラテックス試液 13mLX 2 27,600円	4987551495003	49500	20400AMZ00931000	1992/07/08		37756000	日立7180,AU680,BM6050 他	
ASO-ラテックスX1「生研」	デンカ		血清	2～10℃ 1年	緩衝液 40mLX1本、ラテックス浮遊液 50mLX1本	4987503603364	603364	21700AMZ00818000	2005/12/27		37756000	キヤノンAccute用	
					緩衝液 30mLX1本、ラテックス浮遊液 50mLX1本	4987503603371	603371					キヤノン用	
					緩衝液 32mLX1本、ラテックス浮遊液 50mLX1本	4987503603395	603395					日立7180用	
					緩衝液 200mLX1本、ラテックス浮遊液 200mLX1本	4987503603401	603401					バックマン用、日本電子用	
					緩衝液 28mLX1本、ラテックス浮遊液 46mLX1本	4987503603494	603494					日立LABOSPECT専用	
ASO標準液	デンカ			2～10℃ 1年	5mLX1本	4987503603258	603258		----	----	----		
N-アッセイ LA ASO ニットーボー	ニットーボーメディカル		血清、血漿	2～10℃ 1年	R-1:緩衝液 15mLX4 8,200円	4987479211518	15314114	21000AMZ00769000	1998/09/18		37756000	R1,R2別売品	
					R-2:ラテックス試液 15mLX4 32,500円	4987479211655	15314214						
オートASO・BML	ビー・エム・エル		血清、血漿	2～10℃ 1年	緩衝液(R-1)35mLX1、ラテックス試液(R-2)20mLX1	4560330330506		22500AMX01881000	2013/11/27		37756000		
エルビアエースASOⅡ	P H C		血清	2～10℃ 1年6ヵ月	試薬160mLX2、試薬260mLX2、(90,000円)	4987595639029	7C-90B3	21700AMZ00591000	2005/03/23		37756000		

L Tオートワークー A S O	富士フイルム和光純薬		血清	2～10℃(凍結不可) 1年	緩衝液/ラテックス試液 (識別記号:SR) :35mLX2/18mLX2 (47,000円)	4987481045972	465-92101	21100AMZ00615000	1999/09/13		37756000	日立7600/7700P、日電BM1250/1650/2250、日立7180/7170	
					緩衝液/ラテックス試液 (識別記号:LABOSPECT) :2組入り (62,200円)	4987481043558	469-34903					日立LABOSPECT008/003	
					緩衝液/ラテックス試液 (識別記号:nx-c) 2セット (63,000円)	4987481044807	469-79301					キヤノンTBA-nX360	
					A S Oキャリブレーターセット1mL用X4種 (22,000円)	4987481035225	410-88001					上記専用キャリブレーター	
コバス試薬 ASLO Gen.2	ロシュ・ダイアグノスティックス		血清	2～8℃・15ヵ月	200テスト・26,000円	4987518628963	518628963	30600EZ00030000	2024/10/10		37756000		

EE04 感染症（血清免疫）検査

JMDNコード： 37756000

【5E060】 抗ストレプトリジンOキット(ASO抗体価)

免疫比濁法

E4-5E035-0A-DF

販売名	製造販売会社名	販売会社名	検体の種別	貯法・有効期間	キットの構成・価格	JANコード	製品番号	承認・認証・届出番号	承認・認証届出年月日	JMDNコード (シリーズ検査)	JMDNコード (キット)	備考	POCT
Nーラテックス A S L	シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティックス		血清、血漿	2～8℃ 1年6ヶ月	2mLX3 22,050円	4987177105805	OPBU035	22000AMX01606000	2008/04/22		37756000		
アテリカCH ASO	シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティックス		血清、血漿	2～8℃ 12ヶ月	1200テスト 264,000円	4987559356276	11097634	23000EZ00053000	2018/09/27		37756000		

EE04 感染症（血清免疫）検査

JMDNコード： 37756000

【5E060】 抗ストレプトリジンOキット(ASO抗体価)

免疫比濁法

E4-5E035-0A-DO

販売名	製造販売会社名	販売会社名	検体の種別	貯法・有効期間	キットの構成・価格	JANコード	製品番号	承認・認証・届出番号	承認・認証届出年月日	JMDNコード (シリーズ検査)	JMDNコード (キット)	備考	POCT
シンクロンシステム ASO試薬	ベックマン・コールター		血清	2～8℃ 2年	100テストX2	4987666101943	469165	21000AMY00133000	1998/06/23	80046002	37756000		

EE04 感染症（血清免疫）検査

JMDNコード： 44031000

【5E110】 A群ベータ溶血連鎖球菌抗原キット

イムノクロマト法（フロースルー法を含む）

E4-5E040-0A-EO

販売名	製造販売会社名	販売会社名	検体の種別	貯法・有効期間	キットの構成・価格	JANコード	製品番号	承認・認証・届出番号	承認・認証届出年月日	JMDNコード (シリーズ検査)	JMDNコード (キット)	備考	POCT
スポットケム FLORA StrepA	アークレイファクトリー	アークレイマーケティング	咽頭ぬぐい液	1～30℃ 18ヶ月	10個入 11,200円	4987486008538	102202	22800EZ00004000	2016/8/8		44031000		3.装置必須
B i n aXN OW ストレップ A	アボット ダイアグノスティックス メディカル		咽頭ぬぐい液	4～30℃ 18箇月	12テスト 11,500円	4571226470671	800000668	21600AMG00003000	2004/01/26		44031000		1.装置不要
ファインビジョン Strep A	アボット ダイアグノスティックス メディカル		咽頭ぬぐい液	2～30℃ 18箇月	10テスト 11,000円	4571226474761	800004758	23000EZ00056000	2018/10/23		44031000		1.装置不要
イムノキャッチー-Strep A	栄研化学		咽頭ぬぐい液	室温 18ヵ月	10回分 9,000円	4987026359359	E-ET08	30500EZ00045000	2023/08/25		44031000		
クイックビュー-Dipstick StrepA	オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス		咽頭ぬぐい液	1～30℃ 24ヶ月	25回包装 20,000円	4987427300028	300028	21400AMG00003000			44031000	2液混合容器	1.装置不要
Sofia 肺炎球菌用 StrepA+ FIA	オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス		咽頭ぬぐい液	1～30℃ 24ヶ月	25回包装 28,000円	4987427300019	300019	22800EZ100001000			44031000	2液混合容器	3.装置必須
ラピッドデスタ ストレップ A	積水メディカル		咽頭拭い液	2～30℃ 17ヶ月	10回用9,000円	4987502408731	408731	21400AMY00228000	2002/09/10		44031000		1.装置不要
イムノエース® Strep A Neo	タウンズ		咽頭拭い液	2～30℃ 18ヶ月	10テスト 9,000円	4987815017101	IAST1710	30100EZ00015000	2019/09/04		44031000	2液混合容器	1.装置不要
					30テスト(輸送用スワブ付) 27,600円	4987815017309	IAST1730					2液混合容器	1.装置不要
					10テスト(Type A) 9,000円	4987815017408	IAST1740						1.装置不要
					30テスト(輸送用スワブ付・Type A) 27,600円	4987815017606	IAST1760						1.装置不要
					試薬1,2セット 6,000円	4987815017804	IAST1780					試薬別売品 (2液混合容器)	
					試薬1,2セット(Type A) 6,000円	4987815017903	IAST1790					試薬別売品	
陽性コントロール Strep A	タウンズ			2～8℃ 12ヶ月	1mL用3,000円	4987815071042	ACPC7104	----	----	----	----		
クイックナビ-Strep A2	デンカ	大塚製薬	咽頭拭い液	2～30℃ 24ヶ月	10回用11,000円	4987035598411	035598411	23100EZ00004000	2019/03/18		44031000		1.装置不要
	デンカ		咽頭拭い液	2～30℃ 24ヶ月	10回用11,000円	4987503325709	325709						1.装置不要
クイックナビ-StrepA2 陽性コントロール	デンカ			2～30℃ 24ヶ月	1本X1箱2,000円	4987503325723	325723	23100EZ00004000	2019/03/18		44031000	クイックナビTM-Strep A2専用コントロール	
Exスワブ001(咽頭・角結膜用滅菌綿棒)	デンカ			48ヶ月	50本X1箱5,500円	4987503324009	324009	----	----	----	----	別売品	
スタットマーク ストレップ A	ニチレイバイオサイエンス	カイノス	咽頭ぬぐい液	2～30℃ 24ヶ月	10テスト	4987550022989	NR-3200	22300AMX00502000	2011/03/31		44031000		1.装置不要
イムノファイン ストレップ A	ニチレイバイオサイエンス		咽頭ぬぐい液	2～30℃ 24ヶ月	10テスト 8,500円	4987780876598	522071	22300AMX00503000	2011/03/31		44031000		1.装置不要
B D ベリター システム S t r e p A	日本ベクトン・ディッキンソン		咽頭ぬぐい液	2～30℃ 24ヶ月	10テスト/1箱9,000円	0382902560579	256057	22400AMX00651000	2012/03/16		44031000		
				2～30℃ 36ヶ月	Strep Aコントロールスワブ (陽性・陰性コントロール各10本)16,000円	0382902560494	256049						
エムラインStrepA	マルホ		皮膚擦過物、咽頭ぬぐい液	2～30℃ 1年6ヶ月	5テスト¥6,350	4987213116017		23100EZ00009000	2019/4/3		44031000		1.装置不要

マルチ試薬一覧

E 免疫学的検査 EE04 感染症（血清免疫）検査 抗原検出	JMDN	44198000	30692000	41274000	30802003	30802013	30813000	30814000	30815000	84029000	84110000	84061000	備考
	タイトルNo.	【5E450】	【5E510】	【5F250】	【5F300】	【5F310】	【5F510】	【5F540】	【5F760】	【5F850】	【5F890】	【5F860】	
販売名	製造販売会社名\項目	肺炎球菌	レジオネラ※	アデノウイルス※	HSV 1型	HSV 2型	FluV A・B※	RSウイルス※	ロタウイルス	ノロウイルス	SARS-CoV-2	hMPV	
イムノキャッチー肺炎球菌/レジオネラ	栄研化学	○	○										
クイック チェイサー 肺炎球菌/レジオネラ	ミズホメディー	○	○										
ラピッドデスタ R S V－アデノ	積水メディカル			○				○					
ラピッドデスタ R S V－アデノ・NEXT	積水メディカル			○				○					
富士ドライケム IMMUNO AG カートリッジ RSV/Adeno	ミズホメディー			○				○					
クイック チェイサー Auto RSV/Adeno	ミズホメディー			○				○					
ラピッドデスタ ロターアデノⅡ	積水メディカル			○					○				
クイック チェイサー Rota/Adeno	ミズホメディー			○					○				
ヘルベス(1・2)FA試薬「生研」	デンカ				○	○							
イムノエース® Flu/RSV	タウンズ						○	○					
クイックナビ-Flu+RSV	デンカ						○	○					
イムノアロー SARS-CoV-2 & FluA／B & RSV	東洋紡						○	○			○		
アドテスト SARS-CoV-2/Flu	アドテック						○				○		
K B M ラインチェック n C o V／F l u	コージンバイオ						○				○		
RTテスト イムノクロマト-SARS-CoV-2/FluA+B	島津ダイアグノスティクス						○				○		
イムノエース®SARS-CoV-2/Flu	タウンズ						○				○		
クイックナビ-Flu+COVID19Ag	デンカ						○				○		
COVID-19 and Influenza A+B抗原コンボテスト「ニチレイバイオ」	ニチレイバイオサイエンス						○				○		
エスブライン SARS-CoV-2 & Flu A+B	富士レビオ						○				○		
クイック チェイサー SARS-CoV-2/Flu	ミズホメディー						○				○		
クイック チェイサー SARS-CoV-2/Flu A,B	ミズホメディー						○				○		
クイック チェイサー Auto SARS-CoV-2/Flu	ミズホメディー						○				○		
クイック チェイサー Auto SARS-CoV-2/Flu A,B	ミズホメディー						○				○		
富士ドライケム IMMUNO AG カートリッジ COVID-19/Flu	ミズホメディー						○				○		
富士ドライケム IMMUNO AG カートリッジ COVID-19/FluAB	ミズホメディー						○				○		
SARS-CoV-2 & FluA/B ラピッド抗原テスト	ロシュ・ ダイアグノスティクス						○				○		
ルミラ・SARS-CoV-2 & Flu A/B テストストリップ	ロシュ・ ダイアグノスティクス						○				○		
クイック チェイサー SARS-CoV-2/RSV	ミズホメディー							○			○		
クイック チェイサー RSV/hMPV	ミズホメディー							○				○	
IPライン デュオ「ノロ・ロタ」	イムノ・グローブ								○	○			

※ 一般的名称の項目には、抗原と抗体がある

FF 輸血関連検査

○：掲載 **New**：新規承認品（2019年以降の承認品のうち、初めて製品掲載） ●:前版から追加 追加された一般的名称にはアンダーライン ー：前版から製品掲載なしに

No.	一般的名称(項目名)	JMDNJ-ト*	掲載
FF01 輸血関連検査			
【5H010】	A B O式血液型キット	30597000	○
【5H020】	A ートランスフェラーゼ活性およびB ートランスフェラーゼ活性キット	43108000	○
【5H030】	R h 式血液型キット	30598000	○
【5H040】	クームス試験キット(抗グロブリン試験)	43111000	○
【5H050】	不規則抗体検出・同定キット	43113000	○

見本

F1-5H010-0A-CC													
販売名	製造販売会社名	販売会社名	検体の種別	貯法・有効期間	キットの構成・価格	JANコード	製品番号	承認・認証・届出番号	承認・認証 届出年月日	JMDNコード (シリーズ検査)	JMDNコード (キット)	備考	POCT
イムコア抗Aモノクロ	アイ・エル・ジャパン		赤血球	10℃以下禁凍結 2年	10mL 3,300円	4987793115912	IMM0006400-1J	20600AMY00141000	1994/04/14		30597000		
					自動分析機用10mLX2 6,000円	4987793000287	IMM0006400-2J						
					自動分析機用10mLX5 21,000円	4987793117411	IMM0006400-5J						
イムコア抗Bモノクロ	アイ・エル・ジャパン		赤血球	10℃以下禁凍結 2年	10mL 3,300円	4987793115929	IMM0006406-1J	20600AMY00140000	1994/04/14		30597000		
					自動分析機用10mLX2 6,000円	4987793000294	IMM0006406-2J						
					自動分析機用10mLX5 21,000円	4987793117428	IMM0006406-5J						
ガンマクローン抗A	アイ・エル・ジャパン		赤血球	10℃以下禁凍結 2年	10mL 3,300円	4987793107535	IMM0410210-1J	20500AMY00175000	1993/05/07		30597000		
ガンマクローン抗B	アイ・エル・ジャパン		赤血球	10℃以下禁凍結 2年	10mL 3,300円	4987793107542	IMM0413210-1J	20500AMY00176000	1993/05/07		30597000		
オーソ バイオクローン 抗A	オーソ・クリニカル・ ダイアグノスティックス		血液	10℃以下(禁凍結、直射日光避け) 2年	10mL3,795円	4987427111006	111006	16200EZY00586000	1987/10/23		30597000		
オーソ バイオクローン 抗B	オーソ・クリニカル・ ダイアグノスティックス		血液	10℃以下(禁凍結、直射日光避け) 2年	10mL3,795円	4987427112003	112003	16200EZY00587000	1987/10/23		30597000		
オーソ バイオビュー 抗A、抗B、抗Dカセット	オーソ・クリニカル・ ダイアグノスティックス		血液	25℃以下(禁凍結、直射日光避け) 8ヶ月	20カセット8,050円	4987427180002	180002	20800AMY00168000	1996/04/16		30597000		
オーソ バイオビュー A、B、D確認用カセット	オーソ・クリニカル・ ダイアグノスティックス		血液	25℃以下(禁凍結、直射日光避け) 8ヶ月	20カセット9,200円	4987427180026	180026	21700AMY00058000	2005/02/23		30597000		
DG Gel カイノス ABO/Rh(2D)カード	カイノス		赤血球、血清、血漿	2～8℃ 24ヵ月	50カード23,200円	4987550024006	DGC0338	21700AMY00217000	2005/07/13	80010003	30597000		
DG Gel カイノス ABO/Rh(2D)カード	カイノス	富士フイルム和光純薬	赤血球、血清、血漿	2～8℃ 24ヵ月	50カード23,200円	4987481153202	447-11741	21700AMY00217000	2005/07/13	80010003	30597000		
DG Gel カイノス CTカード	カイノス		赤血球、血清、血漿	2～8℃ 21ヵ月	50カード75,000円	4987550024013	DGC0374	21700AMY00217000	2005/07/13	80010003	30597000		
DG Gel カイノス CTカード	カイノス	富士フイルム和光純薬	赤血球、血清、血漿	2～8℃ 21ヵ月	50カード75,000円	4987481153219	444-11751	21700AMY00217000	2005/07/13	80010003	30597000		
DG Gel カイノス Confirm Pカード	カイノス		赤血球	2～25℃ 13ヵ月	50カード26,400円	4987550024969	DGC0351	22800EZ00019000	2016/04/05		30597000		
DG Gel カイノス Confirm Pカード	カイノス	富士フイルム和光純薬	赤血球	2～25℃ 13ヵ月	50カード26,400円	4987481043695	441-12621	22800EZ00019000	2016/04/05		30597000		
マイクロタイピングシステムABDカード (mono)	バイオ・ラッド ラボラトリーズ		血清、血漿、 赤血球	10～30℃ 12ヶ月	48カード18,500円	4987590012292	01229	21000AMY00179000	1998/08/20		30597000		
バイオ・ラッド セラクローン 抗A	バイオ・ラッド ラボラトリーズ		赤血球	2～8℃ 24ヶ月	10mL3,300円	4987590920252	92025	30400EZ00094000	2022/12/06		30597000		
バイオ・ラッド セラクローン 抗B	バイオ・ラッド ラボラトリーズ		赤血球	2～8℃ 24ヶ月	10mL3,300円	4987590920269	92026	30400EZ00095000	2022/12/06		30597000		
マイクロタイピングシステム ABD-Confirmationカード	バイオ・ラッド ラボラトリーズ		赤血球	10～30℃ 12ヶ月	48カード23,800円	4987590012551	01255	22600AMX00108000	2014/01/24		30597000		
モノクローナル抗Aワコー	富士フイルム和光純薬		赤血球	10℃以下(凍結不可) 2年	5mL (滴びん入) (1,800円)	4987481025691	442-03702	20200EZZ00113000	1990/08/24		30597000		1.装置不要
					10mL (滴びん入) (3,000円)	4987481025684	440-03703						
モノクローナル抗Bワコー	富士フイルム和光純薬		赤血球	10℃以下(凍結不可) 2年	5mL (滴びん入) (1,800円)	4987481025721	448-03802	20200EZZ00114000	1990/08/24		30597000		1.装置不要
					10mL (滴びん入) (3,000円)	4987481025714	446-03803						

F01 輸血関連検査		JMDNコード： 43108000													
【5H020】 A－トランスフェラーゼ活性およびB－トランスフェラーゼ活性キット															
凝集反応														F1-5H015-0A-CC	
販売名	製造販売会社名	販売会社名	検体の種別	貯法・有効期間	キットの構成・価格	JANコード	製品番号	承認・認証・届出番号	承認・認証 届出年月日	JMDNコード (シリーズ検査)	JMDNコード (キット)	備考	POCT		
ガルサープ A B	積水メディカル		血清、血漿、尿	2～10℃ 1ヶ年	10検体分15,000円	4987502516207	516207	16300EZZ02057000	1988/12/27		43108000				

輸血関連検査		JMDNコード： 30598000											F1-5H020-0A-CC	
【5H030】 R h式血液型キット														
凝集反応														
販売名	製造販売会社名	販売会社名	検体の種別	貯法・有効期間	キットの構成・価格	JANコード	製品番号	承認・認証・届出番号	承認・認証 届出年月日	JMDNコード (シリーズ検査)	JMDNコード (キット)	備考	POCT	
ガンマクローン抗C	アイ・エル・ジャパン		赤血球	1～8℃ 2年	5mL 22,000円	4987793110191	IMM0066421	20900AMY00178000	1997/08/05		30598000			
ガンマクローン抗D(IgM／IgG)	アイ・エル・ジャパン		赤血球	10℃以下禁凍結 2年	10mL 14,000円	4987793110597	IMM0066420-1J	21000AMY00090000	1998/05/14		30598000			
					自動分析機用10mLX2 24,000円	4987793000300	IMM0066420-2J							
					自動分析機用10mLX5 75,000円	4987793117435	IMM0066420-5J							
ガンマクローン抗E	アイ・エル・ジャパン		赤血球	1～8℃ 2年	5mL 22,000円	4987793110207	IMM0066422	21000AMY00164000	1998/07/14		30598000			
ガンマクローン抗e	アイ・エル・ジャパン		赤血球	1～8℃ 2年	5mL 40,000円	4987793110221	IMM0066424	21000AMY00165000	1998/07/14		30598000			
イムクローン抗c	アイ・エル・ジャパン		赤血球	2～8℃ 2年	5mL 27,500円	4987793002397	IMM0007306-J	22600AMX00032000	2014/01/14		30598000			
イムコア抗c	アイ・エル・ジャパン		赤血球	1～10℃ 2年	5mL 27,500円	4987793004049	IMM0066425	30100EZ000007000	2019/06/26		30598000			
ノバクローン抗D(IgM／IgG)	アイ・エル・ジャパン		赤血球	2～8℃ 2年	10mL 14,000円	4987793004100	IMM5350034-1J	30400EZ000081000	2022/10/24		30598000			
					自動分析機用10mLX2 24,000円	4987793004094	IMM5350034-2J							
					自動分析機用10mLX5 75,000円	4987793004087	IMM5350034-5J							

オーソ抗D血清	オーソ・クリニカル・ ダイアグノスティックス		血液	10℃以下(禁凍結、直射日光避け) 2年	10mL12,650円	4987427121104	121104	15600EZY00129000	1981/11/20		30598000		
オーソ バイオクローン 抗D (ポリクローナルブレンド)	オーソ・クリニカル・ ダイアグノスティックス		血液	10℃以下(禁凍結、直射日光避け) 2年	10mL16,445円	4987427121005	121005	20100EZY00144000	1989/09/29		30598000		
オーソ バイオクローン Rh式血液型判定用 /抗C/抗c/抗E/抗e	オーソ・クリニカル・ ダイアグノスティックス		血液	2～8℃(禁凍結、直射日光避け) 2年	5mLX4 120,750円	4987427127106	127106	20600AMY00296000	1994/07/01	80004003	30598000		
オーソ バイオビュー 抗A、抗B、抗Dカセット	オーソ・クリニカル・ ダイアグノスティックス		血液	25℃以下(禁凍結、直射日光避け)8ヶ月	20カセット8,050円	4987427180002	180002	20800AMY00168000	1996/04/16		30598000		
オーソ バイオビュー Rh-hrカセット10	オーソ・クリニカル・ ダイアグノスティックス		血液	25℃以下(禁凍結、直射日光避け)8ヶ月	10カセット19,000円	4987427181016	181016	20800AMY00170000	1996/04/16		30598000		
オーソ バイオビュー A、B、D確認用カセット	オーソ・クリニカル・ ダイアグノスティックス		血液	25℃以下(禁凍結、直射日光避け)8ヶ月	20カセット9,200円	4987427180026	180026	21700AMY00058000	2005/02/23		30598000		
DG Gel カイノス ABO/Rh(2D)カード	カイノス		赤血球、血清、血漿	2～8℃ 24ヵ月	50カード23,200円	4987550024006	DGC0338	21700AMY00217000	2005/07/13	80010003	30598000		
DG Gel カイノス ABO/Rh(2D)カード	カイノス	富士フイルム和光純薬	赤血球、血清、血漿	2～8℃ 24ヵ月	50カード23,200円	4987481153202	447-11741	21700AMY00217000	2005/07/13	80010003	30598000		
DG Gel カイノス CTカード	カイノス		赤血球、血清、血漿	2～8℃ 21ヵ月	50カード75,000円	4987550024013	DGC0374	21700AMY00217000	2005/07/13	80010003	30598000		
DG Gel カイノス CTカード	カイノス	富士フイルム和光純薬	赤血球、血清、血漿	2～8℃ 21ヵ月	50カード75,000円	4987481153219	444-11751	21700AMY00217000	2005/07/13	80010003	30598000		
DG Gel カイノス Confirm Pカード	カイノス		赤血球	2～25℃ 13ヵ月	50カード26,400円	4987550024969	DGC0351	22800EZX00019000	2016/04/05		30598000		
DG Gel カイノス Confirm Pカード	カイノス	富士フイルム和光純薬	赤血球	2～25℃ 13ヵ月	50カード26,400円	4987481043695	441-12621	22800EZX00019000	2016/04/05		30598000		
抗Dモノクロ「三光」	積水メディカル		赤血球	10℃以下で凍結を避けてする。自家試験合格の日から2年。	10mL9,000円	4987502516184	516184	20200AMZ01009000	1990/11/20		30598000		
マイクロタイピングシステム Rhカード (mono)	バイオ・ラッド ラボラトリーズ		赤血球	10～30℃ 12ヶ月	12カード26,400円	4987590020273	02027	30400EZX00103000	2022/12/19		30598000		
マイクロタイピングシステム ABDカード (mono)	バイオ・ラッド ラボラトリーズ		血清、血漿、 赤血球	10～30℃ 12ヶ月	48カード18,500円	4987590012292	01229	21000AMY00179000	1998/08/20		30598000		
バイオ・ラッド セラクローン 抗C	バイオ・ラッド ラボラトリーズ		赤血球	2～8℃ 15ヶ月	5mL29,500円	4987590920429	92042	30400EZX00050000	2022/07/07		30598000		
バイオ・ラッド セラクローン 抗c (small)	バイオ・ラッド ラボラトリーズ		赤血球	2～8℃ 15ヶ月	5mL24,500円	4987590920436	92043	30400EZX00051000	2022/07/07		30598000		
バイオ・ラッド セラクローン 抗E	バイオ・ラッド ラボラトリーズ		赤血球	2～8℃ 15ヶ月	5mL24,000円	4987590920443	92044	30400EZX00052000	2022/07/07		30598000		
バイオ・ラッド セラクローン 抗e (small)	バイオ・ラッド ラボラトリーズ		赤血球	2～8℃ 12ヶ月	5mL33,000円	4987590920450	92045	30400EZX00053000	2022/07/07		30598000		
バイオ・ラッド セラクローン 抗D	バイオ・ラッド ラボラトリーズ		赤血球	2～8℃ 24ヶ月	10mL15,000円	4987590920283	92028	30400EZX00097000	2022/12/06		30598000		
バイオ・ラッド セラクローン 抗D (Blend)	バイオ・ラッド ラボラトリーズ		赤血球	2～8℃ 24ヶ月	10mL14,000円	4987590920276	92027	30400EZX00096000	2022/12/06		30598000		
マイクロタイピングシステム ABD-Confirmationカード	バイオ・ラッド ラボラトリーズ		赤血球	10～30℃ 12ヶ月	48カード23,800円	4987590012551	01255	22600AMX00108000	2014/01/24		30598000		
モノクローナル抗Cワコー	富士フイルム和光純薬		赤血球	10℃以下(凍結不可) 2年	5mL (滴びん入) (22,000円)	4987481030343	440-05501	20900AMZ00180000	1997/03/12		30598000		1.装置不要
モノクローナル抗cワコー	富士フイルム和光純薬		赤血球	10℃以下(凍結不可) 2年	5mL (滴びん入) (26,000円)	4987481030350	446-05601	20900AMZ00182000	1997/03/12		30598000		1.装置不要
モノクローナル抗Dワコー	富士フイルム和光純薬		赤血球	10℃以下(凍結不可) 2年	5mL (滴びん入) (6,500円)	4987481027930	444-04203	20700AMZ00583000	1995/08/01		30598000		1.装置不要
					10mL (滴びん入) (10,000円)	4987481027756	448-04201						
モノクローナル抗Eワコー	富士フイルム和光純薬		赤血球	10℃以下(凍結不可) 2年	5mL (滴びん入) (21,000円)	4987481030329	448-05301	20900AMZ00181000	1997/03/12		30598000		1.装置不要
モノクローナル抗eワコー	富士フイルム和光純薬		赤血球	10℃以下(凍結不可) 2年	5mL (滴びん入) (38,000円)	4987481030336	444-05401	20900AMZ00183000	1997/03/12		30598000		1.装置不要

FF01 輸血関連検査 JMDNコード： 43111000

【5H040】 クームス試験キット(抗グロブリン試験)

凝集反応

F1-5H120-0A-CC

販売名	製造販売会社名	販売会社名	検体の種別	貯法・有効期間	キットの構成・価格	JANJ-ト [®]	製品番号	承認・認証・届出番号	承認・認証 届出年月日	JMDNコード (シリーズ検査)	JMDNコード (キット)	備考	POCT
ガンマクローン抗C3b, C3d	アイ・エル・ジャパン		血清、血漿、赤血球	1～8℃ 2年	5mL 20,000円	4987793109430	IMM0004068	20900AMY00001000	1997/01/08		43111000		
ガンマクローン抗IgG	アイ・エル・ジャパン		血清、血漿、赤血球	1～8℃ 2年	10mLX1 13,000円	4987793109423	IMM0401510-1J	20900AMY00002000	1997/01/08		43111000		
			血清、血漿、赤血球		10mLX10 68,000円	4987793114076	IMM0401510						
ガンマクローン抗IgG(グリーン)	アイ・エル・ジャパン		血清、血漿、赤血球	1～8℃ 2年	10mLX1 14,000円	4987793109447	IMM0409210-1J	20900AMY00003000	1997/01/08		43111000		
			血清、血漿、赤血球		10mLX10 82,000円	4987793114809	IMM0409210						
ガンマクローン抗IgG, C3d	アイ・エル・ジャパン		血清、血漿、赤血球	10℃以下禁凍結 2年	10mL 12,000円	4987793109782	IMM0401010-1J	21000AMY00064000	1998/03/25		43111000		
ガンマクローン抗IgG, C3d (グリーン)	アイ・エル・ジャパン		血清、血漿、赤血球	10℃以下禁凍結 2年	10mL 13,000円	4987793109799	IMM0409710-1J	21000AMY00065000	1998/03/25		43111000		

マルチ試薬一覧

F 輸血関連検査 FF01 輸血関連検査	JMDN	30597000	30598000	43111000	43113000	備考
	タイトルNo.	[5H010]	[5H030]	[5H040]	[5H050]	
販売名	製造販売会社名\項目	血液型- ABO式	血液型-Rh(D) 因子他	Coombs試験	不規則性抗体	
オーソ バイオビュー A、B、D確認用カセット	オーソ・クリニカル・ ダイアグノスティックス	○	○			
オーソ バイオビュー 抗A、抗B、抗Dカセット	オーソ・クリニカル・ ダイアグノスティックス	○	○			
DG Gel カイノス ABO/Rh(2D)カード	カイノス	○	○			
DG Gel カイノス Confirm Pカード	カイノス	○	○			
DG Gel カイノス CTカード	カイノス	○	○	○	○	
オーソ クームス血清 バイオクローン	オーソ・クリニカル・ ダイアグノスティックス			○	○	
オーソ グリーンクームス血清 バイオクローン	オーソ・クリニカル・ ダイアグノスティックス			○	○	
オーソ バイオビュー DAT/IDAT カセット	オーソ・クリニカル・ ダイアグノスティックス			○	○	
オーソ バイオビュー クームス カセット	オーソ・クリニカル・ ダイアグノスティックス			○	○	
DG Gel カイノス D.C.Scanカード	カイノス			○	○	

見本

GG 微生物学検査

○：掲載 **New**：新規承認品（2019年以降の承認品のうち、初めて製品掲載） ●:前版から追加 追加された一般的名称にはアンダーライン ー：前版から製品掲載なしに

No.	一般的名称(項目名)	JMDNコード	掲載
GG01 細菌培養同定検査（型別含む）			
【6B010】	培養同定・一般細菌キット	44456000	○
【6B020】	M R S A コアグラ－ゼ型別・ブドウ球菌コアグラ－ゼ型別キット	44376000	○
【6B030】	肺炎球菌キット	84054000	○
【6B040】	インフルエンザ菌抗原キット	84062000	○
【6B050】	b 型インフルエンザ菌キット	86004000	
【6B060】	グルコース非発酵性グラム陰性悍菌キット	33361000	
【6B070】	ブドウ球菌キット	30656003	○
【6B080】	培養同定・真菌キット	43162000	○
【6B090】	マイコバクテリウム抗原キット	84022000	○
【6B100】	培養同定・抗酸菌キット	44408013	○
【6B110】	培養同定・ナイアシンテストキット	44408003	
【6B120】	嫌気性菌生化学的同定キット(培養同定)	30654000	○
【6B130】	連鎖球菌キット	30710000	○
【6B140】	サルモネラ菌キット	30707000	○
【6B150】	赤痢菌キット	37726000	○
【6B160】	大腸菌キット	37727000	○
【6B170】	エルシニアキット	30718000	○
【6B180】	クレブシエラキット	37752000	
【6B190】	セラチア・マルセサンスキット	32508000	
【6B200】	偽結核菌別キット	43354000	○
【6B210】	シュードモナス菌キット	30705000	○
【6B220】	フラボバクテリウム群別キット	32506000	
【6B230】	腸炎ビブリオ血清型別・ビブリオ科血清型別キット	42957000	○
【6B240】	コレラ菌キット	32504000	○
【6B250】	インフルエンザ菌莢膜型別・ヘモフィルス莢膜型別キット	43353000	○
【6B260】	耐熱性 A 型ウェルシュ菌型別キット	43175000	○
【6B270】	カンピロバクターキット	37758000	○
【6B280】	血清学的同定・アルカレッセンス・ジスパールキット	43193000	
【6B290】	血清学的同定・真菌キット	44450000	
【6Z010】	大腸菌 O 1 5 7 抗原キット	44023000	○
【6Z020】	大腸菌 H 7 抗原キット	44030000	
GG02 薬剤感受性検査			
【6C010】	薬剤感受性(一般細菌・ディスク法)キット	38852000	○
【6C020】	薬剤感受性(一般細菌・液体培地希釈法)キット	30631000	○
【6C030】	薬剤感受性検査(一般細菌・比色法)キット	86011000	○
【6C040】	薬剤感受性(真菌)キット	43242000	○

No.	一般的名称(項目名)	JMDNコード	掲載
【6C050】	薬剤感受性(抗酸菌)キット	30658000	○
【6Z010】	大腸菌ベロ毒素キット	42846000	○
【6Z020】	細菌毒素検出キット	44449000	○

見本

GG01 細菌培養同定検査（型別含む）
【6B010】 培養同定・一般細菌キット
同定・鑑別検査用試薬（自動機器）

JMDNコード： 44456000

G1-6B010-0A-OI

販売名	製造販売会社名	販売会社名	検体の種別	貯法・有効期間	キットの構成・価格	JANコード	製品番号	承認・認証・届出番号	承認・認証 届出年月日	JMDNコード (シリーズ検査)	JMDNコード (キット)	備考	POCT
ライサス RSCSE	島津ダイアグノスティクス		菌株	冷所(2～10℃)2年	20枚 30,000円	4987302040469	04046	21300AMZ00429000	2001/05/10	80016003	44456000		
ライサス RSCP3	島津ダイアグノスティクス		菌株	冷所(2～10℃)2年	20枚 30,000円	4987302041190	04119	21300AMZ00429000	2001/05/10	80016003	44456000		
ライサス RSCP2	島津ダイアグノスティクス		菌株	冷所(2～10℃)2年	20枚 30,000円	4987302041350	04135	21300AMZ00429000	2001/05/10	80016003	44456000		
ライサス RCEB1	島津ダイアグノスティクス		菌株	冷所(2～10℃)2年	20枚 30,000円	4987302043767	04376	21300AMZ00429000	2001/05/10	80016003	44456000		
ライサス RCEB3	島津ダイアグノスティクス		菌株	冷所(2～10℃)2年	20枚 30,000円	4987302047420	04742	21300AMZ00429000	2001/05/10	80016003	44456000		
ライサス RCNF1	島津ダイアグノスティクス		菌株	冷所(2～10℃)2年	20枚 30,000円	4987302043774	04377	21300AMZ00429000	2001/05/10	80016003	44456000		
ライサス RCNF2	島津ダイアグノスティクス		菌株	冷所(2～10℃)2年	20枚 30,000円	4987302047437	04743	21300AMZ00429000	2001/05/10	80016003	44456000		
ライサス RSCP4	島津ダイアグノスティクス		菌株	冷所(2～10℃)2年	20枚 30,000円	4987302043941	04394	21300AMZ00429000	2001/05/10	80016003	44456000		
ライサス RCSE1	島津ダイアグノスティクス		菌株	冷所(2～10℃)2年	20枚 30,000円	4987302047451	04745	21300AMZ00429000	2001/05/10	80016003	44456000		
B D フェニックス	日本ベクトン・ディッキンソン			15～25℃ 12ヶ月	25枚入り 27,000円	0382904480073	448007	21400AMY00156000	2002/05/01	80016003	44456000	グラムネガティブ NID	
					25枚入り 27,000円	0382904480080	448008					グラムポジティブ PID	
					25枚入り 30,000円	0382904488574	448857					ストレプト SMIC/ID-8	
					25枚入り 30,000円	0382904484361	448436					グラムポジティブ PMIC/ID-86	
					25枚入り 40,000円	0382904490515	449051					グラムネガティブ NMIC/ID-441	
					25枚入り 40,000円	0382904490584	449058					グラムネガティブ NMIC/ID-442	
バイテック 2 GN同定カード	バイオメリュー・ジャパン			2～8℃ 禁凍結 12ヶ月	20枚	4987585213413	21341	21700AMY00160000	2005/03/23		44456000		
バイテック 2 GP同定カード	バイオメリュー・ジャパン			2～8℃ 禁凍結 18ヶ月	20枚	4987585213420	21342	21700AMY00161000	2005/03/23		44456000		
バイテック 2 NH同定カード	バイオメリュー・ジャパン			2～8℃ 禁凍結 18ヶ月	20枚	4987585213468	21346	21900AMX00937000	2007/06/07		44456000		
バイテック 2 ANC同定カード	バイオメリュー・ジャパン			2～8℃ 禁凍結 18ヶ月	20枚	4987585213475	21347	22000AMX00035000	2008/02/05		44456000		
マイクロスキャン Pos Combo 3.1J パネル	ベックマン・コールター		生体由来試料	2～25℃ 1年	20パネルX1	4987666600286	J1016-301J	20700AMY00075000 13E1X80150000123	1995/02/15	80016003	44456000		
マイクロスキャン Pos Combo 3.1C パネル	ベックマン・コールター		生体由来試料	2～25℃ 1年	20パネルX1	4987666600316	J1016-301C	20700AMY00075000 13E1X80150000123	1995/02/15	80016003	44456000		
マイクロスキャン Pos BP Combo 3.2J パネル	ベックマン・コールター		生体由来試料	2～25℃ 1年	20パネルX1	4987666600293	J1016-302J	20700AMY00075000 13E1X80150000123	1995/02/15	80016003	44456000		
マイクロスキャン Pos ID 3 パネル	ベックマン・コールター		生体由来試料	2～25℃ 1年	20パネルX1	4987666600279	B1017-221	20700AMY00075000 13E1X80150000123	1995/02/15	80016003	44456000		
マイクロスキャン Pos Combo 1J パネル	ベックマン・コールター		生体由来試料	2～25℃ 1年	20パネルX1	4987666602464	J1016-0015	20700AMY00075000 13E1X80150000123	1995/02/15	80016003	44456000		
マイクロスキャン Pos Combo 2T パネル	ベックマン・コールター		生体由来試料	2～25℃ 1年	20パネルX1	4987666602471	J1016-0016	20700AMY00075000 13E1X80150000123	1995/02/15	80016003	44456000		
マイクロスキャン Pos BP Combo 1J パネル	ベックマン・コールター		生体由来試料	2～25℃ 1年	20パネルX1	4987666602488	J1016-0017	20700AMY00075000 13E1X80150000123	1995/02/15	80016003	44456000		
マイクロスキャン Pos MIC 1J パネル	ベックマン・コールター		生体由来試料	2～25℃ 1年	20パネルX1	4987666602495	J1016-0018	20700AMY00075000 13E1X80150000123	1995/02/15	80016003	44456000		
マイクロスキャン Pos MIC 2J パネル	ベックマン・コールター		生体由来試料	2～25℃ 1年	20パネルX1	4987666602501	J1016-0019	20700AMY00075000 13E1X80150000123	1995/02/15	80016003	44456000		
マイクロスキャン Neg Combo EN 4J パネル	ベックマン・コールター		生体由来試料	2～25℃ 1年	20パネルX1	4987666603034	C35258	20600AMY00147000 13E1X80150000122	1994/04/14	80016003	44456000		
マイクロスキャン Neg Combo EN 5J パネル	ベックマン・コールター		生体由来試料	2～25℃ 1年	20パネルX1	4987666603393	C54813	20600AMY00147000 13E1X80150000122	1994/04/14	80016003	44456000		
マイクロスキャン Neg MIC 3J パネル	ベックマン・コールター		生体由来試料	2～25℃ 1年	20パネルX1	4987666603409	C54814	20600AMY00147000 13E1X80150000122	1994/04/14	80016003	44456000		
マイクロスキャン Neg MIC 4J パネル	ベックマン・コールター		生体由来試料	2～25℃ 1年	20パネルX1	4987666603416	C54815	20600AMY00147000 13E1X80150000122	1994/04/14	80016003	44456000		

GG01 細菌培養同定検査（型別含む）
【6B010】 培養同定・一般細菌キット
同定・鑑別検査用試薬（キット）

JMDNコード： 44456000

G1-6B010-0A-OL

販売名	製造販売会社名	販売会社名	検体の種別	貯法・有効期間	キットの構成・価格	JANコード	製品番号	承認・認証・届出番号	承認・認証 届出年月日	JMDNコード (シリーズ検査)	JMDNコード (キット)	備考	POCT
IDテスト・EB-20	島津ダイアグノスティクス		菌株	室温 1年	25検体用 13,500円	4987302066261	06626	16100AMZ03213000	1986/04/28		44456000		
IDテスト・EB-20 EB試薬	島津ダイアグノスティクス		菌株	冷所(2～10℃)1年	100検体用 7,000円	4987302066285	06628	16100AMZ03213000	1986/04/28		44456000		
N-IDテスト・SP-18	島津ダイアグノスティクス		菌株	室温 1年	25検体用 14,800円	4987302066377	06637	20400AMZ01072000	1992/09/18		44456000		
N-IDテスト・SP-18 SP試薬	島津ダイアグノスティクス		菌株	冷所(2～10℃)1年	100検体用 7,000円	4987302066384	06638	20400AMZ01072000	1992/09/18		44456000		
IDテスト・HN-20ラビッド	島津ダイアグノスティクス		菌株	室温 1年	25検体用 20,000円	4987302066353	06635	20400AMZ01146000	1992/10/23		44456000		
IDテスト・HN-20ラビッド HN試薬	島津ダイアグノスティクス		菌株	冷所(2～10℃)1年	100検体用 7,000円	4987302066407	06640	20400AMZ01146000	1992/10/23		44456000		
IDテスト・NF-18	島津ダイアグノスティクス		菌株	室温 1年	25検体用 14,800円	4987302066292	06629	20400AMZ01157000	1992/10/23		44456000		
IDテスト・NF-18 NF試薬	島津ダイアグノスティクス		菌株	冷所(2～10℃)1年	100検体用 7,000円	4987302066315	06631	20400AMZ01157000	1992/10/23		44456000		

マイクロスキャン H N I D パネル	バックマン・コールター		生体由来試料	2～8℃ 1年	20パネルX1	4987666600422	B1012-10B	21700AMY00134000	2005/03/16		44456000		
マイクロスキャン Neg Combo 3.11E パネル	バックマン・コールター		生体由来試料	2～25℃ 1年	20パネルX1	4987666600040	J1016-311E	20600AMY00147000 13E1X80150000122	1994/04/14	80016003	44456000		
マイクロスキャン Neg MIC 3.31E パネル	バックマン・コールター		生体由来試料	2～25℃ 1年	20パネルX1	4987666600262	J1016-331E	20600AMY00147000 13E1X80150000122	1994/04/14	80016003	44456000		
マイクロスキャン Neg Combo EN 2J パネル	バックマン・コールター		生体由来試料	2～25℃ 1年	20パネルX1	4987666602518	J1016-0020	20600AMY00147000 13E1X80150000122	1994/04/14	80016003	44456000		
マイクロスキャン Neg BP Combo 2J パネル	バックマン・コールター		生体由来試料	2～25℃ 1年	20パネルX1	4987666602525	J1016-0021	20600AMY00147000 13E1X80150000122	1994/04/14	80016003	44456000		
マイクロスキャン Neg MIC EN 2J パネル	バックマン・コールター		生体由来試料	2～25℃ 1年	20パネルX1	4987666602532	J1016-0022	20600AMY00147000 13E1X80150000122	1994/04/14	80016003	44456000		
マイクロスキャン Neg MIC NF 1J パネル	バックマン・コールター		生体由来試料	2～25℃ 1年	20パネルX1	4987666602549	J1016-0023	20600AMY00147000 13E1X80150000122	1994/04/14	80016003	44456000		
マイクロスキャン Neg Combo NF 2J パネル	バックマン・コールター		生体由来試料	2～25℃ 1年	20パネルX1	4987666602556	J1016-0024	20600AMY00147000 13E1X80150000122	1994/04/14	80016003	44456000		
マイクロスキャン Neg Combo EN 2T パネル	バックマン・コールター		生体由来試料	2～25℃ 1年	20パネルX1	4987666602563	J1016-0025	20600AMY00147000 13E1X80150000122	1994/04/14	80016003	44456000		
マイクロスキャン Neg Combo EN 3J パネル	バックマン・コールター		生体由来試料	2～25℃ 1年	20パネルX1	4987666602723	J1016-0026	20600AMY00147000 13E1X80150000122	1994/04/14	80016003	44456000		
マイクロスキャン Neg Combo EN 2C パネル	バックマン・コールター		生体由来試料	2～25℃ 1年	20パネルX1	4987666602747	J1016-0027	20600AMY00147000 13E1X80150000122	1994/04/14	80016003	44456000		
マイクロスキャン Neg MIC EN 3J パネル	バックマン・コールター		生体由来試料	2～25℃ 1年	20パネルX1	4987666602754	J1016-0028	20600AMY00147000 13E1X80150000122	1994/04/14	80016003	44456000		
マイクロスキャン Neg BP Combo 4J パネル	バックマン・コールター		生体由来試料	2～25℃ 1年	20パネルX1	4987666602761	J1016-0029	20600AMY00147000 13E1X80150000122	1994/04/14	80016003	44456000		
マイクロスキャン Neg Combo NF 3J パネル	バックマン・コールター		生体由来試料	2～25℃ 1年	20パネルX1	4987666602778	J1016-0030	20600AMY00147000 13E1X80150000122	1994/04/14	80016003	44456000		
マイクロスキャン Neg Combo IN 2J パネル	バックマン・コールター		生体由来試料	2～25℃ 1年	20パネルX1	4987666602792	J1016-0031	20600AMY00147000 13E1X80150000122	1994/04/14	80016003	44456000		
マイクロスキャン Neg Combo OUT 2J パネル	バックマン・コールター		生体由来試料	2～25℃ 1年	20パネルX1	4987666602808	J1016-0032	20600AMY00147000 13E1X80150000122	1994/04/14	80016003	44456000		
マイクロスキャン Neg MIC 2J パネル	バックマン・コールター		生体由来試料	2～25℃ 1年	20パネルX1	4987666602815	J1016-0033	20600AMY00147000 13E1X80150000122	1994/04/14	80016003	44456000		
マイクロスキャン Neg Combo NF 3T パネル	バックマン・コールター		生体由来試料	2～25℃ 1年	20パネルX1	4987666602822	J1016-0034	20600AMY00147000 13E1X80150000122	1994/04/14	80016003	44456000		
マイクロスキャン Neg ID パネル	バックマン・コールター		生体由来試料	2～25℃ 1年	20パネルX1	4987666600019	B1017-27	20600AMY00147000 13E1X80150000122	1994/04/14	80016003	44456000		

GG01 細菌培養同定検査（型別含む） JMDNコード： 44376000
【6B020】 MR S A コアグララーゼ型別・ブドウ球菌コアグララーゼ型別キット
同定・鑑別検査用試薬 (キット)群・型別用

G1-6B051-0A-00

販売名	製造販売会社名	販売会社名	検体の種別	貯法・有効期間	キットの構成・価格	JANJ-ト [®]	製品番号	承認・認証・届出番号	承認・認証 届出年月日	JMDNコード (シリーズ検査)	JMDNコード (キット)	備考	POCT
ブドウ球菌コアグララーゼ型別用免疫血清「生研」	デンカ		黄色ブドウ球菌同定菌株	2～10℃ 1年	〔セット内容〕 5mLX8本 63,000円 血清 8本、Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型、Ⅴ型、Ⅵ型、Ⅶ型、Ⅷ型	4987503200358	200358	16200EZZ01475000	1987/04/28	80016003	44376000		
ブドウ球菌コアグララーゼ型別用免疫血清「生研」Ⅰ型	デンカ		黄色ブドウ球菌同定菌株	2～10℃ 1年	単品 5mLX1本 8,900円	4987503213471	213471	16200EZZ01475000	1987/04/28	80016003	44376000		
ブドウ球菌コアグララーゼ型別用免疫血清「生研」Ⅱ型	デンカ		黄色ブドウ球菌同定菌株	2～10℃ 1年	単品 5mLX1本 8,900円	4987503213488	213488	16200EZZ01475000	1987/04/28	80016003	44376000		
ブドウ球菌コアグララーゼ型別用免疫血清「生研」Ⅲ型	デンカ		黄色ブドウ球菌同定菌株	2～10℃ 1年	単品 5mLX1本 8,900円	4987503213495	213495	16200EZZ01475000	1987/04/28	80016003	44376000		
ブドウ球菌コアグララーゼ型別用免疫血清「生研」Ⅳ型	デンカ		黄色ブドウ球菌同定菌株	2～10℃ 1年	単品 5mLX1本 8,900円	4987503213501	213501	16200EZZ01475000	1987/04/28	80016003	44376000		
ブドウ球菌コアグララーゼ型別用免疫血清「生研」Ⅴ型	デンカ		黄色ブドウ球菌同定菌株	2～10℃ 1年	単品 5mLX1本 8,900円	4987503213518	213518	16200EZZ01475000	1987/04/28	80016003	44376000		
ブドウ球菌コアグララーゼ型別用免疫血清「生研」Ⅵ型	デンカ		黄色ブドウ球菌同定菌株	2～10℃ 1年	単品 5mLX1本 8,900円	4987503213525	213525	16200EZZ01475000	1987/04/28	80016003	44376000		
ブドウ球菌コアグララーゼ型別用免疫血清「生研」Ⅶ型	デンカ		黄色ブドウ球菌同定菌株	2～10℃ 1年	単品 5mLX1本 8,900円	4987503213532	213532	16200EZZ01475000	1987/04/28	80016003	44376000		
ブドウ球菌コアグララーゼ型別用免疫血清「生研」Ⅷ型	デンカ		黄色ブドウ球菌同定菌株	2～10℃ 1年	単品 5mLX1本 8,900円	4987503213549	213549	16200EZZ01475000	1987/04/28	80016003	44376000		
希釈液	デンカ			2～10℃ 1年	20mLX1本 1,610円	4987503240019	240019	-----	-----	-----	-----	上記関連試薬	
正常ウサギ血清	デンカ			2～10℃ 1年	3mLX1本 2,870円	4987503240026	240026	-----	-----	-----	-----	上記関連試薬	
乾燥正常ウサギ血漿（凍結乾燥）	デンカ			2～10℃ 1年	3mL分X1本 3,100円	4987503240033	240033	-----	-----	-----	-----	上記関連試薬	

HH 遺伝子関連・染色体検査

○：掲載 **New**：新規承認品（2019年以降の承認品のうち、初めて製品掲載） ●:前版から追加 追加された一般的名称にはアンダーライン ー：前版から製品掲載なしに

No.	一般的名称(項目名)	JMDNJ-ト*	掲載
HH01 病原体核酸検査			
【8E010】	核酸同定・一般細菌キット	86003000	○
【8E020】	クラミジア核酸キット	30677000	○
【8E030】	淋菌核酸キット	30683000	○
【8E032】	A群ベータ溶血連鎖球菌核酸キット	84127000	○
【8E040】	百日咳菌核酸キット	84083000	○
【8E050】	マイコプラズマ核酸キット	84055000	○
【8E052】	マイコプラズマジェニタリウム核酸キット	84123000	○
【8E054】	腔トリコモナス核酸キット	84122000	○
【8E060】	レジオネラ核酸キット	84056000	○
【8E070】	核酸同定・レジオネラ群キット	86002000	
【8E080】	核酸同定・真菌キット	86009000	○
【8E090】	核酸同定・抗酸菌群キット	44172000	○
【8E100】	マイコバクテリウム核酸キット	30699000	○
【8E110】	クロストリジウム・デフィシル核酸キット	84085000	○
【8E113】	ヘリコバクターピロリ核酸キット	88003000	○
【8E120】	核酸同定・ブドウ球菌キット	30656013	○
【8E125】	核酸同定・寄生虫キット	86012000	○
【8E130】	バンコマイシン耐性遺伝子キット	86008000	○
【8E140】	β-ラクタマーゼ遺伝子キット	86007000	○
【8E145】	コリスチン耐性遺伝子キット	86013000	○
【8E150】	結核菌群リファンピシン耐性遺伝子同定キット	86001000	○
【8E160】	結核菌群イソニアジド耐性遺伝子同定キット	86006000	○
【8E170】	結核菌群ピラジナミド耐性遺伝子同定キット	86005000	○
【8E180】	核酸同定・ウイルスキット	86010000	○
【8F010】	B型肝炎ウイルス表面核酸キット	84050000	○
【8F020】	B型肝炎ウイルスコア核酸キット(HBV DNA)	30730000	○
【8F030】	B型肝炎ウイルス DNAポリメラーゼ遺伝子変異検出キット	84032000	
【8F040】	C型肝炎ウイルス核酸キット(HCV RNA)	30742000	○
【8F050】	単純ヘルペスウイルス核酸キット	84088000	○
【8F060】	サイトメガロウイルス核酸キット	84092000	○
【8F065】	エプスタイン・バーウイルス核酸キット	84109000	○
【8F070】	インフルエンザウイルス核酸キット	84052000	○
【8F080】	新型インフルエンザ(H5亜型)ウイルス核酸キット	84044000	○
【8F085】	RSウイルス核酸キット	84106000	○
【8F090】	パピローマウイルス核酸キット	44017000	○
【8F100】	ヒトパピローマウイルス核酸タイピングキット	84048000	

No.	一般的名称(項目名)	JMDNJ-ト*	掲載
【8F110】	ヒト免疫不全症ウイルス1核酸キット(HIV-1 DNA/RNA)	30768000	○
【8F120】	SARSコロナウイルス核酸キット	84014000	○
【8F120】	SARSコロナウイルス核酸キット[SARS-CoV-2]	84014000	○
【8F130】	ジカウイルス核酸キット	84096000	ー
【8F140】	エムボックスウイルス核酸キット	84134000	○
HH02 体細胞遺伝子検査			
【8C010】	EGFR遺伝子変異検出キット	84063000	○
【8C020】	HER-2遺伝子キット	84004000	○
【8C040】	ROS1融合遺伝子検出キット	84090000	○
【8C041】	RET遺伝子変異検出キット	84131000	○
【8C042】	MET遺伝子変異検出キット	84120000	○
【8C050】	FLT3遺伝子変異検出キット	84098000	New
【8C060】	Major bcr-abl mRNAキット	44431000	○
【8C062】	minor BCR-ABL mRNAキット	84119000	○
【8C070】	BRAF遺伝子変異検出キット	84075000	○
【8C080】	KRAS遺伝子変異検出キット	84053000	○
【8C090】	RAS遺伝子変異検出キット	84076000	○
【8C100】	JAK2遺伝子変異キット	84094000	○
【8C110】	ALK融合遺伝子検出キット	87001000	○
【8C120】	ウィルムス腫瘍-1遺伝子(WT1)mRNAキット	84028000	○
【8C130】	サイトケラチン19mRNAキット	84042000	○
【8C140】	EZH2遺伝子変異検出キット	84118000	○
【8C150】	IDH1/2遺伝子変異検出キット	84135000	
【8C160】	DNAメチル化検出キット	87010000	New
【8C500】	マイクロサテライト不安定性検出キット	84099000	○
【8C510】	がん特異的な遺伝子発現パターン検出キット	84128000	○
HH03 生殖細胞系列遺伝子検査			
【8D010】	チトクロームP450(CYP)ジェノタイプ解析キット	84047000	
【8D020】	UDPグルクロン酸転移酵素(UGT1A1)遺伝子多型キット	83021000	○
【8D030】	インターロイキン28B遺伝子多型キット	83027000	
【8D040】	Nudix hydrolase 15 (NUDT15) 遺伝子多型キット	83031000	
HH04 染色体検査			
【8B010】	FIP1L1-PDGFRα融合遺伝子検出キット	87003000	○
【8B015】	染色体構造変異解析キット	84113000	
【8B020】	膀胱癌関連染色体異常検出キット	87005000	○

No.	一般的名称(項目名)	JMDNJ-ト*	掲載
【8B030】	Y染色体微小欠失検出キット	84126000	

HH01 病原体核酸検査
【8E010】 核酸同定・一般細菌キット
同定・鑑別検査用試薬 (自動機器)

JMDNコード： 86003000

H1-8E653-0W-OI

販売名	製造販売会社名	販売会社名	検体の種別	貯法・有効期間	キットの構成・価格		JANJ-ト [®]	製品番号	承認・認証・届出番号	承認・認証 届出年月日	JMDNコード (シリーズ検査)	JMDNコード (キット)	備考	POCT
F i l m A r r a y 髄膜炎・脳炎パネル	バイオメリュー・ジャパン		脳脊髄液	15～25℃ 12ヶ月	6回用		4987585009283	RFIT-ASY-0119	23100EZXX00012000	2019/04/16		86003000		
					30回用		4987585009276	RFIT-ASY-0118						
F i l m A r r a y 呼吸器パネル2. 1	バイオメリュー・ジャパン		鼻咽頭ぬぐい液	15～25℃ 18ヶ月	30テスト		4987585010029	423742	30200EZXX00032000	2020/06/02		86003000		
F i l m A r r a y 消化管パネル	バイオメリュー・ジャパン		糞便	15～25℃ 12ヶ月	6回用		4987585009443	RFIT-ASY-0104	30300EZXX00032000	2021/03/18		86003000		
					30回用		4987585009450	RFIT-ASY-0116						
B i o F i r e 肺炎パネル	バイオメリュー・ジャパン		喀痰又は気管支肺胞洗浄液（BAL）	15～25℃ 12ヶ月	30回用		4987585009580	RFIT-ASY-0144	30300EZXX00084000	2021/10/19		86003000		
B i o F i r e 血液培養パネル2	バイオメリュー・ジャパン		血液培養陽性となった培養液	15～25℃ 12ヶ月	30回用		4987585010302	RFIT-ASY-0147	30300EZXX00096000	2021/12/03		86003000		
B i o F i r e S p o t F i r e R パネル	バイオメリュー・ジャパン		鼻咽頭ぬぐい液	15～25℃ 15ヶ月	30回用		4987585010685	424461	30500EZXX00039000	2023/08/09		86003000		3.装置必須
B i o F i r e 関節感染症パネル	バイオメリュー・ジャパン		関節液	15～25℃ 12ヶ月	30回用		4987585011033	RFIT-ASY-0138	30600EZXX00002000	2024/02/01		86003000		
ベックマン・コールター			血液培養陽性となった培養液、それ由来のコロニー	2～28℃ 18箇月	10回		4987666800167	GXMRSA-BC-JP-10	23000EZXX00042000	2018/08/21		86003000	核酸同定・一般細菌キットおよび核酸同定・ブドウ球菌キット	
Xpert MRSA/SA Nasal 「セフィエド」	ベックマン・コールター		鼻腔ぬぐい液	2～28℃ 12箇月	10回		4987666800204	GXSACOMP-JP-10	30100EZXX00022000	2019/10/04		86003000	核酸同定・一般細菌キットおよび核酸同定・ブドウ球菌キット	

HH01 病原体核酸検査
【8E020】 クラミジア核酸キット
DNA RNA検出法

JMDNコード： 30677000

H1-8E021-0W-BI

販売名	製造販売会社名	販売会社名	検体の種別	貯法・有効期間		キットの構成・価格	JANJ-ト [®]	製品番号	承認・認証・届出番号	承認・認証 届出年月日	JMDNコード (シリーズ検査)	JMDNコード (キット)	備考	POCT
アキュジーン m-CT/NG	アボットジャパン		尿、子宮頸管擦過物、 膣擦過物、 男性尿道擦過物	-10℃以下 18ヶ月	192回	288,000円	4987439078427	2G28-98	22300AMX01263000	2011/12/12		30677000		
Alinity m システム CT/NG	アボットジャパン		尿、子宮頸管擦過物、 膣擦過物、咽頭擦過物	2～8℃ 24ヶ月	384回	576,000円	4987439093970	9N17-96	30400EZXX00034000	2022/3/31		30677000		
ジーンキューブ クラミジア・トラコマチス	東洋紡	極東製薬工業	子宮頸管擦過物、男性尿	2～8℃ 17ヶ月	967回	76,800円	4965838893773	551-69404-8	22800AMX00357000	2016/02/24		30677000		
クラミジア／淋菌 r RNA 検出試薬 TRC Ready CT/NG	東ソー		子宮頸管擦過物検体、 尿道擦過物検体、男性尿検体または咽頭検体	2～8℃ 1年	24回分	28,800円	4562185399998	0056103	23000EZXX00030000	2018/05/25		30677000		
Xpert CT/NG 「セフィエド」	ベックマン・コールター		尿又は子宮頸管擦過物	2～28℃ 24箇月	10回		4987666800259	GXCT/NG-JP-10	30200EZXX00061000	2020/8/20		30677000	クラミジア核酸キット、淋菌核酸キ	ット
アプティマ Combo 2 クラミジア／ gonore	ホロジックジャパン		尿、子宮頸管擦過物、 男性尿道擦過物、咽頭擦過物、子宮頸部擦過物、うがい液	2～8℃ 23ヶ月	100Test	150,000円Aセット、Bセット、コントロール	4560305756652	302923	21700AMY00210000	2005/06/30		30677000		
				15-30℃ 23ヶ月	100Test	150,000円Aセット、Bセット、コントロール	4560305756669	302923						
				2～8℃ 23ヶ月	250Test	350,000円Aセット、Bセット、コントロール	4560305756638	303094						
				15-30℃ 23ヶ月	250Test	350,000円Aセット、Bセット、コントロール	4560305756607	303094						
				15-30℃ 23ヶ月	1000Test	50,000円Cセット	15420045500280	303001						
コバス 4800システム CT/NG	ロシュ・ダイアグノスティックス		尿、子宮頸管擦過物又は咽頭検体	2～8℃・24ヵ月	増幅・検出用試薬セット・960・960テスト・351,000円		4987518496081	518496081	22400AMX00669000	2012/04/03		30677000		
					増幅・検出用試薬セット・240・240テスト・96,000円		4987518496074	518496074						
					コントロールセット・10セット・43500円		4987518496098	518496098						
コバス 6800/8800 システム CT/NG	ロシュ・ダイアグノスティックス		尿、膣擦過物、子宮頸管擦過物、咽頭検体又は直腸検体	2～8℃・24ヵ月	480テスト	・¥300,000	4987518401436	518401436	30100EZXX00019000	2019/10/04		30677000		

HH01 病原体核酸検査
【8E030】 淋菌核酸キット
DNA RNA検出法

JMDNコード： 30683000

H1-8E025-0W-BI

販売名	製造販売会社名	販売会社名	検体の種別	貯法・有効期間		キットの構成・価格	JANJ-ト [®]	製品番号	承認・認証・届出番号	承認・認証 届出年月日	JMDNコード (シリーズ検査)	JMDNコード (キット)	備考	POCT
アキュジーン m-CT/NG	アボットジャパン		尿、子宮頸管擦過物、 膣擦過物、 男性尿道擦過物	-10℃以下 18ヶ月	192回	288,000円	4987439078427	2G28-98	22300AMX01263000	2011/12/12		30683000		
Alinity m システム CT/NG	アボットジャパン		尿、子宮頸管擦過物、 膣擦過物、咽頭擦過物	2～8℃ 24ヶ月	384回	576,000円	4987439093970	9N17-96	30400EZXX00034000	2022/3/31		30683000		
ジーンキューブ ナイセリア・ gonore	東洋紡	極東製薬工業	子宮頸管擦過物、男性尿	2～8℃ 24ヶ月	967回	96,000円	4965838893766	551-69405-5	22800AMX00358000	2016/02/24		30683000		
クラミジア／淋菌 r RNA 検出試薬 TRC Ready CT/NG	東ソー		子宮頸管擦過物検体、 尿道擦過物検体、男性尿検体または咽頭検体	2～8℃ 1年	24回分	28,800円	4562185399998	0056103	23000EZXX00030000	2018/05/25		30683000		
Xpert CT/NG 「セフィエド」	ベックマン・コールター		尿又は子宮頸管擦過物	2～28℃ 24箇月	10回		4987666800259	GXCT/NG-JP-10	30200EZXX00061000	2020/8/20		30683000	クラミジア核酸キット、淋菌核酸キ	ット

アプティマ Combo 2 クラミジア/ gonoreia	ホロジックジャパン		尿、子宮頸管擦過物、男性尿道擦過物、咽頭擦過物、子宮頸部擦過物、うがい液	2～8℃ 23ヶ月	100Test 150,000円Aセット、Bセット、コントロール	4560305756652	302923	21700AMY00210000	2005/06/30		30683000		
				15-30℃ 23ヶ月	100Test 150,000円Aセット、Bセット、コントロール	4560305756669	302923						
				2～8℃ 23ヶ月	250Test 350,000円Aセット、Bセット、コントロール	4560305756638	303094						
				15-30℃ 23ヶ月	250Test 350,000円Aセット、Bセット、コントロール	4560305756607	303094						
				15-30℃ 23ヶ月	1000Test 50,000円Cセット	15420045500280	303001						
コバス 6800/8800 システム CT/NG	ロシュ・ダイアグノスティックス		尿、膣擦過物、子宮頸管擦過物、咽頭検体又は直腸検体	2～8℃・24ヵ月	480テスト・¥300,000	4987518401436	518401436	30100EZx00019000	2019/10/04		30683000		

HH01 病原体核酸検査 JMDNコード： 84127000
【8E032】 A群ペータ溶血連鎖球菌核酸キット

H1-8E040-0W-ZZ

販売名	製造販売会社名	販売会社名	検体の種別	貯法・有効期間	キットの構成・価格	JANJ-ト [®]	製品番号	承認・認証・届出番号	承認・認証 届出年月日	JMDNコード (シリーズ検査)	JMDNコード (キット)	備考	POCT
ID NOW ストレップ A 2	アボット ダイアグノスティクス メディカル		咽頭ぬぐい液	2～30℃ 24箇月	24テスト	4571226475508	800005496	30400EZx00020000	2022/02/21	―――	84127000	等温核酸増幅検出法（NEAR法）	3.装置必須
				2～30℃ 24箇月	12テスト	4571226475751	800005748						
ID NOW ストレップ A 2 コントロールスワブ	アボット ダイアグノスティクス メディカル		咽頭ぬぐい液	2～30℃ 24箇月	12セット（陽性コントロールスワブ12本、陰性コントロールスワブ12本）	4571226475515	800005502	―――	―――	―――	―――		3.装置必須

HH01 病原体核酸検査 JMDNコード： 84083000
【8E040】 百日咳菌核酸キット
DNA RNA検出法

H1-8E636-0W-BI

販売名	製造販売会社名	販売会社名	検体の種別	貯法・有効期間	キットの構成・価格	JANJ-ト [®]	製品番号	承認・認証・届出番号	承認・認証 届出年月日	JMDNコード (シリーズ検査)	JMDNコード (キット)	備考	POCT
Loopamp [®] 百日咳菌検出試薬キットD	栄研化学		後鼻腔拭い液	2～8℃ 12 ヶ月	48テスト分76,800円	4987026206554	LMP542	22700EZx00022000	2015/10/28		84083000		
GeneSoC [®] 百日咳菌検出キット	杏林製薬		鼻咽頭ぬぐい液	-20±5℃、24ヵ月	24テスト 38,800円	4987060009685	GSC-IVD-003	30500EZx00053000	2023/11/28		84083000		3.装置必須
ジーンキューブ百日咳	東洋紡	極東製薬工業	咽頭拭い液(鼻咽頭拭い液を含む)	2～8℃ 18ヶ月	32テスト 80,000円	4965838894077	551-69409-3	30300EZx00026000	2021/03/05		84083000		

HH01 病原体核酸検査 JMDNコード： 84055000
【8E050】 マイコプラズマ核酸キット

H1-8E616-0W-ZZ

販売名	製造販売会社名	販売会社名	検体の種別	貯法・有効期間	キットの構成・価格	JANJ-ト [®]	製品番号	承認・認証・届出番号	承認・認証 届出年月日	JMDNコード (シリーズ検査)	JMDNコード (キット)	備考	POCT
Loopamp [®] マイコプラズマ P 検出試薬キット	栄研化学		咽頭拭い液(鼻咽頭拭い液を含む)又は喀痰	-20℃ 12ヵ月	48テスト分76,800円	4987026166865	LMP481	22200AMX00351000	2010/05/24		84055000		
Loopamp [®] 肺炎マイコプラズマ検出試薬キットD	栄研化学		咽頭拭い液(鼻咽頭拭い液を含む)又は喀痰	2～8℃ 12 ヶ月	48テスト分76,800円	4987026206547	LMP483	22700EZx00010000	2015/09/18		84055000		
ジーンキューブ マイコプラズマ・ニューモニエ	東洋紡	極東製薬工業	咽頭拭い液(鼻咽頭拭い液を含む)又は喀痰	2～8℃ 12ヶ月	32テスト 48,000円	4965838894060	551-69471-0	22700AMX00612000	2015/02/18		84055000		
マイコプラズマ r RNA 検出試薬 TRCReady MP	東ソー		咽頭拭い液又は喀痰	2～8℃ 1年	24回分33,600円	4562185401899	0056105	23000EZx00048000	2018/09/13		84055000		
スマートジーン Myco テストカートリッジ	ミズホメディー		咽頭拭い液	2～8℃ 18ヵ月	5回用、13,500円	4987537501100	50110	23000EZx00006000	2018/02/19		84055000		3.装置必須
スマートジーン Myco 検体採取セット	ミズホメディー		咽頭拭い液	2～30℃ 18ヵ月	10回用、3,000円	4987537501209	50120	23000EZx00006000	2018/02/19		84055000		3.装置必須
スマートジーン Myco用 陽性コントロール	ミズホメディー			2～8℃ 24ヵ月	0.5mL×3本、6,000円	4987537591033	59103	―――	―――	―――	―――		3.装置必須

HH01 病原体核酸検査 JMDNコード： 84123000
【8E052】 マイコプラズマジェニタリウム核酸キット

H1-8E617-0W-ZZ

販売名	製造販売会社名	販売会社名	検体の種別	貯法・有効期間	キットの構成・価格	JANJ-ト [®]	製品番号	承認・認証・届出番号	承認・認証 届出年月日	JMDNコード (シリーズ検査)	JMDNコード (キット)	備考	POCT
コバス TV/MG	ロシュ・ダイアグノスティックス		尿、子宮頸管擦過物、膣擦過物	2～8℃・24ヵ月	増幅・検出用試薬セット384・384テスト・1000000円	4987518401450	518401450	30300EZx00066000	2021/8/2		84123000		

HH01 病原体核酸検査 JMDNコード： 84122000
【8E054】 腔トリコモナス核酸キット

H1-8E61A-0W-ZZ

販売名	製造販売会社名	販売会社名	検体の種別	貯法・有効期間	キットの構成・価格	JANJ-ト [®]	製品番号	承認・認証・届出番号	承認・認証 届出年月日	JMDNコード (シリーズ検査)	JMDNコード (キット)	備考	POCT
コバス TV/MG	ロシュ・ダイアグノスティックス		尿、子宮頸管擦過物、膣擦過物	2～8℃・24ヵ月	増幅・検出用試薬セット384・384テスト・1000000円	4987518401450	518401450	30300EZx00066000	2021/8/2		84122000		

HH01 病原体核酸検査 JMDNコード： 84056000
【8E060】 レジオネラ核酸キット

H1-8E611-0W-ZZ

販売名	製造販売会社名	販売会社名	検体の種別	貯法・有効期間	キットの構成・価格	JANJ-ト [®]	製品番号	承認・認証・届出番号	承認・認証 届出年月日	JMDNコード (シリーズ検査)	JMDNコード (キット)	備考	POCT
Loopamp [®] レジオネラ検出試薬キットC	栄研化学		喀痰	-20℃ 12ヵ月間	48テスト分76,800円	4987026166872	LMP501	22200AMX00352000	2010/05/24		84056000		
B i o F i r e 肺炎パネル	バイオメリュー・ジャパン		喀痰又は気管支肺胞洗浄液（BAL）	15～25℃ 12ヶ月	30回用	4987585009580	RFIT-ASY-0144	30300EZx00084000	2021/10/19		84056000		

マルチ試薬一覧

H 遺伝子関連・染色体検査 HH01 病原体核酸検査-1	JMDN	86003000	30677000	30683000	84123000	84122000	30656013	84052000	84106000	84014000	備考
	タイトルNo.	【8E010】	【8E020】	【8E030】	【8E052】	【8E054】	【8E120】	【8F070】	【8F085】	【8F120】	
販売名	製造販売会社名\項目	核酸同定・一般細菌	クラミジア・トラコマティスDNA	淋菌rRNA	マイコプラズマジェニタリウムDNA	腔トリコモナスDNA	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌DNA	インフルエンザV.RNA	RSウイルスRNA	SARS コロナV.RNA	
Xpert MRSA/SA Nasal「セフィエド」	ベックマン・コールター	○					○				
アキュジーン m-CT/NG	アボットジャパン		○	○							
Alinity m システム CT/NG	アボットジャパン		○	○							
クラミジア/淋菌 r RNA 検出試薬 TRCR ready CT/NG 東ソー			○	○							
Xpert CT/NG「セフィエド」	ベックマン・コールター		○	○							
アプティマ Combo 2 クラミジア/ gonoreア	ホロジックジャパン		○	○							
コバス 4800システム CT/NG	ロシュ・ダイアグノスティックス		○	○							
コバス 6800/8800 システム CT/NG	ロシュ・ダイアグノスティックス		○	○							
コバス TV/MG	ロシュ・ダイアグノスティックス				○	○					
TRexGene SARS-CoV-2 & FluA/B検出キット	東洋紡							○		○	
コバス Liat SARS-CoV-2 & Flu A/B	ロシュ・ダイアグノスティックス							○		○	
エリートMGB SARS-CoV-2 PLUS PCR 検出キット	プレジジョン・システム・サイエンス							○	○	○	
TaqPath SARS-CoV-2 & Flu & RSV リアルタイムPCR 検出キット	ライフテクノロジーズジャパン							○	○	○	
コバス Liat Flu A/B & RSV	ロシュ・ダイアグノスティックス							○	○		
ジーンキューブHQ SARS-CoV-2/RSV 2.0	東洋紡								○	○	

マルチ試薬一覧

H 遺伝子関連・染色体検査 HH01 病原体核酸検査-2	JMDN	86003000	86010000	84056000	86009000	30656013	86012000	86008000	86007000	86013000	84014000	備考
	タイトルNo.	【8E010】	【8F005】	【8E060】	【8E080】	【8E120】	【8E125】	【8E130】	【8E140】	【8E145】	【8F120】	
販売名	製造販売会社名\項目	核酸同定・一般細菌	核酸同定・ウイルス	核酸同定(レジオネラ菌)	核酸同定・真菌	核酸同定・メチシリン耐性黄色ブドウ球菌/メチシリン耐性遺伝子(mecA, mecC)	核酸同定・寄生虫	バンコマイシン耐性遺伝子	β-ラクタマーゼ遺伝子	コリスチン耐性遺伝子	SARS コロナV.RNA	
B i o F i r e血液培養パネル2	ピオメリユー・ジャパン	○			○	○		○	○	○		
B i o F i r e肺炎パネル	ピオメリユー・ジャパン	○	○	○		○			○			
F i l m A r r a y呼吸器パネル2. 1	ピオメリユー・ジャパン	○	○								○	
B i o F i r e SpotFire Rパネル	ピオメリユー・ジャパン	○	○								○	
F i l m A r r a y消化管パネル	ピオメリユー・ジャパン	○	○				○					
F i l m A r r a y髄膜炎・脳炎パネル	ピオメリユー・ジャパン	○	○		○							
B i o F i r e関節感染症パネル	ピオメリユー・ジャパン	○			○	○		○	○			

KK 病理学的検査

○：掲載 **New**：新規承認品（2019年以降の承認品のうち、初めて製品掲載） ●：前版から追加 追加された一般的名称にはアンダーライン ー：前版から製品掲載なしに

No.	一般的名称(項目名)	JMDNコード*	掲載
KK01 免疫組織化学検査			
【2B010】	組織検査用凝固・線溶関連物質キット	30628122	○
【3B010】	組織検査用酵素キット	30628132	○
【4A010】	組織検査用視床下部・下垂体ホルモンキット	30628052	
【4B010】	組織検査用甲状腺・副甲状腺ホルモンキット	30628062	○
【4F010】	組織検査用性腺ホルモンキット	30628082	○
【4G010】	組織検査用消化管ホルモンキット	30628072	○
【4Z010】	組織検査用神経ホルモンキット	30628092	
【5A010】	組織検査用免疫グロブリンキット	30628112	○
【5C010】	組織検査用蛋白キット	30628102	○
【5D010】	組織検査用腫瘍マーカーキット	30628023	○
【5D020】	ALK融合タンパクキット	87002000	○
【5D030】	PD-L1キット	87004000	○
【5D040】	BRAF変異タンパクキット	87006000	○
【5D050】	ミスマッチ修復機能欠損検出キット	87007000	○
【5D060】	C L D Nタンパクキット	87008000	○
【5D070】	p 1 6タンパクキット	87009000	New
【5E010】	組織検査用非ウイルス感染症キット	30628013	
【5F010】	組織検査用ウイルス感染症キット	30628003	
【5H010】	組織検査用血液型・細胞型キット	30628033	
【5I010】	組織検査用細胞性免疫キット	30628042	○

見本

KK01 免疫組織化学検査
【2B010】 組織検査用凝固・線溶関連物質キット
第Ⅷ因子関連抗原 (Ⅷ R : Ag)

JMDNコード： 30628122

K1-2B45A-0Z-P0

販売名	製造販売会社名	販売会社名	検体の種別	貯法・有効期間	キットの構成・価格	JANJ-ﾄ [®]	製品番号	承認・認証・届出番号	承認・認証 届出年月日	JMDNコード (シリーズ検査)	JMDNコード (キット)	備考	POCT
ヒストファイン S A B－P O (R) キット	ニチレイバイオサイエンス		組織、細胞	2～8℃ 1年6ヶ月	第一抗体 6m L X 1 本 34,000円	4987780873160	422181	20300AMZ00770000	1991/10/8	80019003	30628122		
				2～8℃ 1年6ヶ月	検出系 50ﾌｼﾞ 35,000円	4987780872354	424031						
				2～8℃ 1年6ヶ月	検出系 500ﾌｼﾞ 54,000円	4987780872361	424032						
				2～8℃ 1年6ヶ月	基質 500ﾌｼﾞ 28,000円	4987780872392	425011						

KK01 免疫組織化学検査
【3B010】 組織検査用酵素キット
リゾチーム (ムラミダーゼ)

JMDNコード： 30628132

K1-3B255-0Z-P0

販売名	製造販売会社名	販売会社名	検体の種別	貯法・有効期間	キットの構成・価格	JANJ-ﾄ [®]	製品番号	承認・認証・届出番号	承認・認証 届出年月日	JMDNコード (シリーズ検査)	JMDNコード (キット)	備考	POCT
ヒストファイン S A B－P O (R) キット	ニチレイバイオサイエンス		組織、細胞	2～8℃ 1年6ヶ月	第一抗体 6m L X 1 本 34,000円	4987780873559	422491	20300AMZ00770000	1991/10/8	80019003	30628132		
				2～8℃ 1年6ヶ月	検出系 50ﾌｼﾞ 35,000円	4987780872354	424031						
				2～8℃ 1年6ヶ月	検出系 500ﾌｼﾞ 54,000円	4987780872361	424032						
				2～8℃ 1年6ヶ月	基質 500ﾌｼﾞ 28,000円	4987780872392	425011						

KK01 免疫組織化学検査
【4B010】 組織検査用甲状腺・副甲状腺ホルモンキット
甲状腺ホルモン (サイログロブリン)

JMDNコード： 30628062

K1-4B040-0Z-P0

販売名	製造販売会社名	販売会社名	検体の種別	貯法・有効期間	キットの構成・価格	JANJ-ﾄ [®]	製品番号	承認・認証・届出番号	承認・認証 届出年月日	JMDNコード (シリーズ検査)	JMDNコード (キット)	備考	POCT
ヒストファイン S A B－P O (R) キット	ニチレイバイオサイエンス		組織、細胞	2～8℃ 1年6ヶ月	第一抗体 6m L X 1 本 34,000円	4987780873740	422691	20300AMZ00770000	1991/10/8	80019003	30628062		
				2～8℃ 1年6ヶ月	検出系 50ﾌｼﾞ 35,000円	4987780872354	424031						
				2～8℃ 1年6ヶ月	検出系 500ﾌｼﾞ 54,000円	4987780872361	424032						
				2～8℃ 1年6ヶ月	基質 500ﾌｼﾞ 28,000円	4987780872392	425011						

KK01 免疫組織化学検査
【4F010】 組織検査用性腺ホルモンキット
ヒト絨毛性ゴナドトロピンβサブユニット (HCG-β)

JMDNコード： 30628082

K1-4F090-0Z-P0

販売名	製造販売会社名	販売会社名	検体の種別	貯法・有効期間	キットの構成・価格	JANJ-ﾄ [®]	製品番号	承認・認証・届出番号	承認・認証 届出年月日	JMDNコード (シリーズ検査)	JMDNコード (キット)	備考	POCT
ヒストファイン S A B－P O (M) キット	ニチレイバイオサイエンス		組織、細胞	2～8℃ 1年6ヶ月	第一抗体 6m L X 1 本 34,000円	4987780873283	422321	20300AMZ00769000	1991/10/8	80019003	30628082		
				2～8℃ 1年6ヶ月	検出系 50ﾌｼﾞ 38,000円	4987780872330	424021						
				2～8℃ 1年6ヶ月	検出系 500ﾌｼﾞ 54,000円	4987780872347	424022						
				2～8℃ 1年6ヶ月	基質 500ﾌｼﾞ 28,000円	4987780872392	425011						

KK01 免疫組織化学検査
【4G010】 組織検査用消化管ホルモンキット
グルカゴン

JMDNコード： 30628072

K1-4G030-0Z-P0

販売名	製造販売会社名	販売会社名	検体の種別	貯法・有効期間	キットの構成・価格	JANJ-ﾄ [®]	製品番号	承認・認証・届出番号	承認・認証 届出年月日	JMDNコード (シリーズ検査)	JMDNコード (キット)	備考	POCT
ヒストファイン S A B－P O (R) キット	ニチレイバイオサイエンス		組織、細胞	2～8℃ 1年6ヶ月	第一抗体 6m L X 1 本 34,000円	4987780816464	422271	20300AMZ00770000	1991/10/8	80019003	30628072		
				2～8℃ 1年6ヶ月	検出系 50ﾌｼﾞ 35,000円	4987780872354	424031						
				2～8℃ 1年6ヶ月	検出系 500ﾌｼﾞ 54,000円	4987780872361	424032						
				2～8℃ 1年6ヶ月	基質 500ﾌｼﾞ 28,000円	4987780872392	425011						

KK01 免疫組織化学検査
【5A010】 組織検査用免疫グロブリンキット
免疫グロブリン分子のKappa鎖カッパ鎖カッパL鎖

JMDNコード： 30628112

K1-5A731-0Z-P0

販売名	製造販売会社名	販売会社名	検体の種別	貯法・有効期間	キットの構成・価格	JANJ-ﾄ [®]	製品番号	承認・認証・届出番号	承認・認証 届出年月日	JMDNコード (シリーズ検査)	JMDNコード (キット)	備考	POCT
ペンタナ ultraView Kappa(Polyclonal)	ロシュ・ ダイアグノスティックス		組織、細胞	2～8℃ 12ヶ月	一次抗体: 50テスト	4987518110154	760-2514	225ABAMX00030000	2013/4/4		30628112		
				2～8℃ 12ヶ月	検出キット: 250テスト	4987518109431	760-500						

KK01 免疫組織化学検査
【5A010】 組織検査用免疫グロブリンキット
免疫グロブリン分子のLambda鎖ラムダ鎖ラムダL鎖

JMDNコード： 30628112

K1-5A733-0Z-P0

販売名	製造販売会社名	販売会社名	検体の種別	貯法・有効期間	キットの構成・価格	JANJ-ﾄ [®]	製品番号	承認・認証・届出番号	承認・認証 届出年月日	JMDNコード (シリーズ検査)	JMDNコード (キット)	備考	POCT
ペンタナ ultraView Lambda(Polyclonal)	ロシュ・ ダイアグノスティックス		組織、細胞	2～8℃ 12ヶ月	一次抗体: 50テスト	4987518110161	760-2515	225ABAMX00029000	2013/4/4		30628112		
				2～8℃ 12ヶ月	検出キット: 250テスト	4987518109431	760-500						

KK01 免疫組織化学検査
【5C010】 組織検査用蛋白キット
S100蛋白

JMDNコード： 30628102

K1-5C90A-0Z-P0

販売名	製造販売会社名	販売会社名	検体の種別	貯法・有効期間	キットの構成・価格	JANJ-ﾄ	製品番号	承認・認証・届出番号	承認・認証 届出年月日	JMDNコード (シリーズ検査)	JMDNコード (キット)	備考	POCT
ヒストファイン シンプルステイン MAX-PO (R)	ニチレイバイオサイエンス		組織、細胞	2～8℃ 1年6ヶ月	第一抗体 6mL X 1本 34,000円	4987780872606	422091	21300AMZ00406000	2001/4/13		30628102		
				2～8℃ 1年6ヶ月	検出系 170ﾌｼﾞ 40,000円	4987780820126	424141						
				2～8℃ 1年6ヶ月	検出系 500ﾌｼﾞ 60,000円	4987780820133	424142						
				2～8℃ 1年6ヶ月	検出系 1500ﾌｼﾞ 128,000円	4987780820140	424144						
				2～8℃ 1年6ヶ月	基質 500ﾌｼﾞ 28,000円	4987780872392	425011						
ヒストファイン シンプルステイン MAX-PO (MULTI)	ニチレイバイオサイエンス		組織、細胞	2～8℃ 1年6ヶ月	第一抗体 6mL X 1本 34,000円	4987780872606	422091	21300AMZ00321000	2001/3/15	80019003	30628102		
				2～8℃ 1年6ヶ月	検出系 170ﾌｼﾞ 48,000円	4987780820157	424151						
				2～8℃ 1年6ヶ月	検出系 500ﾌｼﾞ 65,000円	4987780820171	424152						
				2～8℃ 1年6ヶ月	検出系 1500ﾌｼﾞ 130,000円	4987780820188	424154						
				2～8℃ 1年6ヶ月	基質 500ﾌｼﾞ 28,000円	4987780872392	425011						
ヒストファイン SAB-PO (R) キット	ニチレイバイオサイエンス		組織、細胞	2～8℃ 1年6ヶ月	第一抗体 6mL X 1本 34,000円	4987780872606	422091	20300AMZ00770000	1991/10/8	80019003	30628102		
				2～8℃ 1年6ヶ月	検出系 50ﾌｼﾞ 35,000円	4987780872354	424031						
				2～8℃ 1年6ヶ月	検出系 500ﾌｼﾞ 54,000円	4987780872361	424032						
				2～8℃ 1年6ヶ月	基質 500ﾌｼﾞ 28,000円	4987780872392	425011						
ライカ IHC Refineキット「S-100」	ライカマイクロシステムズ		組織、細胞	2～8℃ 18カ月	7 mL X 1本	4560340669160	PA0031	222AAAMX00081000	2010/4/30	80019003	30628102		1.装置不要
				2～8℃ 18カ月	1 mL X 1本	4560340669177	S100-167-L-CE						
				2～8℃ 18ヶ月	検出系 200ﾌｼﾞ	4560340669351	DS9800						
ライカ IHC NovoLinkキット「S-100」	ライカマイクロシステムズ		組織、細胞	2～8℃ 15ヶ月	検出系 50ﾌｼﾞ	4560340669634	RE7290-K	222AAAMX00081000	2010/4/30	80019003	30628102		1.装置不要
				2～8℃ 15ヶ月	検出系 250ﾌｼﾞ	4560340669627	RE7140-K						
				2～8℃ 15ヶ月	検出系 500ﾌｼﾞ	4560340669610	RE7150-K						
				2～8℃ 15ヶ月	検出系 1250ﾌｼﾞ	4560340669603	RE7280-K						
ペンタナultraView S100(Polyclonal)	ロシュ・ ダイアグノスティックス		組織、細胞	2～8℃ 12ヶ月	一次抗体: 50テスト	4987518110109	760-2523	225ABAMX00024000	2013/4/4		30628102		
				2～8℃ 12ヶ月	検出キット: 250テスト	4987518109431	760-500						
ペンタナ OptiView S100(Polyclonal)	ロシュ・ ダイアグノスティックス		組織、細胞	2～8℃・12カ月	一次抗体: 50テスト	4987518110109	760-2523	230AAEZX00098000	2013/4/4		30628102		
				2～8℃・12ヶ月	検出キット: 250テスト	4987518111427	760-700						

KK01 免疫組織化学検査
【5C010】 組織検査用蛋白キット
グリア線維性酸性タンパク (GFAP)/グリア線維性酸性タンパク (GFA)

JMDNコード： 30628102

K1-5C90B-0Z-P0

販売名	製造販売会社名	販売会社名	検体の種別	貯法・有効期間	キットの構成・価格	JANJ-ﾄ	製品番号	承認・認証・届出番号	承認・認証 届出年月日	JMDNコード (シリーズ検査)	JMDNコード (キット)	備考	POCT
ヒストファイン SAB-PO (M) キット	ニチレイバイオサイエンス		組織、細胞	2～8℃ 1年6ヶ月	第一抗体 6mL X 1本 42,000円	4987780873221	422261	20300AMZ00769000	1991/10/8	80019003	30628102		
				2～8℃ 1年6ヶ月	検出系 50ﾌｼﾞ 38,000円	4987780872330	424021						
				2～8℃ 1年6ヶ月	検出系 500ﾌｼﾞ 54,000円	4987780872347	424022						
				2～8℃ 1年6ヶ月	基質 500ﾌｼﾞ 28,000円	4987780872392	425011						
ヒストファイン SAB-PO (R) キット	ニチレイバイオサイエンス		組織、細胞	2～8℃ 1年6ヶ月	第一抗体 6mL X 1本 34,000円	4987780873238	422251	20300AMZ00770000	1991/10/8	80019003	30628102		
				2～8℃ 1年6ヶ月	検出系 50ﾌｼﾞ 35,000円	4987780872354	424031						
				2～8℃ 1年6ヶ月	検出系 500ﾌｼﾞ 54,000円	4987780872361	424032						
				2～8℃ 1年6ヶ月	基質 500ﾌｼﾞ 28,000円	4987780872392	425011						

KK01 免疫組織化学検査
【5C010】 組織検査用蛋白キット
ビメンチン

JMDNコード： 30628102

K1-5C90E-0Z-P0

販売名	製造販売会社名	販売会社名	検体の種別	貯法・有効期間	キットの構成・価格	JANJ-ﾄ	製品番号	承認・認証・届出番号	承認・認証 届出年月日	JMDNコード (シリーズ検査)	JMDNコード (キット)	備考	POCT
ヒストファイン SAB-PO (M) キット	ニチレイバイオサイエンス		組織、細胞	2～8℃ 1年6ヶ月	第一抗体 6mL X 1本 42,000円	4987780872613	422101	20300AMZ00769000	1991/10/8	80019003	30628102		
				2～8℃ 1年6ヶ月	検出系 50ﾌｼﾞ 38,000円	4987780872330	424021						
				2～8℃ 1年6ヶ月	検出系 500ﾌｼﾞ 54,000円	4987780872347	424022						
				2～8℃ 1年6ヶ月	基質 500ﾌｼﾞ 28,000円	4987780872392	425011						
ペンタナ ultraView Vimentin(V9)	ロシュ・ ダイアグノスティックス		組織、細胞	2～8℃ 12ヶ月	一次抗体: 50テスト	4987518110093	790-2917	225ABAMX00025000	2013/4/4		30628102		
				2～8℃ 12ヶ月	検出キット: 250テスト	4987518109431	760-500						

KK01 免疫組織化学検査
【5C010】 組織検査用蛋白キット
上皮膜抗原 (EMA)

JMDNコード： 30628102

K1-5C90G-0Z-P0

販売名	製造販売会社名	販売会社名	検体の種別	貯法・有効期間	キットの構成・価格	JANJ-ﾄ	製品番号	承認・認証・届出番号	承認・認証 届出年月日	JMDNコード (シリーズ検査)	JMDNコード (キット)	備考	POCT
ヒストファイン SAB-PO (M) キット	ニチレイバイオサイエンス		組織、細胞	2～8℃ 1年6ヶ月	第一抗体 6mL X 1本 34,000円	4987780872538	422021	20300AMZ00769000	1991/10/8	80019003	30628102		
				2～8℃ 1年6ヶ月	検出系 50ﾌｼﾞ 38,000円	4987780872330	424021						
				2～8℃ 1年6ヶ月	検出系 500ﾌｼﾞ 54,000円	4987780872347	424022						
				2～8℃ 1年6ヶ月	基質 500ﾌｼﾞ 28,000円	4987780872392	425011						

OTC 一般用検査薬

○：掲載 **New**：新規承認品（2019年以降の承認品のうち、初めて製品掲載） ●：前版から追加 追加された一般的名称にはアンダーライン ー：前版から製品掲載なしに

No.	一般的名称(項目名)	JMDNJ-ト*	掲載
OTC 一般用検査薬			
【3A010】	一般用総蛋白キット(TP)	30181012	○
【3D010】	一般用グルコースキット	30167012	○
【4A010】	一般用黄体形成ホルモンキット(LH)	88001000	○
【4F010】	一般用ヒト絨毛性性腺刺激ホルモンキット	33819002	○
【5F500】	一般用 SARS コロナウイルス抗原キット	88002000	○
【5F510】	一般用 S A R S コロナウイルス抗原・インフルエンザウイルス抗原キット	88003000	○

見本

OTC 一般用検査薬 JMDNコード： 30181012
【3A010】 一般用総蛋白キット(TP)
試験紙法

OC-3A010-0L-EL

販売名	製造販売会社名	販売会社名	検体の種別	貯法・有効期間	キットの構成・価格		JANJ-ﾄﾞ	製品番号	承認・認証・届出番号	承認・認証 届出年月日	JMDNコード (シリーズ検査)	JMDNコード (キット)	備考	POCT
新ウリエースBT	テルモ		尿	室温/3年	10枚入り		4987350243713	UA-P2BTN	20300APZ00694000	1991/06/15		30181012	尿糖、尿たん白	
					50枚入り		4987350243737	UA-P2BT5N						
マイウリエースT	テルモ		尿	室温/3年	30枚入り		4987350610072	UA-M1T3	224ABAMX00069000	2009/06/27		30181012	尿たん白	
					50枚入り		4987350889850	UA-M1T5						

OTC 一般用検査薬 JMDNコード： 30167012
【3D010】 一般用グルコースキット
試験紙法

OC-3D010-0L-EL

販売名	製造販売会社名	販売会社名	検体の種別	貯法・有効期間	キットの構成・価格		JANJ-ﾄﾞ	製品番号	承認・認証・届出番号	承認・認証 届出年月日	JMDNコード (シリーズ検査)	JMDNコード (キット)	備考	POCT
新ウリエースBT	テルモ		尿	室温/3年	10枚入り		4987350243713	UA-P2BTN	20300APZ00694000	1991/06/15		30167012	尿糖、尿たん白	
					50枚入り		4987350243737	UA-P2BT5N						
新ウリエースGa	テルモ		尿	室温/2年	30枚入り		4987350243454	UA-P1G3	21000APZ00627000	1998/12/15		30167012	尿糖	
					50枚入り		4987350243478	UA-P1G5						

OTC 一般用検査薬 JMDNコード： 88001000
【4A010】 一般用黄体形成ホルモンキット(LH)
イムノクロマト法（フロースルー法を含む）

OC-4A030-0L-EO

販売名	製造販売会社名	販売会社名	検体の種別	貯法・有効期間	キットの構成・価格		JANJ-ﾄﾞ	製品番号	承認・認証・届出番号	承認・認証 届出年月日	JMDNコード (シリーズ検査)	JMDNコード (キット)	備考	POCT
クリアブルー 排卵日予測テスト	アボット ダイアグノスティクス メディカル	オムロンヘルスケア	尿	室温 36箇月	7回用 3,500円		4975479406607		22900EZI00001000	2017/05/11		88001000		
					12回用 4,800円		4975479406614							
チェックワン LH	アラクス		尿	室温 3年	5回用 2,200円		4987009184817	184817	30500EZX00020000	2023/04/25		88001000		
					10回用 3,500円		4987009184824	184824						

OTC 一般用検査薬 JMDNコード： 33819002
【4F010】 一般用ヒト絨毛性腺刺激ホルモンキット(hCG)
イムノクロマト法（フロースルー法を含む）

OC-4F080-0L-EO

販売名	製造販売会社名	販売会社名	検体の種別	貯法・有効期間	キットの構成・価格		JANJ-ﾄﾞ	製品番号	承認・認証・届出番号	承認・認証 届出年月日	JMDNコード (シリーズ検査)	JMDNコード (キット)	備考	POCT
クリアブルー	アボット ダイアグノスティクス メディカル	オムロンヘルスケア	尿	1～30℃ 36箇月	1テスト 800円		4571226470121		20900APY00009000	1997/04/16		33819002		
					2テスト 1,200円		4571226470138							
チェックワン S	アラクス		尿	室温 2年6ヶ月	1回用 1,000円		4987009184718	184718	20600APZ00722000	1994/07/22		33819002		
					2回用 1,500円		4987009184725	184725						
P-チェック・S	ミズホメディー		尿	1～30℃ 36ヵ月	1回用 800円		4987537632415	63241	21300APZ00049000	2001/01/12		33819002		
					2回用 1,200円		4987537632422	63242						

OTC 一般用検査薬 JMDNコード： 88002000
【5F500】 一般用 SARS コロナウイルス抗原キット(SARS-CoV-2)
イムノクロマト法（フロースルー法を含む）

OC-5F625-0A-EO

販売名	製造販売会社名	販売会社名	検体の種別	貯法・有効期間	キットの構成・価格		JANJ-ﾄﾞ	製品番号	承認・認証・届出番号	承認・認証 届出年月日	JMDNコード (シリーズ検査)	JMDNコード (キット)	備考	POCT
アドテスト SARS-CoV-2 NEO（一般用）	アドテック		鼻腔ぬぐい液	1-30℃保管・24ヵ月	1テスト用：2,800円		4536002000251	AD 025-H	30400EZX00083000	2022/11/08		88002000		1.装置不要
Panbio COVID-19 Antigen ラピッド テスト(一般用)	アボット ダイアグノスティクス メディカル	大正製薬	鼻腔ぬぐい液	2～30℃保存 24箇月	1回用：1,450円		4987306036055		30400EZX00077000	2022/10/18		88002000		1.装置不要
					4回用：5,280円		4987306036062		30400EZX00077000	2022/10/18		88002000		1.装置不要
アンスペクトコーワSARS-CoV-2（一般用）	興和		唾液	2～30℃ 24ヶ月	1テスト用 1,800円		4987973123973		30400EZX00066000	2022/09/05		88002000		1.装置不要
K B Mラインチェック n C o V（一般用）	コージンバイオ		鼻腔拭い液	2～30℃ 24ヵ月	1回用		4987692803118	80311	30500EZX00015000	2023/04/10		84110000		1.装置不要
クリニテストCOVID-19 抗原迅速テスト（一般用）	シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス		鼻腔ぬぐい液	2～30℃ 24ヶ月	1回用 3,000円		4987177715066	11556333	30400EZX00062000	2022/8/26		88002000		1.装置不要
					5回用 15,000円		4987177715103	11562089						

OTC 一般用検査薬 JMDNコード： 88003000
【5F510】 一般用 S A R S コロナウイルス抗原・インフルエンザウイルス抗原キット
イムノクロマト法（フロースルー法を含む）

OC-5F626-0L-EO

販売名	製造販売会社名	販売会社名	検体の種別	貯法・有効期間	キットの構成・価格		JANJ-ﾄﾞ	製品番号	承認・認証・届出番号	承認・認証 届出年月日	JMDNコード (シリーズ検査)	JMDNコード (キット)	備考	POCT
アドテスト SARS-CoV-2／Flu（一般用）	アドテック		鼻腔ぬぐい液	1-30℃保管・24ヵ月	1テスト用：2,950円		4536002000329	AD 032-H	30400EZX00101000	2022/12/22		88003000		1.装置不要
Panbio COVID-19/Flu A&B パネル(一般用)	アボット ダイアグノスティクス メディカル	大正製薬	鼻腔ぬぐい液	2～30℃ 18ヵ月	1回用：1,980円		4987306036093		30700EZX00005000	2025/01/22		88003000		1.装置不要
K B M ラインチェック n C o V／F l u（一般用）	コージンバイオ		鼻腔拭い液	2～30℃ 24ヵ月	1回用		4987692805112	80511	30500EZX00034000	2023/07/11		84110000		1.装置不要
アンスペクトコーワW	ニチレイバイオサイエンス	興和	鼻腔ぬぐい液	2～30℃ 24ヵ月	1回用		4987973132272	NWOT-ICIC-525	30600EZX00025000	2024/09/09		88003000		1.装置不要
エスブライン SARS-CoV-2&FluA+B（一般用）	富士レビオ		鼻腔ぬぐい液	1-30℃保管・21ヵ月	2テスト用：4,800円		4987270261156	261156	30400EZX00093000	2022/12/05		88003000		1.装置不要

マルチ試薬一覧

OTC 一般用検査薬	JMDN	88003000		備考
OTC 感染症(ウイルス)関連検査 抗原検出	タイトルNo.	【5F510】		
販売名	製造販売会社名\項目	FluV A・B	SARS-CoV-2	
アドテスト SARS-CoV-2／Flu（一般用）	アドテック	○	○	
KBM ラインチェック nCoV／Flu（一般用）	コージンバイオ	○	○	
アンスペクトコーワW	ニチレイバイオサイエンス	○	○	
エスブライン SARS-CoV-2&FluA+B（一般用）	富士レビオ	○	○	

見本

－ 多項目試験紙 －

見本

【販売名】	メディテープⅡ																	
【承認・認証番号】	承認番号：21300AMZ00442000																	
【製造販売／販売】	アークレイファクトリー																	
項目名	測定項目												機器用	貯法	有効期間	包装・価格		
	pH	蛋白	ブドウ糖	ケトン体	潜血	ビリルビン	ウロビリノーゲン	亜硝酸塩	比重	アスコルビン酸	細菌	クレアチニン						
識別記号／製品名																		
メディテープⅡ 7U	●	●	●	●	●	●	●									室温	2年	100枚 6,830円
【測定原理】																		
pH：pH指示薬法、蛋白：蛋白誤差法、ブドウ糖：グルコースオキシダーゼ法、ケトン体：ニトロプルシドナトリウム法、潜血：ヘモグロビン接触活性法、ビリルビン：アゾカップリング法、ウロビリノーゲン：アゾカップリング法																		

多項目試験紙

A. 尿検査用試験紙

【1A010】 多項目試験紙キット（シリーズ申請試験紙を含む）

試験紙法

【販売名】	ウロペーパーⅢ‘栄研’															
【承認・認証番号】	承認番号：21600AMZ00655000															
【製造販売／販売】	栄研化学															
項目名 識別記号／製品名	測定項目												機器用	貯法	有効期間	包装・価格
	pH	蛋白	ブドウ糖	ケトン体	潜血	ビリルビン	ウロビリノーゲン	亜硝酸塩	白血球	比重	アスコルビン酸	細菌	アルブミン	クレアチニン		
ウロペーパーⅢ‘栄研’10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				○	室温	2年 100枚 9,500円 100枚×10 85,500円
ウロペーパーⅢ‘栄研’9S	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				○	室温	2年 100枚 8,600円 100枚×10 77,400円
ウロペーパーⅢ‘栄研’8	●	●	●	●	●	●	●	●						○	室温	2年 100枚 7,600円 100枚×10 68,400円
ウロペーパーⅢ‘栄研’8S	●	●	●	●	●	●	●			●				○	室温	2年 100枚 6,800円 100枚×10 61,200円
ウロペーパーⅢ‘栄研’7	●	●	●	●	●	●	●							○	室温	2年 100枚 5,800円 100枚×10 52,200円
ウロペーパーⅢ‘栄研’7S	●	●	●	●	●	●	●			●				○	室温	2年 100枚 6,200円 100枚×10 55,800円
ウロペーパーⅢ‘栄研’6	●	●	●	●	●	●	●							○	室温	2年 100枚 5,200円 100枚×10 46,800円
ウロペーパーⅢ‘栄研’6S	●	●	●	●	●	●	●			●				○	室温	2年 100枚 5,500円 100枚×10 49,500円
ウロペーパーⅢ‘栄研’5	●	●	●	●	●	●	●							○	室温	2年 100枚 4,500円 100枚×10 40,500円
ウロペーパーⅢ‘栄研’5L	●	●	●	●	●	●	●			●				○	室温	2年 100枚 4,000円 100枚×10 36,000円
ウロペーパーⅢ‘栄研’4U	●	●	●			●	●							○	室温	2年 100枚 2,800円 100枚×10 26,600円
ウロペーパーⅢ‘栄研’4	●	●	●	●										○	室温	2年 100枚 3,200円 100枚×10 28,800円 1枚×2 320円
ウロペーパーⅢ‘栄研’4(long)	●	●	●	●										○	室温	2年 100枚 3,200円 100枚×10 28,800円
ウロペーパーⅢ‘栄研’3	●	●	●											○	室温	2年 100枚 1,400円 100枚×10 12,600円
ウロペーパーⅢ‘栄研’3(long)	●	●	●											○	室温	2年 100枚 1,400円 100枚×10 12,600円
ウロペーパーⅢ‘栄研’U							●							○	室温	2年 100枚 2,000円
ウロペーパーⅢ‘栄研’K				●										○	室温	2年 100枚 2,000円
ウロペーパーⅢ‘栄研’H				●										○	室温	2年 100枚 2,400円
ウロペーパーⅢ‘栄研’G	●	●	●											○	室温	2年 100枚 900円
ウロペーパーⅢ‘栄研’B						●								○	室温	2年 100枚 2,000円
ウロペーパーⅢ‘栄研’A	●	●												○	室温	2年 100枚 900円
ウロペーパーⅢ‘栄研’4&4	●	●	●	●										○	室温	2年 100枚×10 57,600円
ウロペーパーⅢ‘栄研’5&5	●	●	●	●		●								○	室温	2年 100枚×10 81,000円
ウロペーパーⅢ‘栄研’5C&5C	●	●	●	●		●							●	○	室温	2年 100枚×10 81,000円
【測定原理】 pH：pH指示薬法、蛋白：pH指示薬の蛋白誤差法、ブドウ糖：酵素法(GOD、POD法)、ケトン体：アルカリニトロプルシド法、潜血：ヘモグロビン(Hb)のペルオキシダーゼ様作用、ビリルビン：アソカップリング法、ウロビリノーゲン：アソカップリング法、亜硝酸塩：グリース法、白血球：白血球のエステラーゼ活性測定法、比重：化学的比重測定法(陽イオンによるメタクロマジー法)、アルブミン：pH指示薬の蛋白誤差法、クレアチニン：Benedict-Behre法																

－ 免疫グロブリン測定用試薬（アレルゲン表） －

見本

免疫グロブリン測定用試薬（アレルゲン表）

製造販売会社名		サーモフィッシャーダイアグノスティックス		
販売会社名				
【5A110】 免疫グロブリンE単一試験・単一結果用多種抗原キット（アレルゲン特異IgE）		○	○	
【5A120】 免疫グロブリンE単一試験・複数結果用多種抗原キット（アレルゲン特異IgE）				
【5A140】 免疫グロブリンG単一試験・単一結果用多種抗原キット（アレルゲン特異IgG）				
販売名		イムノキャップ 特異的IgE	イムノキャップ ファディアトープ	
アレルゲン名				
イネ科植物花粉	ハルカヤ	●		
	ギョウギシバ	●		
	カモガヤ	●		
	ヒロハウシノケグサ	●		
	ホソムギ	●		
	オオアワガエリ	●		
	アシ	●		
	ナガハグサ	●		
	コヌカグサ（属）	●		
	セイバンモロコシ	●		
	コスズメノチャキヒ			
	ライ麦			
	シラゲガヤ			
	オート麦			
	小麦（属）	●		
	オオスズメノテッポウ	●		
	スズメノヒエ（属）	●		
雑草花粉	ブタクサ	●		
	ブタクサモドキ	●		
	ブタクサ混合物 1	●		
	オオブタクサ	●		
	ニセブタクサ	●		
	ニガヨモギ	●		
	ヨモギ	●		
	キク	●		
	フランスギク	●		
	タンポポ（属）	●		
	ヘラオオバコ	●		
	シロザ	●		
	オカヒジキ			
	アキノキリンソウ	●		
	オナモミ			
	アオゲイトウ			
	ハマアカザ			
	インホウキ			
	ヒメスイバ	●		
	ヒカゲミズ			
	イラクサ（属）	●		
	カナムグラ	●		
	ニワトコ			
樹木花粉	カエデ（属）	●		
	ハンノキ（属）	●		
	シラカンバ（属）	●		
	ハシバミ			
	ブナ（属）	●		
	ビャクシン（属）	●		
	コナラ（属）	●		
	ニレ（属）	●		
	オリーブ	●		
	クルミ（属）	●		
	カエデバズカケノキ			
	ヤナギ（属）	●		

免疫グロブリン測定用試薬（アレルゲン表）

製造販売会社名		シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス	
販売会社名			
【5A110】 免疫グロブリンE単一試験・単一結果用多種抗原キット（アレルゲン特異IgE）		○	
【5A120】 免疫グロブリンE単一試験・複数結果用多種抗原キット（アレルゲン特異IgE）			
販売名		シーメンス・ イムライズ アラスタット I g E II	
アレルゲン名			
イネ科植物花粉	ハルカヤ	●	
	ギョウギシバ	●	
	カモガヤ	●	
	ヒロハウシノケグサ	●	
	ホウムギ	●	
	オオアワガエリ	●	
	アシ	●	
	ナガハグサ	●	
	コヌカグサ	●	
	セイバンモロコシ	●	
	コスズメノチャキヒ		
	ライ麦	●	
	シラゲガヤ		
	オート麦	●	
	小麦	●	
	オオスズメノテッポウ	●	
	スズメノヒエ	●	
雑草花粉	ブタクサ	●	
	ブタクサモドキ	●	
	ブタクサ混合物 1	●	
	オオブタクサ	●	
	ニセブタクサ	●	
	ニガヨモギ	●	
	ヨモギ	●	
	キク		
	フランスギク	●	
	タンポポ	●	
	ヘラオオハコ	●	
	シロザ	●	
	オカヒジキ		
	アキノキリンソウ	●	
	オナモミ		
	アオゲイトウ	●	
	ハマアカザ		
	インホウキ		
	ヒメスイバ	●	
	ヒカゲミズ		
	イラクサ	●	
	カナムグラ	●	
	ニワトコ		
樹木花粉	カエデ	●	
	ハンノキ	●	
	シラカバ	●	
	ハシバミ	●	
	ブナ	●	
	ビャクシン	●	
	コナラ	●	
	ニレ	●	
	オリーブ	●	
	クルミ	●	
	カエデバスズカケノキ		
	ヤナギ	●	

－ 薬剤感受性検査用試薬 －

見本

薬剤感受性検査用試薬

製造販売会社名		栄研化学				
販売会社名						
ディスク法		○				
液体培地希釈法			○	○	○	○
販売名		KBディスク栄研	ドライプレート栄研	フローティングプレート栄研	酵母模真菌DP栄研	酵母模真菌FP栄研
薬剤名（略語）						
ペニシリン系	ベンジルペニシリン（PCG）	●	●	●		
	フェネチシリン（PEPC）					
	クロキサシリン（MCIPC）					
	オキサシリン（MPIPC）	●	●	●		
	ジクロキサシリン（MDIPC）					
	アンピシリン（ABPC）	●	●	●		
	シクラシリン（ACPC）					
	アモキシシリン（AMPC）	●	●	●		
	タランピシリン（TAPC）					
	バカンピシリン（BAPC）					
	メズロシリン（MZPC）					
	レナンピシリン（LAPC）					
	アスポキシシリン（ASPC）					
	ピペラシリン（PIPC）	●	●	●		
	カルペニシリン（CBPC）					
	スルペニシリン（SBPC）					
	チカルシリン（TIPC）					
	ピブメシリナム（PMPC）					
	スルタミシリン（SBTPC）		●	●		
	メシリナム（MPC）					
セファロスポリン系（注射用）	セファロチン（CET）	●	●	●		
	セファゾリン（CEZ）	●	●	●		
	セファロリジン（CER）					
	セフトゾール（CTZ）					
	セファマンドール（CMD）					
	セフォチアム（CTM）	●	●	●		
	セフォペラゾン（CPZ）	●	●	●		
	セフォタキシム（CTX）	●	●	●		
	セフチゾキシム（CZX）	●	●	●		
	セフメノキシム（CMX）	●	●	●		
	セフピラミド（CPM）					
	セフタジジム（CAZ）	●	●	●		
	セフトリアキソン（CTRX）	●	●	●		
	セフォジジム（CDZM）					
	セフピロム（CPR）	●	●	●		
	セフェピム（CFPM）	●	●	●		
	セフォゾプラン（CZOP）	●	●	●		
	セフォセリス（CFSL）					
	セフスロジン（CFS）					
	セフィデロコル（CFDC）	●		●		
セファマイシン系	セフォキシチン（CFX）	●	●	●		
	セフメタゾール（CMZ）	●	●	●		
	セフォテタン（CTT）					
	セフペラゾン（CBPZ）					
	セフミノクス（CMNX）	●	●	●		
セファロスポリン系（経口用）	セファレキシチン（CEX）	●	●	●		
	セフラジシン（CED）					
	セファトリジン（CFT）					
	セファクロル（CCL）	●	●	●		
	セフロキサジン（CXD）		●	●		
	セファドロキシル（CDX）					
	セフィキシム（CFIX）	●	●	●		
	セフチブテン（CETB）					
	セフジニル（CFDN）	●	●	●		

薬剤感受性検査用試薬								
製造販売会社名		極東製薬工業						
販売会社名								塩野義製薬
ディスク法								
液体培地希釈法		○	○	○	○	○	○	○
薬剤名（略語）		極東 オクトパシルMP	極東 結核菌感受性 PZA液体培地	フロスミック SGM	フロスミック RGM	フロスミック MTB-I	極東 結核菌感受性 ピットスプレッドHL-SR	酵母菌薬剤感受性キット ASTY
ペニシリン系	ベンジルペニシリン（PCG）	●						
	フェネチシリン（PEPC）							
	クロキサシリン（MCIPC）							
	オキサシリン（MPIPC）	●						
	ジクロキサシリン（MDIPC）							
	アンピシリン（ABPC）	●						
	シクラシリン（ACPC）							
	アモキシシリン（AMPC）	●						
	タランピシリン（TAPC）							
	バカンピシリン（BAPC）							
	メズロシリン（MZPC）							
	レナンピシリン（LAPC）							
	アスポキシシリン（ASPC）							
	ピペラシリン（PIPC）	●						
	カルペニシリン（CBPC）							
	スルベニシリン（SBPC）							
	チカルシリン（TIPC）							
	ピブメシリナム（PMPC）							
	スルタミシリン（SBTPC）							
	メシリナム（MPC）							
セファロスポリン系（注射用）	セファロチン（CET）							
	セファゾリン（CEZ）	●						
	セファロリジン（CER）							
	セフデゾール（CTZ）							
	セファマンドール（CMD）							
	セフォチアム（CTM）	●						
	セフォペラゾン（CPZ）	●						
	セフロキシム（CXM）	●						
	セフトキシム（CTX）	●						
	セフチソキシム（CZX）							
	セフメノキシム（CMX）	●						
	セフピラミド（CPM）							
	セフトジジム（CAZ）	●						
	セフトリアキソン（CTRX）	●						
	セフトジジム（CDZM）							
	セフピロム（CPR）							
	セフェビム（CFPM）	●						
	セフトゾラン（CZOP）	●						
	セフトセリス（CFSL）							
	セフトスロジン（CFS）							
	セフトデロコル（CFDC）							●
セファマイシン系	セフォキシチン（CFX）	●						
	セフメタゾール（CMZ）	●						
	セフトエタン（CTT）							
	セフトペラゾン（CBPZ）							
	セフミノクス（CMNX）							

－ 多項目用標準品・コントロール －
見本

B.血液学的検査用 マルチキャリブプレート

主たる分類	販売名	製造販売会社名	販売会社名	基材	貯法・有効期間	キットの構成・価格	JANコード	製品番号	承認・認証・届出番号	承認・認証 届出年月日	JMDNコード (シリーズ検査)	JMDNコード (キット)	備考
B.血液学的検査	ヒーモスアイエルキャリブレーション血漿	アイ・エル・ジャパン		その他	2-8℃/3年	1mL用×10 21,000円	8426950573364	00020003700	-----	-----	-----	-----	
B.血液学的検査	N-蛋白標準血漿	シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス			2～8℃	1mL × 3, 22900円	4987177214156	10446449	-----	-----	-----	-----	フィブリノゲン、ATⅢ、プラスミノーゲン、フィブリンゲン、C1インヒビター
B.血液学的検査	コアグトロールN 1ML7°×X10	シスメックス		その他	2～8℃	1ml×10 11,500円	4987562134908	13490	-----	-----	-----	-----	PT,Fib,AT3,Ⅱ因子,VⅦ因子,VⅧ因子,Ⅸ因子,X因子,XI因子,XⅡ因子,XⅢ因子,PC,PLG,APL
B.血液学的検査	ケツエキギョウコシケンヨウヒョウジュンヒトケツシヨウ(GCH-100A)	シスメックス		その他	2～8℃	1ml×6 11,00円	4987562201068	98406012	-----	-----	-----	-----	PT,Fib,AT3,Ⅱ因子,VⅦ因子,VⅧ因子,Ⅸ因子,X因子,XI因子,XⅡ因子,XⅢ因子,PC,PLG,q2-AP,vWF:Ag,vWF:Rco
B.血液学的検査	コアグピア用 キャリブレーターN	積水メディカル	積水メディカル	血清ベース	2～8℃/24ヵ月	1mL用×10 11,500円	4987502476082	502-476082	-----	-----	-----	-----	PT、Fbg、AT3、APL、PLG、PC
B.血液学的検査	STAユニキャリブレーター	富士レビオ		全血ベース	2～8℃	1mL用×6 26,000円	4987270270493	270493	-----	-----	-----	-----	PT、フィブリノゲン、プロテインC、プロテインS、プラスミノーゲン、プロテインD

C.生化学的検査用 マルチキャリブプレート

主たる分類	販売名	製造販売会社名	販売会社名	基材	貯法・有効期間	キットの構成・価格	JANコード	製品番号	承認・認証・届出番号	承認・認証 届出年月日	JMDNコード (シリーズ検査)	JMDNコード (キット)	備考
C.生化学的検査	リビッドキャリブプレートX L‘栄研’	栄研化学		血清ベース	2～10℃/1年	2mL×3 9,000円	4987026148984	G-DN94	-----	-----	-----	-----	CHO、TG、HDL-C、LDL-C 他
C.生化学的検査	T P－A L BキャリブプレートX L‘栄研’	栄研化学		血清ベース	2～8℃/1年	3mL×1 3,000円	4987026139869	G-QJ90	-----	-----	-----	-----	TP、ALB
C.生化学的検査	総蛋白・アルブミン標準血清	カイノス		血清ベース	2～10℃（冷暗所）/12ヵ月	5mL×2 6,000円	4987550019729	CS-1810	-----	-----	-----	-----	TP,ALB
C.生化学的検査	脂質標準血清	カイノス		ウシALBベース	2～10℃（冷暗所）/12ヵ月	3mL用×4 11,000円	4987550008150	STS2270	-----	-----	-----	-----	T-CHO,TG
C.生化学的検査	BIL標準品	カイノス		血清ベース	2～10℃（遮光）/1年	2mL用×4 5,300円	4987550012430	STS2500	-----	-----	-----	-----	T-BIL,D-BIL
C.生化学的検査	ケトン体標準液(Ⅰ)	カイノス		水溶液(粘度調整なし)	2～10℃（遮光）/18ヵ月	5mL×2 4,000円	4987550019804	CS-5510	-----	-----	-----	-----	3HB,TKB
C.生化学的検査	ケトン体標準液(Ⅱ)	カイノス		水溶液(粘度調整なし)	2～10℃（遮光）/18ヵ月	5mL×2 4,000円	4987550019811	CS-5520	-----	-----	-----	-----	3HB,TKB
C.生化学的検査	酵素キャリブレーター「カイノス」	カイノス		ウシALBベース	-20℃以下/24ヵ月	3mL用×4 14,400円	4987550010825	CR-7100	-----	-----	-----	-----	AST,ALT,ALP,CK,LD,γ-GT,AMY
C.生化学的検査	マルチキャリブレーター「カイノス」	カイノス		水溶液(粘度調整あり)	2～10℃（冷暗所）/18ヵ月	5mL×6 10,000円	4987550017206	CR-7210	-----	-----	-----	-----	CRE,UN,GLU,IP,Ca
C.生化学的検査	血清マルチキャリブレーター「カイノス」	カイノス		血清ベース	-20℃以下/12ヵ月	3mL×4 7,200円	4987550020381	CR-7300	-----	-----	-----	-----	CRE,UN,UA,GLU,IP,Ca,Mg
C.生化学的検査	血清キャリブレーター「マルチ9」	カイノス		血清ベース	-20℃以下/12ヵ月	3mL×4 10,000円	4987550025140	CR-7400	-----	-----	-----	-----	CRE,UN,UA,GLU,IP,Ca,Mg,TP,ALB
C.生化学的検査	リキッドキャリブレーター「カイノス」	カイノス		血清ベース	2～10℃遮光/12ヵ月	3mL×2 6,000円	4987550026727	CR-7520	-----	-----	-----	-----	CRE,UN,UA,GLU,IP,Ca,Mg,TP,ALB
C.生化学的検査	デタミナー標準血清 多項目測定用	カイノス	キヤノンメディカルダイアグノスティクス	血清ベース	-20℃以下/12ヵ月	3mL×4	4987295586722	58672-2	-----	-----	-----	-----	CRE,UN,UA,GLU,IP,Mg
C.生化学的検査	TP・ALB標準血清	関東化学		血清ベース	2～8℃ 1年	3mL×3 12,500円	4987539778111	77811	-----	-----	-----	-----	別売品：TP,ALB
C.生化学的検査	マルチキャリブ 6M	関東化学		水溶液(粘度調整あり)	2～8℃ 1年	5mL×3 3,700円	4987539779378	77937	-----	-----	-----	-----	別売品：Ca,IP,Mg,Fe,GLU,CRE
C.生化学的検査	マルチキャリブ 3M	関東化学		水溶液(粘度調整あり)	2～8℃ 1年	5mL×3 3,000円	4987539779385	77938	-----	-----	-----	-----	別売品：UN,UA,GLU
C.生化学的検査	トレースキャリブ PLUS	関東化学		ウシALBベース	-30～-20℃ 18箇月	1mL×3 8,500円	4987539779392	77939	-----	-----	-----	-----	別売品：AST,ALT,ALP,AMY,CK,ChE,γ-GT,LD
C.生化学的検査	キャリブセラ 24	関東化学		血清ベース	-30℃以下 1年	1mL×3 21,000円	4987539782019	78201	-----	-----	-----	-----	別売品：LAP,GLU,CRE,UA,UN,TP,ALB,TBIL,DBIL,Fe,Ca,Mg,IP
C.生化学的検査	デタミナー 標準血清脂質測定用	キヤノンメディカルダイアグノスティクス		ウシALBベース	2～8℃/1年	3mL用×2	4987295631781	63178-1	-----	-----	-----	-----	TC,TG,FC,PL
C.生化学的検査	メタボリード 標準血清HDL・LDL-C測定用	キヤノンメディカルダイアグノスティクス		血清ベース	2～8℃/1年	2mL用×4	4987295553953	55395-3	-----	-----	-----	-----	TC,TG,HDL-C,LDL-C,UA,UN,CRE,IP
C.生化学的検査	M-キャリブレーター	極東製薬工業		血清ベース	-20℃以下/1年	2mL×3 6,000円	4987551485936	48593	-----	-----	-----	-----	UN、IP、CRE、UA
C.生化学的検査	ケミACS-校正剤C	シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス			2～8℃	5mL × L, H(各2本),100000円	4987559327368	10311568	-----	-----	-----	-----	フェリチン,VB12
C.生化学的検査	化学物質標準液II	シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス			2～8℃	3濃度 × 2(各1.2mL),8000円	4987177702530	10444997	-----	-----	-----	-----	Mg、IP、TG
C.生化学的検査	薬物標準液I	シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス			2～8℃	5濃度 × 2(各3mL),30000円	4987177705562	10445014	-----	-----	-----	-----	ジゴキシン、リチウム、フェノバルビタール、フェニトイン、テオフィリン
C.生化学的検査	薬物標準液II	シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス			2～8℃	5濃度 × 2(各5mL),30000円	4987177706132	10445005	-----	-----	-----	-----	アセトアミノフェン、カルバマゼピン、ジゴキシン、リドカイン、NAPA、トブラマイシン、バルプロ酸、バンコマイシン、

A.尿・糞便等一般検査用 マルチコントロール

主たる分類	販売名	製造販売会社名	販売会社名	基材	貯法・有効期間	キットの構成・価格	JANコード*	製品番号	承認・認証・届出番号	承認・認証 届出年月日	JMDNコード (シリーズ検査)	JMDNコード (キット)	備考
A.尿・糞便等一般検査	US-コントロール'栄研' Level I / II System	栄研化学		その他	2～8℃ 2年間	12 mL×3×2種 15,000円	4987026098364	E-UZ81	-----	-----	-----	-----	尿一般項目
A.尿・糞便等一般検査	US-コントロール'栄研' Level II	栄研化学		その他	2～8℃ 2年間	12 mL×6本 15,000円	4987026098371	E-UZ82	-----	-----	-----	-----	尿一般項目
A.尿・糞便等一般検査	MAS尿コントロール レベル1	サーモフィッシャー ダイアグノスティックス		その他	2～8℃、24ヶ月	6 X 15mL	884883003897	UAB-115	-----	-----	-----	-----	尿試験紙用 20 項目
A.尿・糞便等一般検査	MAS尿コントロール レベル1	サーモフィッシャー ダイアグノスティックス		その他	2～8℃、24ヶ月	4 X 60mL	884883003903	UAB-160	-----	-----	-----	-----	尿試験紙用 20 項目
A.尿・糞便等一般検査	MAS尿コントロール レベル2	サーモフィッシャー ダイアグノスティックス		その他	2～8℃、24ヶ月	6 X 15mL	884883003910	UAB-215	-----	-----	-----	-----	尿試験紙用 20 項目
A.尿・糞便等一般検査	MAS尿コントロール レベル2	サーモフィッシャー ダイアグノスティックス		その他	2～8℃、24ヶ月	4 X 60mL	884883003927	UAB-260	-----	-----	-----	-----	尿試験紙用 20 項目
A.尿・糞便等一般検査	MAS尿コントロール レベル1,2	サーモフィッシャー ダイアグノスティックス		その他	2～8℃、24ヶ月	6 X 15mL	884883003934	UAB-MP	-----	-----	-----	-----	尿試験紙用 20 項目
A.尿・糞便等一般検査	MAS尿ディップチューブコントロール レベル1,2	サーモフィッシャー ダイアグノスティックス		その他	2～8℃、24ヶ月	10 X 12mL	884883003958	UAT-MP	-----	-----	-----	-----	尿試験紙用 20 項目
A.尿・糞便等一般検査	MAS尿化学検査用コントロール レベル1,2	サーモフィッシャー ダイアグノスティックス		その他	2～8℃、24ヶ月	6 X 15mL	884883002494	UR-MP	-----	-----	-----	-----	尿生化学用 18 項目
A.尿・糞便等一般検査	MAS 尿化学検査用コントロール レベル1	サーモフィッシャー ダイアグノスティックス		その他	2～8℃、24ヶ月	6 X 15 mL	884883002470	UR11001	-----	-----	-----	-----	尿生化学用 18 項目
A.尿・糞便等一般検査	MAS 尿化学検査用コントロール レベル2	サーモフィッシャー ダイアグノスティックス		その他	2～8℃、24ヶ月	6 X 15 mL	884883002487	UR22002	-----	-----	-----	-----	尿生化学用 18 項目
A.尿・糞便等一般検査	クオンティファイ アドバンス コントロール	バイオ・ラッド ラボラトリーズ		その他	2～8℃ 18カ月	12 mL X 3 X 2 レベル 15000円	4987590170282	17028	-----	-----	-----	-----	尿試験紙項目
A.尿・糞便等一般検査	クオンティファイ アドバンス コントロール ミニパック	バイオ・ラッド ラボラトリーズ		その他	2～8℃ 18カ月	12 mL X 1 X 2 レベル 6600円	4987590170299	17029	-----	-----	-----	-----	尿試験紙項目
A.尿・糞便等一般検査	リクイチェック クオンティファイ プラス コントロール	バイオ・ラッド ラボラトリーズ		その他	2～8℃ 2年	12 mL X 5 X 2 レベル 36000円	4987590109954	10995	-----	-----	-----	-----	尿試験紙項目、尿沈渣
A.尿・糞便等一般検査	リクイチェック クオンティファイ プラス コントロール ミニパック	バイオ・ラッド ラボラトリーズ		その他	2～8℃ 2年	12 mL X 1 X 2 レベル 9500円	4987590119953	11995	-----	-----	-----	-----	尿試験紙項目、尿沈渣
A.尿・糞便等一般検査	リクイチェック クオンティファイ大容量コントロール	バイオ・ラッド ラボラトリーズ		その他	2～8℃ 2年	120 mL X 2 X 2 レベル 108000円	4987590109626	10962	-----	-----	-----	-----	尿試験紙項目、尿沈渣
A.尿・糞便等一般検査	リクイチェック クオンティファイ大容量コントロール ミニパック	バイオ・ラッド ラボラトリーズ		その他	2～8℃ 2年	120 mL X 1 X 2 レベル 64800円	4987590119625	11962	-----	-----	-----	-----	尿試験紙項目、尿沈渣
A.尿・糞便等一般検査	リクイチェック 尿検査用コントロール 1,2	バイオ・ラッド ラボラトリーズ		その他	2～8℃ 2.5年	12 mL X 6 X 2 レベル 18000円	4987590104355	10435	-----	-----	-----	-----	尿試験紙項目、尿沈渣
A.尿・糞便等一般検査	リクイチェック 尿検査用コントロール 1	バイオ・ラッド ラボラトリーズ		その他	2～8℃ 2.5年	12 mL X 12 18000円	4987590104362	10436	-----	-----	-----	-----	尿試験紙項目、尿沈渣
A.尿・糞便等一般検査	リクイチェック 尿検査用コントロール 2	バイオ・ラッド ラボラトリーズ		その他	2～8℃ 2.5年	12 mL X 12 18000円	4987590104379	10437	-----	-----	-----	-----	尿試験紙項目、尿沈渣
A.尿・糞便等一般検査	リクイチェック 尿検査用コントロール ミニパック	バイオ・ラッド ラボラトリーズ		その他	2～8℃ 2.5年	12 mL X 1 X 2 レベル 5000円	4987590114354	11435	-----	-----	-----	-----	尿試験紙項目、尿沈渣
A.尿・糞便等一般検査	バイオ・ラッド EQAS 尿検査 プログラム	バイオ・ラッド ラボラトリーズ		その他	2～8℃	12 mL X 12 90000円	4987590128108	12810	-----	-----	-----	-----	外部精度保証サービス、尿試験紙検査項目

B.血液学的検査用 マルチコントロール

主たる分類	販売名	製造販売会社名	販売会社名	基材	貯法・有効期間	キットの構成・価格	JANコード*	製品番号	承認・認証・届出番号	承認・認証 届出年月日	JMDNコード (シリーズ検査)	JMDNコード (キット)	備考
B.血液学的検査	ヒーモスアイエル ノーマル コントロール	アイ・エル・ジャパン		その他	2-8℃/3年	1mL用×10 16,400円	8426950071068	00020003110	-----	-----	-----	-----	
B.血液学的検査	ヒーモスアイエル ロー アブノーマル コントロール	アイ・エル・ジャパン		その他	2-8℃/3年	1mL用×10 19,400円	8426950078982	00020003210	-----	-----	-----	-----	
B.血液学的検査	ヒーモスアイエル ハイ アブノーマル コントロール	アイ・エル・ジャパン		その他	2-8℃/3年	1mL用×10 19,400円	8426950078999	00020003310	-----	-----	-----	-----	
B.血液学的検査	ヒーモスアイエル スペシャルテストコントロール レベル1	アイ・エル・ジャパン		その他	2-8℃/3年	1mL用×10 38,000円	8426950453062	00020011000	-----	-----	-----	-----	
B.血液学的検査	ヒーモスアイエル スペシャルテストコントロール レベル2	アイ・エル・ジャパン		その他	2-8℃/2年8か月	1mL用×10 42,000円	8426950442189	00020012000	-----	-----	-----	-----	
B.血液学的検査	線溶系マルチコントロールⅠ	カイノス		血清ベース	2～10℃（遮光）/1年間	0.5mL用×5 12,000円	4987550015219	CR-8700	-----	-----	-----	-----	血漿中FDP,D-Dダイマー,FXⅢ
B.血液学的検査	線溶系マルチコントロールⅡ	カイノス		血清ベース	2～10℃（遮光）/1年間	0.5mL用×5 12,000円	4987550015226	CR-8800	-----	-----	-----	-----	血漿中FDP,D-Dダイマー,FXⅢ
B.血液学的検査	マルチブルセーラ N	キューメイ研究所	キューメイ研究所	ヒトALBベース	2～8℃ 3年	1mL× 5	4987856110212	21053	-----	-----	-----	-----	
B.血液学的検査	マルチブルセーラ A	キューメイ研究所	キューメイ研究所	ヒトALBベース	2～8℃ 3年	1mL× 5	4987856110243	21063	-----	-----	-----	-----	

見本

－ 検体検査用医療機器・試薬 一覧 －

検体検査用医療機器

○：掲載 ●:前版から追加された装置

中分類	No.	一般的名称(項目名)	JMDNJ-ト*	掲載
AA01 尿・一般検査用	【A0-0050】	自動尿スクリーニングシステム	30648000	
AA01 尿・一般検査用	【A0-0100】	尿化学分析装置	35918000	○
AA01 尿・一般検査用	【A1-0050】	尿沈渣分析装置	33915000	○
AA01 尿・一般検査用	【A1-0100】	尿比重計	70187000	
AA01 尿・一般検査用	【A1-0150】	電子尿糖計	70188012	
AA02 糞便等検査用	【A2-0050】	便潜血測定装置	70182000	○
AA99 その他・屈折計	【AZ-0050】	検査室用屈折計	15169000	
AA99 その他・屈折計	【AZ-0100】	ポータブル臨床用屈折計	37034000	
AA99 その他・浸透圧分析装置	【AZ-0150】	浸透圧分析装置	36458000	○
BB01 血球算定・血液細胞形態検査	【B1-0050】	セルアナライザ	70184000	
BB01 血球算定・血液細胞形態検査	【B1-0100】	フローサイトメータ	70193000	○
BB01 血球算定・血液細胞形態検査	【B1-0150】	血液像自動分析装置	35479000	○
BB01 血球算定・血液細胞形態検査	【B1-0200】	網赤血球分析装置	30863000	
BB01 血球算定・血液細胞形態検査	【B1-0250】	血液塗抹標本作製装置	15110000	
BB01 血球算定・血液細胞形態検査	【B1-0300】	手動式血球計数装置	35103000	
BB01 血球算定・血液細胞形態検査	【B1-0350】	血球計数装置	35476000	○
BB01 血液学的検査・ヘモグロビン	【B1-0400】	体外検査用オキシメータ	15201000	
BB01 血液学的検査・ヘモグロビン	【B1-0450】	オキシヘモグロビン分析装置	33275000	
BB01 血液学的検査・ヘモグロビン	【B1-0500】	ヘモグロビン分析装置	35481000	○
BB01 血液学的検査・ヘモグロビン	【B1-0550】	ヘモキシメトリック分析装置	37078000	
BB01 血液学的検査・ヘモグロビン	【B1-0600】	機能検査オキシメータ	70080000	
BB01 血液学的検査・ヘマトクリット	【B1-0650】	ヘマトクリット分析装置	33328000	
BB02 凝固・線溶関連検査	【B2-0050】	血小板凝集測定装置	35473000	○
BB02 凝固・線溶関連検査	【B2-0100】	血小板凝集記録分析装置	35769000	
BB02 凝固・線溶関連検査	【B2-0150】	凝固測定用経過時間タイマ	35505000	
BB02 凝固・線溶関連検査	【B2-0200】	血液凝固分析装置	35514000	○
BB02 凝固・線溶関連検査	【B2-0250】	血栓分析装置	36746000	
BB02 凝固・線溶関連検査	【B2-0300】	血液凝固測定装置専用カートリッジ	70185000	
BB99 その他・血沈	【B9-0050】	赤血球沈降速度測定装置	35488000	○
BB99 その他・血沈	【B9-0100】	赤血球沈降速度測定器具	55974001	
CC 01 生化学検査・汎用	【C0-0050】	乾式臨床化学分析装置	34549000	○
CC 01 生化学検査・汎用	【C0-0100】	バック式臨床化学分析装置	34550000	○
CC 01 生化学検査・汎用	【C0-0150】	ディスクリット方式臨床化学自動分析装置	35743010	○
CC 01 生化学検査・汎用	【C0-0200】	移動式ディスクリット方式臨床化学自動分析装置	35743020	○
CC 01 生化学検査・汎用	【C0-0250】	遠心方式臨床化学分析装置	35744010	
CC 01 生化学検査・汎用	【C0-0300】	移動式遠心方式臨床化学分析装置	35744020	○
CC 01 生化学検査・汎用	【C0-0350】	フロー方式臨床化学分析装置	35745010	
CC 01 生化学検査・汎用	【C0-0400】	移動式フロー方式臨床化学分析装置	35745020	
CC 01 生化学検査・汎用	【C0-0450】	汎用分光光度分析装置	36910000	○
CC 01 生化学検査・汎用	【C0-0500】	マイクロタイタプレートリーダ	37036000	○
CC 01 生化学検査・汎用	【C0-0550】	比ろう法比濁分析装置	15163000	
CC 01 生化学検査・汎用	【C0-0600】	免疫比濁分析装置	35926010	○
CC 01 生化学検査・汎用	【C0-0650】	移動式免疫比濁分析装置	35926020	○
CC 01 生化学検査・蛋白	【C1-0050】	蛋白質分析装置	30857000	○
CC 01 生化学検査・蛋白	【C1-0100】	蛋白分画電気泳動分析装置	31365000	○
CC 01 生化学検査・酵素	【C1-0150】	酵素分析装置	35470000	
CC 01 生化学検査・窒素	【C1-0200】	窒素分析装置	36741000	
CC 01 生化学検査・クレアチニン	【C1-0250】	クレアチニン分析装置	35991000	
CC 01 生化学検査・グルコース	【C1-0300】	グルコース分析装置	36730000	○
CC 01 生化学検査・グルコース	【C1-0350】	グルコースモニタシステム	44611003	
CC 01 生化学検査・グリコヘモグロビン	【C1-0400】	グリコヘモグロビン分析装置	35968000	○
CC 01 生化学検査・乳酸	【C1-0450】	ラクテート分析装置	35885000	
CC 01 生化学検査・コレステロール	【C1-0500】	コレステロール分析装置	30855000	

中分類	No.	一般的名称(項目名)	JMDNJ-ト*	掲載
CC 01 生化学検査・ビリルビン	【C1-0550】	ビリルビン分析装置	35475000	
CC 01 生化学検査・カルシウム	【C1-0600】	カルシウム分析装置	35937000	
CC 01 生化学検査・電解質	【C1-0650】	蛍光式電解質分析装置	34555000	
CC 01 生化学検査・電解質	【C1-0700】	炎光式電解質分析装置	35826000	
CC 01 生化学検査・電解質	【C1-0750】	イオン選択性分析装置	35902000	○
CC 01 生化学検査・電解質	【C1-0800】	血中カリウム分析装置	35566000	
CC 01 生化学検査・電解質	【C1-0850】	クーロメトリ式電解質分析装置	35903000	
CC 01 生化学検査・血液ガス	【C1-0900】	血液ガス酸素分析装置	12590000	
CC 01 生化学検査・血液ガス	【C1-0950】	汎用血液ガス分析装置	30847000	○
CC 01 生化学検査・重炭酸塩	【C1-1000】	クーロメトリ式二酸化炭素測定器	31407000	
CC 01 生化学検査・酸素分圧	【C1-1050】	体外型血液ガス分析装置	37238000	
CC 02 生化学検査・ヘパリン	【C2-0050】	ヘパリン分析装置	33321000	
CC 02 生化学検査・その他	【C9-0050】	高速液体クロマトグラフィ分析装置	36420000	○
DE 01 免疫学的検査・汎用	【D0-0050】	免疫発光測定装置	36223010	○
DE 01 免疫学的検査・汎用	【D0-0100】	移動式免疫発光測定装置	36223020	○
DE 01 免疫学的検査・汎用	【D0-0150】	酵素免疫測定装置	35706010	○
DE 01 免疫学的検査・汎用	【D0-0200】	移動式酵素免疫測定装置	35706020	—
DE 01 免疫学的検査・汎用	【D0-0250】	免疫蛍光分析装置	35707010	○
DE 01 免疫学的検査・汎用	【D0-0300】	移動式免疫蛍光分析装置	35707020	○
DE 01 免疫学的検査・汎用	【D0-0350】	粒子計測免疫測定装置	70181000	
DE 01 免疫学的検査・カテコールアミン	【D1-0050】	カテコールアミン分析装置	35989000	○
DE 01 免疫学的検査・アミロイドβ	【D1-0100】	アミロイドβ質量分析用セット	71088002	
DE 01 免疫学的検査・感染症（血清免疫）	【D1-0150】	微生物由来成分分析装置	70183000	○
FF 01 輸血関連検査	【F1-0050】	血液型分析装置	35635000	○
GG 01 微生物学検査・コロニー計測	【G0-0050】	コロニー定量分析装置	15126000	
GG 01 微生物学検査・同定分析	【G0-0100】	微生物分類同定分析装置	34573000	—
GG 01 微生物学検査・血液培養	【G0-0150】	血液培養自動分析装置	35617000	
GG 01 微生物学検査・微生物培養	【G0-0200】	微生物培養装置	70189000	
GG 01 微生物学検査・微生物定量	【G0-0250】	微生物定量分析装置	71086001	
GG 01 微生物学検査・酵母・真菌分析	【G1-0050】	酵母・真菌分析装置	30667000	
GG 01 微生物学検査・マalaria診断	【G1-0100】	マalaria診断装置	71081003	
GG 02 微生物学検査・薬剤感受性検査	【G2-0050】	微生物感受性分析装置	34574000	○
HH 01 遺伝子関連検査・遺伝子解析	【H0-0050】	遺伝子解析装置	70192000	○
HH 02 遺伝子関連検査・遺伝子変異解析	【H2-0050】	遺伝子変異解析セット（がんゲノムプロファイリング検査用）	60943013	
HH 02 遺伝子関連検査・遺伝子変異解析	【H2-0100】	遺伝子変異解析システム（がんゲノムプロファイリング検査用）	60943033	
HH 02 遺伝子関連検査・遺伝子変異解析	【H2-0150】	体細胞遺伝子変異解析システム（抗悪性腫瘍薬適応判定用）	71059003	
HH 02 遺伝子関連検査・遺伝子変異解析	【H2-0200】	体細胞遺伝子変異解析セット（抗悪性腫瘍薬適応判定用）	71059023	
HH 04 遺伝子関連検査・染色体検査	【H4-0050】	染色体分析装置	33936000	
KK 01 病理学的検査・細胞診	【K1-0050】	自動細胞診装置	70190000	
KK 01 病理学的検査・染色	【K1-0100】	自動染色装置	70191000	○
MM 自己検査用・尿化学分析	【M1-0050】	自己検査用尿化学分析器	70186000	
MM 自己検査用・尿糖	【M1-0100】	自己検査用尿糖計	70188000	
MM 自己検査用・血糖	【M1-0150】	自己検査用グルコース測定器	30854000	
MM 自己検査用・血液凝固	【M2-0050】	自己検査用血液凝固分析器	56687003	
ZZ その他の分析装置	【Z0-0050】	デンストメトリ分析装置	15129000	○
ZZ その他の分析装置	【Z0-0100】	質量分析装置	57848001	

AA 01 尿・一般検査用
【A0-0100】 尿化学分析装置

JMDNコード： 35918000

分類	販売名	製造販売会社名	販売会社名	検体の種別	貯法・有効(耐用)期間	測定項目/キットの構成・価格	JANJ-ド [®]	製品番号	承認・認証・届出番号	承認・認証 届出年月日	JMDNコード (シリーズ検査)	JMDNコード (キット)	備考	POCT
医療機器	全自動尿分析装置オーションマックス AX-4061	アークレイファクトリー	アークレイ	尿		ユリフレットSシリーズ（体外診断用医薬品集参照） ーションスティックス10PA（体外診断用医薬品集参照）	4987486017899	103964	25B1X00001000056			35918000	GLU,PRO,BLD,BIL,URO,pH,KET,NIT ,LEU,CRE,ALB,S.G,色調,濁度（装置）	
コントロール	ーションチェックプラス	アークレイファクトリー	アークレイ		2～8℃	2濃度 各25mLX2本 21,840円	4987486735274	73527	----	----	----	----		
標準品	比重キャリブレータH	アークレイファクトリー	アークレイ		2～8℃	10mLX2本 3,360円	4987486001959	100672	----	----	----	----		
専用試薬・消耗品	濃縮洗浄液3	アークレイファクトリー	アークレイ		1～30℃	1LX5本入り 15,120円	4987486790532	79053	----	----	----	----		
医療機器	半自動尿分析装置ーションイダテン AE-4070	アークレイファクトリー	アークレイ	尿		ーションスティックスシリーズ（体外診断用医薬品集参照） ユリフレットS 11UA（体外診断用医薬品集参照）	4987486037316	106391	25B1X00001000060			35918000	GLU,PRO,BLD,BIL,URO,pH,KET,NIT ,LEU,CRE,ALB,S.G,色調,比重	
コントロール	ーションチェックプラス	アークレイファクトリー	アークレイ		2～8℃	2濃度 各25mLX2本 21,840円	4987486735274	73527	----	----	----	----		
医療機器	小型尿分析装置ポケットケムUA PU-4010	アークレイファクトリー	アークレイ	尿		ーションスティックスシリーズ（体外診断用医薬品集参照） ーションスクリーンマイクロアルブミン/クレアチニン（体外診断用医薬品集参照）	4987486207009	20700	25B1X00001000025			35918000	GLU,PRO,BLD,BIL,URO,pH,KET,NIT ,LEU,CRE,ALB,S.G,色調,比重	
コントロール	ーションチェックプラス	アークレイファクトリー	アークレイ		2～8℃	2濃度 各25mLX2本 21,840円	4987486735274	73527	----	----	----	----		
医療機器	全自動尿分析装置ーションマックス AX-4030	アークレイファクトリー	アークレイ	尿		ユリフレットS シリーズ（体外診断用医薬品集参照） ーションスティックス10PA（体外診断用医薬品集参照）	4987486145011	14501	25B1X00001000009			35918000	GLU,PRO,BIL,URO,pH, BLD,KET,NIT,LEU,CRE, P/C,S.G.,濁度,色調	
コントロール	ーションチェックプラス	アークレイファクトリー	アークレイ		2～8℃	2濃度 各25mLX2本 21,840円	4987486735274	73527	----	----	----	----		
標準品	比重キャリブレータH	アークレイファクトリー	アークレイ		2～8℃	10mLX2本 3,360円	4987486001959	100672	----	----	----	----		
専用試薬・消耗品	濃縮洗浄液3	アークレイファクトリー	アークレイ		1～30℃	1LX5本入り 15,120円	4987486790532	79053	----	----	----	----		
医療機器	全自動尿分析装置ーションマックス AX-4060	アークレイファクトリー	アークレイ	尿		ユリフレットS シリーズ（体外診断用医薬品集参照） ーションスティックス10PA（体外診断用医薬品集参照）	4987486001386	100463	25B1X00001000038			35918000	GLU,PRO,BIL,URO, pH,BLD,KET,NIT,LEU, CRE,ALB,P/C, A/C,S.G.,濁度,色調	
コントロール	ーションチェックプラス	アークレイファクトリー	アークレイ		2～8℃	2濃度 各25mLX2本 21,840円	4987486735274	73527	----	----	----	----		
標準品	比重キャリブレータH	アークレイファクトリー	アークレイ		2～8℃	10mLX2本 3,360円	4987486001959	100672	----	----	----	----		
専用試薬・消耗品	濃縮洗浄液3	アークレイファクトリー	アークレイ		1～30℃	1LX5本入り 15,120円	4987486790532	79053	----	----	----	----		
医療機器	ーションイレブン AE-4021	アークレイファクトリー	アークレイ	尿		ーションスティックスシリーズ（体外診断用医薬品集参照） ユリフレットS 11UA（体外診断用医薬品集参照） ーションスクリーンマイクロアルブミン/クレアチニン（体外診断用医薬品集参照）	4987486012788	102973	25B1X00001000053			35918000	GLU,KET,BIL,NIT,PRO,URO,pH,BLD ,LEU,ALB,CRE,比重,色調	
コントロール	ーションチェックプラス	アークレイファクトリー	アークレイ		2～8℃	2濃度 各25mLX2本 21,840円	4987486735274	73527	----	----	----	----		
医療機器	全自動尿分析装置 US-3500	テラメックス	栄研化学	尿		ウロバーバーαⅢシリーズ（体外診断用医薬品集参照）	4987026213125	M-8M00	26B3X00001000011			35918000	販売中止	
医療機器	全自動尿分析装置 US-3600	テラメックス	栄研化学	尿		ウロバーバーαⅢシリーズ（体外診断用医薬品集参照）	4987026364100	M-8R00	26B3X00001000014			35918000	URO, BLD, PRO, GLU, KET, BIL, NIT, S.G, LEU, pH, CRE, ALB, P/C, A/C, 色調, 混濁	
医療機器	全自動尿分析装置 US-3500 MS	テラメックス	栄研化学	尿		ウロバーバーαⅢ,Ⅲ（全自動尿分析装置HSモード用）シリーズ （体外診断用医薬品集参照）	4987026216621	M-8M01	26B3X00001000012			35918000	URO, BLD, PRO, GLU, KET, BIL, NIT, S.G, LEU, pH, CRE, ALB, P/C, A/C, 色調, 混濁	
医療機器	尿自動分析装置 US-2300	テラメックス	栄研化学	尿		ウロバーバーⅢシリーズ（体外診断用医薬品集参照）	4987026235998	M-8P00	26B3X00001000013			35918000	URO, BLD, PRO, GLU, KET, BIL, NIT, S.G, LEU, pH, CRE, ALB, P/C, A/C	
医療機器	尿自動分析装置 US-2200	テラメックス	栄研化学	尿		ウロバーバーⅢシリーズ（体外診断用医薬品集参照）	----	----	26B3X00001000007			35918000	販売中止	
医療機器	尿自動分析装置 US-1200	小松電子	栄研化学	尿		ウロバーバーⅢシリーズ（体外診断用医薬品集参照）	4987026218212	M-8N00	17B2X10008000004			35918000	販売中止	
医療機器	尿自動分析装置 US-1300	小松電子	栄研化学	尿		ウロバーバーⅢシリーズ（体外診断用医薬品集参照）	4987026366876	M-8Q00	17B2X10008000006			35918000	URO, BLD, PRO, GLU, KET, BIL, NIT, S.G, LEU, pH, CRE, ALB, P/C, A/C	
コントロール	US-コントロール'栄研' Level I / II System	栄研化学			2～8℃ 2年間	2濃度・各12mLX3本 15,000円	4987026098364	E-UZ81	----	----	----	----		
コントロール	US-コントロール'栄研' Level II	栄研化学			2～8℃ 2年間	12mLX6本 15,000円	4987026098371	E-UZ82	----	----	----	----		
医療機器	ビジュアルリーダーⅡ	三和化学研究所		尿		U-テストビジュアルシリーズ用 120,000円	4987086360166	086360166	23B3X00028000003			35918000	体外診断用医薬品集参照	
医療機器	全自動尿統合分析装置 UX-2000	シスメックス		尿		UX-2000シリーズ			28B2X10007000080			35918000	機器は販売中止品	
項目共通試薬	メディテープⅡ 10U	アークレイファクトリー	シスメックス		1～30℃・24ヶ月	100枚 11,500円	4987562418817	AY620617	21300AMZ00442000 222AAAMX00148000	2001//5/29	----	----	体外診断用医薬品参照	
項目共通試薬	メディテープⅡ 9U	アークレイファクトリー	シスメックス		1～30℃・24ヶ月	100枚 8,400円	4987562418831	BA703304	21300AMZ00442000 222AAAMX00148000	2001//5/29	----	----	体外診断用医薬品参照	
項目共通試薬	メディテープⅡ 7U	アークレイファクトリー	シスメックス		1～30℃・24ヶ月	100枚 6,830円	4987562418848	AR993454	21300AMZ00442000 222AAAMX00148000	2001//5/29	----	----	体外診断用医薬品参照	

検体検査用医療機器・試薬

項目共通試薬	UXIIバック-BAC	シスメックス			2℃～35℃ ・12ヶ月	2.1LX1 15,750円	4987562418749	AR379938	-----	-----	-----	-----	共通試薬	
項目共通試薬	UXIIバック-SED	シスメックス			2℃～35℃ ・12ヶ月	2.1LX1 15,750円	4987562418756	CM021064	-----	-----	-----	-----	共通試薬	
項目共通試薬	UXIIサーチ-BAC	シスメックス			2℃～35℃ ・12ヶ月	25mLX1 21,000円	4987562418725	BA649537	-----	-----	-----	-----	共通試薬	
項目共通試薬	UXIIサーチ-SED	シスメックス			2℃～35℃ ・12ヶ月	29mLX1 21,000円	4987562418732	BD563893	-----	-----	-----	-----	共通試薬	
項目共通試薬	UXIIシース 20L(XTS-900A)	シスメックス			2℃～35℃ ・12ヶ月	20L 12,600円	4987562418763	BS503938	-----	-----	-----	-----	共通試薬	
項目共通試薬	UXセンジョウエキ-C	シスメックス			1℃～30℃ ・12ヶ月	1LX5本 13,500円	4987562418787	BE301124	-----	-----	-----	-----	共通試薬	
項目共通試薬	UFⅡコントロール	シスメックス			2～10℃・6ヶ月	L：47mL X1、H：47mL X1 30,000円	4987562408528	06404115	-----	-----	-----	-----	共通試薬	
医療機器	尿自動分析装置プレテスター RM－6050	和光純薬工業		尿		プレテストシリーズ (体外診断用医薬品参照)	-----	-----	27B3X00024000005			35918000	販売中止	
医療機器	小型尿検査装置プレテスター RM－805	和光純薬工業		尿		プレテストシリーズ (体外診断用医薬品参照)	-----	-----	27B3X00024000004			35918000	販売中止	
医療機器	小型尿検査装置プレテスター RM－805（Ⅱ）	和光純薬工業 富士フイルム和光純薬		尿		プレテストシリーズ (体外診断用医薬品参照)	4987481122123	452-01221	27B3X00024000004			35918000	販売中止	

AA 01 尿・一般検査用 JMDNコード：33915000
【A1-0050】尿沈渣分析装置

分類	販売名	製造販売会社名	販売会社名	検体の種別	貯法・有効(耐用)期間	測定項目/キットの構成・価格	JANJト*	製品番号	承認・認証・届出番号	承認・認証 届出年月日	JMDNコード (シリーズ検査)	JMDNコード (キット)	備考	POCT
医療機器	オーションアイ AI-4510	アークレイファクトリー	アークレイ	尿		RBC,WBC,WBCC,SQEC,NSE,HYAL,NHC,BACT,CRYS, YST,MUCS,SPRM等	4987486027195	105320	25B1X00001000058			33915000		
コントロール	オーション アイ コントロール液	アークレイファクトリー	アークレイ		2～8℃	High・Low 各5mLX5本 7,000円	4987486025122	105638	-----	-----	-----	-----		
標準品	オーション アイ キャリブレーター	アークレイファクトリー	アークレイ		2～8℃	Focus:11mLX6本 Calibrator:10mLX2本 21,060円	4987486025139	105639	-----	-----	-----	-----		
専用試薬・消耗品	濃縮洗浄液3	アークレイファクトリー	アークレイ		1～30℃	1LX5本入り 15,120円	4987486790532	79053	-----	-----	-----	-----		
	オーション アイ シース液	アークレイファクトリー	アークレイ		2～35℃	10L入り 62,720円	4987486025115	105582	-----	-----	-----	-----		
医療機器	全自動尿中有形成分分析装置 UF-5000	シスメックス		尿		赤血球、白血球、上皮細胞、扁平上皮細胞、円柱、細菌			28B1X10014000041			33915000 70193000		
項目共通試薬	UF-フルオロセルCR	シスメックス			2～35℃・12ヶ月	29mLX2 51,800円	4987562433964	AG792864	-----	-----	-----	-----	共通試薬	
項目共通試薬	UF-フルオロセルSF	シスメックス			2～35℃・12ヶ月	29mLX2 51,800円	4987562433957	CE919553	-----	-----	-----	-----	共通試薬	
項目共通試薬	UF-セルバックCR	シスメックス			2～35℃・12ヶ月	2.1LX2 40,000円	4987562433940	CB505392	-----	-----	-----	-----	共通試薬	
項目共通試薬	UF-セルバックSF	シスメックス			2～35℃・12ヶ月	2.1LX2 40,000円	4987562433933	CE604532	-----	-----	-----	-----	共通試薬	
項目共通試薬	UF-セルシース	シスメックス			2～35℃・12ヶ月	20L 12,000円	4987562433926	BY074501	-----	-----	-----	-----	共通試薬	
項目共通試薬	UFコントロール	シスメックス			2～8℃（禁凍結）・ 6ヶ月	L：30mLX1、H：30mLX1 30,000円	4987562433681	BE740265	-----	-----	-----	-----	共通試薬	
項目共通試薬	セルクリーン	シスメックス			室温・12ヶ月	50m l 9,000円	4987562200467	83401618	-----	-----	-----	-----	共通試薬	
医療機器	全自動尿中有形成分分析装置 UF-1000i	シスメックス		尿		赤血球、白血球、上皮細胞、扁平上皮細胞、円柱、細菌			28B1X10014000052			33915000	機器は販売中止品	
項目共通試薬	UFⅡサーチ -SED	シスメックス			2～35℃・12ヶ月	29mLX2袋 40,000円	4987562408405	06401810	-----	-----	-----	-----	共通試薬	
項目共通試薬	UFⅡサーチ -BAC	シスメックス			2～35℃・12ヶ月	25mLX2袋 40,000円	4987562408412	06401917	-----	-----	-----	-----	共通試薬	
項目共通試薬	UFⅡバック -SED	シスメックス			2～35℃・12ヶ月	2.1LX2本 30,000円	4987562408382	06401615	-----	-----	-----	-----	共通試薬	
項目共通試薬	UFⅡバック -BAC	シスメックス			2～35℃・12ヶ月	2.1LX2本 30,000円	4987562408399	06401712	-----	-----	-----	-----	共通試薬	
項目共通試薬	UFⅡシース	シスメックス			2～35℃・12ヶ月	20L 12,000円	4987562408429	06402017	-----	-----	-----	-----	共通試薬	
項目共通試薬	UFⅡコントロール	シスメックス			2～10℃・6ヶ月	L：47mL X1、H：47mL X1 30,000円	4987562408528	06404115	-----	-----	-----	-----	共通試薬	
医療機器	全自動尿中有形成分分析装置 UF-1500	シスメックス		尿		赤血球、白血球、上皮細胞、扁平上皮細胞、円柱、細菌			28B1X10014000060			33915000 70193000		
項目共通試薬	UF-フルオロセルCR	シスメックス			2～35℃・12ヶ月	29mLX2 51,800円	4987562433964	AG792864	-----	-----	-----	-----	共通試薬	
項目共通試薬	UF-フルオロセルSF	シスメックス			2～35℃・12ヶ月	29mLX2 51,800円	4987562433957	CE919553	-----	-----	-----	-----	共通試薬	
項目共通試薬	UF-セルバックCR	シスメックス			2～35℃・12ヶ月	2.1LX2 40,000円	4987562433940	CB505392	-----	-----	-----	-----	共通試薬	
項目共通試薬	UF-セルバックSF	シスメックス			2～35℃・12ヶ月	2.1LX2 40,000円	4987562433933	CE604532	-----	-----	-----	-----	共通試薬	
項目共通試薬	UF-セルシース	シスメックス			2～35℃・12ヶ月	20L 12,000円	4987562433926	BY074501	-----	-----	-----	-----	共通試薬	
項目共通試薬	UFコントロール	シスメックス			2～8℃（禁凍結）・ 6ヶ月	L：30mLX1、H：30mLX1 30,000円	4987562433681	BE740265	-----	-----	-----	-----	共通試薬	
項目共通試薬	セルクリーン	シスメックス			室温・12ヶ月	50m l 9,000円	4987562200467	83401618	-----	-----	-----	-----	共通試薬	
医療機器	USCANNER premio	東洋紡		尿		赤血球、白血球、上皮細胞、円柱、細菌、結晶、酵母様真菌、精 子	4965838893872	QUSM-041	25B1X0004US0003			33915000		
項目共通試薬	USCANNER専用スライド、染色液					600枚用 158,000円	4965838891489	QUSS-600	-----	-----	-----	-----		
項目共通試薬	USCANNER専用洗浄液（1,200テスト分）					5LX 2本 46,000円	4965838891496	QUSW-600	-----	-----	-----	-----		
項目共通試薬	USCANNER専用スライド					3,600枚用 860,000円	4965838893605	QUEB-360	-----	-----	-----	-----		
項目共通試薬	USCANNER専用染色液					600枚用 15,000円		QUSL-600	-----	-----	-----	-----		
項目共通試薬	Washing solution 10X USCANNER(濃縮洗浄液)					5LX 1本 102,000円		QUBW-CSL	-----	-----	-----	-----		
項目共通試薬	Stainer for USCANNER					50本 705,000円		QUED-050	-----	-----	-----	-----		
項目共通試薬	USCANNER機器精度管理用試薬P					5mLX6本 150,000円	4965838893643	QUSC-700	-----	-----	-----	-----		

見本

－ その他の検体検査用試薬一覧 －

抗酸菌用染色液									
分類	販売名	製造販売会社名	販売会社名	検体の種別	貯法・有効期間	キットの構成・価格	JANコード	製品番号	備考
抗酸菌用染色液	アクリステイン mAO液	極東製薬工業		検体全般	遮光・室温・4ヶ月	250mL 3,000円	4987551083736	08373	
抗酸菌用染色液	アクリステイン CS液	極東製薬工業		検体全般	遮光・室温・6ヶ月	450mL 3,500円	4987551083743	08374	
抗酸菌用染色液	アクリステイン WB液	極東製薬工業		検体全般	遮光・室温・6ヶ月	450mL 2,000円	4987551083750	08375	

染色液									
分類	販売名	製造販売会社名	販売会社名	検体の種別	貯法・有効期間	キットの構成・価格	JANコード	製品番号	備考
簡易迅速染色液	ディフ・クイック	シスメックス	シスメックス		室温	500mL×3種 8,800円	4987562169207	16920	
簡易迅速染色液	ディフ・クイック コーヒー	シスメックス	シスメックス		室温	500mL 3,300円	4987562169306	16930	
簡易迅速染色液	ディフ・クイック センシティブ 1	シスメックス	シスメックス		室温	500mL 3,300円	4987562169405	16940	
簡易迅速染色液	ディフ・クイック センシティブ 2	シスメックス	シスメックス		室温	500mL 4,400円	4987562169504	16950	
細胞染色液	MICROXコウセンシティブ(ライト)1ホウリ	シスメックス	シスメックス		室温	1本 3,000円	4987562407002	66880078	専用機器併用可
細胞染色液	MICROXコウセンシティブ(キムザ)1ホウリ	シスメックス	シスメックス		室温	1本 3,200円	4987562407019	66880081	専用機器併用可
細胞染色液	MICROXコウセンシティブ(メイクリンガルト)1ホウリ	シスメックス	シスメックス		室温	1本 2,200円	4987562407026	66880095	専用機器併用可
細胞染色液	ライトセンシティブ(SWS-800)	シスメックス	シスメックス		室温	500ml×1本 2,500円	4987562027514	95407810	専用機器併用可
細胞染色液	メイクリンガルトセンシティブ(SMS-800)	シスメックス	シスメックス		室温	500ml×1本 2,200円	4987562027521	95407917	専用機器併用可
細胞染色液	キムザセンシティブ(SGS-800)	シスメックス	シスメックス		室温	500ml×1本 3,200円	4987562027538	95408017	専用機器併用可

染色液									
分類	販売名	製造販売会社名	販売会社名	検体の種別	貯法・有効期間	キットの構成・価格	JANコード	製品番号	備考
細胞染色液	ThinPrep リンスソリューション	ホロジックジャパン		細胞染色用	15-30℃	6,000円	04560305758434	70779-001	
細胞染色液	ThinPrep スクレアステイン	ホロジックジャパン		細胞染色用	15-30℃	19,000円	04560305758441	70780-001	
細胞染色液	ThinPrep オレンジGソリューション	ホロジックジャパン		細胞染色用	15-30℃	12,000円	1520045509658	70781-002	
細胞染色液	ThinPrep EAソリューション	ホロジックジャパン		細胞染色用	15-30℃	18,000円	1520045509719	70782-002	
細胞染色液	ThinPrep ブルーイングソリューション	ホロジックジャパン		細胞染色用	15-30℃	5,000円	04560305758472	70793-001	

分類	販売名	製造販売会社名	販売会社名	検体の種別	貯法・有効期間	キットの構成・価格	JANコード*	製品番号	承認・認証・届出番号	承認・認証 届出年月日	JMDNコード (シリーズ検査)	JMDNコード (キット)	備考
検体保存輸送用	シードスワブ® y1 号‘栄研’ 100回分	栄研化学		糞便等一般検査材料	5〜30℃・1年8ヵ月間	¥7,000	4987026109480	E-MS60	09B1X10007000001	2022/4/1	----	----	
検体保存輸送用	シードスワブ® y2 号‘栄研’ 100回分	栄研化学		鼻腔粘液・耳漏・眼疾材料・淋疾材料・膿等検査材料	5〜30℃・1年8ヵ月間	¥9,000	4987026109510	E-MS62	09B1X10007000002	2022/4/1	----	----	
検体保存輸送用	シードスワブ® y3 号‘栄研’ 100回分	栄研化学		咽頭粘液・眼疾材料・淋疾材料・膣分泌物・膿等検査材料	5〜30℃・1年8ヵ月間	¥9,000	4987026109534	E-MS64	09B1X10007000003	2022/4/1	----	----	
嫌気性輸送用容器	シードチューブ® II ‘栄研’ 10本	栄研化学		体液、粘液、閉鎖性材料	室温保存・6ヵ月間	¥3,300	4987026359045	E-MR81	----	----	----	----	
ヘルピスウイルス検体保存輸送用	シードチューブ® HP‘栄研’ 10本	栄研化学		ヘルシコバクター・ピロリの検査を目的とした検査材料	2〜10℃・6ヵ月間	¥3,000	4987026271101	E-MR83	----	----	----	----	
一般細菌保存輸送用	ボアメディア® カジトン培地 50本	栄研化学		検体全般	2〜10℃・1年間	¥5,000	4987026016900	E-MP77	----	----	----	----	
一般細菌用	ボアメディア® 血液寒天培地 10枚	栄研化学		検体全般	2〜10℃・2ヵ月間	¥2,000	4987026007052	E-MP23	----	----	----	----	
一般細菌用	ボアメディア® 羊血液寒天培地 10枚	栄研化学		検体全般	2〜10℃・3ヵ月間	¥2,000	4987026256627	E-MP35	----	----	----	----	
一般細菌用	ボアメディア® トリプトソイ5%羊血液寒天培地 10枚	栄研化学		検体全般	2〜10℃・3ヵ月間	¥2,000	4987026223889	E-MR71	----	----	----	----	
一般細菌用	ボアメディア® 羊血液寒天培地M58 10枚	栄研化学		検体全般	2〜10℃・3ヵ月間	¥2,000	4987026156200	E-MR93	----	----	----	----	
一般細菌用	ボアメディア® 羊血液寒天培地M70 10枚	栄研化学		検体全般	2〜10℃・3ヵ月間	¥2,000	4987026164809	E-MR96	----	----	----	----	
一般細菌用	ボアメディア® チョコレート寒天培地 II 10枚	栄研化学		検体全般	2〜10℃・3ヵ月間	¥2,000	4987026153568	E-MS50	----	----	----	----	
一般細菌用	ボアメディア® チョコレート寒天培地 10枚	栄研化学		検体全般	2〜10℃・3ヵ月間	¥2,000	4987026275321	E-MP31	----	----	----	----	
Haemophilus influenzae 選択分離用	ボアメディア® Vi ヘモフィルス寒天培地 10枚	栄研化学		呼吸器系検体	2〜10℃・3ヵ月間	¥2,500	4987026226828	E-MS99	----	----	----	----	
一般細菌用	ボアメディア® 普通寒天培地 10枚	栄研化学		検体全般	2〜10℃・6ヵ月間	¥1,200	4987026129495	E-MP21	----	----	----	----	
一般細菌用	ボアメディア® ハートインフュージョン寒天培地 10枚	栄研化学		検体全般	2〜10℃・6ヵ月間	¥1,300	4987026150963	E-MP22	----	----	----	----	
一般細菌用	ボアメディア® BHI 寒天培地 10枚	栄研化学		検体全般	2〜10℃・6ヵ月間	¥1,400	4987026046440	E-MP24	----	----	----	----	
一般細菌用	ボアメディア® トリプトソイ寒天培地 10枚	栄研化学		検体全般	2〜10℃・6ヵ月間	¥1,200	4987026144030	E-MP25	----	----	----	----	
一般細菌用	バイメディア® 羊血液寒天培地／チョコレート寒天培地 10枚	栄研化学		検体全般	2〜10℃・3ヵ月間	¥2,800	4987026002118	E-MR06	----	----	----	----	
一般細菌/グラム陰性桿菌用	バイメディア® 羊血液寒天培地／ドリガルスキー改良培地 10枚	栄研化学		検体全般	2〜10℃・3ヵ月間	¥2,500	4987026308746	E-MR04	----	----	----	----	
一般細菌/グラム陰性桿菌用	バイメディア® 羊血液寒天培地M58／ドリガルスキー改良培地 10枚	栄研化学		検体全般	2〜10℃・3ヵ月間	¥2,500	4987026000251	8-MS10	----	----	----	----	
一般細菌用	バイメディア® 羊血液寒天培地M58／チョコレート寒天培地 10枚	栄研化学		検体全般	2〜10℃・3ヵ月間	¥2,750	4987026000275	8-MS12	----	----	----	----	
一般細菌用	バイメディア® 羊血液寒天培地M70／チョコレート寒天培地 II 10枚	栄研化学		検体全般	2〜10℃・3ヵ月間	¥2,800	4987026165349	E-MS16	----	----	----	----	
プロト球菌用	ボアメディア® マンニット食塩培地 10枚	栄研化学		検体全般	2〜10℃・4ヵ月間	¥1,300	4987026147659	E-MP52	----	----	----	----	
プロト球菌用	ボアメディア® 卵黄加マンニット食塩培地 10枚	栄研化学		検体全般	2〜10℃・4ヵ月間	¥1,500	4987026159416	8-MR17	----	----	----	----	
プロト球菌用	ボアメディア® エッグヨーク食塩寒天培地 10枚	栄研化学		検体全般	2〜10℃・6ヵ月間	¥1,800	4987026094724	E-MR69	----	----	----	----	
MRSA分離用	ボアメディア® MRSA 分離培地Ⅲ 10枚	栄研化学		検体全般	2〜10℃・2ヵ月間	¥1,800	4987026366791	E-MT05	----	----	----	----	
B群溶連菌選択増菌・確認用	ボアメディア® GBS 半流動培地 20本	栄研化学		膣分泌物および肛門周囲	2〜10℃・4ヵ月間	¥6,000	4987026191829	E-MS76	----	----	----	----	
B群溶連菌選択分離用	ボアメディア® Vi GBS 寒天培地 10枚	栄研化学		膣分泌物および肛門周囲	2〜10℃(遮光)・4ヵ月間	¥2,400	4987026208022	E-MS79	----	----	----	----	
生化学的性状確認用	ボアメディア® SF 培地 20本	栄研化学		集落からの確認	2〜10℃・6ヵ月間	¥2,000	4987026178509	E-MQ21	----	----	----	----	
生化学的性状確認用	ボアメディア® 胆汁エスクリン培地 20本	栄研化学		集落からの確認	2〜10℃・7ヵ月間	¥2,000	4987026178486	E-MQ20	----	----	----	----	
生化学的性状確認用	ボアメディア® キングAB 培地 25検体分	栄研化学		集落からの確認	2〜10℃・5ヵ月間	¥5,000	4987026178479	E-MQ19	----	----	----	----	
生化学的性状確認用	ボアメディア® TSI 寒天培地 50本	栄研化学		集落からの確認	2〜10℃・5ヵ月間	¥4,000	4987026178271	E-MQ01	----	----	----	----	
生化学的性状確認用	ボアメディア® SIM 培地 50本	栄研化学		集落からの確認	2〜10℃・4ヵ月間	¥4,000	4987026178288	E-MQ02	----	----	----	----	
生化学的性状確認用	ボアメディア® LIM 培地 50本	栄研化学		集落からの確認	2〜10℃・4ヵ月間	¥5,000	4987026178332	E-MQ06	----	----	----	----	
生化学的性状確認用	ボアメディア® シモンズ・クエン酸ナトリウム培地 50本	栄研化学		集落からの確認	2〜10℃・5ヵ月間	¥4,000	4987026178318	E-MQ04	----	----	----	----	
生化学的性状確認用	ボアメディア® リジン鉄寒天培地 20本	栄研化学		集落からの確認	2〜10℃・6ヵ月間	¥1,600	4987026178325	E-MQ05	----	----	----	----	
生化学的性状確認用	ボアメディア® VP 半流動培地 50本	栄研化学		集落からの確認	2〜10℃・6ヵ月間	¥4,000	4987026178295	E-MQ03	----	----	----	----	
生化学的性状確認用	ボアメディア® IKL® 培地 20本	栄研化学		集落からの確認	2〜10℃・3ヵ月間	¥2,000	4987026178356	E-MQ07	----	----	----	----	
生化学的性状確認用	ボアメディア® OIML® 培地 50本	栄研化学		集落からの確認	2〜10℃・6ヵ月間	¥5,400	4987026178370	E-MQ09	----	----	----	----	
生化学的性状確認用	ボアメディア® VPOF® 培地 20本	栄研化学		集落からの確認	2〜10℃・6ヵ月間	¥2,160	4987026178387	E-MQ10	----	----	----	----	
生化学的性状確認用	ボアメディア® OF培地 20本	栄研化学		集落からの確認	2〜10℃・6ヵ月間	¥2,160	4987026178363	E-MQ08	----	----	----	----	
生化学的性状確認用	ボアメディア® アセトアミド培地 50本	栄研化学		集落からの確認	2〜10℃・6ヵ月間	¥5,000	4987026178394	E-MQ11	----	----	----	----	
生化学的性状確認用	ボアメディア® クリステンゼン尿素培地 20本	栄研化学		集落からの確認	2〜10℃・6ヵ月間	¥2,000	4987026178400	E-MQ12	----	----	----	----	
生化学的性状確認用	ボアメディア® DN エース培地 50本	栄研化学		集落からの確認	2〜10℃・5ヵ月間	¥5,000	4987026178417	E-MQ13	----	----	----	----	
生化学的性状確認用	ボアメディア® メラー・対照培地 50本	栄研化学		集落からの確認	2〜10℃・1年間	¥5,000	4987026178424	E-MQ14	----	----	----	----	
生化学的性状確認用	ボアメディア® メラー・オルニチン培地 50本	栄研化学		集落からの確認	2〜10℃・1年間	¥5,000	4987026178431	E-MQ15	----	----	----	----	

見本

編集・発刊 一般社団法人日本臨床検査薬協会

〒103-0004 東京都中央区東日本橋2-24-14

TEL 03-5809-1123

2025年10月 発行

掲載されている情報等は著作権により保護されております。

著作権者の許可なく内容の全て又は一部をいかなる手段においても複製・転載・流用・転売・複写等することを固く禁じます。